


Приложение А



Внешний вид. Пакеты перевязочные медицинские стерильные

ООО ПКФ «ПИОНЕР»
Россия, 391030 Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Лосево, ул. Центральная, дом 65
тел. 8 (903) 613-77-14
e-mail: tatiana-p12@mail.ru

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
индивидуальный
СТЕРИЛЬНЫЙ



ГОСТ 1179-93

РУ № _____

Дата изгот. (квартал, год): _____ Срок годности – 5 лет

Способ вскрытия и применения:

«Разорви по надрезу наружную оболочку и сними ее. Из складки внутренней оболочки вынь булавку и сними внутреннюю оболочку. Разверни подушечки, наложи их на рану или ожог стороной, прошитой белой ниткой, прибинтуй бинтом и закрепи булавкой».

ООО ПКФ «ПИОНЕР»
Россия, 391030 Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Лосево, ул. Центральная, дом 65
тел. 8 (903) 613-77-14, e-mail: tatiana-p12@mail.ru

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
первой помощи с одной подушечкой
СТЕРИЛЬНЫЙ



ГОСТ 1179-93

РУ № _____

Дата изгот. (квартал, год): _____ Срок годности – 5 лет

Способ вскрытия и применения: «Разорви ниткой оболочку или

