

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛОВ ОДНОКОРНЕВЫХ И МНОГОКОРНЕВЫХ ЗУБОВ «СИЛДЕНТ»

Стоматологический материал «Силдент» предназначен для пломбирования каналов однокорневых и многокорневых зубов, а также – без штифтов для obturation узких корневых каналов зубов (щечные каналы верхних моляров, мезиальные каналы нижних моляров у пациентов пожилого возраста) при пульпите или апикальном периодонтите.

Стоматологический материал «Силдент» выпускается в виде двух паст. Разный цвет паст (белая и желтая) обеспечивает индикацию гомогенности полученной при смешивании массы. Пасты смешивают в объемном соотношении 1:1 и получают пластичную массу. В корневом канале масса твердеет в течение 1-3 часов, превращаясь в эластичный безусадочный материал с низкой растворимостью. При увеличении количества белой пасты по сравнению с количеством желтой рабочее время материала сокращается.

Основу пломбировочного материала «Силдент» составляют:

- синтетический каучук;
- гидроксиапатит, стимулирующий остеогенез костной ткани;
- йодоформ - антисептик длительного действия;
- рентгеноконтрастная добавка, стабилизаторы и кальцийсодержащие наполнители.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Паста белая (туба)	- 7,0 г
Паста желтая (туба)	- 7,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.

Хранить в плотно закрытых тубах при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности - 2 года

