


Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Артикул БС-08-ИУ вид «Эконом»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС
КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полустровский пр.д.72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
тел. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017,
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
артикул БС-08-ИУ, вид «Эконом», Размер, мм: 375x135, цвет: синий
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № от

Дата изготовления: 06.2017

Срок годности: 06.2022

Серийный номер изделия БС-08-06-17

Кол: 1 пара (2шт.)


Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.

Утилизация согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10.

Противопоказания: нет



Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Артикул БЗ-08-ИУ вид «Эконом»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС
КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полостроевский пр.д.72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
тел. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017,
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
артикул БЗ-08-ИУ, вид «Эконом», Размер, мм: 375x135, цвет: зеленый
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № от

Дата изготовления: 06.2017

Срок годности: 06.2022


Серийный номер изделия БЗ-08-06-17

Кол: 1 пара (2шт.)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.
Утилизация согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10.
Противопоказания: нет



Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Артикул БС-10-ИУ вид «Стандарт»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС

КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полустровский прд.72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
tel. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017,
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

артикул БС-10-ИУ, вид «Стандарт», Размер, мм: 375x135, цвет: синий
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № от

Дата изготовления: 06.2017

Срок годности: 06.2022


Серийный номер изделия БС-10-06-17

Кол: 1 пара (2шт.)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.
Утилизация согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10.
Противопоказания: нет



Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Артикул БЗ-10-ИУ вид «Стандарт»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС
КОМПЛЕКС РЕ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр.д.72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
tel. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017,
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
артикул БЗ-10-ИУ, вид «Стандарт», Размер, мм: 375х135, цвет: зеленый
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № от

Дата изготовления: 06.2017

Срок годности: 06.2022


Серийный номер изделия БЗ-10-06-17

Кол: 1 пара (2шт.)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.
Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.
Противопоказания: нет



Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Артикул БЗ-15-ИУ вид «Люкс»



 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС
КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полустровский прд. 72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
тел. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017,
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
артикул БЗ-15-ИУ, вид «Люкс», Размер, мм: 375x135, цвет: зеленый
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № от

Дата изготовления: 06.2017 Срок годности: 06.2022

Серийный номер изделия БЗ-15-06-17 Кол: 1 пара (2шт.)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.
Утилизация согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10.
Противопоказания: нет

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Упаковка 10 пар



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС
КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр.д.72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru
тел. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
артикул БС-10-ГУ вид «Стандарт», Размер, мм: 375x135, цвет: синий
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Дата изготовления: 06.2017 Срок годности: 06.2022

Серийный номер изделия БС-10-06-17 Кол: 10 пар (20шт)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Противопоказания: нет

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Упаковка 50 пар



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: **УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС**
КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д. 72
e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru тел. (812) 679-67-89

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые
по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
артикул БЗ-15-ГУ вид «Люкс», Размер. мм: 375x135. цвет: зеленый
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Дата изготовления: 06.2017

Срок годности: 06.2022

Серийный номер изделия БЗ-06-17

Кол: 50 пар (100шт)

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Противопоказания: нет

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017
Транспортная упаковка

Беречь от влаги

500 пар (1000шт.). Партия №.....
НЕТОКСИЧНО

Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые

по ТУ 32.50.50-031-47945593-2017

артикул БЗ-08-ГУ вид «Эконом»

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

РУ №..... от.....

Дата изготовления: 06.2017 г.

Срок годности: 06.2022г.

Количество потребительских упаковок 5 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УЧРЕЖДЕНИЕ ВОС «КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «КОНТАКТ»

Юридический адрес: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр.д.72

e-mail: sale@kontakt-vos.ru сайт: www.kontakt-vos.ru тел. (812) 679-67-89

Утилизация согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40° С.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 8 909 086 листа (ов)
Генеральный директор КРИ "КОНТАКТ"
Учреждение ВОС
Бубнов В.А.