

ОКПД2 32.50.30.110

«Утверждаю»

ООО «Холдинговая компания
«Интеграл»,
О.В.Борисевич.



Руководство по эксплуатации

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

по ТУ 32.50.50-003-90813646-2017

Производства: ООО «Холдинговая компания «Интеграл» Россия, г.
Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Настоящие технические условия распространяются на стол медицинский лабораторный (далее - стол), предназначенный для установки в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораториях с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

Условия применения — лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские, медицинские лаборатории.

Стол относится к изделиям для многократного применения.

Стол относится к нестерильным изделиям.

В зависимости от потенциального риска применения стол относится к классу 1 (согласно приказа министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012)

Вид стола в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 156900 (согласно приказа министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Перечень исполнений изделий стола, габаритные размеры приведены в таблице 1.

Конструктивное исполнение стола унифицировано по типоразмерам, что обеспечивает возможность размещения необходимого количества приборов и аппаратов около пациента.

Столы комплектуются выдвижными ящиками, нишами, и комплектом дополнительных принадлежностей по согласованию с заказчиком.

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стол относится виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стол относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Перечень приборов, инструментов и оборудования, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении Б.

Обозначение стола при заказе и в других документах должно включать: наименование, артикул и номер настоящих технических условий.

Пример обозначения:

«Стол ПГЛ СР1 по ТУ 32.50.50-003-90813646-2017»

Технические условия разработаны в соответствие с требованиями ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.105.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При изготовлении стола применяются:

№	Узел, часть	Марка материала	Наименование НДТ или производителя	Тип контакта с телом человека
1	ПГЛ ПМ1, ПГЛ ПМ2, ПГЛ ПМ3, ПГЛ ВС1, ПГЛ ВС2, ПГЛ СТ1, ПГЛ СТ2, ПГЛ СР1, ПГЛ СР2, ПГЛ СР3, ПГЛ СР4, ПГЛ СР5, ПГЛ СР6, ПГЛ СР7, ПГЛ СР8, ПГЛ СР9, ПГЛ СР10, ПГЛ СР1-Н, ПГЛ СР2-Н, ПГЛ СР3-Н, ПГЛ СР4-Н, ПГЛ СР5-Н, ПГЛ СР6-Н, ПГЛ СР7-Н, ПГЛ СР8-Н, ПГЛ СР9-Н, ПГЛ СР10-Н, ПГЛ СУ, ПГЛ СК1, ПГЛ СК2, ПГЛ СИ1, ПГЛ СИ2, ПГЛ СИ3, ПГЛ СПМ1, ПГЛ СПМ2, ПГЛ СПМ3, ПГЛ СП1, ПГЛ СХ1, ПГЛ СФ1, ПГЛ ОС1, ПГЛ ОС2	Алюминиевый профиль, марка сплава АД31, состояние материала Т1 по ГОСТ 22233-201	Группа компаний Авангард, Санкт-Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей
2	ПГЛ ПМ1, ПГЛ ПМ2, ПГЛ ПМ3, ПГЛ ВС1, ПГЛ ВС2, ПГЛ СТ1, ПГЛ СТ2, ПГЛ СР1, ПГЛ СР2, ПГЛ СР3, ПГЛ СР4, ПГЛ СР5, ПГЛ СР6, ПГЛ СР7, ПГЛ СР8, ПГЛ СР9, ПГЛ СР10, ПГЛ СР1-Н, ПГЛ СР2-Н, ПГЛ СР3-Н, ПГЛ СР4-Н, ПГЛ СР5-Н, ПГЛ СР6-Н, ПГЛ СР7-Н, ПГЛ СР8-Н, ПГЛ СР9-Н, ПГЛ СР10-Н, ПГЛ СУ, ПГЛ СК1, ПГЛ СК2, ПГЛ СИ1, ПГЛ СИ2, ПГЛ СИ3, ПГЛ	Пластик декоративный бумажно-слоистый «Слотекс»	ОАО «Слотекс», Санкт-Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей

	СПМ1, ПГЛ СПМ2, ПГЛ СПМ3, ПГЛ СП1, ПГЛ СХ1, ПГЛ СФ1, ПГЛ ОС1, ПГЛ ОС2,			
3	ПГЛ-М ПМ1, ПГЛ-М ПМ2, ПГЛ-М ПМ3, ПГЛ-М ВС1, ПГЛ-М ВС2, ПГЛ-М СТ1, ПГЛ-М СТ2, ПГЛ-М СР1, ПГЛ-М СР2, ПГЛ-М СР3, ПГЛ-М СР4, ПГЛ-М СР5, ПГЛ-М СР6, ПГЛ-М СР7, ПГЛ-М СР8, ПГЛ-М СР9, ПГЛ-М СР10, ПГЛ-М СР1-Н, ПГЛ-М СР2-Н, ПГЛ-М СР3-Н, ПГЛ-М СР4-Н, ПГЛ-М СР5-Н, ПГЛ-М СР6-Н, ПГЛ-М СР7-Н, ПГЛ-М СР8-Н, ПГЛ-М СР9-Н, ПГЛ-М СР10-Н, ПГЛ-М СУ, ПГЛ-М СК1, ПГЛ-М СК2, ПГЛ-М СИ1, ПГЛ-М СИ2, ПГЛ-М СИ3, ПГЛ-М СПМ1, ПГЛ-М СПМ2, ПГЛ-М СПМ3, ПГЛ-М СП1, ПГЛ-М СФ1, ПГЛ-М СХ1, ПГЛ-М ОС1, ПГЛ-М ОС2	Ламинированная древесно-стружечная плита EURODEKOR Состав: 1. ДСП Р2, мелкоструктурная, шлифованная, сорт 1, класс эмиссии формальдегида Е1. 2. Бумажно-смоляная пленка на основе термоактивных полимеров, пропитанная меламиновыми слоями.	ООО «Эггер Древпродукт Шуя»	Кратковременный с неповрежденной кожей
4	ПГЛ-М ПМ1, ПГЛ-М ПМ2, ПГЛ-М ПМ3, ПГЛ-М ВС1, ПГЛ-М ВС2, ПГЛ-М СТ1, ПГЛ-М СТ2, ПГЛ-М СР1, ПГЛ-М СР2, ПГЛ-М СР3, ПГЛ-М СР4, ПГЛ-М СР5, ПГЛ-М СР6, ПГЛ-М СР7, ПГЛ-М СР8, ПГЛ-М СР9, ПГЛ-М СР10, ПГЛ-М СР1-	СТАЛЬ 12Х18Н10Т	ТУ 3-1002 ГОСТ 5632	Кратковременный с неповрежденной кожей

	Н, ПГЛ-М СР2-Н, ПГЛ-М СР3-Н, ПГЛ-М СР4-Н, ПГЛ-М СР5-Н, ПГЛ-М СР6-Н, ПГЛ-М СР7-Н, ПГЛ-М СР8-Н, ПГЛ-М СР9-Н, ПГЛ-М СР10-Н, ПГЛ-М СУ, ПГЛ-М СК1, ПГЛ-М СК2, ПГЛ-М СИ1, ПГЛ- М СИ2, ПГЛ-М СИЗ, ПГЛ-М СПМ1, ПГЛ-М СПМ2, ПГЛ-М СПМ3, ПГЛ-М СП1, ПГЛ-М СФ1, ПГЛ-М СХ1, ПГЛ- М ОС1, ПГЛ-М ОС2,			
5	ПГЛ- ЛАБРОСТОУН ПМ1, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН ПМ2, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН ПМ3, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР1, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР2, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР3, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР4, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР5, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР6, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР7, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР8, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР9, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР10, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН	Эпоксидный композит «Лабростоун»	ООО «Сателлит» г. Санкт- Петербург	Кратковременный с неповрежденной кожей

СР1-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР2-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР3-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР4-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР5-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР6-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР7-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР8-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР9-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СР10-Н, ПГЛ- ЛАБРОСТОУН СУ			
--	--	--	--

Стол должен соответствовать комплекту документации: руководство по эксплуатацн по
 ТУ 32.50.50-003-90813646-2017

Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических
 условий и комплекту конструкторской документации согласно таблице 1.1 -1.2

Таблица 1.1 Основные размеры и масса стола.

Наименование	Артикул(Шифр)	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса не более, кг
Стол	ПГЛ ПМ1	600	600	800	30±3
		600	600	900	35±3
		800	600	800	40±3
		800	600	900	45±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ ПМ2	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ ПМ3	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3

	ПГЛ-М ПМ1	600	600	800	30±3
		600	600	900	35±3
		800	600	800	40±3
		800	600	900	45±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
	ПГЛ-М ПМ2	1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ-М ПМ3	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН ПМ1	600	600	800	30±3
		600	600	900	35±3
		800	600	800	40±3
		800	600	900	45±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН ПМ2	1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
		1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН ПМ3	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
Стол	ПГЛ ВС1	800	500	800	60±3
		530	400	800	50±3
	ПГЛ ВС2	1200	600	800	70±3
		1500	600	800	75±3
		1200	600	900	75±3
	ПГЛ-М ВС1	1500	600	900	80±3
		800	500	800	60±3
	ПГЛ-М ВС2	530	400	800	50±3
		1200	600	800	70±3
		1500	600	800	75±3
		1200	600	900	75±3
		1500	600	900	80±3
		1500	600	900	80±3
Стол	ПГЛ СТ1	1200	800	800	120±3
		1500	800	800	130±3
		1200	800	900	130±3
	ПГЛ СТ2	1500	800	900	140±3
		1200	800	800	140±3
		1200	800	900	150±3

	ПГЛ-М СТ1	1200	800	800	120±3
		1500	800	800	130±3
	ПГЛ-М СТ2	1200	800	900	130±3
		1500	800	900	140±3
		1200	800	800	140±3
		1200	800	900	150±3
Стол	ПГЛ СР1	1200	600	800	30±3
		1200	600	900	35±3
		1500	600	800	35±3
		1500	600	900	40±3
	ПГЛ СР2	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	55±3
		1500	600	900	60±3
	ПГЛ СР3	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ СР4	1200	600	800	60±3
		1200	600	900	65±3
		1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ СР5	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ СР6	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3
	ПГЛ СР7	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ СР8	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ СР9	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ СР10	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3
	ПГЛ-М СР1	1200	600	800	30±3
		1200	600	900	35±3
		1500	600	800	35±3
		1500	600	900	40±3
	ПГЛ-М СР2	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	55±3
		1500	600	900	60±3
	ПГЛ-М СР3	1200	600	800	50±3
		1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ-М СР4	1200	600	800	60±3

		1200	600	900	65±3
		1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-М СР5	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-М СР6	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3
	ПГЛ-М СР7	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-М СР8	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-М СР9	1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-М СР10	1200	600	800	45±3
		1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	30±3
	СР1	1200	600	900	35±3
		1500	600	800	35±3
		1500	600	900	40±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	45±3
	СР2	1200	600	900	50±3
		1500	600	800	55±3
		1500	600	900	60±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	50±3
	СР3	1200	600	900	55±3
		1500	600	800	60±3
		1500	600	900	65±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	60±3
	СР4	1200	600	900	65±3
		1500	600	800	65±3
		1500	600	900	70±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	800	65±3
	СР5	1500	600	900	70±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	45±3
	СР6	1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	800	65±3
	СР7	1500	600	900	70±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	800	65±3
	СР8	1500	600	900	70±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	800	65±3
	СР9	1500	600	900	70±3
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	800	45±3
	СР10	1200	600	900	50±3
		1500	600	800	50±3
		1500	600	900	55±3

ПГЛ СУ	1500	600	800	45±3
	1500	600	900	45±3
	1500	600	800	50±3
	1500	600	900	55±3
ПГЛ-М СУ	1300	600	800	45±3
	1300	600	900	45±3
	1500	600	800	50±3
	1500	600	900	55±3
	1500	600	900	55±3
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН СУ	1300	600	800	45±3
	1300	600	900	45±3
	1500	600	800	50±3
	1500	600	900	55±3
	1500	600	900	55±3
ПГЛ СК1	1200	600	800	40±3
	1200	600	900	45±3
	1500	600	800	45±3
	1500	600	900	50±3
	1500	600	900	50±3
ПГЛ-М СК1	1200	600	800	40±3
	1200	600	900	45±3
	1500	600	800	45±3
	1500	600	900	50±3
	1500	600	900	50±3
ПГЛ СК2	1200	600	800	40±3
	1200	600	900	45±3
	1500	600	800	45±3
	1500	600	900	50±3
	1500	600	900	50±3
ПГЛ-М СК2	1200	600	800	40±3
	1200	600	900	45±3
	1500	600	800	45±3
	1500	600	900	50±3
	1500	600	900	50±3
ПГЛ СИ1	600	400	800	30±3
ПГЛ СИ2	600	450	870	40±3
ПГЛ СИ3	600	400	800	45±3
ПГЛ-М СИ1	600	400	800	30±3
ПГЛ-М СИ2	600	450	870	40±3
ПГЛ-М СИ3	600	450	800	45±3
ПГЛ СПМ1	1500	600	1200	90±3
ПГЛ СПМ2	1500	600	1200	95±3
ПГЛ СПМ3	1500	600	1200	100±3
ПГЛ-М СПМ1	1500	600	1200	90±3
ПГЛ-М СПМ2	1500	600	1200	95±3
ПГЛ-М СПМ3	1500	600	1200	100±3
ПГЛ СП1	800	600	800	20±3
	1000	600	800	35±3
	1200	600	800	40±3
ПГЛ-М СП1	800	600	800	20±3
	1000	600	800	35±3
	1200	600	800	40±3
ПГЛ СХ1	1500	600	800	50±3
ПГЛ-М СХ1	1500	600	800	50±3

	ПГЛ СФ1	1200	600	800	45±3
	ПГЛ-М СФ1	1200	600	800	45±3
	ПГЛ ОС1	1200	1500	800	130±5
		1200	1500	900	140±5
		1500	1500	800	150±5
		1500	1500	900	160±5
	ПГЛ ОС2	1200	1500	800	170±5
		1200	1500	900	180±5
		1500	1500	800	180±5
		1500	1500	900	190±5
	ПГЛ-М ОС1	1200	1500	800	130±5
		1200	1500	900	140±5
		1500	1500	800	150±5
		1500	1500	900	160±5
	ПГЛ-М ОС2	1200	1500	800	170±5
		1200	1500	900	180±5
		1500	1500	800	180±5
		1500	1500	900	190±5
Стол	ПГЛ СР1-Н	1200	600	1600	65±5
		1200	600	1700	65±5
		1500	600	1600	70±5
		1500	600	1700	70±5
	ПГЛ СР2-Н	1200	600	1600	80±5
		1200	600	1700	80±5
		1500	600	1600	85±5
		1500	600	1700	85±5
	ПГЛ СР3-Н	1200	600	1600	85±5
		1200	600	1700	85±5
		1500	600	1600	90±5
		1500	600	1700	90±5
	ПГЛ СР4-Н	1200	600	1600	95±5
		1200	600	1700	95±5
		1500	600	1600	100±5
		1500	600	1700	100±5
	ПГЛ СР5-Н	1500	600	1600	110±5
		1500	600	1700	110±5
	ПГЛ СР6-Н	1200	600	1600	75±5
		1200	600	1700	75±5
		1500	600	1600	80±5
		1500	600	1700	80±5
	ПГЛ СР7-Н	1500	600	1600	110±5
		1500	600	1700	110±5
	ПГЛ СР8-Н	1500	600	1600	100±5
		1500	600	1700	100±5
	ПГЛ СР9-Н	1500	600	1600	110±5
		1500	600	1700	110±5
	ПГЛ СР10-Н	1200	600	1600	75±5
		1200	600	1700	75±5
		1500	600	1600	80±5
		1500	600	1700	80±5
	ПГЛ-М СР1-Н	1200	600	1600	65±5

	1200	600	1700	65±5
	1500	600	1600	70±5
	1500	600	1700	70±5
ПГЛ-М СР2-Н	1200	600	1600	80±5
	1200	600	1700	80±5
	1500	600	1600	85±5
	1500	600	1700	85±5
ПГЛ-М СР3-Н	1200	600	1600	85±5
	1200	600	1700	85±5
	1500	600	1600	90±5
	1500	600	1700	90±5
, ПГЛ-М СР4-Н	1200	600	1600	95±5
	1200	600	1700	95±5
	1500	600	1600	100±5
	1500	600	1700	100±5
ПГЛ-М СР5-Н	1500	600	1600	110±5
	1500	600	1700	110±5
ПГЛ-М СР6-Н	1200	600	1600	75±5
	1200	600	1700	75±5
	1500	600	1600	80±5
	1500	600	1700	80±5
ПГЛ-М СР7-Н	1500	600	1600	110±5
	1500	600	1700	110±5
ПГЛ-М СР8-Н	1500	600	1600	100±5
	1500	600	1700	100±5
ПГЛ-М СР9-Н	1500	600	1600	110±5
	1500	600	1700	110±5
ПГЛ-М СР10-Н	1200	600	1600	75±5
	1200	600	1700	75±5
	1500	600	1600	80±5
	1500	600	1700	80±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	65±5
СР1-Н	1200	600	1700	65±5
	1500	600	1600	70±5
	1500	600	1700	70±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	80±5
СР2-Н	1200	600	1700	80±5
	1500	600	1600	85±5
	1500	600	1700	85±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	85±5
СР3-Н	1200	600	1700	85±5
	1500	600	1600	90±5
	1500	600	1700	90±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	95±5
СР4-Н	1200	600	1700	95±5
	1500	600	1600	100±5
	1500	600	1700	100±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	1600	110±5
СР5-Н	1500	600	1700	110±5
ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	75±5
СР6-Н	1200	600	1700	75±5
	1500	600	1600	80±5

		1500	600	1700	80±5
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	1600	110±5
	CP7-Н	1500	600	1700	110±5
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	1600	100±5
	CP8-Н	1500	600	1700	100±5
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1500	600	1600	110±5
	CP9-Н	1500	600	1700	110±5
	ПГЛ-ЛАБРОСТОУН	1200	600	1600	75±5
	CP10-Н	1200	600	1700	75±5
		1500	600	1600	80±5
		1500	600	1700	80±5

Таблица 1.2 Функциональные характеристики столов

Артикул(Ши фр)	Длин а, мм	Количе ство ящико в, шт	Габаритн ые размеры ящиков, мм	Расположен ие ящиков, мм (высота от пола)	Нали чие замко в, шт	Нали чие ручек , шт	Расположени е ручек, мм (высота от пола)	Габаритн ые размеры столешни цы, мм	Располо жение столешн ицы, мм (высота от пола)
ПГЛ ПМ1	600	-	-	-	-	1	650	600x600	770
	600	-	-	-	-	1	650	600x600	870
	800	-	-	-	-	2	650	800x600	770
	800	-	-	-	-	2	650	800x600	870
	1200	-	-	-	-	2	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	2	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	4	650	1500x600	870
ПГЛ ПМ2	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1500x600	870
ПГЛ ПМ3	1200	-	-	-	-	4	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	4	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	4	650	1500x600	870

ПГЛ- М ПМ1	600	-	-	-	1	1	650	600x600	770
	600	-	-	-	1	1	650	600x600	870
	800	-	-	-	1	2	650	800x600	770
	800	-	-	-	1	2	650	800x600	870
	1200	-	-	-	1	2	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	2	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	870
ПГЛ- М ПМ2	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1500x600	870
ПГЛ- М ПМ3	1200	-	-	-	2	4	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	2	4	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН ПМ1	600	-	-	-	1	1	650	600x600	770
	600	-	-	-	1	1	650	600x600	870
	800	-	-	-	1	2	650	800x600	770
	800	-	-	-	1	2	650	800x600	870
	1200	-	-	-	1	2	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	2	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН ПМ2	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1200x600	870

	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	6	220/370/520/6 70 4 шт, 650 - 2шт.	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	6	250/420/590/7 60 4 шт, 750 - 2шт.	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН ПМЗ	1200	-	-	-	2	4	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	2	4	650	1200x600	870
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	4	650	1500x600	870
ПГЛ BC1	800	-	-	-	-	-	-	800x500	770
	530	-	-	-	-	-	-	530x400	770
ПГЛ BC2	1200	1	600x500	700x600	-	1	700	1200x600	770
	1500	1	600x500	700x600	-	1	700	1500x600	770
	1200	1	600x500	800x600	-	1	800	1200x600	870
	1500	1	600x500	800x600	-	1	800	1500x600	870
ПГЛ- М BC1	800	-	-	-	-	-	-	800x500	770
	530	-	-	-	-	-	-	530x400	770
ПГЛ- М BC2	1200	1	600x500	700x600	-	1	700	1200x600	770
	1500	1	600x500	700x600	-	1	700	1500x600	770
	1200	1	600x500	800x600	-	1	800	1200x600	870
	1500	1	600x500	800x600	-	1	800	1500x600	870
ПГЛ СТ1	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1500	2	750x500	700x750	-	2	700	1500x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	800x750	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ СТ2	1200	2	600x500	700x600	-	4	700/500	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	4	800/500	1200x600	870
ПГЛ- М СТ1	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1500	2	750x500	700x750	-	2	700	1500x600	770

	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	800x750	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ- М СТ2	1200	2	600x500	700x600	-	4	700/500	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	4	800/500	1200x600	870
ПГЛ СР1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ СР2	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ СР3	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ СР4	1200	5	360x500/8 00x500	220/370/520 /670x360 и 670x800	-	5	220/370/520/6 70/670	1200x600	770
	1200	5	360x500/8 00x500	250/420/590 /760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/7 60/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/5 50x500	220/370/520 /670x360 и 670x550	-	6	220/370/520/6 70/670	1500x600	770

	1500	6	360x500/550x500	250/420/590/760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/760/760	1500x600	870
ПГЛ СР5	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	-	5	220/370/520/670/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	-	5	250/420/590/760/750	1500x600	870
ПГЛ СР6	1200	-	-	-	-	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	1	750	1500x600	870
ПГЛ СР7	1500	5	360x500	220/370/520/670/670x360	-	6	220/370/520/670/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590/760/760x360	-	6	250/420/590/760/600	1500x600	870
ПГЛ СР8	1500	-	-	-	-	2	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	2	750	1500x600	870
ПГЛ СР9	1500	2	360x500	670x360	-	4	670/670/500/500	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	-	4	760/760/600/600	1500x600	870
ПГЛ СР10	1200	1	360x500	670x360	-	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	-	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	-	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	-	2	760/600	1500x600	870
ПГЛ- М СР1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ- М СР2	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ- М СР3	1200	4	360x500	220/370/520/670x360	-	4	220/370/520/670	1200x600	770

	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ- М СР4	1200	5	360x500/8 00x500	220/370/520 /670x360 и 670x800	-	5	220/370/520/6 70/670	1200x600	770
	1200	5	360x500/8 00x500	250/420/590 /760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/7 60/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/5 50x500	220/370/520 /670x360 и 670x550	-	6	220/370/520/6 70/670	1500x600	770
	1500	6	360x500/5 50x500	250/420/590 /760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/7 60/760	1500x600	870
ПГЛ- М СР5	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	5	220/370/520/6 70/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	5	250/420/590/7 60/750	1500x600	870
ПГЛ- М СР6	1200	-	-	-	1	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	1	1	750	1500x600	870
ПГЛ- М СР7	1500	5	360x500	220/370/520 /670/670x36 0	1	6	220/370/520/6 70/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590 /760/760x36 0	1	6	250/420/590/7 60/600	1500x600	870
ПГЛ- М СР8	1500	-	-	-	2	2	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	2	750	1500x600	870

ПГЛ- М СР9	1500	2	360x500	670x360	2	4	670/670/500/500	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	2	4	760/760/600/600	1500x600	870
ПГЛ- М СР10	1200	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СР1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СР2	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СР3	1200	4	360x500	220/370/520/670x360	-	4	220/370/520/670	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590/760x360	-	4	250/420/590/760	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	-	4	220/370/520/670	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	-	4	250/420/590/760	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СР4	1200	5	360x500/800x500	220/370/520/670x360 и 670x800	-	5	220/370/520/670/670	1200x600	770

	1200	5	360x500/800x500	250/420/590/760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/760/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/550x500	220/370/520/670x360 и 670x550		6	220/370/520/670/670	1500x600	770
	1500	6	360x500/550x500	250/420/590/760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/760/760	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБР ОСТО УН СР5	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	1	5	220/370/520/670/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	1	5	250/420/590/760/750	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБР ОСТО УН СР6	1200	-	-	-	1	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	1	1	750	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБР ОСТО УН СР7	1500	5	360x500	220/370/520/670/670x360	1	6	220/370/520/670/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590/760/760x360	1	6	250/420/590/760/600	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБР ОСТО УН СР8	1500	-	-	-	2	2	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	2	750	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБР ОСТО УН СР9	1500	2	360x500	670x360	2	4	670/670/500/500	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	2	4	760/760/600/600	1500x600	870

ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СР10	1200	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1500x600	870
ПГЛ СУ	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	770
	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	870
ПГЛ- М СУ	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	770
	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТО УН СУ	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	770
	1300	-	-	-	-	-	-	1500x1300	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	870
ПГЛ СК1	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ- М СК1	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ СК2	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870

	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ- М СК2	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ СИ1	600	-	-	-	-	-	-	600x450	150/350/ 600
ПГЛ СИ2	600	1	600x450	550x550	-	1	550	600x450	150/650
ПГЛ СИ3	600	-	-	-	-	-	-	600x450	150/350/ 600
ПГЛ- М СИ1	600	-	-	-	-	-	-	600x450	150/350/ 600
ПГЛ- М СИ2	600	1	600x450	550x550	-	1	550	600x450	150/650
ПГЛ- М СИ3	600	-	-	-	-	-	-	600x450	150/350/ 600
ПГЛ СПМ1	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x1500	770
ПГЛ СПМ2	1500	8	360x500	220/370/520 /670x360	-	8	220/370/520/6 70	1500x1500	770
ПГЛ СПМ3	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	5	220/370/520/6 70/650	1500x1500	770
ПГЛ- М СПМ1	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x1500	770
ПГЛ- М СПМ2	1500	8	360x500	220/370/520 /670x360	1	8	220/370/520/6 70	1500x1500	770
ПГЛ- М СПМ3	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	5	220/370/520/6 70/650	1500x1500	770
ПГЛ СП1	800	-	-	-	-	-	-	800x600	770
	1000	-	-	-	-	-	-	1000x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
ПГЛ- М СП1	800	-	-	-	-	-	-	800x600	770
	1000	-	-	-	-	-	-	1000x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770

ПГЛ СХ1	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
ПГЛ- М СХ1	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
ПГЛ СФ1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
ПГЛ- М СФ1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
ПГЛ ОС1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x1500	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x1500	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	870
ПГЛ ОС2	1200	4	600x500	700x600	-	4	700	1200x1500	770
	1200	4	600x500	800x600	-	4	800	1200x1500	870
	1500	4	600x500	700x600	-	4	700	1500x1500	770
	1500	4	600x500	800x600	-	4	800	1500x1500	870
ПГЛ- М ОС1	1200	-	-	-	-	-	-	1200x1500	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x1500	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x1500	870
ПГЛ- М ОС2	1200	4	600x500	700x600	-	4	700	1200x1500	770
	1200	4	600x500	800x600	-	4	800	1200x1500	870
	1500	4	600x500	700x600	-	4	700	1500x1500	770
	1500	4	600x500	800x600	-	4	800	1500x1500	870
ПГЛ СР1- Н	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ СР2- Н	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ СР3- Н	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ	1200	5	360x500/8 00x500	220/370/520 /670x360 и	-	5	220/370/520/6 70/670	1200x600	770

СР4-Н				670x800					
	1200	5	360x500/800x500	250/420/590/760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/760/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/550x500	220/370/520/670x360 и 670x550	-	6	220/370/520/670/670	1500x600	770
	1500	6	360x500/550x500	250/420/590/760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/760/760	1500x600	870
ПГЛ СР5-Н	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	1	5	220/370/520/670/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	1	5	250/420/590/760/750	1500x600	870
ПГЛ СР6-Н	1200	-	-	-	1	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	1	1	750	1500x600	870
ПГЛ СР7-Н	1500	5	360x500	220/370/520/670/670x360	1	6	220/370/520/670/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590/760/760x360	1	6	250/420/590/760/600	1500x600	870
ПГЛ СР8-Н	1500	-	-	-	2	2	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	2	2	750	1500x600	870
ПГЛ СР9-Н	1500	2	360x500	670x360	2	4	670/670/500/500	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	2	4	760/760/600/600	1500x600	870
ПГЛ СР10-Н	1200	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1500x600	870
ПГЛ-М СР1-Н	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ-М СР2-Н	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770
	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ-М СР3-Н	1200	4	360x500	220/370/520/670x360	-	4	220/370/520/670	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590/760x360	-	4	250/420/590/760	1200x600	870

Н	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	-	4	220/370/520/670	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	-	4	250/420/590/760	1500x600	870
ПГЛ-М СР4-Н	1200	5	360x500/800x500	220/370/520/670x360 и 670x800	-	5	220/370/520/670/670	1200x600	770
	1200	5	360x500/800x500	250/420/590/760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/760/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/550x500	220/370/520/670x360 и 670x550	-	6	220/370/520/670/670	1500x600	770
	1500	6	360x500/550x500	250/420/590/760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/760/760	1500x600	870
ПГЛ-М СР5-Н	1500	4	360x500	220/370/520/670x360	1	5	220/370/520/670/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590/760x360	1	5	250/420/590/760/750	1500x600	870
ПГЛ-М СР6-Н	1200	-	-	-	1	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	1	1	750	1500x600	870
ПГЛ-М СР7-Н	1500	5	360x500	220/370/520/670/670x360	1	6	220/370/520/670/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590/760/760x360	1	6	250/420/590/760/600	1500x600	870
ПГЛ-М СР8-Н	1500	5	360x500	220/370/520/670/670x360	1	6	220/370/520/670/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590/760/760x360	1	6	250/420/590/760/600	1500x600	870
ПГЛ-М СР9-Н	1500	2	360x500	670x360	2	4	670/670/500/500	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	2	4	760/760/600/600	1500x600	870
ПГЛ-М СР10-Н	1200	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1500x600	870
ПГЛ-ЛАБ ОСТ ОУН СР1-Н	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	770
	1200	-	-	-	-	-	-	1200x600	870
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	770
	1500	-	-	-	-	-	-	1500x600	870
ПГЛ-	1200	2	600x500	700x600	-	2	700	1200x600	770

ЛАБР ОСТ ОУН СР2- Н	1200	2	600x500	800x600	-	2	800	1200x600	870
	1500	2	750x500	700x600	-	2	700	1500x600	770
	1500	2	750x500	800x600	-	2	800	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР3- Н	1200	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1200x600	770
	1200	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1200x600	870
	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	-	4	220/370/520/6 70	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	-	4	250/420/590/7 60	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР4- Н	1200	5	360x500/8 00x500	220/370/520 /670x360 и 670x800	-	5	220/370/520/6 70/670	1200x600	770
	1200	5	360x500/8 00x500	250/420/590 /760x360 и 760x800	-	5	250/420/590/7 60/760	1200x600	870
	1500	6	360x500/5 50x500	220/370/520 /670x360 и 670x550	-	6	220/370/520/6 70/670	1500x600	770
	1500	6	360x500/5 50x500	250/420/590 /760x360 и 760x550	-	6	250/420/590/7 60/760	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР5- Н	1500	4	360x500	220/370/520 /670x360	1	5	220/370/520/6 70/650	1500x600	770
	1500	4	360x500	250/420/590 /760x360	1	5	250/420/590/7 60/750	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР6- Н	1200	-	-	-	1	1	650	1200x600	770
	1200	-	-	-	1	1	750	1200x600	870
	1500	-	-	-	1	1	650	1500x600	770
	1500	-	-	-	1	1	750	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР7- Н	1500	5	360x500	220/370/520 /670/670x36 0	1	6	220/370/520/6 70/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590 /760/760x36 0	1	6	250/420/590/7 60/600	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР8- Н	1500	5	360x500	220/370/520 /670/670x36 0	1	6	220/370/520/6 70/670/500	1500x600	770
	1500	5	360x500	250/420/590 /760/760x36 0	1	6	250/420/590/7 60/600	1500x600	870
ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР9- Н	1500	2	360x500	670x360	2	4	670/670/500/5 00	1500x600	770
	1500	2	360x500	760x360	2	4	760/760/600/6 00	1500x600	870

ПГЛ- ЛАБР ОСТ ОУН СР10- Н	1200	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1200x600	770
	1200	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1200x600	870
	1500	1	360x500	670x360	1	2	670/500	1500x600	770
	1500	1	360x500	760x360	1	2	760/600	1500x600	870

3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания:

Стол медицинский лабораторный предназначен для установки в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораториях с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

Противопоказания:

Изделия применяются только в лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских, медицинских лабораториях, аптеках.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед применением необходимо проверить упаковку и изделие на предмет повреждений.

Никогда не используйте поврежденное изделие!

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Стол применяется с целью обеспечения функциональности и выделения места для хранения лекарств, инструментов, медицинской аппаратуры, документов, личных вещей.

После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать стол в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стол должна применяться в целях, установленных техническими условиями 32.50.50-003-90813646-2017, при строгом соблюдении руководства изготовителя.

Стол в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между одной из опор и полом у тумб – не более 3 мм, у остальных изделий – не более 5 мм.

При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов стола (в разборных конструкциях), особенно подвижных, поэтому необходимо

периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. Условия эксплуатации:

Стол соответствует требованиям токсикологической, санитарно-химической безопасности в соответствие с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993, а также действующих стандартов, утвержденных в установленном порядке.

Стол устойчив при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +40°C, относительная влажность при температуре 25 °C – до 75%.

Наружные поверхности стола должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства типа "Лотос" ГОСТ 25644.

6.2 Упаковка:

Упаковка стола должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

Стол в индивидуальной потребительской упаковке, исполнений и количества определенных заказом, допускается помещать в групповую упаковку - ящики из картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 7933 или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики оклеивают лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в ящик.

Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту стола от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

Масса стола в транспортной таре должна быть, не более 250 кг.

7. Транспортирование и хранение:

Транспортирование и хранение стола должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование стола может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования стола должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Условия хранения стола в упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

8.Срок годности:

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола – 24 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Средний срок службы стола должен быть не менее 7 лет. Критерием предельного состояния стола считается техническая невозможность или экономическая нецелесообразность ее восстановления.

9.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола – 24 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

При обнаружении неисправности изделия возникшей в течение гарантийного срока, приведшей к нарушению их характеристик, данные изделия заменяются предприятием-изготовителем безвозмездно.

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕГРАЛ» (ООО ««ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕГРАЛ»»). Юридический адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Авто́вская, д.31, лит. Б

10.Утилизация.

Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 стол относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы. Перед утилизацией стол должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

Стол подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников, пациентов и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

11.Маркировка

Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка в полном объеме наносится на индивидуальную потребительскую упаковку и должна содержать:

- а) наименование и (или) торговую марку изготовителя, его адрес и телефон;
- б) порядковый (заводской) номер
- в) номер по каталогу (артикул)
- г) наименование изделия;
- д) номера партии;
- е) порядковый (заводской) номер
- ж) слова "Дата изготовления", а также года и месяца изготовления;
- з) слова «Обратитесь к руководству по эксплуатации»
- и) символ "Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация"
- к) обозначение настоящих технических условий.

Маркировка групповой тары, должна содержать так же, дополнительно:

- а) количество изделий в упаковке;
- б) дата упаковки.
- в) отметка ОТК

Допускается использование соответствующие символов ГОСТ Р ИСО 15223-1:

Номер по каталогу (артикул)



(номер)

Номер партии



(номер)

Порядковый (заводской) номер



(номер)

"Дата изготовления"



(год/месяц
)

"Однократного применения"



«Обратитесь к руководству по эксплуатации»



«Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация»



«Беречь от влаги»

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные или картонные ярлыки или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

12. Применяемые при изготовлении национальные стандарты

При изготовлении медицинского изделия применяются следующие национальные стандарты:

Таблица 2:

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 2.114-2016	ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 2.105-95	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.104-2006	ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с

	животными
ГОСТ ISO 10993-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
РД 50-204-87	Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. Основные положения
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности
ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ	Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ 8074-82	Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 8.051-81	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 13837-79	Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 23496-89	Эндоскопы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 9.707-81	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
ТУ 25-1894-003-90	Секундомеры механические
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей
ГОСТ Р 52770-2007	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

Генеральный директор
ООО «Холдинговая компания «Интеграл»



Борисевич О.В.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Категория изделия _____
Производитель _____
Модель _____
Серийный номер/арт. _____
Дата продажи _____
Организация продавец _____
Подпись продавца _____
Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____
Срок гарантии – 24 месяца с даты производства
По вопросам гарантии обращаться:

Штамп
о продаже

Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕГРАЛ» (ООО ««ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕГРАЛ»»). Юридический адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Авто́вская, д.31, лит. Б

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.
Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

ОТМЕТКА О ГАРАНТИИ

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Прошито и пронумеровано
33 листа

Генеральный директор
ООО «Холдинговая
компания «Интеграл»
О.В.Борисевич

