

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с
С-образной дугой Brivo ОЕС с принадлежностями*



Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой

 Номер модели: Brivo OEC 715

 Серийный номер:

 Изготовлено:

Питание: ~100/110/120 | 200 | 220/230/240 В, 50/60 Гц

Максимальное полное сопротивление цепи питания: 0,3Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω

Ток (мгновенный): 30 А | 28 А | 25 А

Ток (непрерывный) 20 А | 12 А | 10 А

Режим работы: непрерывная работа

Режим нагрузки: периодическая нагрузка



КЛАСС I

Ограниченное применение (США)



GE Hualun Medical Systems, Co. Ltd

No. 1, Yong Chang North Road, Beijing Economic & Technological Development Area
Beijing 100176, China

I. Варианты исполнения: 2. Brivo OEC 785.



Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой

 Номер модели: Brivo OEC 785

 Серийный номер:

 Изготовлено:

Питание: ~100/110/120 | 200 | 220/230/240 В, 50/60 Гц

Максимальное полное сопротивление цепи питания: 0,3Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω

Ток (мгновенный): 30 А | 28 А | 25 А

Ток (непрерывный): 20 А | 12 А | 10 А

Режим работы: непрерывная работа

Режим нагрузки: периодическая нагрузка



КЛАСС I

Ограниченное применение (СПИА)



GE Hualun Medical Systems, Co. Ltd

No. 1, Yong Chang North Road, Beijing Economic & Technological Development Area
Beijing 100176, China



Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой

 Номер модели: Brivo OEC 865

 Серийный номер:

 Изготовлено:

Питание: ~100/110/120 | 200 | 220/230/240 В, 50/60 Гц

Максимальное полное сопротивление
цепи питания: 0,3Ω | 0,6 Ω | 0,6 Ω

Ток (мгновенный): 30 А | 28 А | 25 А

Ток (непрерывный): 20 А | 12 А | 10 А

Режим работы: непрерывная работа

Ограниченное применение (США)


Режим нагрузки: периодическая нагрузка



GE Hualun Medical Systems, Co. Ltd

No. 1, Yong Chang North Road, Beijing Economic & Technological Development Area
Beijing 100176, China


II. Состав: 1. С-штатив.



II. Состав: 2. Рентгеновский генератор.




II. Состав: 2. Рентгеновский генератор.




II. Состав: 3. Усилитель рентгеновского изображения




III. Принадлежности: 1. Рабочая станция с мониторами



III. Принадлежности: 2. Мониторы (не более 4 шт.).



III. Принадлежности: 3. Переключатели ножные (не более 2 шт.).



III. Принадлежности: 3. Переключатели ножные (не более 2 шт.).




III. Принадлежности: 4. Устройство для записи и чтения компакт-дисков.



III. Принадлежности: 3. гастр.




III. Принадлежности: в. Фильтр.




英文


III. Принадлежности: 7. Держатель кассеты для усилителя изображения.




III. Принадлежности: 8. Указатели лазерные (не более 4 шт.).



III. Принадлежности: 8. Указатели лазерные (не более 4 шт.).




III. Принадлежности: 9. Устройство видеораспределительное.



III. Принадлежности: 10. Кожная проставка.








III. Принадлежности: 13. Программное обеспечение DICOM на оптических или электронных носителях (не более 5 шт.).


III. Принадлежности: 14. Ключ активации функции для работы с аннотациями на оптическом или электронном носителе.



функции для выполнения измерений на оптическом или электронном носителе.

Measurement

2.00mm



114.6°

Calibration...

Distance

Angle



Delete

mm

inch

French

Exit



III. Принадлежности: 16. Ключ активации DICOM на оптическом или электронном носителе.

Setup

Local AE Title: Bluestone **Station Name:** StaName: "04"

Local Network:

DHCP Setting: Enable **Configure...**

IP Address: 3.35.116.133 Gateway: 3.35.116.254

Subnet Mask: 255.255.255.0 MAC Address: 00:0B:AB:5B:F1:7E

Wireless Network:

IP Address: 192.168.1.100 Gateway: **Configure...**

Subnet Mask: 255.255.255.0 MAC Address: 00:1B:21:A1:83:0F


Target IP: **Ping**

Result:

Exit

System Information
Date Time & Region
C-Arm System
Network & DICOM
Worklist
DICOM Printers
Storage & Commitment Servers
Query & Retrieve
MPPS Servers
Security
Maintenance

000 ЦПММ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




III. Принадлежности: 18. Кабели питания (не более 10 шт.)



III. Принадлежности: 19. Принтер для печати медицинских изображений.



III. Принадлежности: 19. Принтер для печати медицинских изображений.



GE healthcare

Mobile C-Arm X-Ray Product

Service Manual

Brivo OEC 715/Brivo OEC 785/Brivo OEC 865



©2010 GE
Rev. 1.2
10/2010
General Electric Company
All Rights Reserved

