

## СПРАВКА

### ОБ ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

#### 1. Наименование изделия

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические  
«Вепову» стерильные и нестерильные**

#### 2. Описание изделия

2.1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические стерильные и нестерильные предназначены для защиты медицинского персонала и пациента от различных инфекций.

##### 2.2 Основные технические характеристики:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические стерильные и нестерильные предназначены для одноразового использования.

Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову» изготовлены из натурального каучукового латекса. Перчатки одинаковые для правой и левой руки. Имеют гладкую поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой. Уровень порошка (влаговпитывающий крахмал USPXX1) - Max. 10 мг/дм<sup>2</sup>. Для однократного использования. AQL – 1.5.

##### Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| XS     | 76 +/-3           | Min.240   |
| S      | 84 +/-3           | Min.240   |
| M      | 94 +/-3           | Min.240   |
| L      | 105 +/-3          | Min. 240  |
| XL     | 113 +/-3          | Min. 240  |

##### Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм) |
|---------------------------------|------------------|
| Палец                           | 0.15 +/-0.02     |
| Ладонь                          | 0.10 +/- 0.02    |

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 18     | Min. 14        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 650    | Min. 500       |

**Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Venovy»** изготовлены из натурального каучукового латекса, хлорированные.

Перчатки одинаковые для правой и левой руки, имеют микротекстурированную поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой. Уровень порошка (влаговпитывающий крахмал USPXX1) - Max. 2 мг/ дм<sup>2</sup> . Содержат лубрикант. AQL – 1.5. Для однократного использования

Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| XS     | 76 +/-3           | Min.240   |
| S      | 84 +/-3           | Min.240   |
| M      | 94 +/-3           | Min.240   |
| L      | 105 +/-3          | Min. 240  |
| XL     | 113 +/-3          | Min. 240  |

Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм) |
|---------------------------------|------------------|
| Палец                           | 0.13 +/- 0,02    |
| Ладонь                          | 0,12 +/- 0,02    |

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 18     | Min. 14        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 650    | Min. 500       |

**Перчатки хирургические латексные анатомические опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Venou»**, изготовлены из натурального каучукового латекса. Имеют текстурированную поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Анатомической формы (разные на правую и левую руку), с изогнутыми пальцами. Стерильные. Цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой. Уровень порошка (влагопитывающий крахмал USPXX1) - Max. 15 мг/ дм<sup>2</sup>. Содержание протеина – max 200 мг/дм<sup>2</sup>. AQL – 1.5. Для однократного использования.

Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| 6      | 77 ± 5            | Min.280   |
| 6½     | 83 ± 5            | Min.280   |
| 7      | 89 ± 5            | Min.280   |
| 7½     | 95 ± 5            | Min.280   |
| 8      | 102 ± 5           | Min.280   |
| 8½     | 108 +/-5          | Min.280   |
| 9      | 115 +/-5          | Min.280   |

Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм)   |
|---------------------------------|--------------------|
| Палец                           | Min. 0.15 +/-0,02  |
| Ладонь                          | Min. 0.15 +/- 0,02 |
| Манжета                         | Min. 0.10 +/- 0,02 |

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 24     | Min. 18        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 750    | Min. 560       |

**Перчатки хирургические латексные анатомические неопудренные стерильные одноразовые торговой марки «Venovu»**, изготовлены из натурального каучукового латекса. Имеют текстурированную поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Анатомической формы (разные на правую и левую руку), с изогнутыми пальцами. Стерильные. Цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой. Уровень порошка - Max. 2 мг/ дм<sup>2</sup>. Содержание протеина – max 50 мг/дм<sup>2</sup>. AQL – 1.5. Для однократного использования.

Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| 6      | 77 ± 5            | Min.280   |
| 6½     | 83 ± 5            | Min.280   |
| 7      | 89 ± 5            | Min.280   |
| 7½     | 95 ± 5            | Min.280   |
| 8      | 102 ± 5           | Min.280   |
| 8½     | 108 +/-5          | Min.280   |
| 9      | 115 +/-5          | Min.280   |

Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм)   |
|---------------------------------|--------------------|
| Палец                           | Min. 0.15 +/-0,02  |
| Ладонь                          | Min. 0.15 +/- 0,02 |
| Манжета                         | Min. 0.10 +/- 0,02 |

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 24     | Min. 18        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 750    | Min. 560       |

**Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Venovu»** изготовлены из синтетического материала – нитрил. Перчатки одинаковые для правой и левой руки, имеют текстурированную поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Цвет – бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый. Содержание белка – отсутствует. Уровень порошка - Max. 2 мг/ перчатка. Содержат лубрикант. Для однократного использования.

Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| XS     | 76 +/-3           | Min.240   |
| S      | 84 +/-3           | Min.240   |
| M      | 94 +/-3           | Min.240   |

Общество с ограниченной ответственностью «Меди Мастер»  
ИНН 7838006892 КПП 780201001  
р/с 40702810755080001017 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,  
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653  
194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, лит. Ж

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| L  | 105 +/-3 | Min. 240 |
| XL | 113 +/-3 | Min. 240 |

Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм) |
|---------------------------------|------------------|
| Палец                           | 0.10 +/- 0,02    |
| Ладонь                          | 0,09 +/- 0,02    |

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 14     | Min. 14        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 400    | Min. 350       |

**Перчатки нитриловые опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Venou»** изготовлены из синтетического материала – нитрил. Перчатки одинаковые для правой и левой руки, имеют текстурированную поверхность. Манжета с валиком, плотно прилегает. Цвет – бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый. Содержание белка – отсутствует. Уровень порошка (влагопитывающий крахмал USPXX1) - Max. 10 мг/ перчатка. Для однократного использования.

Размеры:

| Размер | Ширина ладони, мм | Длина, мм |
|--------|-------------------|-----------|
| XS     | 76 +/-3           | Min.240   |
| S      | 84 +/-3           | Min.240   |
| M      | 94 +/-3           | Min.240   |
| L      | 105 +/-3          | Min. 240  |
| XL     | 113 +/-3          | Min. 240  |

Толщина:

| Расположение Измеряемой толщины | Одна стенка (мм) |
|---------------------------------|------------------|
| Палец                           | 0.11 +/- 0,02    |
| Ладонь                          | 0,09 +/- 0,02    |

Общество с ограниченной ответственностью «Меди Мастер»  
ИНН 7838006892 КПП 780201001  
р/с 40702810755080001017 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,  
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653  
194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д.1, лит. Ж

Физические свойства:

|                                | До старения | После старения |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| Прочность при растяжении (МПа) | Min. 14     | Min. 14        |
| Относительное удлинение (%)    | Min. 400    | Min. 350       |

### 3. Описание принципа действия, либо ссылка на научно обоснованный механизм его действия

Использование перчаток снижает риск профессионального заражения при контакте с инфицированными пациентами или их выделениями, риск заражения пациентов микробами, являющимися частью резидентной флоры рук медицинских работников, риск контаминации рук персонала транзиторными возбудителями и последующей их передачи пациентам.

Таким образом, повышают эффективность обеспечения антибактериальной защиты в медицинском учреждении, а также уменьшает риск распространения внутрибольничной инфекции в ЛПУ.

### 4. Информация о сферах применения изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические стерильные и нестерильные используются в лечебно-профилактических медицинских учреждениях.

Генеральный директор  
ООО «Меди Мастер»



/Шилина Н.С./

|               |  |
|---------------|--|
| Итого страниц |  |
| Мил. 14       |  |
| Мил. 330      |  |



ОКП 25 1460

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Меди Мастер»  
Шилина Н.С.  
2012 г.



### Инструкция по применению

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические  
«Венову» стерильные и нестерильные**

Соответствует требованиям  
и технической документации изготовителя

2012

## ИНСТРУКЦИЯ

### Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические «Вепову» стерильные и нестерильные

Аккуратно наденьте перчатку на руку, осторожно расправьте манжету перчатки на руке до запястья, лёгкими движениями второй руки расправьте перчатку по форме руки. Снятие медицинских перчаток: сделать отворот на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны, снять перчатку с левой руки, выворачивая ее навыворот и держа за отворот. Держать ее в правой руке, взять правую перчатку левой рукой за отворот с внутренней стороны, снять перчатку с правой руки, выворачивая ее навыворот: левая перчатка оказалась в середине правой, выбросить перчатки в мусор. Не использовать повторно.

Генеральный директор  
ООО «Меди Мастер»



/Шилина Н.С./

