

Фотографии


общего вида

медицинского изделия

**« Имплантат вязкоэластичный внутридермальный
на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE»**

Производитель: CROMA GmbH, Австрия

1. Имплантат вязкоэластичный внутривидермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Basic 23 мг/мл



Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Имплантат вязкоэластичный внутривидермальный на основе гиалуроновой кислоты
ESTELINE Basic 23 мг/мл

(2,3% чистой) натрий гиалуронат для внутривидермального введения в составе:

1. Гиалуроновая кислота 23 мг/мл (натрий гиалуронат (сырье) производства «ХТН С А С» ОНЛ С А С»)
2. Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня
3. Игла Sterilmeda одноразового применения 0,4мм x 12,7мм (27G) - 2 шт
4. Инструкция по применению
5. Этикетка - 2 шт

Предназначен для использования у взрослых людей с целью заполнения мягких тканей для коррекции углублений и глубины морщин и складок и увеличения объема губ. Для введения в средние и глубокие слои дермы.

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием ознакомиться с инструкцией.
Не допускается использование изделия немытым медицинским персоналом.

Производитель: «CROMA GmbH» (CROMA GmbH)
Адрес: Индустриштрассе 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriestrasse 6, 2100, Leobendorf, Austria)
Тел.: +43 (0) 2262 684 68-0 / +43 (0) 2262 684 68-165 Эл. почта: office@croma.at
Место производства: Индустриштрассе 6, 2100, Леобендорф, Австрия
(Industriestrasse 6, 2100, Leobendorf, Austria)
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕЛНІС»
Адрес: 119002, Москва, Покровская ул., дом 1, корп. 1 Тел.: +7(495)437-38-56, Факс: +7(495)661-14-17
Эл. почта: melnic@melnic.ru

Срок годности: 3 года с даты производства

LOT

2x 27G IG

Prefilled Syringe

STERILE

CROMA GmbH
Industriestrasse 6
2100 Leobendorf
Austria
www.croma.at

CE 0459

Needle

STERILE

Sterimedica Ltd
1 Marbury Road
North Moulton Hall
Bedford, Bedfordshire MK44 0NB
UK

CE 0128


Manufactured by: Seraphypharma Co. Paris
23, rue Seraphy, 75004 Paris Cedex 11
E-mail: seraphypharma@seraphypharma.com
www.seraphypharma.com

20°C - 25°C


Упаковка: 3 иглы и 2 шприца

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




1. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Basic 23 мг/мл




Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня




Игла стерильная однократного применения 0,4мм x 12,7мм (27G)





2. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Voluma 23 мг/мл




Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня



Игла стерильная однократного применения 0,4мм x 12,7мм (27G)



3. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Vita 18 мг/мл



Регистрационное Удостоверение № _____ от _____
Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты
ESTELINE Vita 18 мг/мл

- [1,8% натрия гиалуронат с 2% глицерином для интраканального введения] в составе:
1. Гиалуроновая кислота 25 мг/мл (натрия гиалуронат (соль)) производства «НТЛ С.А.С.» (HTL S.A.S.)
 2. Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня
 3. Игла стерильная одноразового применения 0,3мм х 13мм (30G) - 2 шт
 4. Инструкция по применению
 5. Этикетка - 3 шт

Предназначен для восстановления естественного содержания гиалуроновой кислоты в дерме, потери которой связана с процессами старения. Имплантат способствует увлажнению, тонусу и эластичности кожи, заглаживает мелкие морщины, такие как гусиные лапки, носогубные складки и морщины курноса на носу и вокруг области рта. Для введения в поверхностные слои дермы.

PERMANENT

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не допускается использование изделия безопытным медицинским персоналом.

Производитель: «CROMA GmbH» (CROMA GmbH)

Адрес: Индустриалле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industrielle 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Тел: +43 (0) 2262 684 0 / +43 (0) 2262 684 165 Эл. почта: office@croma.at

Место производства: Индустриалле 6, 2100, Леобендорф, Австрия

(Industrielle 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕЛИС»

Адрес: 119602, Москва, Покровка ул., дом 1, корп. 1 Тел: +7(495)437-38-56, Факс: +7(495)461-15-17

Эл. почта: melis@melis.ru



LOT

Срок годности: 3 года с даты производства



1x Prefilled Syringe

STERILE



0459

CROMA GmbH
Industrielle 6
2100 Leobendorf
Austria
www.croma.at

2x 10x10

Needle

STERILE



0050

Becton, Dickinson
and Company Limited
Donkewood,
Drogheda,
Co. Dublin, Ireland


Distributed by: BeautypharmaCo, Paris
28, rue Servan, 75544 Paris Cedex 11
E-mail: beautypharmacode@gmail.com
www.beautypharma.co.com



9 003502 002795



3. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Vita 18 мг/мл



ESTELINE vita

Инструкция по применению

Состав:

Основной состав: гиалуроновая кислота (18 мг/мл), лидокаин (1 мг/мл), декспантенол (1 мг/мл).

Показания:

Коррекция морщин, улучшение качества кожи, восстановление упругости и эластичности кожи.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, лактация.

Длительность лечения:

Курс лечения составляет 3-5 процедур с интервалом 2-3 недели.

Меры предосторожности при применении:

Избегать попадания препарата на слизистые оболочки и в глаза.

Вспомогательные вещества:

Вспомогательные вещества: вода для инъекций, гидроксид натрия, хлорид натрия, метабисульфит натрия, метабисульфит калия, метабисульфит аммония, метабисульфит кальция, метабисульфит магния, метабисульфит натрия, метабисульфит калия, метабисульфит аммония, метабисульфит кальция, метабисульфит магния.

Методы применения:

Препарат вводится подкожно с помощью инъекции.

Примечание:

Препарат не следует применять при наличии противопоказаний.

Упаковка:

Препарат выпускается в виде инъекции.

Дата последней редакции:

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению


Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Инструкция по применению




ESTELINE vita 1x1,0ml
LOT 403047 2020-01
ESTELINE vita 403047
ESTELINE vita 403047


Hyaluronic mesotherapy

ESTELINE vita

Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня



Игла стерильная однократного применения 0,3мм x 13мм (30G)



ВСЕГО ПРОШЛО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
13. ЛИСТОВ
тринадцать




Макеты
Упаковки и этикеток
для медицинского изделия
« Имплантат вязкоэластичный внутридермальный
на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE»

Производитель: CROMA GmbH, Австрия

Макеты индивидуальной упаковки медицинского изделия:

1. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Basic 23 мг/мл



Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты

ESTELINE Basic 23 мг/мл

[2,3% сшитый натрия гиалуронат для внутрикожного введения] в составе:

1. Гиалуроновая кислота 23 мг/мл (натрия гиалуронат (сырье) производства «ХТЛ С.А.С.» (HTL S.A.S.))
2. Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня
3. Игла стерильная однократного применения 0,4мм x 12,7мм (27G) - 2 шт
4. Инструкция по применению
5. Этикетка – 3 шт

Предназначен для использования у взрослых людей с целью заполнения мягких тканей для коррекции умеренных и глубоких морщин и складок и увеличения объема губ. Для введения в средние и глубокие слои дермы.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не допускается использование изделия неопытным медицинским персоналом.

Производитель: «КРОМА ГмбХ» (CROMA GmbH)

Адрес: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Тел.: +43 (0) 2262 684 68-0 / + 43 (0) 2262 684 68-165

Эл. почта:

office@croma.at

Место производство: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕЛИС»

Адрес: 119602, Москва, Покрышкина ул., дом 1, корп. 1 **Тел.:** +7(495)437-38-56

Факс: +7(495)661-18-17

Эл. почта: medmelis@vandex.ru



LOT

Срок годности: 3 года с даты производства



2. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Voluma 23 мг/мл



Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты

ESTELINE Voluma 23 мг/мл

[2,3% высокосшитый натрия гиалуронат для внутрикожного введения] в составе:

1. Гиалуроновая кислота 23 мг/мл (натрия гиалуронат (сырье) производства «ХТЛ С.А.С.» (HTL S.A.S.))
2. Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня
3. Игла стерильная однократного применения 0,4мм x 12,7мм (27G) - 2 шт
4. Инструкция по применению
5. Этикетка – 3 шт

Предназначен для использования у взрослых людей с целью коррекции глубоких морщин и складок, улучшения или восстановления объема лицевых тканей и ремоделирования контуров лица. Для введения в глубокие слои дермы или подкожного слоя.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не допускается использование изделия неопытным медицинским персоналом.

Производитель: «КРОМА ГмбХ» (CROMA GmbH)

Адрес: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Тел.: +43 (0) 2262 684 68-0 / + 43 (0) 2262 684 68-165 **Эл. почта:** office@croma.at

Место производство: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕЛИС»

Адрес: 119602, Москва, Покрышкина ул., дом 1, корп. 1 **Тел.:** +7(495)437-38-56,

Факс: +7(495)661-18-17

Эл. почта: medmelis@vandex.ru



LOT



Срок годности: 3 года с даты
производства

3. Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты ESTELINE Vita 18 мг/м



Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Имплантат вязкоэластичный внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты

ESTELINE Vita 18 мг/мл

[1,8% натрия гиалуронат с 2% глицерином для внутрикожного введения] в составе:

1. Гиалуроновая кислота 23 мг/мл (натрия гиалуронат (сырье) производства «ХТЛ С.А.С.» (HTL S.A.S.))
2. Шприц 1,0 мл с ограничителем хода поршня
3. Игла стерильная однократного применения 0,3мм х 13мм (30G) - 2 шт
4. Инструкция по применению
5. Этикетка – 3 шт

Предназначен для восстановления естественного содержания гиалуроновой кислоты в дерме, потеря которой связана с процессами старения. Изделие способствует увлажнению, тону и эластичности кожи, заполняет мелкие морщины, такие как гусиные лапки, носогубные складки и морщины курильщика вокруг области рта. Для введения в поверхностные слои дермы.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не допускается использование изделия неопытным медицинским персоналом.

Производитель: «КРОМА ГмбХ» (CROMA GmbH)

Адрес: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Тел.: +43 (0) 2262 684 68-0 / + 43 (0) 2262 684 68-165

Эл. почта:

office@croma.at

Место производство: Индустрицайле 6, 2100, Леобендорф, Австрия (Industriezeile 6, 2100, Leobendorf, Austria)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МЕЛИС»

Адрес: 119602, Москва, Покрышкина ул., дом 1, корп. 1 **Тел.:** +7(495)437-38-56,

Факс: +7(495)661-18-17

Эл. почта: medmelis@vandex.ru



LOT



Срок годности: 3 года с даты
производства

Всего прошито, пронумеровано
7 листов
ссылка



М.В.Медведев