



Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

Адрес: 198095, г. Санкт – Петербург, пер. Химический, 1 литер БИ, Тел.

+7(812)325-53-58; **ИНН** 7805527794; **КПП** 780501001;

К/сч 30101810100000000710; **Р/сч** 40702810620090002946

в Северо-Западном филиале АО "Банк Интеза"; **БИК** 044030710; ОКПО 67439202,
ОКАТО 40276565000, ОГРН 1107847259520; электронная почта proalfa812@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Альфа"




П.Ю. Холодилин


2016 г.

Фотографии изделия медицинского назначения


Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки бутылок и флаконов с лекарственными средствами по ТУ 9467-003-67439202-2016




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого, с надрезами (просечками) в дне колпачка, лепестком для отгиба.
Исполнение 1.



Общий вид колпачка алюминиевого гладкого, с надрезами (просечками) в дне колпачка, лепестком для отгиба.
Исполнение 2.




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого, с надрезами (просечками) в дне колпачка, лепестком для отгиба.
Исполнение 3.




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого, с надрезами (просечками) в дне колпачка, лепестком для отгиба.
Исполнение 4.




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого с надрезами (просечками) в дне колпачка, быстросъемного, с линиями ослабленного сечения, с лепестком для отгиба и отрыва.




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого с боковым отрываемым лепестком, с линиями ослабленного сечения.




Общий вид колпачка алюминиевого с накатываемой резьбой.
Исполнение 1.



Общий вид колпачка алюминиевого с накатываемой резьбой.
Исполнение 2.




Общий вид колпачка алюминиевого с накатываемой резьбой.
Исполнение 3.




Общий вид колпачка алюминиевого резьбового.
Исполнение 1.




Общий вид колпачка алюминиевого резьбового.
Исполнение 2.




Общий вид колпачка алюминиевого с резьбой.
Исполнение 3.



Общий вид колпачка алюминиевого с центральным отверстием в дне колпачка, с прокладкой (септой).
Исполнение 1.



Общий вид колпачка алюминиевого с центральным отверстием в дне колпачка, с прокладкой (септой).
Исполнение 2.




Общий вид колпачка алюминиевого гладкого.



Общий вид колпачка алюминиевого с надрезами (просечками) в дне колпачка, быстросъемного, с линиями ослабленного сечения, с лепестком для отгиба и отрыва, с защитным диском.

Исполнение 1.



Общий вид колпачка алюминиевого с надрезами (просечками) в дне колпачка, быстросъемного, с линиями ослабленного сечения, с лепестком для отгиба и отрыва, с защитным диском.
Исполнение 2.



Общий вид колпачка алюминиевого с надрезами (просечками) в дне колпачка, быстросъемного, с линиями ослабленного сечения, с лепестком для отгиба и отрыва, с защитным диском.
Исполнение 3.




Общий вид колпачка алюминиевого с надрезами (просечками) в дне колпачка, быстросъемного, с линиями ослабленного сечения, с лепестком для отгиба и отрыва, с защитным диском.
Исполнение 4.




Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка алюминиевого и пластиковой крышки, выступающей за край алюминиевого колпачка, закрепленной с дном колпачка.

Исполнение 1.




Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка
алюминиевого и пластиковой крышки, выступающей за край алюминиевого колпачка,
закрепленной с дном колпачка.
Исполнение 2.




Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка
алюминиевого и пластиковой крышки, не выступающей за край алюминиевого колпачка,
закрепленной с дном колпачка.


Исполнение 1.



Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка
алюминиевого и пластиковой крышки, не выступающей за край алюминиевого колпачка,
закрепленной с дном колпачка.
Исполнение 2.



Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка алюминиевого и пластиковой крышки, выступающей за край алюминиевого колпачка, закрепленной с дном колпачка креплением в виде заклепки, с полностью отрываемым лепестком и пластиковой крышкой, линиями ослабленного сечения.



Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из двух компонентов, колпачка алюминиевого и пластиковой крышки, не выступающей за край алюминиевого колпачка, закрепленной с дном колпачка креплением в виде заклепки, с полностью отрываемым лепестком и пластиковой крышкой, линиями ослабленного сечения.



Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из трех компонентов, колпачка алюминиевого, защитного диска и пластиковой крышки, выступающей за край алюминиевого колпачка, закрепленной с дном колпачка лепестками, с полностью отрываемым лепестком и пластиковой крышкой, линиями ослабленного сечения



Общий вид колпачка комбинированного, состоящего из трех компонентов, колпачка алюминиевого, защитного диска и пластиковой крышки, не выступающей за край алюминиевого колпачка, закрепленной с дном колпачка лепестками, с полностью отрываемым лепестком и пластиковой крышкой, линиями ослабленного сечения

ООО «Альфа»

Итого в настоящем документе

28 листа (ов)

Генеральный директор
Холодильник П. Ю.

