

PHILIPS



Фотографические изображения
медицинского изделия

*«Система магнитно-резонансной томографии
Ingenia 1.5T S с принадлежностями»*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела по
управлению качеством


ООО «ФИЛИПС»


О.В.Бахвалова

«28» декабря 2017 г.





 Philips Magnetic Resonance Equipment																					
MODEL: INGENIA1.5T S REF 781347 SN 55555  (61) 00884838055322 (21) 55555  Philips Medical Systems Nederland BV Veerpluis 4-6, 5684 PC Best, The Netherlands 2017-09-08	ETL LISTED  Intertek 4000488 Medical Magnetic Resonance System Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1 Certified to: CSA Std C22.2 No. 60601-1, CSA Std C22.2 No. 60601-2-33 Conforms to: IEC Sds 60601-1, IEC 60601-2-33																				
	<table border="0"> <tr> <td>Производитель:</td> <td>Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В</td> </tr> <tr> <td>Адрес:</td> <td>5684 PC, г. Бест, ул. Веемплюйс д. 4-6</td> </tr> <tr> <td>страна производства:</td> <td>Нидерланды</td> </tr> <tr> <td>Модель:</td> <td>INGENIA 1.5T S</td> </tr> <tr> <td>Описание:</td> <td>Система магнитно-резонансной томографии</td> </tr> <tr> <td>Номинальный режим работы</td> <td>3N-400/230V, 50/60Hz, 12-68kVA 3-480V, 60Hz, 12-68kVA</td> </tr> <tr> <td>Габариты (центри)</td> <td>1.97 x 2.28 x 2.32 м (ДхШхВ)</td> </tr> <tr> <td>Вес (центри)</td> <td>4500 кг</td> </tr> <tr> <td>Дата изготовления</td> <td>Серийный номер: SA</td> </tr> <tr> <td>Номер регистрации в РФ</td> <td>РЧ № РЗН 2017/5909</td> </tr> </table>	Производитель:	Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В	Адрес:	5684 PC, г. Бест, ул. Веемплюйс д. 4-6	страна производства:	Нидерланды	Модель:	INGENIA 1.5T S	Описание:	Система магнитно-резонансной томографии	Номинальный режим работы	3N-400/230V, 50/60Hz, 12-68kVA 3-480V, 60Hz, 12-68kVA	Габариты (центри)	1.97 x 2.28 x 2.32 м (ДхШхВ)	Вес (центри)	4500 кг	Дата изготовления	Серийный номер: SA	Номер регистрации в РФ	РЧ № РЗН 2017/5909
Производитель:	Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В																				
Адрес:	5684 PC, г. Бест, ул. Веемплюйс д. 4-6																				
страна производства:	Нидерланды																				
Модель:	INGENIA 1.5T S																				
Описание:	Система магнитно-резонансной томографии																				
Номинальный режим работы	3N-400/230V, 50/60Hz, 12-68kVA 3-480V, 60Hz, 12-68kVA																				
Габариты (центри)	1.97 x 2.28 x 2.32 м (ДхШхВ)																				
Вес (центри)	4500 кг																				
Дата изготовления	Серийный номер: SA																				
Номер регистрации в РФ	РЧ № РЗН 2017/5909																				
     																					
 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 4598 013 94461																					







2. Кожухи, не более 10 шт.









5. Система охлаждения с нулевым выкиплением гелия






7. Низкотемпературный компрессор







9. РЧ-система: 9.1 Системная коробка Body (приемно - передающая)




9.2 Катушка ds Base (принимающая)



9.3 Катюшка ds TotalSpine (применяющая)




10. Лазерное устройство светового визирования



11. Стол для пациента






EMERGENCY SWITCH

Operation of this switch will
de-energize the magnet

ATTENTION !

Energizing the magnet is a
long and very costly process


13. Кабели




14. Пульт оператора, не более 2 шт.:




14.1 Компьютерная система (системный блок с предустановленной операционной системой Windows и ПО МР-системы версии V 5.2 и выше)



14.2 Программные обеспечения, включающие импульсные последовательности для программных приложений к «ПО МР-системы версии V 5.2 и выше» на оптических или электронных носителях




14.3 Внешнее устройство записи ДУ




14.4 Широкоэкранный дисплей с USB-разъемами




14.5 Клавиатура





14.7 Система связи "оператор-пациент".



Руководство по
эксплуатации


Русский

Release 5


Ingenia / Ingenia S

PHILIPS

Принадлежности: 1. Деки стола, не более 2 шт.




2. Кнопка вызова медсестры, не более 2




3. Наушники, не более 2 шт.




4. РЧ-кагушки: 4.1 Кагушка do Head



4.2 Каталка ds HeadNeck



4.3 Катунка T/R Head








4.5 Катюшка ds WholeBody




4.6 Катущка ds Flex Breast




4.7. 7 - канальная катушка ds Breast




4.8 16-канальная катушка ds Breast катушка




4.9 Катушка ds Flex S







4.11 Катюшка ds Flex L




4. 12. 8-канальная катушка ds Should




4. 13. Катрушка ds Wrist







4. 15. 16-канальная катушка ds Knee




4. 16. Катрушка ds FootAnkle




4. 17. Катюшка ds Endo



4. 18. Катрушка ds SmallExtremity 8ch




4. 19. Катупка ds Pediatric Head-Spin 8ch







4. 21. 16-канальная катушка dS Shoulder 16Ch




4. 22. 16-канальная катушка dS HiRes Hand/Wrist 16Ch




4. 23. 16-канальная катушка dS FootArticle 16Ch




4. 24. 16-канальная катушка dS Small Extremity 16Ch




5. Ящик для фантомов




6. Фантомы: 6.1 Фантом тела (400 мм)




6.2 Фантом головы (200 мл)




6.3 Бутылочные фантомы




6.4 Бутылочные фантомы (АЦПК)




6.5 Протонные сферические фантомы А




6.6 Протонные сферические фантомы







6.8 Дискровые фантомы В



7. Блок сопряжения dStream




8. Разделители кабелей, не более 10 шт




9. Опора груди iRF







11. Устройство FlexTilt




12. Беспроводная система передачи физиологических данных, не более 2 шт.: 1 Беспроводной датчик дыхания




12.2 Беспроводной модуль ВКГ







12.4 Беспроводной модуль базовой синхронизации





















16.4 Т-образный матрас, не более 1 м т.




16.5 Опора для передней катушки, более 3 шт.













16.9 Клинья 30°, не более 2 шт.






16.11 Клинья из пеноматериала, не более 6 шт.






16.13 Ремень для конечностей среднего размера, не более 2 шт.




16.14 Ремень для конечностей большого размера, не более 3 шт.





16.15 Ремень для головы/глазниц, не более 2 шт.




16.16 Ремень для плеча/бедр, не бо... 3 шт.








16.19 Опора для рук, не более 4 шт







16.21 Детский ремень среднего размера




16.22 Детский ремень большого размера




16.23 Фиксатор для ног








17. Стойка для капельницы



18. Устройство Caddy для катушек





Всего прошито, пронумеровано
креплено печатью
(сто четыре) листа.



Бахвалова
Ольга Владимировна
Руководитель Отдела
по управлению качеством
ООО «ФИЛИПС»
по доверенности