





Клей кожный DERMABOND:
Клей кожный DERMABOND высоковязкий




Клей кожный DERMABOND:

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Клей кожный DERMABOND высоковязкий Пропен



Клей кожный DERMABOND:

ООО ЦРМИ info@cirml.ru www.goszdravnadzor.ru Клей DERMABOND высоковязкий Пропен ИКСЭЛЬ




Клей кожный DERMABOND

ПРОШИТО
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
4. ЛИСТОВ
БОГОРАД М.С.



DERMABOND™ Mini High Viscosity
 TOPICAL SKIN ADHESIVE
 2-Octyl Cyanoacrylate ≈0.36ml
 Lokaal huidhechtmiddel. Hoge Viscositeit. Mini.
 Colle à usage cutané. Haute Viscosité. Mini.
 Topischer Hautkleber. Hohe Viskosität. Mini.
 Adesivo de uso tópico para pele. Alta Viscosidade. Mini.
 Adhesivo tópico para la piel. Alta Viscosidad. Mini.
 Adesivo topico per la cute. Alta Viscosità. Mini.
 Ethicon LLC © ETHICON, Inc. 2015 XCAHVM12.P33

REF AHVM12



⚠ 2 CE 0086

STERILE EO STERILE

LOT KGP756
 B 2018-05-31
 (01) 1070503 1023253



Клей кожный Dermabond высоковязкий «МИНИ»: аппликатор, первичная упаковка



Клей кожный Dermabond высоковязкий «МИНИ»: вторичная упаковка



Клей кожный Dermabond высоковязкий: аппликатор, первичная упаковка




Клей кожный Dermabond высоковязкий: вторичная упаковка



Клей кожный Dermabond высоковязкий «Пропен»: аппликатор, первичная упаковка



Клей кожный DERMABOND высоковязкий «Пропен»: вторичная упаковка



Клей кожный Dermabond высоковязкий «Пропен ИКСЭЛЬ»: аппликатор, первичная упаковка

REF APPXL6

High Viscosity
DERMABOND™ ProPen XL
TOPICAL SKIN ADHESIVE
2-Octyl Cyanoacrylate

Lokaal huidhechtmiddel. Hoge Viscositeit.
Colle à usage cutané. Haute Viscosité.
Topischer Hautkleber. Hohe Viskosität.
Adesivo de uso tópico para pele. Alta Viscosidade.
Adhesivo tópico para la piel. Alta Viscosidad.
Adesivo topico per la cute. Alta Viscosità.



30°C
86°F max

STERILE EO

STERILE !



 Ethicon LLC
Highway 183 Km 8.3
San Lorenzo 00754
Puerto Rico USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-6928

CE 0086

© ETHICON, Inc. 2009

«Джонсон & Джонсон»
ОГРН 10277030229


Клей кожный Dermabond высоковязкий «Пропен ИКСЭЛЬ»: вторичная упаковка

**К личному сведению хирурга
и персонала операционной**

Номер инструкции: RUSLAB0012164-30.09.2015

Инструкция по применению
Маркировка. Интерпретация знаков

REF	Артикул, номер продукта по каталогу
LOT	номер партии
	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ГОДА И МЕСЯЦА, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ
STERILE EO	СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКИСИ ЭТИЛЕНА
STERILE 	СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ ИЛИ СУХИМ ЖАРОМ
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
	НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
	ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ



RUSLAB0012164-30.09.2015

Русскоязычная инструкция и русскоязычная этикетка
приклеенная на вторичной упаковке



Клей кожный DERMABOND

Область применения: Хирургия

Комплект поставки: 12

Рег. удостоверение: №ФСЗ 2009/04557 от 15.06.2009г.

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел.: +7 (495) 580 77 77.

■ Ethicon, LLC, Highway 183 Km. 6.3 San Lorenzo, Puerto Rico,
00754, USA (США)


Не использовать после истечения срока годности

ЛОТ см. **LOT** на упаковке

Годен до: см. **■** на упаковке


Артикул: ANVM12

STERILE EO STERILE I



PM72332C
LAB0012164V2

Клей кожный Dermabond высоковязкий «МИНИ»: макет маркировки на русском языке



Клей кожный DERMABOND высоковязкий: макет маркировки на русском языке

Клей кожный DERMABOND

Область применения: Хирургия

Комплект поставки: 5

Рег. удостоверение: №ФСЗ 2009/04557 от 15.06.2009г.

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, г. Москва,
ул. Крылатская д. 17, стр. 2, тел. +7 (495) 580 77 77.

Johnson, LLC, Highway 193 km. 8.3 San Lorenzo, Puerto Rico,
00754, USA (США)

Не использовать после истечения срока годности

лот см. LOT на упаковке

Годен 20 см. к датуму

Артикул: APP6

STERILE EO STERILE 1



APP6-001

Клей кожный Дермабонд высоковязкий «Пропен»: макет маркировки
на русском языке

Клей кожный DERMABOND

Область применения: Хирургия

Комплект поставки: 6

Рег. удостоверение: №ФСЗ 2009/04557 от 15.06.2009г

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел.: +7 (495) 580 77 77

 Ethicon, LLC, Highway 183 Km. 8.3 San Lorenzo, Puerto Rico,
00754, USA (США)


Не использовать после истечения срока годности

ЛОТ: см. **LOT** на упаковке

Годен до: см.  на упаковке

Артикул: APPXL6

STERILE EO STERILE



Клей кожный Dermabond высоковязкий «Пропен ИКСЭЛЬ»: макет маркировки
на русском языке

