

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия

**Флаконы стеклянные для упаковки лекарственных средств
по ТУ 23.13.11-002-14552200-2018**

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Флаконы стеклянные для упаковки лекарственных средств по ТУ 23.13.11-002-14552200-2018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Остров Джус»
Россия 443051, Самарская область, г. Самара, ул. Енисейская, д.62А, офис 10

Место производства медицинского изделия:
Россия, 432026, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.22д

Назначение

Предназначены для упаковывания лекарственных средств, для хранения и обеспечения сохранности лекарственных средств в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации.

Показания:

Расфасовка, хранение, транспортирование лекарственных средств.

Противопоказания:

Противопоказания отсутствуют.

Возможные побочные действия:

Отсутствуют.

Способ применения:

Флаконы применяются в качестве первичной упаковки лекарственных средств, для хранения, транспортирования лекарственных средств в больницах, лечебных и оздоровительных учреждениях, аптеках.

Условия применения:

Изделие предназначено как для использования в условиях фармацевтических предприятий, лечебных и диагностических учреждений квалифицированным персоналом, имеющим медицинское или фармацевтическое образование, так и для самостоятельного использования пациентом.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Флаконы стеклянные из стекла марки ОС-1 по ГОСТ 19808 применяются для однократной упаковки лекарственных средств.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использовать это изделие по назначению: для упаковывания лекарственных средств;
- Хранить в транспортной упаковке, в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей;
- Хранить в недоступном для детей месте;

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделия однократного применения, поставляются нестерильными.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Для минимизации загрязнения окружающей среды обращайтесь в компанию за информацией по вопросам надлежащей утилизации изделия.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Транспортирование и хранение флаконов согласно ГОСТ 34036.
- Упакованные флаконы при хранении разрешается штабелировать не более 2 рядов в высоту.
- Флаконы, упакованные в полиэтиленовую пленку должны храниться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Эксплуатация флаконов должна осуществляться согласно ГОСТ 34036.
- Мойка флаконов должна производиться при температуре, не превышающей 700С.
- Условия эксплуатации флаконов, после упаковки лекарственных средств, указываются производителем лекарственных средств в нормативной документации.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Изделие должно быть утилизировано согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Не применимо.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие флаконов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок годности при хранении, согласно ГОСТ 34036.
- Срок годности флаконов соответствует сроку годности, упакованного в него лекарственного средства, и указывается производителем лекарственных средств в нормативной документации.

НАЛИЧИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В составе изделия отсутствуют лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

РЕКЛАМАЦИЯ

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю:


ООО «Остров Джус»

Россия, 432026, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.22д

Телефон: 8(422)679509

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 1 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «ОСТРОВ ДЖУС»

 С. П. Кузнецов

