

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система для проведения автоматизированного
перитонеального диализа HomeChoice***

Производства

Baxter Healthcare SA

8010 Zürich, Switzerland

1.1. Комплект HomeChoice для АПД с кассетой на 4-х магистралях.



REF R5C4479E

RUS

Комплект HomeChoice для АПД с кассетой на 4-х магистралях

Стерильный апиrogenный канал для жидкости. Хранить при комнатной температуре.

Предупреждения. Не используйте, если упаковка нарушена или повреждена или отсутствуют защитные наконечники. Не протирайте комплект отбеливателем, перекисью водорода, спиртом или антисептиком на основе спирта. Неправильная подготовка магистрали может привести к попаданию воздуха в перитонеальную полость.



Baxter Healthcare SA
8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare SA,
Singapore Branch

2 Woodlands Industrial Park D, Street 2
Singapore 737778



LOT

VVVVVVVVVV



YYYY/MM

1.2. Комплект HomeChoice для АПД с кассетой на 8-ми магистралях.



REF R5C4478

RUS

Комплект HomeChoice для АПД с кассетой на 8-ми магистралях

Стерильный апиrogenный канал для жидкости. Хранить при комнатной температуре.

Предупреждения. Не используйте, если упаковка нарушена или повреждена или отсутствуют защитные наконечники. Не протирайте комплект отбеливателем, перекисью водорода, спиртом или антисептиком на основе спирта. Неправильная подготовка магистрали может привести к попаданию воздуха в перитонеальную полость.



Baxter Healthcare SA
8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare SA,
Singapore Branch

2 Woodlands Industrial Park D, Street 2
Singapore 737778




CE
0123

LOT

VVVVVVVVVV



YYYY/MM



REF R5C8303

RUS

Комплект HomeChoice для АПД с кассетой для малых объемов заливки.

Стерильный апиrogenный канал прохождения жидкости.

Стерилизовано этиленоксидом. Для переливания растворов. Предупреждения.

Не используйте, если упаковка распечатана или повреждена, или если отсутствуют защитные колпачки. Не допускайте контакта спирта или спиртосодержащих антисептических средств с коннектором.

Не допускайте контакта перекиси водорода с коннектором пациента. Не допускайте контакта с комплектом магистралей хлорной извести. Неправильная последовательность действий при закрытии клапанов может привести к попаданию воздуха в брюшную полость. Комплект предназначен только для пациентов, которым предписано лечение с использованием объемов заполнения в диапазоне от 60 до 1000 мл с помощью аппарата перитонеального диализа HomeChoice с опцией управляемого дренирования при низких объемах заполнения.



Baxter Healthcare SA
8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare Corporation
Deerfield, IL 60015 USA

Baxter Healthcare SA,
Singapore Branch

2 Woodlands Industrial Park D, Street 2
Singapore 737778

Made in Singapore




LOT

VVVVVVVVVV



YYYY/MM

CE
0123



REF R5C4145P

RUS

15-литровый дренажный пакет для циклера.

Стерильный апиrogenный канал для жидкости.

В состав данного изделия не входит натуральный каучуковый латекс.

Хранить при комнатной температуре.

Предупреждение. Не используйте, если защитные наконечники отсутствуют. Если организовать дренаж не удастся, обратитесь к врачу.



Baxter Healthcare SA

8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare Corporation

Deerfield, IL 60015 USA

Baxter Healthcare SA,

Singapore Branch

2 Woodlands Industrial Park D, Street 2

Singapore 737778

Made in Singapore



DEHP

STERILE EO

LOT

VVVVVVVVVV



YYYY/MM



REF R5C4462

RUS

Пустой дренажный контейнер — 3000 мл.

Стерильный апиrogenный канал для жидкости. Данное изделие не содержит натуральный каучуковый латекс. Хранить при комнатной температуре.

Предупреждение. Не использовать, если отсутствует защитный колпачок. Если дренирование произвести не удастся, обратитесь к врачу.



Baxter Healthcare SA
8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare Corporation

1900 N Highway 201
Mountain Home, AR 72653-2497 USA

Baxter Healthcare Corporation
Deerfield, IL 60015 USA



LOT

vvvvvvvv



YYYY/MM

CE
0123



REF R5C4464F

rus

Baxter

Магистраль удлинительная 3,65 м

Стерильный апиrogenный канал для жидкости. Данное изделие не содержит натуральный каучуковый латекс. Хранить при комнатной температуре.

Предупреждение. Не использовать, если отсутствуют защитные колпачки.



Baxter Healthcare SA

8010 Zurich, Switzerland

Baxter Healthcare Corporation

1900 N Highway 201

Mountain Home, AR 72653-2497 USA

Baxter Healthcare Corporation,

Deerfield, IL 60015 USA

ФСЗ 2011/09199 от 04.04.2014




RT



DEHP



5. Мешок для сбора проб диализата.





REF R5C4476



Мешок для сбора проб диализата

Стерильный апиrogenный канал для жидкости. Данное изделие не содержит натуральный каучуковый латекс. Хранить при комнатной температуре.

Предупреждение. Не использовать, если отсутствуют защитные колпачки. Если дренирование не происходит, обратитесь к врачу.

 **Baxter Healthcare SA**
8010 Zurich, Switzerland


Baxter Healthcare Corporation

1900 N Highway 201

Mountain Home, AR 72653-2497 USA

Baxter Healthcare Corporation

Deerfield, IL 60015 USA




LOT



YYYY/MM



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 15 листа(ов).
Должность, ФИО
Менеджер по регистрации
ЗАО Компания «Бакстер»


(подпись) Ю.С. Рудакова М.П.
«28»  20 17 года