



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Аппарат слуховой цифровой MOTION с
принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

«*декабрь*» 2017 г.

Аппарат слуховой цифровой MOTION с принадлежностями

Модель: MOTION XXX

SN

XXXXX

REF

XXXXX



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09235 от ЧЧ.ММ.ГГГГ.



Signia GmbH, Henri-Dunant-Strasse 100, 91058 Erlangen, Germany

Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION S 1PX .





Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SA 1PX .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SA 1PX .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P 1PX .






Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SP 1PX.




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SP 1PX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P 2PX .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P 2PX .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION S 2PX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION S 2PX .






Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SX 3PX.




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SA 5PX .

17










апарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SP 5 PX.






Аппарат... вариант исполнения: MOTION SP 2PX.










Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SX 7PX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P 7PX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SP 7PX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P SDEMO



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SX SDEMO DPX .



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SA SDEMO DPX.




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION P 3PX.




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SP ЗРХ .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: MOTION SA ЗРХ .




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 3PX CIC (T3).




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 3PX CT (N)..




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 5PX CIC (T3).




Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 5PX CT (N).



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 7PX CIC (T3).



Аппарат слуховой цифровой MOTION, вариант исполнения: FFP INSIO 7PX CT (N).



1. Батареи для слуховых аппаратов, различных типоразмеров (SIEMENS BATTERY s10; s13; s312; s675).



1. Батареи для слуховых аппаратов, различных типоразмеров (SIEMENS BATTERY s10; **s13**; s312; s675).




1. Батареи для слуховых аппаратов, различных типоразмеров (SIEMENS BATTERY s10; s13; **s312**; s675).



1. Батареи для слуховых аппаратов, различных типоразмеров (SIEMENS BATTERY s10; s13; s312; s675).




2. Футляр картонный для слухового аппарата (CARTON BOX).



3. Коробочка для хранения слуховых аппаратов (JEWEL CASE).




4. Салфетка из микрофибры (Cleaning Towel).



SIEMENS

" 5. Комплект для слухопротезирования (LIFE TUBE FITTING SET): трубки звукопроводящие различных длин, правые/левые (LIFE TUBE REFILL 1, 2, 3, 4, 5, 6 RIGHT/LEFT (24 pcs))




5. Комплект для слухопротезирования (LIFE TUBE FITTING SET): вкладыши-наконечники внутриушные открытые 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм; закрытые 8 мм; двойные 8/10 мм, 10/12 мм (LIFE TIP REFILL OPEN 4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM; CLOSED 8 MM; DOUBLE 8/10 MM, 10/12 MM (20 PCS)),




5. Комплект для слухопротезирования (LIFE TUBE FITTING SET): лекало (LIFE TUBE SELECTOR (1 PCS))



- 5. Комплект для слухопротезирования (LIFE TUBE FITTING SET): лекала моделирующие (LIFE TUBE SHAPER 1,2,3 (3 PCS)),
-




- 5. Комплект для слухопротезирования (LIFE TUBE FITTING SET): леска-буж для трубок звукопроводящих (LIFE CLEANING WIRE REFILL (10 PCS)).



• 6. Трубки звукопроводящие в коробке различных длин, правые/левые (LIFE TUBE REFILL BOXES 1, 2, 3, 4, 5, 6 RIGHT/LEFT (10 PCS)).


•



7. Вкладыши-наконечники внутриушные открытые 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм; закрытые 8 мм; двойные 8/10 мм, 10/12 мм в упаковке и без (LIFE TIP REFILL OPEN 4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM; CLOSED 8 MM; DOUBLE 8/10 MM, 10/12 MM (10 PCS)).



8. Комплект для слухопротезирования S (S-LIFE TUBE FITTING SET): S-трубки звукопроводящие различных длин, правые/левые (S-LIFE TUBE REFILL 1, 2, 3, 4, 5, 6 RIGHT/LEFT (24pcs)),




8. Комплект для слухопротезирования S (S-LIFE TUBE FITTING SET): вкладыши-наконечники внутриушные открытые 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм; закрытые 8 мм; двойные 8/10 мм, 10/12 мм. (LIFE TIP REFILL OPEN 4 MM, 6 MM, 8MM, 10 MM; CLOSED 8 MM; DOUBLE 8/10 MM, 10/12 MM (20 PCS)),




8. Комплект для слухопротезирования S (S-LIFE TUBE FITTING SET): лекало (LIFE TUBE SELECTOR (1 PCS)),




8. Комплект для слухопротезирования S (S-LIFE TUBE FITTING SET): лекала моделирующие (LIFE TUBE SHAPER 1,2,3 (3 PCS)),




8. Комплект для слухопротезирования S (S-LIFE TUBE FITTING SET): леска-буж для трубок звукопроводящих (LIFE CLEANING WIRE REFILL (10 PCS)).



9. S-трубки звукопроводящие в коробке различных длин, правые/левые (LIFE TUBE REFILL BOXES 1, 2, 3, 4, 5, 6 RIGHT/LEFT (10 PCS)).



10. Зарядное устройство для слуховых аппаратов MOTION (eCHARGER).



11. Адаптер для зарядного устройства eCharger (Inlay 13-F for Motion SX).



12. Адаптер для зарядного устройства eCharger (Inlay 13-G for Motion P).




13. Переходник для использования с зарядным устройством eCharger в автомобиле (Car adapter).




14. Батарея перезаряжаемая 13 для слуховых аппаратов (Ассу раск, 1х13ег) в упаковке - 1 шт.




15. Принадлежности для замены корпуса COLOUR EXCHANGE KIT MOTION S (1 set with removal tool): верхняя часть корпуса (Top parts of the housing) - 1 шт., нижняя часть корпуса (Bottom part of the housing) - 1 шт., батарейный отсек (Battery door) - 1 шт., инструмент для извлечения оси крепления (Pin removal tool) - 1 шт., сменные регуляторы (Exchangeable controls) - 3 шт.




16. Принадлежности для замены корпуса COLOUR EXCHANGE KIT MOTION SX (1 set with removal tool): верхняя часть корпуса (Top parts of the housing) - 1 шт., нижняя часть корпуса (Bottom part of the housing) - 1 шт., батарейный отсек (Battery door) - 1 шт., инструмент для извлечения оси крепления (Pin removal tool) - 1 шт., сменные регуляторы (Exchangeable controls) - 3 шт.




1.7. Принадлежности для замены корпуса COLOUR EXCHANGE KIT MOTION P (1 set with removal tool): верхняя часть корпуса (Top parts of the housing) - 1 шт., нижняя часть корпуса (Bottom part of the housing) - 1 шт., батарейный отсек (Battery door) - 1 шт., инструмент для извлечения оси крепления (Pin removal tool) - 1 шт.



18. Шильдики красный/синий для идентификации стороны слухового аппарата (Service indicator clip set (red/blue)) - 100 шт. или 2 шт.




19. Адаптер для программирования слуховых аппаратов (Programming Adapter 312) - 2 шт.




28.03.2016 17:32


20. Адаптер для программирования слуховых аппаратов (Programming Adapter 13) - 2 шт.




21. Защита от серы для слухового аппарата C-Grid (WHEEL WITH 16 C-GRID AND TOOL).




22. Фильтр для защиты от серы (C-Grid).



23. Фильтр для защиты от серы HF4 правый (красный)/левый (синий) (HF4 right (red)/ left (blue) wheel 15 pcs, 1 tool) - 15 шт. в упаковке, 1 инструмент для замены.




25. Кабель для подключения слухового аппарата к программатору левый/правый (Hi-Pro cable (right, left)).




25. Кабель для подключения слухового аппарата к программатору левый/правый (Hi-Pro cable (right, left)).




26. Кабель гибкий для подключения слухового аппарата к программатору (FlexConnect 2).




26. Программное обеспечение CONNEXX на электронном носителе (CONNEXX Software on CD).



27. Вкладыши внутриушные овальные различных размеров (EARTIPS OLIVES 2, 3, 4, 5, 6).




28. Выносной микрофон для использования со слуховыми аппаратами VoiceLink.




29. Муляж слуховых аппаратов Motion (Dummy).



30. Устройство для беспроводного программирования слуховых аппаратов ConnexxLink (ConnexxLink, USB блютуз донгл (USB Bluetooth dongle), батареи перезаряжаемые для ConnexxLink (Rechargeable battery for ConnexxLink), шнур (Lanyard for ConnexxLink)).



31. Магнит AutoPhone



ПРОШЕТО И СКРЕТНО
ЛИСТА (СВ)

83



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.