






Генеральный директор АО «МедСил»

 Д.Ю. Зиненко





**Эндопротез силиконовый армированный
сухожильный палец кисти
ЭПСАс-4х2
ТУ 9398-096-18037666-2016
Этикетка**

Эндопротез шириной 4 мм и высотой 2 мм, имеющего в сечении форму сегмента, однократного применения предназначен для формирования сухожильных каналов при заболеваниях и повреждениях сухожилья пальцев кисти.

Твердость по Шор А – 40 усл.ед.

Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 50%. Хранить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 50%.

Эндопротез должен храниться на стеллажах в первичной упаковке и защищен от прямого ультрафиолетового излучения. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично внутри

Дата изготовления 2015.11.30.

Использовать до 2020.11.30.

Партия №11/15-02

Не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Сведения о протезе

Эндопротез ЭПСАс-4х2 соответствует ТУ 9398-096-18037666-2016 и признан годным для эксплуатации



Изготовитель: Россия, АО «МедСил»,
141018, Мытищи, МО, Новомытищинский
пр.-т, д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

**Эндопротез силиконовый армированный
сухожильный палец кисти
ЭПСАо-6х3
ТУ 9398-096-18037666-2016
Этикетка**

Эндопротез шириной 6 мм и высотой 3 мм однократного применения, имеющего в сечении форму овала, предназначен для формирования сухожильных каналов при заболеваниях и повреждениях сухожилья пальцев кисти.

Твердость по Шор А -60 усл.ед.

Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 50%. Хранить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 50%.

Эндопротез должен храниться на стеллажах в первичной упаковке и защищен от прямого ультрафиолетового излучения. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

STERILE R

Апирогенно, нетоксично внутри

Дата изготовления 2015.11.30.

Использовать до 2020.11.30.

Партия №11/15-01

Не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Сведения о протезе

Эндопротез ЭПСАо-6х3 соответствует ТУ 9398-096-18037666-2016 и признан годным для эксплуатации



Изготовитель: Россия, АО «МедСил»,
141018, Мытищи, МО, Новомытищинский
пр.-т, д.41А.

Тел/факс (495) 583 36 62

Генеральный директор АО «МедСил»

Д.Ю.Зиненко

