

Medtronic

ООО «Медтроник»

Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д10, стр. С
123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77

fax (+7 495) 580 73 78

www.medtronic.ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.



**Фотографические изображения медицинского изделия:
Программатор CareLink Encore модели 29901**

2018



Программатор Carelink Encore модели 29901. Вид спереди.



Программатор Carelink Encore модели 29901. Вид сзади.



Головка программатора 26901.



Medtronic

CareLink Encore™
Programmer Head

Assembled in: Malaysia

PXR001003P



REF 26901



CE
0123



IP21



FCC ID: LF529901
IC: 3408D-29901



2014-05


MEDTRONIC, INC., MINNEAPOLIS, MN, USA

MEDTRONIC, B.V.
6422 PJ HEERLEN, THE NETHERLANDS

EC REP

M939524A002

Маркировка головки программатора 26901.



Стилус и шнурок 26905.

FIMI

Li-ion Battery pack
FBT3S2P
11.1V 4000mAh 44Wh
Part No: 4519 208 81321



Production Date: **1108**
Assembled in China
by STL B3
TY03

4519 208 81321



11 08 0240

Caution:

- Do not disassemble
- Do not put in fire or short circuit
- Dispose of properly
- Do not expose to high temperatures above 60°C/140°F
- Use only approved charger for charging

Read instruction in operating guide
before using this battery



Батарея 26902.



Блок питания 26907.

APS ADVANCED POWER SOLUTIONS

For FIMI

MODEL: APS100EM-190530 LF דגם

型號/型号 מתאם

Power Supply For Medical Use 电源适配器

제품명: 직류전원장치 電源供應器

AC INPUT

交流輸入 כניסה

交流輸入

100-240V~

1.27-0.55A

50/60Hz

108-110VA

DC OUTPUT

直流輸出 מוצא

直流輸出

19V=5.3A max.



SAFETY MARK

110017-11



ME-06

NOM



NYCE



UL US
E186702



04-001 11



R73123



001



JET Barco Co., Ltd 株式会社



KTL SU10312-10001
A/S. 02-852-7844

בשימוש אינו הספק, כאשר מהשקעים נתק.

המכשיר את לפתוח אין גבוה מתח סכנת

החשופים במגעם לגעת אין

Factory: Fuzhou Santron Electronics Corp.

生产厂: 福州山昌电子有限公司

היצור: תאגיד אלקטרוניקה היתרון

יבואן מקומי: סינאמקס

כתובת: ישראל, בבעת שמטל 54030, רחוב גוש עצמן 16

中國製造/中国制造

MADE IN CHINA

תוצרת סין

4519 208 85192 011




00 11 23 000477

Маркировка блока питания 26907.



Шнур питания 26906.



Документация по продукту.



Medtronic

CARELINK ENCORE™ 29901

Programmer
Programozó
Программатор
Programátor
Programlajcı
Dispozitiv de programare
Програмадор
Programer
Programator

Electromagnetic Compatibility Declaration • Nyilatkozat az elektromágneses megjelölésről • Заявление об электромагнитной совместимости • Утверждение о электромагнетичкеј компатибиле • Elektromagnetik Uyumluluk Bildirimi • Declarație privind compatibilitatea electromagnetică • Декларация за електромагнитна съвместимост • Declarația o elektromagnetnoj kompatibilnosti • Izjava o elektromagnetnoj kompatibilnosti

CE 0123
2013

Документация по продукту.



Medtronic

Vitalron

CARELINK ENSCORE™ 29901

Программное приложение прогнмматора

Приложение к руководству врача

С С 0123 / 0344 / 0984
2013

Документация по продукту.



Medtronic

Limited warranty

Medtronic® limited warranty

The following limited warranty applies to customers within the United States only:

A. This Limited Warranty provides the following assurance to the purchaser of the Medtronic® Reusable, Repairable Equipment, hereafter referred to as the "Equipment".

(1) Should the Equipment fail to function within normal tolerances due to a defect in materials or workmanship within a period of one year, commencing with the delivery of the Equipment to the purchaser, Medtronic will at its option: (a) repair or replace any part or parts of the Equipment; (b) issue a credit to the purchaser equal to the Purchase Price, as defined in Subsection A(2), against the purchase of the replacement Equipment or (c) provide a functionally comparable replacement Equipment at no charge.

(2) As used herein, Purchase Price shall mean the lesser of the net invoiced price of the original, or current functionally comparable, or replacement Equipment.

B. To qualify for the repair, replacement or credit set forth in Section A, the following conditions must be met:

(1) The Equipment must be returned to Medtronic within sixty (60) days after discovery of the defect. (Medtronic may, at its option, repair the Equipment on site).

Документация по продукту.



Medtronic

CARELINK ENCORE™ 26906

Power Cord

Elektromos hálózati kábel

Шнур питания

Narajaci kábel

Gür Kablosu

Cablu de alimentare

Захранящ кабел

Kabl za napajanje

Kabel za napajanje

Technical Manual • Műszaki leírás • Техническое руководство

• Technická příručka • Teknik El Kitabı • Manual tehnic •

Техническое руководство • Tehnički priručnik • Tehnički priručnik

Документация по продукту.



Medtronic

CARELINK ENCORE™ 26907

Power Supply

Tápegység

Блок питания

Zdroj napájaní

Güç Kaynağı

Sursă de alimentare

Електрозахранване

Napajanje

Napajanje

Technical Manual • Műszaki leírás • Техническое руководство

• Technická příručka • Teknik El Kitabı • Manual tehnic •

Техническо ръководство • Tehnički priručnik • Tehnički priručnik



Документация по продукту.



Medtronic

CARELINK ENCORE™ 26901

Programming Head for Medtronic and Vitatron devices
Programozófej Medtronic és Vitatron készülékekhez

Golovka programatora dla ustroystw Medtronic i Vitatron
Programovácia hlavica pre zariadenia Medtronic a Vitatron
Medtronic ve Vitatron cihazlarına yönelik Programlama Başlığı

Сар де програмаре пенги dispozitive Medtronic și Vitatron
Програмираща глава за устройства на Medtronic и Vitatron
Glava za programiranje za Medtronic i Vitatron uređaje
Komunikacijski dodatak programatora za uređaje tvrtki
Medtronic i Vitatron

Technical Manual • Muszaki leírás • Техническое руководство
• Technická příručka • Teknik El Kitabı • Manual tehnic •
Технічноє руководство • Tehnički priručnik • Tehnički priručnik

CE 0123

2013

Документация по продукту.



Medtronic

CARELINK ENSCORE™ 26902

Battery

Telep

Батарея

Batéria

Bł

Bateria

Батерия

Baterija

Baterija


Technical Manual • Muszaki leírás • Техническое руководство

• Technická příručka • Teknik El Kitabı • Manual tehnic •



Техническо ръководство • Tehnički priručnik • Tehnički priručnik

CE

Документация по продукту.



CareLink Encore™ 29901



Programmer
29901



(01)00643169225732(21)JVD000459P



Manufacturer

29901/SW028
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
USA
Assembled in Malaysia



Consult
instructions
for use

REF

29901

Reorder number



Manufacturer

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands



95%
Humidity
limitation

SN


JVD000459P

Serial number



Manufacturer

Vitatron Holding B.V.
Endepoelsdreef 5
6229 GV Maastricht
The Netherlands



60°C
190°F
Temperature
limitation



Type BF
applied part

CE0123/0344/0984

www.medtronic.com

PIN: 2990100018

MA67015A001 B

Маркировка упаковки

Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью «Медтроник»
19 листа(ов)

