



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Аппарат слуховой цифровой PURE с
принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО «КЛС»




Смирнов Э.А.

« 12 » август 2017 г.








II. Принадлежности: 1. Батареи для слуховых аппаратов (SIEMENS BATTERY s312) - 1 блистер, 6 шт.



2. Футляр картонный для слухового аппарата (CARTON BOX)




3. Коробочка для хранения слуховых аппаратов (JEWEL CASE).




4. Салфетка из микрофибры (Cleaning Towel).

SIEMENS


5. Принадлежности для замены корпуса COLOUR EXCHANGE KIT (1 set with removal tool): верхняя часть корпуса (top parts of the housing) - 1 шт., нижняя часть корпуса




6. Шильдики красный/синий для идентификации стороны слухового аппарата (Service indicator clip set (red/blue)) - 100 шт. или 2 шт.




7. Мини-ресиверы 2.0 наружные малой мощности S, различных типоразмеров: MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0L S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1L S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2L S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3L S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0R S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1R S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2R S, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3R S.




3. Мини-ресиверы 2.0 наружные средней мощности М, различных типоразмеров: MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0L M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1L M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2L M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3L M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0R M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1R M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2R M, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3R M.




2. Мини-ресиверы 2.0 наружные высокой мощности Р, различных типоразмеров: MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0L P, Mini RECEIVER 2.0 UNIT 1L P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2L P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3L P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0R P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1R P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2R P, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3R P




0. Мини-ресиверы 2.0 наружные повышенной мощности HP, различных типоразмеров: MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0L HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1L HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2L HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3L HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 0R HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 1R HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 2R HP, MiniRECEIVER 2.0 UNIT 3R HP



1. Вкладыши открытые, закрытые, полуоткрытые и двойные различных диаметров в упаковках и без, с фильтром для защиты от серы (CLICK DOMES OPEN 4MM, CLICK DOMES OPEN 8 MM, CLICK DOMES OPEN 10 MM, CLICK DOMES CLOSED 6 MM, CLICK DOMES CLOSED 8 MM, CLICK DOMES CLOSED 10 MM, CLICK DOMES DOUBLE 8/10 MM, CLICK DOMES DOUBLE 10/12 MM and single, CLICK SEMI-OPEN DOMES 8-12 MM)




12. Фильтр для защиты от серы HF4 правый (красный)/левый (синий) (HF4 right (red)/ left (blue) wheel 15 pcs, 1 tool) - 15 шт. в упаковке, 1 инструмент для замены.



13. Фильтр для защиты ресивера от серы (miniReceiver Wax Guard and removal tool) - 10 шт. с инструментом.






14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): адаптеры для фиксации ресивера в индивидуальном вкладыше синие (Click Mold adaptor blue) - 50 шт. , адаптеры для фиксации ресивера в индивидуальном вкладыше красные (Click Mold adaptor red) - 50 шт.



14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): фильтр для защиты от серы HF4 красный и синий с инструментом (HF4 wax guard disposal wheel (blue and red) - по 2 уп.






14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): устройство для разборки индивидуального вкладыша ресивера (Click Mold disassemble tool) - 10 шт., устройство для сборки индивидуального вкладыша ресивера (Click Mold assemble tool) - 10 шт.



14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): набор из муляжей ресиверов на 45 дБ, 55 дБ, 65 дБ (miniReceiver 2.0 dummy S, M and P) - 1 шт.




14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): фреза и сверло для ресиверов (Click Mold cutter, Click Mold HF4 drill) - по 1 шт.






14. Приспособления для изготовления индивидуальных вкладышей ресивера (Click Mold Service Set): инструкция на электронном носителе (Work instruction and STL-files of miniReceivers 2.0 on CD) - 1 шт




15. Аксессуары для слуховых аппаратов Pure (miniReceiver 2.0 fitting set):



miniReceiver 2.0 S 10605099	S 3R	miniReceiver 2.0 M 10605127	M 3R	miniReceiver 2.0 P 10605143	P 3R	Click Dome 10/12mm double 10426027
miniReceiver 2.0 S 10605097	S 3L	miniReceiver 2.0 M 10605125	M 3L	miniReceiver 2.0 P 10605141	P 3L	
miniReceiver 2.0 S 10605095	S 2R	miniReceiver 2.0 M 10605123	M 2R	miniReceiver 2.0 P 10605139	P 2R	Click Dome semi-open 10669971
miniReceiver 2.0 S 10605093	S 2L	miniReceiver 2.0 M 10605121	M 2L	miniReceiver 2.0 P 10605137	P 2L	Click Dome 8/10mm double 10426026
miniReceiver 2.0 S 10605091	S 1R	miniReceiver 2.0 M 10605119	M 1R	miniReceiver 2.0 P 10605135	P 1R	Click Dome 10mm open 10426023
miniReceiver 2.0 S 10605089	S 1L	miniReceiver 2.0 M 10605117	M 1L	miniReceiver 2.0 P 10605133	P 1L	Click Dome 10mm closed 10426021
miniReceiver 2.0 S 10605087	S 0R	miniReceiver 2.0 M 10605115	M 0R	miniReceiver 2.0 P 10605131	P 0R	Click Dome 8mm open 10426022
miniReceiver 2.0 S 10605085	S 0L	miniReceiver 2.0 M 10605113	M 0L			Click Dome 8mm closed 10426020
						Click Dome 4mm open 10426024
						Click Dome 6mm closed 10426025

10597930 Click Mold Service Set | 10597971 miniReceiver Wax Guard


HF4 right (a 15 pcs)





15. Аксессуары для слуховых аппаратов Pure (miniReceiver 2.0 fitting set): ресиверы слабой мощности S разных длин 1, 2, 3 правые/левые (S-miniReceiver 2.0 units) - 6 шт.




15. Аксессуары для слуховых аппаратов Pure (miniReceiver 2.0 fitting set): ресиверы средней мощности М длины 2 правые/левые (M-miniReceiver 2.0 units)- 2 шт.









15. Аксессуары для слуховых аппаратов Pure (miniReceiver 2.0 fitting set): линейка для измерения размера ушной раковины (MEASURING GAUGE) - 1 шт.



16. Пульт дистанционного управления easyRocket.





17. Зарядное устройство для слуховых аппаратов PURE (eCHARGER)




18. Вставка в зарядное устройство для слухового аппарата Pure (eCHARGER inlay).








21. Приспособления для замены вкладыша на ресивере (Click Dome removal tool).




22. Набор для защиты от серы для слухового аппарата C-Grid (WHEEL WITH 16 C-GRID AND TOOL): фильтры C-Grid - 16 шт., инструмент для замены фильтра - 1 шт.







24. Миниатюрный пульт управления easyTek.




25. Выносной микрофон для использования со слуховыми аппаратами VoiceLink.







27. Сервисный набор для мини-ресиверов 2.0 (Click Mold Starter Kit for mini-receiver 2.0).







29. Линейка для измерения длины мини-ресивера 2.0 (Template for receiver length).












34. Программатор HI-PRO 2 USB.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.



ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (СВ)

52