

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центр Перинатальной Медицины»


В.В. Морозов



«17» августа 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Катетер нейроваскулярный баллонный быстрой замены для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) pITA
(Phenox GmbH («Фенокс ГмбХ»), Германия)



pITA® Rapid Exchange Neurovascular PTA Balloon Catheter



Compliance Data

Pressure				Balloon Diameter (mm)								Pressure	
atm	kPa	1.25	1.5	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.5	4.0	atm	kPa	
4	405	1.15	1.32	1.90	2.14	2.37	2.60	2.85	3.33	3.82	4	405	
5	507	1.17	1.35	1.95	2.20	2.44	2.68	2.93	3.42	3.92	5	507	
6	608	1.19	1.38	2.00	2.25	2.50	2.75	3.01	3.50	4.01	6	608	
7	709	1.21	1.42	2.05	2.30	2.56	2.80	3.06	3.58	4.07	7	709	
8	811	1.22	1.45	2.10	2.35	2.62	2.86	3.12	3.64	4.12	8	811	
9	912	1.24	1.47	2.15	2.40	2.68	2.92	3.18	3.71	4.17	9	912	
10	1013	1.25	1.50	2.20	2.45	2.73	2.97	3.23	3.76	4.22	10	1013	
11	1115	1.26	1.51	2.25	2.50	2.78	3.02	3.28	3.81	4.27	11	1115	
12	1216	1.27	1.52	2.30	2.55	2.83	3.07	3.33	3.86	4.31	12	1216	
13	1317	1.28	1.53	2.35	2.60	2.88	3.12	3.38	3.91	4.36	13	1317	
14	1419	1.29	1.54	2.40	2.65	2.93	3.17	3.43	3.96	4.40	14	1419	
15	1520	1.30	1.55	2.45	2.70	2.98	3.22	3.48	4.01	4.45	15	1520	
16	1621	1.31	1.56	2.50	2.75	3.03	3.27	3.53	4.06	4.50	16	1621	
17	1722	1.32	1.57	2.55	2.80	3.08	3.32	3.58	4.11	4.55	17	1722	
18	1824	1.33	1.58	2.60	2.85	3.13	3.38	3.63	4.16	4.60	18	1824	
19	1925	1.34	1.59	2.65	2.90	3.18	3.42	3.68	4.21	4.65	19	1925	
20	2027	1.35	1.60	2.70	2.95	3.23	3.47	3.73	4.26	4.70	20	2027	
21	2128	1.36	1.61	2.75	3.00	3.28	3.52	3.78	4.31	4.75	21	2128	
22	2229	1.37	1.62	2.80	3.05	3.33	3.57	3.83	4.36	4.80	22	2229	

Data at 37° C in vitro - rounded to 0.01 mm - Results do not take into account lesion resistance.

Values in table show inflated balloon diameters for different nominal balloon diameter sizes at different pressures.

Nominal Pressure and corresponding Nominal Diameter At nominal pressure, the balloon is inflated to nominal

Rated Burst Pressure (RBP) and corresponding Diameter DO NOT EXCEED the rated burst pressure (RBP)

Values marked in red are to be avoided for the respective model sizes. These pressures may result in






Зажим

PITA-125-10

Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919 - 0 Fax: +49 (0) 234 36919 - 19
www.phenox.net

Длина катетов



(01)042601237B1118(17)190113(10)17A13A1210

Нетоксично

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 6
(шести) лист 08



Генеральный директор
Морозов В.В.