








РозыМед[®]

НОЛАТЕК

полимерная масса

150г

☐ светло-розовый
☒ розовый

☒ средневязкий
☐ высоковязкий

12 73 2014 10

EXP.2016 10





ТУ 9391-129-45814830-2014
Материалы полимерные
для базисов зубных протезов
ПУ № ФСР


Срок годности 2 года
при t от +5°C до +25°C.
**Избегать попадания
прямых солнечных лучей!**











ИЗАЛЬГИН

лак разделительный
зуботехнический

Срок годности 3 года
при t от +5°C до +25°C

ООО "ВладМиВа"


31-59-053
2023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая

т. (4722) 200-555, факс (4722) 31-59-053


12 73 2014
EXP. 2017





Аппликаторы



Игла (канюля) изогнутая металлическая







ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕЛФЛЕКС

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
термопластичный

цвет розовый

гранулы 1 кг
(10 упаковок по 100 г)

Хранить в сухом месте
при температуре от 0°
Срок годности
Избегать попадания
солнечного света



Белфлекс

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
термопластичный
цвет розовый
гранулы

100г

12 78 2014 10
EXP.2017 10





ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕЛФЛЕКС

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
термопластичный

цвет *розовый*

гранулы 1 кг
(10 упаковок по 100 г)

Хранить в сухом темном месте
при температуре от 0°C до +30°C.
Срок годности – 3 года.
*Избегать попадания прямых
солнечных лучей!*



ТУ 9391-129-45814830-2014
Материалы полимерные
для базисов зубных протезов
ПУ № ФСР

Factor LOT
12 01 2014 10
EXP. 2017 10

ЗАО "ОЗЗ "ВладМиВа"
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
факс (4722) 31-59-03
www.vladmiva.ru



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ


БЕЛАКРИЛ-М ХО[®]

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
самотвердеющий
на основе метилметакрилата
цвет *розовый*


- ☐ с прожилками
☒ без прожилок

Порошок	- 160г
Жидкость	- 100г
Лак разделительный зуботехнический «Изальгин» (ТУ 9391-002-45814830-2003)	- 50г


Белакрил-М ХО
цвет розовый 160г
Срок годности 2 года
при t от 5°C до +25°C
12 73 2014 10
EXP.2016 10



ИЗАЛЬГИН[®]
лак разделительный
зуботехнический 50г
Срок годности 3 года
при t от +5°C до +25°C
12 73 2014 10
EXP.2017 10



Белакрил-М ХО
жидкость 100г
Срок годности 2 года
при t от 5°C до +25°C
«Огнеопасно»
12 73 2014 10
EXP.2016 10





ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕЛАКРИЛ-М ХО[®]


Материал полимерный
для базисов зубных протезов
самотвердеющий
на основе метилметакрилата
цвет розовый

- ☐ с прожилками
☒ без прожилок

Порошок	- 160г
Жидкость	- 100г
Лак разделительный зуботехнический «Изалягин» (ТУ 9391-002-45814830-2003)	- 50г

Хранить в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей месте, на расстоянии
не менее 1 м от отопительных приборов
и при отсутствии открытых источников
огня при температуре от +5 °C до +25 °C.
Срок годности – 2 года

«Огнеопасно»



12 56 2014 10
EXP. 2016 10



ТУ 9391-129-45814830-2014
Материалы полимерные
для базисов зубных протезов
РУ № ФСР

ЗАО "ОЗЗ "ВладМивА"
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
Тел. (4722) 200-555
Факс (4722) 31-59-03
www.vladmiva.ru

JSC "Experimental Plant "VladMivA"
19-Studencheskaya Str.
Belgorod 308023, Russia
tel +7 (4722) 200-555,
fax +7 (4722) 31-59-03
www.vladmiva.ru



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕЛАКРИЛ-М ГО®

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
горячего отверждения
на основе метилметакрилата

цвет *розовый*

- ☐ с прожилками
☒ без прожилок

Порошок
Жидкость

- 300г
- 150г

Белакрил-М ГО
цвет *розовый*
порошок 150г

Срок годности 2 года
при t от 5°C до +25°C

12 73 2014 10
EXP.2016 10



Белакрил-М ГО
жидкость

Срок годности 2 года
при t от 5°C до +25°C 150г

«Огнеопасно»

12 73 2014 10
EXP.2016 10



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕЛАКРИЛ-М ГО[®]

Материал полимерный
для базисов зубных протезов
горячего отверждения
на основе метилметакрилата

цвет **розовый**

☐ с прожилками


☒ без прожилок

Порошок
Жидкость

- 300г
- 150г

Хранить в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей месте, на расстоянии
не менее 1 м от отопительных приборов
и при отсутствии открытых источников
огня при температуре от +5 °C до +25 °C.
Срок годности — 2 года.

«Огнеопасно»



12 56 2014 10
EXP. 2016 10



ТУ 9391-129-45814830-2014
Материалы полимерные
для базисов зубных протезов
РУ № ФСР

ЗАО "ОЗЗ "ВладМива"
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
Тел. (4722) 200-555
факс (4722) 31-59-03
www.vladmiva.ru

JSC "Experimental Plant "VladMiva"
19-Studenetskaya Str.
Belgorod 308023, Russia
tel +7 (4722) 200-555,
fax +7 (4722) 31-59-03
www.vladmiva.ru