

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

«24» февраля 2011 г.



М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки медицинские смотровые нестерильные неопудренные из натурального или синтетического латекса Micro-Touch: Micro-Touch Powdered, Micro-Touch Hygrip, Micro-Touch Coated, Micro-Touch Ultra, Micro-Touch Sterile, Micro-Touch Affinity, Micro-Touch Nitra-Tex, Micro-Touch Nitra-Tex EP.

2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие используют для санитарно-гигиенического предохранения от взаимозаражения и травмирования кожных покровов медицинского персонала и пациентов, при проведении различных процедур при которых возможен контакт с физиологическими и анатомическими жидкостями, флорой пациента, опасными химическими веществами и просто при уходе за пациентами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип действия

Данные изделия используют в качестве средства защиты медперсонала и пациентов от инфекций, вирусов, заражения при различных видах манипуляций и уходе за больными в нестерильной среде.

Использование перчаток при контакте с пациентом является необходимой барьерной защитой от передачи и распространения бактериальных, вирусных, грибковых и пр. инфекций. Поэтому, перчатки, в качестве медицинского изделия являются необходимой и неременной частью любой процедуры по уходу за больным. Перчатки так же, частично предохраняют от кожного контакта с рядом опасных лабораторных химикатов и должны обязательно применяться для защиты медперсонала при работе с химически реактивными веществами и веществами подобного типа.

Технические характеристики

Micro-Touch Affinity



Материал: неопрен
Цвет: зеленый
Форма: на обе руки
Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: гладкая с текстурированной зоной пальцев

Внутренняя поверхность: с полиуретановым покрытием

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,170

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 750 700

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка не содержит латексных протеинов

Стерилизация: не применимо

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень защиты
- Профилактика аллергии типа I и кожной реакций
- Комфорт: похожи на латекс

Micro-Touch Hygrip



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: микро-текстурированная

Внутренняя поверхность: слегка хлорированной

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,150

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 763 686

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень мало

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных

Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным раздражающим согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10


Стерилизация: не применимо

СЕ-классификация: класс I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень облегания и простота использования
- Высокий уровень комфорта
- Высокий уровень безопасности и низкий уровень аллергенности.

Micro-Touch Nitra-Tex



Материал нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированные

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 250

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи считается незначительным согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизации согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий класс безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании

Micro-Touch Ultra



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная, хлорированная

Внутренняя поверхность : хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,140

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 752 734

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: низкое

Типичные результаты <50 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и чувствительность
- Простота в использовании
- Безопасность и низкая аллергенность

Micro-Touch Coated



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: текстурированное полиакрилатное покрытие зоны пальцев

Внутренняя поверхность: слегка хлорированное полиакрилатное покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,150

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 715 620

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук , 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация согласно ASTM F-720

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Соответствие стандартам СЕ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходный комфорт и чувствительность

- Легкость надевания

- Высокий уровень безопасности и низкая аллергенность.

Micro-Touch Nitra-Tex EP



Материал: нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 300

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

Постановление ЕС 1935/2004

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий уровень безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании
- Дополнительная длина для дополнительной защиты.

Micro-Touch Powdered



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: прямая

Внешняя поверхность: гладкая

Внутренняя поверхность: сухое покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,120

Манжеты: 0,090

Удлинение при разрыве (%) 830 834

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: низкое

Типичные результаты <50 г / г для модифицированных

Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность

- Низкая аллергенность

- Исключительное удобство.

Micro-Touch Sterile



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: покрыта полиакрилатом

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (мм)

На пальце: 0,190

На ладони: 0,160

Манжеты 0,120

Удлинение при разрыве (%) 779 797

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 4 x 50 пар / 200 пар

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: 25 кГр гамма-облучения

СЕ-классификации класса I стерильный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная стерильность

- Комфорт и простота в использовании

- Безопасность и низкая аллергенность.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТКАМИ

Перчатки следует извлечь из диспенсера, надеть на чистые руки и использовать при работе с одним пациентом или с одним химикатом. При переходе к следующему пациенту перчатки необходимо заменить. Так же следует немедленно сменить перчатку в случае повреждения ее острым инструментом или каким-либо другим способом. Использованные перчатки следует утилизировать как любые другие медицинские отходы, зараженные телесными жидкостями пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергическую реакцию. Находиться в перчатках не более двух часов. Не хранить вблизи от озона. Использовать только один раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25 С, вдали от солнечных лучей.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.



Прошито

Генеральный директор
ООО "Концептсервис"



**Общество с ограниченной ответственностью
«Концептгрупп»**

109044, Москва, 3-ий Крутицкий пер., дом 15 Тел: 955 55 02
ИНН 7723660611 КПП 772301001
ОГРН 1087746607190

СПРАВКА

ОБ ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Наименование изделия

Перчатки медицинские смотровые стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные из натурального или синтетического латекса **Micro-Touch: Micro-Touch Powdered, Micro-Touch Hygrip, Micro-Touch Coated, Micro-Touch Ultra, Micro-Touch Sterile, Micro-Touch Affinity, Micro-Touch Nitra-Tex, Micro-Touch Nitra-Tex EP**

2. Описание изделия

2.1 Назначение:

Данное изделие используют в качестве средства защиты медперсонала и пациентов от инфекций, вирусов, заражения при различных видах манипуляций и уходе за больным в нестерильной среде.

Перчатки являются барьерной защитой от проникновения вредоносных организмов от пациента к медицинскому персоналу и наоборот. Поэтому являются необходимой и неременной частью любой процедуры по уходу за больным. Перчатки так же предохраняют от опасных химикатов и должны обязательно применяться для защиты медперсонала при работе с такими веществами

2.2 Основные технические характеристики

Micro-Touch Affinity



Материал: неопрен
Цвет: зеленый
Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: гладкая с текстурированной зоной пальцев

Внутренняя поверхность: с полиуретановым покрытием

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,170

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 750 700

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка не содержит латексных протеинов

Стерилизация: не применимо

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень защиты
- Профилактика аллергии типа I и кожной реакций
- Комфорт: похожи на латекс

Micro-Touch Hygrip



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: микро-текстурированная

Внутренняя поверхность: слегка хлорированной

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,150

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 763 686

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень мало

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных

Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификация: класс I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень облегания и простота использования
- Высокий уровень комфорта
- Высокий уровень безопасности и низкий уровень аллергенности.

Micro-Touch Nitra-Tex



Материал нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированные

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 250

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи считается незначительным раздражающим согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизации согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий класс безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании

Micro-Touch Ultra



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная, хлорированная

Внутренняя поверхность : хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,140

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 752 734

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: низкое

Типичные результаты <50 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и чувствительность

- Простота в использовании

- Безопасность и низкая аллергенность

Micro-Touch Coated



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: текстурированное полиакрилатное покрытие зоны пальцев

Внутренняя поверхность: слегка хлорированное полиакрилатное покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,150

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 715 620

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук , 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация согласно ASTM F-720

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Соответствие стандартам СЕ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходный комфорт и чувствительность
- Легкость надевания
- Высокий уровень безопасности и низкая аллергенность.

Micro-Touch Nitra-Tex EP



Материал: нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 300

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

Постановление ЕС 1935/2004

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий уровень безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании
- Дополнительная длина для дополнительной защиты.

Micro-Touch Powdered



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: прямая

Внешняя поверхность: гладкая

Внутренняя поверхность: сухое покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,120
Манжеты: 0,090
Удлинение при разрыве (%) 830 834
Минимальная длина (мм) 240
Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук
Соответствует Европейской норме EN 455-1:
Содержание белка: низкое
Типичные результаты <50 г / г для модифицированных
Лоури И КВУП (EN 455-3)
Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10
Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте
Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10
Стерилизация: не применимо
СЕ-классификации класса I
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Безопасность
- Низкая аллергенность
- Исключительное удобство.

Micro-Touch Sterile



Материал: натуральный каучуковый латекс
Цвет: бежевый
Форма: на обе руки
Манжета: с валиком
Наружная поверхность: текстурированная
Внутренняя поверхность: покрыта полиакрилатом
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Толщина (мм)
На пальце: 0,190
На ладони: 0,160
Манжеты 0,120
Удлинение при разрыве (%) 779 797
Минимальная длина (мм) 240
Упаковка 4 x 50 пар / 200 пар
Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: 25 кГр гамма-облучения

СЕ-классификации класса I стерильный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная стерильность
- Комфорт и простота в использовании
- Безопасность и низкая аллергенность.

3. Описание принципа действия

Перчатки извлекаются из диспенсера и одеваются на продезинфицированные руки медицинского работника.

4. Используемые материалы

Латекс натуральный, каучуковый.

5. Информация о сферах применения изделия

Изделие применяется во избежание заражения пациента и медицинского персонала при работе в нестерильной среде.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

“12” февраля 2011



М.В. Хафизова



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

«12» февраля 2011 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки медицинские смотровые стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные из натурального или синтетического латекса **Micro-Touch: Micro-Touch Powdered, Micro-Touch Hygrip, Micro-Touch Coated, Micro-Touch Ultra, Micro-Touch Sterile, Micro-Touch Affinity, Micro-Touch Nitra-Tex, Micro-Touch Nitra-Tex EP.**

2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие используют для санитарно-гигиенического предохранения от взаимозаражения и травмирования кожных покровов медицинского персонала и пациентов, при проведении различных процедур при которых возможен контакт с физиологическими и анатомическими жидкостями, флорой пациента, опасными химическими веществами и просто при уходе за пациентами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип действия

Данные изделия используют в качестве средства защиты медперсонала и пациентов от инфекций, вирусов, заражения при различных видах манипуляций и уходе за больными в нестерильной среде.

Использование перчаток при контакте с пациентом является необходимой барьерной защитой от передачи и распространения бактериальных, вирусных, грибковых и пр. инфекций. Поэтому, перчатки, в качестве медицинского изделия являются необходимой и неременной частью любой процедуры по уходу за больным. Перчатки так же, частично предохраняют от кожного контакта с рядом опасных лабораторных химикатов и должны обязательно применяться для защиты медперсонала при работе с химически реактивными веществами и веществами подобного типа.

Технические характеристики

Micro-Touch Affinity



Материал: неопрен

Цвет: зеленый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: гладкая с текстурированной зоной пальцев

Внутренняя поверхность: с полиуретановым покрытием

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,170

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 750 700

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка не содержит латексных протеинов

Стерилизация: не применимо

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень защиты

- Профилактика аллергии типа I и кожной реакций

- Комфорт: похожи на латекс

Micro-Touch Hygrip



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: микро-текстурированная

Внутренняя поверхность: слегка хлорированной

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,150

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 763 686

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень мало

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных

Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным раздражающим согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификация: класс I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень облегания и простота использования
- Высокий уровень комфорта
- Высокий уровень безопасности и низкий уровень аллергенности.

Micro-Touch Nitra-Tex



Материал нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированные

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 250

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи считается незначительным согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизации согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий класс безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании

Micro-Touch Ultra



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная, хлорированная

Внутренняя поверхность : хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,140

Манжеты 0,105

Удлинение при разрыве (%) 752 734

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук, 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: низкое

Типичные результаты <50 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и чувствительность
- Простота в использовании
- Безопасность и низкая аллергенность

Micro-Touch Coated



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Внешняя поверхность: текстурированное полиакрилатное покрытие зоны пальцев

Внутренняя поверхность: слегка хлорированное полиакрилатное покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,150

На ладони: 0,130

Манжеты 0,110

Удлинение при разрыве (%) 715 620

Минимальная длина (мм) 245

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук , 10 x 80 штук (размер XL)

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация согласно ASTM F-720

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Соответствие стандартам СЕ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходный комфорт и чувствительность

- Легкость надевания

- Высокий уровень безопасности и низкая аллергенность.

Micro-Touch Nitra-Tex EP



Материал: нитрил

Цвет: голубой

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: хлорированная

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,155

На ладони: 0,120

Манжеты 0,100

Удлинение при разрыве (%) 595 595

Минимальная длина (мм) 300

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: не содержит латексных протеинов

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Контакт с пищевыми продуктами: подходит для контакта с пищевыми продуктами

Постановление ЕС 1935/2004

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактика аллергии
- Высокий уровень безопасности и химическая стойкость
- Комфорт и простота в использовании
- Дополнительная длина для дополнительной защиты.

Micro-Touch Powdered



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: белый

Форма: на обе руки

Манжета: прямая

Внешняя поверхность: гладкая

Внутренняя поверхность: сухое покрытие

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (Мм)

На пальце: 0,160

На ладони: 0,120

Манжеты: 0,090

Удлинение при разрыве (%) 830 834

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: низкое

Типичные результаты <50 г / г для модифицированных

Лоури И КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи: считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность

- Низкая аллергенность

- Исключительное удобство.

Micro-Touch Sterile



Материал: натуральный каучуковый латекс

Цвет: бежевый

Форма: на обе руки

Манжета: с валиком

Наружная поверхность: текстурированная

Внутренняя поверхность: покрыта полиакрилатом

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толщина (мм)

На пальце: 0,190

Наладони: 0,160

Манжеты 0,120

Удлинение при разрыве (%) 779 797

Минимальная длина (мм) 240

Упаковка 4 x 50 пар / 200 пар

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Типичные результаты <30 г / г для модифицированных Лоури и КВУП (EN 455-3)

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Чувствительность кожи: нет доказательств дерматитов при кожном контакте

Сенсибилизация: согласно ISO 10993-10

Стерилизация: 25 кГр гамма-облучения

СЕ-классификации класса I стерильный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная стерильность

- Комфорт и простота в использовании

- Безопасность и низкая аллергенность.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТКАМИ

Перчатки следует извлечь из диспенсера, надеть на чистые руки и использовать при работе с одним пациентом или с одним химикатом. При переходе к следующему пациенту перчатки необходимо заменить. Так же следует немедленно сменить перчатку в случае повреждения ее острым инструментом или каким-либо другим способом. Использованные перчатки следует утилизировать как любые другие медицинские отходы, зараженные телесными жидкостями пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергическую реакцию. Находиться в перчатках не более двух часов. Не хранить вблизи от озона. Использовать только один раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25 С, вдали от солнечных лучей.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

