


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Диагностическая цифровая рентгенографическая система
серии GF50 с принадлежностями**

Диагностическая цифровая рентгенографическая система серии GF50 с принадлежностями



Диагностическая цифровая рентгенографическая система серии GF50 с принадлежностями

Макет маркировки

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

Диагностическая цифровая рентгенографическая система

Ссылочный номер : GF50

Продажа этого изделия осуществляется
только врачам или по предписанию врача

ХАРАКТЕРИСТИКИ: трехфазное напряжение 400/480 В переменного тока, 50/60 Гц ток
-0.7 А (номинальный), 120/95 А (мгновенный)

Режим функционирования: продолжительная работа с повторно-кратковременной нагрузкой

Максимальное время экспозиции: 10 с/пауза 1 мин


Продолжительность работы стола пациента: 2 мин /пауза 18 мин

*Оборудование соответствует стандартам радиационной безопасности
раздела 21 CFR (Свод федеральных правил) подраздел J *



 Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Самсунг-ро Йонгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, Корея

 SAMSUNG ELECTRONICS(UK) LTD
Блэкбуш Бизнес Парк, Саксони Уэй, Уайтли, Гемпшир GU46 6GG,
Великобритания



Сделано в Корее


I. Базовый состав серии GF50:

1. Высоковольтный рентгеновский генератор (GXR-52)




Высоковольтный рентгеновский генератор (GXR-52)


Макет маркировки

DRGEM	
Высоковольтный рентгеновский генератор	
ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР GXR-52	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР GXSI410138	
 Январь 2014 г.	
СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 400 В 3~, 50*/60 Гц 0,7 А (в режиме ожидания), 120 А (кратковременный ток): за пределами Северной Америки ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 52 кВт 640 мА/81 кВ, 500 мА/104 кВ, 400 мА/130 кВ, 320 мА/150 кВ	
ВНИМАНИЕ: Не снимать кожух во избежание поражения электрическим током. В оборудовании отсутствуют компоненты, обслуживаемые пользователем. Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным обслуживающим персоналом. Федеральный закон (США) ограничивает продажу или эксплуатацию данного изделия терапевтом или лицензированным практикующим врачом или по их поручению. Данное изделие соответствует требованиям Министерства здравоохранения и социальных служб США (DHHS), приведенным в подразделе J главы 21 Свода федеральных правил (CFR). СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
	DRGEM CORPORATION 7Ф Е-Б/Д Кванмён Технопарк 60, Хаан-ро, Кванмён-си, Кенги-до, Республика Корея. 423-795

2. Подставка рентгеновской трубки (с напольным (SDR-OGTS50D) / напольно-потолочным креплением (SDR-OGTS51D)).



с напольным (SDR-OGTS50D) креплением



напольно-потолочным креплением (SDR-OGTS51D)

Подставка рентгеновской трубки (с напольным (SDR-OGTS50D) / напольно-потолочным креплением (SDR-OGTS51D).

Макет маркировки

SAMSUNG

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ : Подставка рентгеновской трубки
(с напольным креплением)

Ссылочный номер : SDR-OGTS50D

Характеристики : 24 В  , 3 А



CH



ПТТ.ММ.ДД

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Samsung Electronics Co. Ltd

129, Самсунг-ро, Ионгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, Корея



SAMSUNG

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ : Подставка рентгеновской
трубки(с напольно-потолочным креплением)

Ссылочный номер : SDR-OGTS51D

Характеристики : 24 В  , 3 А



CH



ПТТ.ММ.ДД

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Samsung Electronics Co. Ltd


129, Самсунг-ро, Ионгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, Корея



3. Стол пациента (4-позиционный (SDR-OGTA50D) / 6-позиционный (SDR-OGTA51D)).



4-позиционный (SDR-OGTA50D)



6-позиционный (SDR-OGT A51D)

Стол пациента (4-позиционный (SDR-OGTA50D) / 6-позиционный (SDR-OGTA51D)).

Макет маркировки

SAMSUNG



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ : Стол пациента (4-позиционный)

Ссылочный номер : SDR-OGTA50D

Характеристики : 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 200 ВА



ГГГГ.ММ.ДД



Samsung Electronics Co., Ltd

129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, Корея

SAMSUNG



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ : Стол пациента (6-позиционный)

Ссылочный номер : SDR-OGTA51D

Характеристики : 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 400 ВА



ГГГГ.ММ.ДД



Samsung Electronics Co., Ltd

129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, Корея

4. Настенный кронштейн (SDR-OGST70A)




Настенный кронштейн (SDR-OGST70A)

Макет маркировки



5. Радиографическая рентгеновская трубка (E7252X)





Радиографическая рентгеновская трубка (E7252X)

Макет маркировки


TOSHIBA ROTANODE	
	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Ноябрь 2013 г./11.2013 г.
22000BZX00662000	
МОДЕЛЬ: E7252X	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 13L1086	
МОДЕЛЬ ВСТАВКИ: E7252	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 3L347 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ:	
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 150 кВ СТАТОР: XS-RA	
ФОКУСНОЕ ПЯТНО: 1,2/0,6	
ПОСТОЯННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: 0,9 Al/75	
324-8550 1385	
	TOSHIBA ELECTRON TUBES AND DEVICES CO., LTD.
1385, Симоисигами, Отавара-си, Тотиги 324-8550, Япония	
СДЕЛАНО В ЯПОНИИ MZF-RT01	

6. Коллиматор (SDR-OGCL50D).




Коллиматор (SDR-OGCL50D).


Макет маркировки



7. Плоскопанельный цифровой беспроводной детектор (S4335-W, S4335-WV).



S4335-W




S4335-WV

Плоскопанельный цифровой беспроводной детектор (S4335-W, S4335-WV)

Макет маркировки



8. Устройство АЕС (автоматический контроль облучения)




Устройство АЕС (автоматический контроль облучения)

Макет маркировки


VacuTec Meßtechnik GmbH Дорнблютштрассе 14 D -01277 Дрезден Германия Страна происхождения: Германия Дата изготовления: декабрь 2012 г.	 IP 50
~ 11,5 ... 16,0 В пост. тока / < 2 Вт	

9. Устройство DAP (измерение дозы облучения)





Устройство DAP (измерение дозы облучения)


Макет маркировки

VacuDAP – OEM		VacuTec Meßtechnik GmbH
Страна-изготовитель: Германия Дата изготовления: Март 2013 г. Серийный № 13 00585 Деталь № 156 00 15	 0,2 A1 (40-150) кВ МЭК 60580	Дорнблютштрассе, 14 D-01277 Дрезден
		10...30 В пост. тока/< 2 Вт


10. Рабочая станция (системный блок, клавиатура, мышь)



11. Медицинский жидкокристаллический монитор рабочей станции



12. Устройство БИУ (SDR-OGCI50D) (блок интерфейса управления).



Устройство БИУ (SDR-OGCI50D) (блок интерфейса управления).

Макет маркировки



SAMSUNG

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ SAMSUNG



Серия GF50

(GF50, GF50A, XGEO GF50, XGEO GF50A)



Руководство пользователя

II. Принадлежности:


1. Ручной выключатель.



2. Боковая опора.




3. Пластина с рукояткой.




Пластина с рукояткой.

Макет маркировки




4. Фиксатор сетки.




Фиксатор сетки.


Макет маркировки




5. Фиксирующий ремень



6. Фиксатор детектора




7. Сканер штрихкодов (MS 5145).




8. Компакт-диск с документацией пользователя.




9. Источник питания детектора.



10. Блок бесперебойного питания рабочей станции



11. Батарея детектора.




Батарея детектора

Макет маркировки

SAMSUNG	
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Батарея детектора	
ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР SDB-3S1PA(31CP4/76/111)	
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 11,4 В = 38,76 Вт-ч (3400 мА-ч)	
Страна изготовления элементов: Китай.	
Страна сборки: Корея. AS: 080-022-9797	
Внимание:	
1) Опасность взрыва в случае некорректной замены аккумулятора.	
2) В качестве замены использовать только такой же или эквивалентный аккумулятор.	
3) Запрещается раздавливать, прокалывать, поджигать или замыкать внешние контакты.	
Запрещается утилизировать аккумулятор в условиях повышенной температуры или подвергать воздействию повышенной температуры (140 °F).	
03.2016 г.	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР KR01MI9601305ADB67H3U0112 Ред. 1.2	
 Elentec Co. Ltd	
64-3, Донгтанихеунг-ро, Донгтан-мийеон, Хвасон-си, Кенги-до, Корея	
	
	
	



12. Зарядное устройство батареи детектора.





13. Отсеивающая сетка для плоскопанельного детектора.



14. Крепежные элементы для монтажа



15. Распределительные щиты



16. Кабели (силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические)

