




по применению
«ДНК вируса гриппа типа А субтипов
олигонуклеотидных суспензионных биочипах
«Вектор-хМАР-Influenza H1/H3/H5/H7/H9»
по ТУ 21.20.23-081-05664012-2017



Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

[Handwritten signature]

Р.А. Максютлов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора



Р.А. Максютлов

11 ноября 2019 г.

Маркировка медицинского изделия

**Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека**

Набор реагентов для выявления кДНК вируса гриппа типа А субтипов
H1, H3, H5, H7 и H9 на олигонуклеотидных суспензионных биочипах»
«Вектор-хMAP-Influenza H1/H3/H5/H7/H9»
по ТУ 21.20.23-081-05664012-2017

Внутренняя упаковка

Этикетка на микропробирки

	ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора «Вектор-хMAP-Influenza H1/H3/H5/H7/H9» Наименование реагента Объем (мл)
Серия:	
Дата изготовления:	
Годен до:	
Хранить при температуре от 2°C до 8°C	
«Только для диагностики ин витро»	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Р.А. Максютов

21 " ноября 2019 г.

Этикетка для коробки (пакета)



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

**Набор реагентов для выявления кДНК вируса гриппа типа А субтипов
H1, H3, H5, H7 и H9 на олигонуклеотидных суспензионных биочипах»
«Вектор-хMAP-Influenza H1/H3/H5/H7/H9»
по ТУ 21.20.23-081-05664012-2017**

Регистрационный номер Дата регистрации

Серия: Дата изготовления:

Годен до:

Набор реагентов хранить в упаковке предприятия-изготовителя при
температуре от 2 °С до 8 °С в течение срока годности.

Транспортирование набора реагентов должно производиться при
температуре от 2 °С до 8 °С в термоконтейнере. Замораживание наборов
не допускается.

«Только для диагностики ин витро»


Состав набора:

1. **Реагент-1**, прозрачная бесцветная жидкость, 0,5 мл, 1 пробирка
2. **Реагент-2**, прозрачная бесцветная жидкость, 0,5 мл, 1 пробирка
3. **Реагент-3**, суспензия полистирольных микросфер, 0,25 мл, 1 пробирка
4. **ПКО-Н1/ Н3/Н5**, прозрачная бесцветная жидкость, 0,2 мл, 1 пробирка
5. **ПКО-Н7/Н9**, прозрачная бесцветная жидкость, 0,2 мл, 1 пробирка
6. **ОКО**, прозрачная бесцветная жидкость, 0,2 мл, 1 пробирка.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора


Р.А. Максютлов

11 "ноября" 2019 г.

**Маркировка групповой упаковки
(транспортной тары)**



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Набор реагентов для выявления кДНК вируса гриппа типа А субтипов
H1, H3, H5, H7 и H9 на олигонуклеотидных суспензионных биочипах»
«Вектор-хMAP-Influenza H1/H3/H5/H7/H9»
по ТУ 21.20.23-081-05664012-2017

Регистрационный номер
Серия: Дата изготовления:

Дата регистрации:
Годен до:

Набор реагентов хранить в упаковке предприятия-изготовителя при
температуре от 2 °С до 8 °С в течение срока годности.
Транспортирование набора реагентов должно производиться при
температуре от 2 °С до 8 °С в термоконтейнере. Замораживание наборов
не допускается.
«Только для диагностики ин витро»

"Верх, не кантовать"

"Боится нагревания",

"Боится сырости"

"Биопрепараты",

"Соблюдение интервала температур"

"Вскрыть по получении".

Масса нетто _____ Масса брутто _____

Масса нетто набора _____

Количество наборов _____



В данном документе
прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов

три листа
прописью

Зав. ОТД М.П. Воеводина
должность, подпись