

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МФЛ»



Полищук Е.О.
«07» мая 2018 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОЙ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
по ТУ 32.50.50-001- 19119258-2017
(РЕДАКЦИЯ 2)**

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Комплект одежды медицинской многоразового использования» по ТУ 32.50.50-001-19119258-2017 (далее по тексту «одежда», «изделия»).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Варианты исполнения комплекта представлены в Приложении 1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для применения медицинским персоналом в медицинских учреждениях при оказании лечебно-профилактической помощи в качестве барьера для снижения риска перекрестного инфицирования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда относится к изделиям многократного применения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Медицинские работники

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия изготавливаются в нестерильном виде.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Снижения риска инфицирования медицинского персонала в процессе повседневной трудовой деятельности, а также соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр потребительской упаковки.
- Освободить изделие от упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Изделия применяются в соответствии с их наименованием и функциональным назначением, исходя из ситуации и необходимости.
- Изделия, кроме головных уборов, должны одеваться поверх нижнего белья или одежды.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Изделие поверхностного контакта, вид контакта – кратковременный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должно входить:

- комплект одежды медицинской многоразового использования;
- инструкция по применению (1 экз. на потребительскую упаковку).

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использовать до загрязнения.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура от +5 до +40 °С. Относительная влажность: 20– 80%.

ПОРЯДОК ПОДБОРА ТИПОРАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ

Порядок подбора типоразмера изделий представлен в таблицах №1-3.

Таблица 1 – Подбор головного убора

Размер	Обхват головы
53	53±1,0
54	54±1,0
55	55±1,0
56	56±1,0
57	57±1,0
58	58±1,0
60	60±1,0
61	61±1,0
62	62±1,0
63	63±1,0
64	64±1,0

Таблица 2 – Подбор одежды (халаты, куртки, блузоны, брюки, юбки, сарафаны, фартук, платье)

Для женщин, в см

Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	164	24,7±1,0	80,0±1,0	60,0±1,0	88,0±1,0
	170	24,5±1,0	80,0±1,0	59,0±1,0	88,0±1,0
	176	24,3±1,0	80,0±1,0	58,0±1,0	88,0±1,0
42	164	26,1±1,0	84,0±1,0	64,0±1,0	92,0±1,0
	170	25,9±1,0	84,0±1,0	63,0±1,0	92,0±1,0
	176	25,7±1,0	84,0±1,0	62,0±1,0	92,0±1,0
44	164	27,5±1,0	88,0±1,0	68,0±1,0	96,0±1,0
	170	27,3±1,0	88,0±1,0	67,0±1,0	96,0±1,0
	176	27,1±1,0	88,0±1,0	66,0±1,0	96,0±1,0
46	164	28,9±1,0	92,0±1,0	72,0±1,0	100,0±1,0
	170	28,7±1,0	92,0±1,0	71,0±1,0	100,0±1,0
	176	28,5±1,0	92,0±1,0	70,0±1,0	100,0±1,0
48	164	30,3±1,0	96,0±1,0	76,0±1,0	104,0±1,0
	170	30,1±1,0	96,0±1,0	75,0±1,0	104,0±1,0
	176	29,9±1,0	96,0±1,0	74,0±1,0	104,0±1,0
50	164	31,7±1,0	100,0±1,0	80,0±1,0	108,0±1,0
	170	31,5±1,0	100,0±1,0	59,0±1,0	108,0±1,0
	176	31,3±1,0	100,0±1,0	58,0±1,0	108,0±1,0
52	164	33,1±1,0	104,0±1,0	84,0±1,0	112,0±1,0
	170	29,9±1,0	104,0±1,0	83,0±1,0	112,0±1,0
	176	29,7±1,0	104,0±1,0	82,0±1,0	112,0±1,0
54	164	34,2±1,0	108,0±1,0	89,0±1,0	116,0±1,0
	170	34,0±1,0	108,0±1,0	88,0±1,0	116,0±1,0
	176	33,8±1,0	108,0±1,0	87,0±1,0	116,0±1,0
56	164	35,3±1,0	112,0±1,0	94,0±1,0	120,0±1,0
	170	35,1±1,0	112,0±1,0	93,0±1,0	120,0±1,0
	176	34,9±1,0	112,0±1,0	92,0±1,0	120,0±1,0
58	164	36,4±1,0	116,0±1,0	99,0±1,0	124,0±1,0
	170	36,2±1,0	116,0±1,0	98,0±1,0	124,0±1,0
	176	36,0±1,0	116,0±1,0	98,0±1,0	124,0±1,0
60	164	37,5±1,0	120,0±1,0	104,0±1,0	128,0±1,0
	170	37,3±1,0	120,0±1,0	103,0±1,0	128,0±1,0
	176	37,1±1,0	120,0±1,0	102,0±1,0	128,0±1,0
62	164	38,2±1,0	124,0±1,0	109,0±1,0	132,0±1,0
	170	38,0±1,0	124,0±1,0	108,0±1,0	132,0±1,0
	176	37,8±1,0	124,0±1,0	107,0±1,0	132,0±1,0
64	164	39,0±1,0	128,0±1,0	115,0±1,0	136,0±1,0
	170	38,8±1,0	128,0±1,0	114,0±1,0	136,0±1,0
	176	38,6±1,0	128,0±1,0	113,0±1,0	136,0±1,0
66	164	39,8±1,0	132,0±1,0	120,0±1,0	140,0±1,0
	170	39,6±1,0	132,0±1,0	119,0±1,0	140,0±1,0
	176	39,4±1,0	132,0±1,0	118,0±1,0	140,0±1,0

Таблица 3 – Подбор одежды (халаты, куртки, блузоны, брюки)

Для мужчин, в см

Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
44	176	28,3±1,0	88,0±1,0	76,0±1,0	94,8±1,0
	182	28,3±1,0	88,0±1,0	76,0±1,0	95,6±1,0
	188	28,3±1,0	88,0±1,0	76,0±1,0	96,4±1,0
46	176	29,6±1,0	92,0±1,0	80,0±1,0	97,8±1,0
	182	29,6±1,0	92,0±1,0	80,0±1,0	98,6±1,0
	188	29,6±1,0	92,0±1,0	80,0±1,0	99,4±1,0
48	176	30,9±1,0	96,0±1,0	84,0±1,0	100,8±1,0


Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
	182	30,9±1,0	96,0±1,0	84,0±1,0	101,6±1,0
	188	30,9±1,0	96,0±1,0	84,0±1,0	102,4±1,0
	176	32,2±1,0	100,0±1,0	88,0±1,0	103,8±1,0
50	182	32,2±1,0	100,0±1,0	88,0±1,0	104,8±1,0
	188	32,2±1,0	100,0±1,0	88,0±1,0	105,4±1,0
	176	33,5±1,0	104,0±1,0	92,0±1,0	106,8±1,0
52	182	33,5±1,0	104,0±1,0	92,0±1,0	107,6±1,0
	188	33,5±1,0	104,0±1,0	92,0±1,0	108,4±1,0
	176	34,8±1,0	108,0±1,0	96,0±1,0	109,8±1,0
54	182	34,8±1,0	108,0±1,0	96,0±1,0	110,6±1,0
	188	34,8±1,0	108,0±1,0	96,0±1,0	111,4±1,0
	176	36,1±1,0	112,0±1,0	100,0±1,0	112,8±1,0
56	182	36,1±1,0	112,0±1,0	100,0±1,0	113,6±1,0
	188	36,1±1,0	112,0±1,0	100,0±1,0	114,4±1,0
	176	37,4±1,0	116,0±1,0	104,0±1,0	115,8±1,0
58	182	37,4±1,0	116,0±1,0	104,0±1,0	116,6±1,0
	188	37,4±1,0	116,0±1,0	104,0±1,0	117,4±1,0
	176	38,7±1,0	120,0±1,0	108,0±1,0	118,8±1,0
60	182	38,7±1,0	120,0±1,0	108,0±1,0	119,6±1,0
	188	38,7±1,0	120,0±1,0	108,0±1,0	120,4±1,0
	176	40,0±1,0	124,0±1,0	112,0±1,0	121,8±1,0
62	182	40,0±1,0	124,0±1,0	112,0±1,0	122,6±1,0
	188	40,0±1,0	124,0±1,0	112,0±1,0	123,4±1,0
	176	41,3±1,0	128,0±1,0	116,0±1,0	124,8±1,0
64	182	41,3±1,0	128,0±1,0	116,0±1,0	125,8±1,0
	188	41,3±1,0	128,0±1,0	116,0±1,0	126,6±1,0
	176	42,6±1,0	132,0±1,0	120,0±1,0	127,8±1,0
66	182	42,6±1,0	132,0±1,0	120,0±1,0	128,6±1,0
	188	42,6±1,0	132,0±1,0	120,0±1,0	129,4±1,0



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Изделия по внешнему виду и технологии изготовления должны соответствовать требованиям технической документации.


Описание внешнего вида





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Халат медицинский женский многоцветный «ЗЕТА»</i> представляет собой изделие прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на кнопки и рельефами, выходящими из кокетки. Нижние накладные карманы с отрезной планкой. Карманы входят в рельеф и в боковой шов. На левой полочке накладной нагрудный карман, входящий в рельеф. В боковых швах шлевки для пояса. Спинка с рельефами, выходящими из плеча. По низу рельефа спинки шлицы. Воротник стойка с закругленными углами. По воротнику, рельефам, кокетке, поясу - декоративная отстрочка. Дополнительно халат оснащен поясом.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский женский многоцветный «ГАММА» представляет собой изделие приталенного силуэта, с втачными рукавами три четверти длины, с круглым вырезом воротником-стойка, с рельефами. На полочках рельефы доходят до кокеток. Боковые карманы входят в рельефы и боковые швы. Нагрудный карман на левой полочке входит в рельеф. Застежка спереди (на молнию). Низ халата обработан. Дополнительно халат оснащен поясом.	
Халат медицинский женский многоцветный «МАЛЬТА» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с двумя накладными нижними карманами и двумя накладными карманами на полочках, с заплатами в подрезах, с центральной бортовой застежкой спереди (на кнопки). Тип горловины: круглый вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, короткий, притачные манжеты. Низ халата обработан. Дополнительно халат оснащен хлястиком. Кнопки на хлястике и планках карманов ложные.	
Халат медицинский женский многоцветный «КЛАССИКА» представляет собой изделие приталенного силуэта, с двумя накладными нижними карманами, расположенных по бокам изделия, с центральной бортовой застежкой спереди (на кнопки). На полочке выполнены рельефы, выходящие из кокетки. На левой полочке расположен нагрудный карман, входящий в рельеф. Тип горловины: круглый вырез с воротником-стойка. Тип рукава: втачной одношовный, три четверти, края обработаны. Низ халата обработан. Дополнительно халат оснащен хлястиком. В боковых швах халата расположены два разреза.	
Халат медицинский женский многоцветный «ЭДЕЛЬВЕЙС» представляет собой изделие приталенного силуэта, с глубоким запахом спереди, с двумя накладными нижними карманами, расположенных по бокам изделия, с центральной бортовой застежкой спереди (на кнопки). Тип горловины: V-образный вырез, горловина правой полочки с декоративными планками из отделочных тканей двух цветов. Боковой карман отделан декоративными планками из отделочных тканей двух цветов. Тип рукава: втачной, семь восьмых, края обработаны. Низ халата обработан.	


Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский женский многоразовый «ИНЕССА» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с двумя накладными нижними карманами, расположенных по бокам изделия, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки или пуговицы). По линии талии объём регулируется пуговицами и хлястиками, входящим в боковые швы. На левой полочке нагрудный карман. Тип горловины: круглый вырез с воротником-стойка. Тип рукава: втачной, три четверти с отворотами, края обработаны. Низ халата обработан. По низу спинки халата расположены две шлицы.	
Халат медицинский женский многоразовый «САВАННА» представляет собой изделие прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой - планкой спереди (на кнопки), на поясе, с разрезами в боковых швах. Полочка с нагрудными вытачками, верхними и нижними накладными карманами с обтачкой. Карманы с встречной складкой. Спинка со средним швом. Паты с кнопкой, расположены на рукавах и плечевом шве. Тип горловины: круглый вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, три четверти, края обработаны. Низ халата обработан. По бокам халата расположены два выреза.	
Халат медицинский женский многоразовый «ТЕРРА» представляет собой изделие приталенного силуэта, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Полочка и спинка отрезные по линии талии, с притачным поясом. Спинка с рельефами, выходящими из плечевого шва. На юбке спинки в рельефах располагаются шлицы. Тип горловины: пиджачного типа с лацканами и с закругленными концами. По воротнику, подбору, поясу, рельефам и карманам – декоративная двойная отстрочка. Тип рукава: втачной, двухшовный, 7/8, с притачной манжетой и с закругленными концами, края обработаны. Низ халата обработан.	
Халат медицинский женский многоразовый «УНИВЕРСАЛ» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с двумя боковыми карманами «в рамку» входящие в рельефы и боковые швы, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Нагрудный карман на левой полочке входит в рельеф. По линии талии объём регулируется хлястиком, состоящим из двух частей, входящие в боковые швы. По низу боковых швов разрезы. По боковым швам в области разрезов – декоративные закрепки. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Халат медицинский женский многоразовый «ЭВИТА»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, с двумя накладными карманами, входящими в рельефы и боковые швы, полочка и спинка с рельефами из плечевых швов, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки или пуговицы). По линии талии объём регулируется поясом, состоящим из двух частей, втачанных в боковые швы. По низу боковых швов разрезы. Отделочные строчки по бортам, горловине, воротнику, карманам, поясу и разрезам. Тип горловины: V-образный вырез с воротником-стойка. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	
<i>Халат медицинский женский многоразовый «АССОЛЬ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, отрезной по линии талии, длиной чуть выше колен, с декоративным бантом на спине, с центральной бортовой застёжкой спереди (на пуговицы). Перед лиф с рельефом, переходящим на нижнюю часть переда и в складку, и с тальевой вытачкой, переходящей в фигурный карман. Спинка со средним швом. Верхняя часть спинки с четырьмя тальевыми вытачками переходящие на нижнюю часть спинки в складку. Рукав втачной, одношовный, фонарик со складками, тремя в верхней и нижней частей рукава. Отделочная строчка проходит по: рельефам, вытачкам, среднему шву спинки, низу изделия, складкам на нижней части рукава.	
<i>Халат медицинский женский многоразовый «ЭЛЕГИЯ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, длиной до линии колен, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Перед с нагрудной вытачкой, идущей из плечевого шва и подрезом, идущим до бокового шва и 4 тальевыми вытачками и карманом в шве подреза. Спинка со средним швом, шлицей и 4 тальевыми вытачками. Декоративные закрепки на концах вытачек и карману. Тип горловины: V-образный вырез с воротником-стойка, переходящий в фигурный вырез. Тип рукава: втачной, одношовный, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	
<i>Халат медицинский женский многоразовый «БОСТОН»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта с отрезной линией талии. Полочка с центральной застёжкой на кнопки и рельефами, выходящими из проймы. Центральная часть полочки цельнокроеная, боковые части полочки отрезные по линии талии. В боковых швах карманы, а так же шлевки для пояса. Спинка с рельефами, выходящими из проймы. Центральная часть спинки цельнокроеная, боковые части спинки отрезные по линии талии. Рукава втачные, двушовные. По низу притачная манжета, с застёжкой на кнопки. Воротник отложной на стойке, с острыми уголками. По воротнику, рельефам, отрезной части талии, поясу - декоративная отстрочка. К халату прилагается пояс.	






Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Халат медицинский женский многоразовый «МЕДЕЛА»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с застежкой по центру на 6 пуговиц. Рукава втачные, двušовные, длинные с широкой подгибкой. Врезной хлястик на центральной части спинки. Английский воротник. Спинка с рельефами от кокетки, переходящими в шлицы. Полочка с рельефами выходящими из плечевого шва. В рельефах карманы с отрезным боком, и с широкой отстрочкой. В верхних углах шлиц- декоративные закрепки.	
<i>Халат медицинский женский многоразовый «ОРИГИТЕЯ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта с центральной супатной застежкой, застегивающейся на 6 кнопок. На полочке выполнены рельефы, входящие из кокетки. На левой полочке расположен нагрудный карман, входящий в рельеф. На полочке расположены нижние накладные карманы. Спинка со средним швом, выходящим из кокетки. Имеется хлястик с двумя кнопками. Рукава втачные одношовные $\frac{3}{4}$ Воротник стойка. В боковых швах расположены разрезы. Супатная застежка и нижняя стойка из контрастной ткани. Выпускается из ткани Сатори, Тередо и Prai (Твилл).	
<i>Платье медицинское женское многоразовое «МЕДЕЯ»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. Платье отрезное по линии бедер. Полочка с кокеткой и с талиевыми вытачками, выходящими из пояса. Рукава втачные, одношовные, короткие, с широкой подгибкой 3см, с закрытым срезом. Врезной пояс со смещенной застежкой на 2 кнопки. По поясу настрочные шлевки: по полочке -2 двойные, по спинки-2 одинарные, 1-одинарная длинная со сгибом. Центральная застежка по полочке на 6 кнопок. Воротник отложной на стойке с острыми углами. Спинка с рельефами от кокетки до пояса. На полочке накладные карманы, с накладным клапанами и кнопками. Отрезная юбка со средним швом, с отрезным гульфиком. По переду юбки настрочные карманы, выходящие из пояса и бокового шва. На левой половине юбки декоративный настрочной, маленький кармашек. Юбка по спинке с отрезной кокеткой и со средним швом. По спинки юбки располагаются 2 накладных кармана.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Халат медицинский мужской многоразовый «ЭСКУЛАП»</i> представляет собой изделие свободного покроя, с центральной бортовой застёжкой спереди (на пуговицы или кнопки). Спинка со средним швом, шлицей и кокеткой. На полочках боковые карманы. На левой полочке нагрудный карман и карман для очков, расположенный под нагрудным. По линии талии объём регулируется пуговицами и хлястиком, входящим в боковые швы. Боковые карманы образуют щели в области боковых швов. Отделочная строчка по воротнику, лацканам, бортам и хлястику. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. По низу рукавов застежка на петли и пуговицы меньшего диаметра. Низ халата обработан.	
<i>Халат медицинский мужской многоразовый «СТУДЕНТ»</i> представляет собой изделие свободного покроя, с внешним боковым карманом на полочке, с двумя накладными нижними карманами, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки или пуговицы). Спинка со средним швом и шлицей. Хлястик застегивается на пуговицы (кнопки) и входит в боковые швы. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	
<i>Халат медицинский мужской многоразовый «ДОКТОР»</i> представляет собой изделие прямого покроя, полочки с боковыми карманами, на левой полчке нагрудный карман, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Хлястик застегивается на кнопки и входит в боковые швы. Спинка со средним швом и шлицей. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	
<i>Халат медицинский мужской многоразовый «АРИСТОТЕЛЬ»</i> представляет собой изделие прямого покроя, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Спинка со средним швом, шлицей и кокеткой. На полочках – боковые карманы. На левой полочке – нагрудный карман и карман для очков, расположенный под нагрудным. Хлястик застегивается на кнопки и входит в боковые швы. Боковые карманы образуют щели в области боковых швов. По борту супатная застежка на кнопки. По низу рукавов застежка на кнопки. Отделочная строчка по воротнику и карманам. По внутренней стороне ворота и центральной бортовой застежки отделка тканью другого цвета. Тип горловины: круглый вырез с воротником-стойка. Тип рукава: втачной, длинный, края обработаны. Низ халата обработан.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Куртка медицинская женская многоцветная «ЭЛИТ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки), длиной до линии бедер. Перед с нагрудной вытачкой, идущей из плечевого шва и подрезом идущим до бокового шва и 4 тальевыми вытачками и карманом в шве подреза. Спинка со средним швом, шлицей и 4 тальевыми вытачками. Декоративные закрёпки на концах вытачек и карману. Тип горловины: V-образный вырез с воротником-стойка, переходящий в фигурный вырез. Тип рукава: втачной, двухшовный со шлицей, 3/4, края обработаны. Низ халата обработан.	
<i>Куртка медицинская женская многоцветная «ПРЕМИУМ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, с двубортным воротником, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Рельефы из пройм. Рукав 7/8. Накладные карманы. На боковом кармане и горловине правой полочке декоративные планки из отделочных тканей двух цветов.	
<i>Куртка медицинская женская многоцветная «ПЕРИС»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта с разрезами по бокам, с кокетками и рельефами по спинке и полочкам, с двумя внешним боковым карманом на полочке, с центральной застёжкой спереди (на кнопки). По линии талии объём регулируется хлястиком, состоящим из трех частей, боковыми частями хлястика втачанный в боковые швы. Рукава с притачными манжетами. Карманы с планками и подрезами. В надрезах зашпы. Кнопки - по борту, карманам и хлястику. На карманах и хлястике кнопки ложные. Вверху разрезов декоративные закрёпки. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ куртки обработан.	
<i>Куртка медицинская женская многоцветная «ПАНАЦЕЯ»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой спереди (на пуговицы). Спинка с рельефами, переходящими в шлицы. Полочка с рельефами, переходящими в карманы закругленной формы. По низам рукавов манжеты. В верхних углах накладного кармана и шлиц — декоративные закрёпки. Тип горловины: V-образный вырез с отложным воротником. Тип рукава: втачной, три четверти, края обработаны. Низ куртки обработан.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Куртка медицинская женская многоразовая «АВРОРА»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки), с втачными рукавами. На спинке и полочках – рельефы, выходящие из кокеток. Хлястик состоит из трех частей. На полочках – боковые и нагрудные карманы. Воротник на приточной стойке. Рукава с отворотами. По низу боковых швов – разрезы. На планках карманов, хлястике кнопки ложные. Низ куртки обработан.	
<i>Куртка медицинская женская многоразовая «АСТРА»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. Куртка на отрезной двойной кокетке. Полочка с рельефами выходящими из кокетки. Рукава втачные, одношовные, 3/4, с подгибкой 2см, с закрытым срезом. По низу переда накладные карманы с декоративно планкой контрастного цвета. Карманы выходят из рельефа и бокового шва. Так же на левой полочке нагрудный, накладной карман с двумя декоративными уголками контрастного цвета. Центральная застежка по полочке на 5 кнопок. Куртка без воротника. Горловина переда обтачивается подбортом. По горловине переда декоративные уголки из контрастной ткани. Спинка с рельефами от кокетки до низа. Разрезы по низу боковых швов.	
<i>Куртка медицинская мужская многоразовая «СПОРТ»</i> представляет собой изделие прямого силуэта с центральной застежкой на молнию. Полочка с рельефами, выходящими из кокетки. Спинка с кокеткой. Рукава втачные, одношовные, короткие. Воротник-стойка. На полочке расположен левый нагрудный и нижние накладные карманы, выходящие из рельефа. Под правым нижним карманом расположен дополнительный накладной карман. Низ рукава и низ изделия обработаны в подгибку с закрытым срезом.	
<i>Куртка медицинская мужская многоразовая «ЛЕО»</i> представляет собой изделие прямого силуэта с втачными рукавами, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). На спинке и полочках кокетка без плечевых швов и рельефы. Боковые карманы входят в рельефы и боковые швы. Нагрудный карман на левой полочке с настрочным клапаном. Воротник отложной с цельнокройной стойкой. Внизу боковых швов – разрезы. На нагрудном кармане кнопка – ложная.	





Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Куртка медицинская мужская многоразовая «ОКСФОРД»</i> представляет собой изделие прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой спереди (на кнопки). Полочка и спинка с рельефами, выходящими из кокетки. На полочке расположены левый нагрудный и нижние накладные карманы, выходящие из рельефа. Низ рукава и низ изделия обработаны в подгибку с закрытым срезом. Тип горловины: круглый вырез с воротником-стойка. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны.	
<i>Блузон медицинский женский многоразовый САКУРА</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, по спинке и переду рельефы из проймы. Карманы входят в рельефы и боковые швы. В левом боковом шве молния. Тип горловины: круглый, обработанный. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский женский многоразовый «ГЕРА»</i> представляет собой изделие прямого силуэта с отрезной кокеткой. Полочка с нагрудными вытачками, выходящими из бокового шва. По низу полочки располагаются 2 накладных кармана и 2 декоративных кармана. В боковых швах разрезы. Спинка цельнокроенная, с отрезной кокеткой. Рукава втачные, одношовные, короткие. Горловина обработана притачной планкой и V – образным вырезом. По горловине, кокетке и карманам – декоративная двойная отстрочка. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский женский многоразовый «НИКА»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта с отрезной линией талии. Полочка с имитацией запаха и рельефами, выходящими из проймы. На нижней части полочки накладные карманы. Пояс отрезной. В боковых швах разрезы. Спинка с рельефами, выходящими из плечевого шва. На боковой части спинки по талии располагается резинка. По горловине, поясу, рельефам и карманам – декоративная двойная отстрочка. Тип горловины: V-образный вырез, обработанный притачной планкой. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	






Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Блузон медицинский женский многоцветный «ОДРИ»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, отрезной по линии талии, завязывающейся на завязку. Лиф переда с фигурным вырезом, застегивающийся на три кнопки и вытачками тальевыми. Перед - нижняя часть с рельефами и накладными карманами, идущими от рельефа до бокового шва. Верхняя часть спинки с вытачками. Спинка - нижняя часть с рельефами. По отрезной части спинки вставлена резинка. Спинка по линии талии собрана на резинку. Рукав втачной одношовный. Разрезы в боковых швах. Кант по горловине, карманам и низу рукавов. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский женский многоцветный «ФИАЛКА»</i> представляет собой изделие свободного силуэта. Плечевой шов расширенный, пройма занижена. В боковых швах – разрезы. Карманы входят в боковые швы. Края карманов, манжет и планок горловины окантовываются косой бейкой. Тип горловины: круглый с воротником-стойка. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский женский многоцветный «ХЬЮСТОН»</i> представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. Спинка и перед с кокетками и рельефами. Перед с боковыми карманами, входящими в рельефы и боковые швы и низ изделия. Тип горловины: V-образный вырез, низ окантовывается косой бейкой. Боковые части спинки, полочки и карманы из ткани компаньона. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский женский многоцветный «ВИВЬЕН»</i> представляет собой изделие приталенного силуэта, с отрезным лифом, с кулисой. Карманы входят в боковые швы. На манжетах и боковых швах разрезы. Горловина и рукава отделаны кантом контрастного цвета. По линии груди объём регулируется завязкой, вставленной в кулису. Тип горловины: X-образный вырез с обработанными краями. Тип рукава: втачной с манжетами, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
<i>Блузон медицинский мужской многоцветный «АДЭС»</i> представляет собой изделие прямого силуэта. Перед с планкой по горловине, с кокеткой и рельефами, и настрочными накладными карманами. Спинка с кокеткой и рельефами с разрезами в рельефах. Рукав втачной, одношовный, шов совпадает с рельефом спинки и накладным карманом. Отделочные строчки проходят по кокетке, рукавам, рельефам, планки горловины, низу рукава и разрезам. Тип горловины: V-образный с планкой. Низ изделия обработан.	

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Блузон медицинский мужской многоразовый «АТЛАНТ» представляет собой изделие прямого силуэта со спущенным плечом. Пройма занижена. Кокетка спинки двойная. В боковых швах шлицы. Карманы в рельефах. По кокетке и по груди в области горловины отстрочка нитками в цвет кокетки. По кокетке спинки отстрочка нитками в цвет кокетки. Тип горловины: V-образный с планкой. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
Блузон медицинский мужской многоразовый «ВИТО» представляет собой изделие прямого силуэта. С двумя нижними накладными карманами, нагрудный карман – карман в карман. Тип горловины: V-образный с планкой. Тип рукава: втачной, короткий, края обработаны. Низ изделия обработан.	
Блузон медицинский мужской многоразовый «ГЕЛИОС» представляет собой изделие прямого силуэта. Полочка и спинка с отрезной кокеткой. На полочке декоративные погоны. В боковых швах разрезы. Горловина по спинке обтачивается кокеткой. Горловина по полочке с V-образным вырезом обрабатывается притачной планкой. Рукав втачной, одношовный, короткий. На полочке расположен левый нагрудный настрочной карман и левый нижний настрочной карман. Низ изделия обработан. Низ рукава и низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Отделочные строчки проходят по низу изделия, низу рукава, планке горловины, карманам, кокетке, шлице.	
Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «АЛЬФА» представляют собой изделие со стандартной линией талией на резинке, кроме переднего среднего участка, прямого силуэта. Низ брюк обработан строчкой. Передние половинки брюк с рельефами и карманами. Для регулирования ширины пояса, в пояс брюк встроен шнурок, выходящий через петли.	

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «АСТИ»</i> представляют собой изделие свободного силуэта, зауженные к низу, на двойной кокетке с маленькими разрезами в боковых швах. Переднее полотнище с четырьмя складками и карманом в боковом шве. Застежка: молния, обработанная гульфиком, застегивающийся на кокетке на 2 прорезные петли и 2 пуговицы. Спинка с двумя вытачками, идущими из кокетки и накладными фигурными карманами. Отделочная строчка проходит по кокетке, низу изделия, заднему карману, гульфику.	
<i>Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «ДЕЗИ»</i> представляют собой изделие прямого силуэта, на поясе, по задней части брюк – резинка, на завязках. Переднее полотнище с накладными настрочными карманами в боковых швах и накладным настрочным карманом на боковой части правой половинке брюк. Заднее полотнище с накладным настрочным карманом на правой половинке брюк. Шлевки расположены по поясу: две по переднему полотнищу и одна по заднему. Отделочная строчка проходит по поясу, карманам и низу брюк.	
<i>Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «ДЕЛЬТА»</i> представляют собой изделие на поясе, чуть зауженные к низу, с разрезами по боковым швам, и широкой подгибкой по низу. Спинка с фигурной кокеткой и накладными карманами. Перед с фигурными карманами-обманкой с листочкой, идущими из кокетки до бокового шва. Застежка: молния, обработанная гульфиком. Отделочные строчки по кокетке, гульфику, низу изделия, карманам. Закрепки по гульфику и задним карманам.	
<i>Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «ЛОТОС»</i> представляют собой изделие со стандартной линией талией, прямого силуэта, с застежкой на тесьму молнию. Верхний срез обработан притачным поясом с расстежкой на одну петлю и одну пуговицу. На передних частях брюк расположены обработанные карманы, идущие из кокетки в боковой шов. На правой задней части брюк настрочен накладной карман. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.	

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «КРОКУС» представляют собой изделие со стандартной линией талии, прямого силуэта, пояс собран на резинку, кроме среднего участка перед. Низ брюк обработан строчкой.	
Брюки медицинские женские (капри) многоразовые «АСТРА» представляют собой зауженное изделие с разрезами в боковых швах, пояс собран на резинку, кроме среднего участка перед.	
Брюки медицинские мужские многоразовые «КОМФОРТ» представляют собой изделие со стандартной линией талии, прямого силуэта, с задним накладным карманом. В верхней части пояса резинка. Низ брюк обработан строчкой.	
Брюки медицинские мужские многоразовые «КОМФОРТ ЛЮКС» представляют собой изделие со стандартной линией талии, прямого силуэта, в верхней части боковых швов – карманы, с задним накладным карманом. В верхней части пояса резинка. Низ брюк обработан строчкой.	

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Брюки медицинские мужские многоразовые «ТИТАН» представляют собой изделие со стандартной линией талией, прямого силуэта, пояс притачной. В верхней части пояса - резинка, в нижней продевается шнурок. В верхней части боковых швов – карманы. На правом боковом шве выше колена – накладные карманы. Отделочные строчки по боковым и накладным карманам, по средним и боковым швам. Отстрочка по низу брюк. В верхних углах накладных карманов и по входу в боковые карманы – декоративные закрепки.	
Брюки медицинские мужские многоразовые «ФОРУМ» представляют собой изделие со стандартной линией талией, прямого силуэта с гульфиком, на поясе с резинкой, по задней части на завязках. Переднее полотнище с накладными настрочными карманами в боковых швах и накладным настрочным карманом на боковой части правой половине брюк. Заднее полотнище с накладным настрочным карманом на правой половине брюк. Шлевки по поясу, две на переднем полотнище и одна на заднем полотнище. Отделочные строчки проходят по поясу, карманам, низу изделия.	
Брюки медицинские мужские многоразовые «ХИРУРГ» представляют собой изделие со стандартной линией талией, прямого силуэта. Пояс притачной. В верхней части пояса резинка, в нижней продевается шнурок. В боковых швах обработаны карманы. На задней правой половине брюк накладной карман. Отделочные строчки по боковым швам и настрочному карману. В верхних углах накладного кармана и по входу в боковые карманы декоративные закрепки. Низ брюк обработан строчкой.	
Юбка медицинская женская многоразовая «СНЕЖАНА» представляет собой изделие прямого силуэта. Длина – миди. Переднее полотнище с кокеткой из трех частей. На средней части кокетки настрочен кант с двух сторон. На нижней части юбки средний шов со шлицей. Застежка-молния в среднем шве заднего полотнища. Заднее полотнище со средним швом и четырьмя вытачками.	

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
<i>Юбка медицинская женская многоразовая «ЛАЙЗА»</i> представляет собой изделие на кокетке, силуэта легкая трапеция. Длина – миди. На передке застежка – планка с шестью прорезными петлями и пуговицами, с карманами в боковых швах. Сзади вытачки. Отделочная строчка проходит по кокетке, планке, входу в карман.	
<i>Сарафан медицинский женский многоразовый «САМАНТА»</i> представляет собой изделие силуэта «колокольчик». Бретели пристёгиваются на кнопки на два уровня длины по переду. На передке боковые карманы входят в боковые швы. На нагрудный карман настрачивается накладной карман с клапаном, застегивающийся на кнопку. Внизу боковых швов разрезы.	
<i>Фартук медицинский женский многоразовый «ПРОГРЕСС»</i> представляет собой изделие с запахом. Центральные части полочки цельнокроенные, без вытачек, с двумя защипами по линии талии. Горловина полочки обработана подгибкой. Спинка цельнокроеная, без вытачек. По линии талии два защипа. Горловина спинки обработана бейкой. На боковой части карманы. Из центральных частей полочки выходит пояс.	
<i>Головной убор медицинский многоразовый «ШАРЛОТА»</i> представляет собой изделие цилиндрической формы, с подворотом наружу, состоящее из стенки и доньшка круглой формы, с обработанными краями. Изделие фиксируется на затылке при помощи завязок.	
<i>Головной убор медицинский многоразовый «ВАЛЕНТО»</i> представляет собой изделие, состоящее из тульи и околыша. Изделие фиксируется на околыше при помощи завязок, регулирующих размер головного убора.	
<i>Головной убор медицинский многоразовый «ФИДЖИ»</i> представляет собой изделие, состоящее из двух частей: стенки, доньшка круглой формы, с обработанными краями. Изделие фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер головного убора.	
<i>Головной убор медицинский многоразовый «ОМЕГА»</i> представляет собой изделие, состоящее из трех частей: двух стенок, доньшка круглой формы, с обработанными краями. Изделие фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер головного убора.	
<i>Головной убор медицинский многоразовый «ОПТИМА»</i> представляет собой изделие, состоящее из трех частей: двух стенок, доньшка круглой формы, с обработанными краями. Изделие фиксируется на затылке при помощи резинки.	

Сырье и материалы

- Материалы и сырье, применяемые при изготовлении одежды представлены в таблице 4.

Таблица 4

Тип и марка материала	Состав
Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» (Satory). Плотность: 145 г/м ²	50 % хлопок, 50 % полиэфир
Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори Лайт» (Satory Lite). Плотность: 115 г/м ²	50 % хлопок, 50 % полиэфир
Ткань полиэфирно-хлопковая «Тередо» («Teredo»). Плотность: 195 г/м ²	33 % хлопок, 67 % полиэфир
Ткань хлопчатобумажная «Houston» (Хьюстон). Плотность: 105 г/м ²	95 % хлопок, 5 % эластан
Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Praï». Плотность: 145 г/м ²	55 % хлопок, 45 % полиэфир

Красители, используемые при окрашивании материалов: Черный - Marabu-Fashion Color, черный (073); Белый - Akmaster AkkatPB/F 1182B TiO₂; Жемчуг - Marabu Easy Color, розовый (033); Телесный (Бежевый), Сахара (Темно-бежевый), Светло-бежевый (Песочный) - Marabu Easy Color, средний коричневый (046); Миндаль (Миндальный) - Marabu Easy Color, оливковый (265); Абрикос (Абрикосовый) - Marabu-Fashion Color, абрикос (025); Мокка (Кофейный) - Marabu-Fashion Color, кофе (244); Рыже-коричневый - Marabu-Fashion Color, коричневый (045); Шиферный сланец (Слюда) - Marabu-Fashion Color, серый (078); Угольный (Антрацит) - Marabu-Fashion Color, антрацит (074); Дымчатый - Marabu-Fashion Color, серый (078); Ультрамариновый (Темно-синий) - Marabu Easy Color, Темный ультрамарин (055)

Требования к изготовлению

- Строчки изделий должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.
- Изделия не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Одежду из цветных тканей рекомендуется стирать без замачивания, отдельно от изделий белого цвета с использованием специальных моющих средств для цветных изделий, предварительно вывернув на изнаночную сторону.
- Перед стиркой одежды необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке. Если есть молнии, пуговицы, кнопки – застегнуть.
- Выберите температурный режим стирки. Перед началом ознакомьтесь с изображениями на ярлыке изделия, чтобы правильно выбрать температуру.
- Рекомендуемые температуры для стирки:
 - смесовые ткани Satory, Satory Lite (50% Полиэфир, 50% Хлопок) белые - 95°C;
 - смесовые ткани «Teredo» (67% Полиэфир 33% Хлопок) цветные - 60°C;
 - смесовые ткани «Teredo» (67% Полиэфир 33% Хлопок) белые - 95°C;
 - хлопчатобумажные ткани «Houston» (Хьюстон) (96% Хлопок 4% Эластан), цветные - 65 °C;
 - смесовые ткани «Praï» (55% Хлопок 45% Полиэфир) цветные - 60°C;
 - смесовые ткани «Praï» (55% Хлопок 45% Полиэфир) белые – 95 °C.
- Отбеливание одежды из цветных тканей – запрещено (за исключением одежды из белой ткани).
- Сушить одежду рекомендуется в расправленном виде, расположив на вешалке и застегнув все пуговицы, кнопки и молнии. НЕ сушить в стиральной машине.
- Гладить с изнанки при температуре не более 150°C, с использованием пара.

УПАКОВКА

- Комплект должен быть упакован в потребительскую упаковку (ящик) из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Инструкция по применению вкладывается в потребительскую упаковку (1 экз. на потребительскую упаковку).
- Изделия, входящие в комплект, перед упаковкой в потребительскую упаковку (ящик), должны быть упакованы в пакеты, выполненные из пленки полипропиленовой неокрашенной
- Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг.
- Готовый товар отгружается в адрес грузополучателя в потребительской упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта.
- Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.
- Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
- Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ТУ 32.50.50-001-19119258-2017 (устойчивость окраски тканей к поту, сухому трению, стирке) при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.
- Гарантийный срок годности изделий - 5 лет с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируются как бытовые отходы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЛ» (ООО «МФЛ»), 119146, Россия, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 3А, стр.1, пом.55 (Адрес места производства: 127238, Россия, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.79).

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в ООО «МФЛ», 119146, Россия, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 3А, стр.1, пом.55.

Телефон/факс: +7 (495) 943-99-33. Адрес электронной почты: info@medfl.ru

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ



Максимальная температура стирки



Не отбеливать (кроме белого)



Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C



Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, перечисленных для символа F; обычный режим



Возможна барабанная сушка; сушка при более низкой температуре

СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ



Выбросить в корзину



Температурный диапазон



Знак соответствия при обязательной сертификации



Знак обращения продукции на рынке
Таможенного союза



Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле



Верх



Не касаться



Открывать здесь



Крючки не брать

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;

- ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий (часть 1, 5,10);
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ 25194-82 «Халаты медицинские мужские. Технические условия»;
- ГОСТ 23134-78 «Уборы головные медицинские. Технические условия».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к инструкции по применению

Комплект одежды медицинской многоразового использования по ТУ 32.50.50-001-19119258-2017.
Варианты исполнения:

I. Комплект одежды медицинской многоразового использования №1, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); «МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или «ТЕРРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 7 шт.
2. Платье медицинское многоразовое женское «МЕДЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 7 шт.
3. Халат медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.
4. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.
5. Куртка медицинская многоразовая мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.
6. Блузон медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 7 шт.
7. Блузон медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.
8. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.
9. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48,

50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт.

10. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 7 шт.

11. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 7 шт.

12. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 7 шт.

13. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 7 шт.

II. Комплект одежды медицинской многоразового использования №2, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); «МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или «ТЕРРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 7 шт

2. Платье медицинское многоразовое женское «МЕДЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 7 шт

3. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт

4. Блузон медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 7 шт

5. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 7 шт

6. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 7 шт

7. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 7 шт

8. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 7 шт

9. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 7 шт

III. Комплект одежды медицинской многоразового использования №3, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,

- 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 12 шт
2. Куртка медицинская многоцветная мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 12 шт
3. Блузон медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 12 шт
4. Брюки медицинские многоцветные мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 12 шт
5. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 12 шт.

IV. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №4, в составе:

1. Халат медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или ТЕРРА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 17 шт.
2. Блузон медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 17 шт.
3. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 17 шт.
4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 17 шт.

V. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №5, в составе:

1. Халат медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 17 шт.
2. Блузон медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 17 шт.
3. Брюки медицинские многоцветные мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66).

58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 17 шт.

4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 17 шт.

VI. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №6, в составе:

1. Куртка медицинская многоцветная женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 18 шт.

2. Блузон медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 18 шт.

3. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 18 шт.

4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 18 шт.

VII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №7, в составе:

1. Куртка медицинская многоцветная мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 18 шт.

2. Блузон медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 18 шт.

3. Брюки медицинские многоцветные мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 18 шт.

4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 18 шт.

VIII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №8, в составе:

1. Платье медицинское многоцветное женское «МЕДЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 24 шт

2. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 24 шт

3. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ»

(53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 24 шт

IX. Комплект одежды медицинской многоразового использования №9, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 20 шт

2. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 20 шт

3. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 20 шт

4. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 20 шт

X. Комплект одежды медицинской многоразового использования №10, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или «ТЕРРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 25 шт

2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт

3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XI. Комплект одежды медицинской многоразового использования №11, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт

2. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт

3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №12, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №13, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
2. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования №14, в составе:

1. Платье медицинское многоразовое женское «МЕДЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт
2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

XV. Комплект одежды медицинской многоразового использования №15, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
2. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 25 шт
3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования №16, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт
2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40,

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт

3. Фартук медицинский многоцветный женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 25 шт

4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XVII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №17, в составе:

1. Куртка медицинская многоцветная женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 25 шт

2. Юбка медицинская многоцветная женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 25 шт

3. Фартук медицинский многоцветный женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 25 шт

4. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 25 шт

XVIII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №18, в составе:

1. Блузон медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

3. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

XIX. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №19, в составе:

1. Блузон медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоцветные мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

3. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

XX. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №20, в составе:

1. Блузон медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА»

(размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт

2. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 35 шт

3. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

4. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

XXI. Комплект одежды медицинской многоразового использования №21, в составе:

1. Блузон медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт

2. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 35 шт

3. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 35 шт

4. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

XXII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №22, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или «ТЕРРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 65 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 65 шт

XXIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №23, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 65 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 65 шт

XXIV. Комплект одежды медицинской многоразового использования №24, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «ЗЕТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62); или «ГАММА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62);

«МАЛЬТА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КЛАССИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ЭДЕЛЬВЕЙС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60); или «ИНЕССА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «САВАННА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58); или «ТЕРРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «УНИВЕРСАЛ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ЭВИТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АССОЛЬ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64); или «ЭЛЕГИЯ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «БОСТОН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «МЕДЕЛА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ОРИГИТЕЯ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

XXV. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №25, в составе:

1. Куртка медицинская многоцветная женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 65 шт

2. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 65 шт

XXVI. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №26, в составе:

1. Куртка медицинская многоцветная мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 65 шт

2. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 65 шт

XXVII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №27, в составе:

1. Блузон медицинский многоцветный женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 80 шт

2. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 80 шт

XXVIII. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №28, в составе:

1. Блузон медицинский многоцветный мужской, вариант исполнения: «АДЭС» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АТЛАНТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ВИТО» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ГЕЛИОС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 80 шт

2. Головной убор медицинский многоцветный, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 80 шт

XXIX. Комплект одежды медицинской многоцветного использования №29, в составе:

1. Брюки медицинские многоцветные женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40,

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 60 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 60 шт

XXX.Комплект одежды медицинской многоразового использования №30, в составе:

1. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44,46,48,50,52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 60 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 60 шт

XXXI.Комплект одежды медицинской многоразового использования №31, в составе:

1. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 60 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 60 шт

XXXII.Комплект одежды медицинской многоразового использования №32, в составе:

1. Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС» (размеры: 44, 48, 52, 56, 60) – от 1 до 60 шт

2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 60 шт

XXXIII.Комплект одежды медицинской многоразового использования №33, в составе:

1. Халат медицинский многоразовый мужской, вариант исполнения: «ЭСКУЛАП» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СТУДЕНТ» (размеры:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДОКТОР» (размеры:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «АРИСТОТЕЛЬ» (размеры:44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44,46,48,50,52,54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

XXXIV.Комплект одежды медицинской многоразового использования №34, в составе:

1. Платье медицинское многоразовое женское «МЕДЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

XXXV.Комплект одежды медицинской многоразового использования №35, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

XXXVI. Комплект одежды медицинской многоразового использования №36, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «ЭЛИТ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПРЕМИУМ» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПЕРИС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ПАНАЦЕЯ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «АВРОРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

2. Юбка медицинская многоразовая женская, вариант исполнения: «СНЕЖАНА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ЛАЙЗА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50) – от 1 до 35 шт

XXXVII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №37, в составе:

1. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 40 шт

2. Блузон медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 40 шт

3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 40 шт

XXXVIII. Комплект одежды медицинской многоразового использования №38, в составе:

1. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 35 шт

2. Блузон медицинский многоразовый женский, вариант исполнения: «САКУРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ГЕРА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «НИКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54); или «ОДРИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФИАЛКА» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ХЬЮСТОН» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «ВИВЬЕН» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54) – от 1 до 35 шт

3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 35 шт

4. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

XXXIX. Комплект одежды медицинской многоразового использования №39, в составе:

1. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 37 шт

2. Брюки медицинские многоразовые женские (капри), вариант исполнения: «АЛЬФА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52); или «ДЕЗИ» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ДЕЛЬТА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ЛОТОС» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «КРОКУС» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); или «АСТРА» (размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 37 шт

3. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 37 шт

XL. Комплект одежды медицинской многоразового использования №40, в составе:

1. Сарафан медицинский многоразовый женский САМАНТА (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52) – от 1 до 60 шт
2. Головной убор медицинский многоразовый, вариант исполнения: «ШАРЛОТА» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ВАЛЕНТО» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60); или «ФИДЖИ» (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66); или «ОМЕГА» (54, 56, 58, 60, 62); или «ОПТИМА» (54, 56, 58, 60, 62) – от 1 до 60 шт

XLI. Комплект одежды медицинской многоразового использования №41, в составе:

1. Куртка медицинская многоразовая мужская, вариант исполнения: «ЛЕО» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «СПОРТ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ОКСФОРД» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт
2. Брюки медицинские многоразовые мужские, вариант исполнения: «КОМФОРТ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «КОМФОРТ ЛЮКС» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ТИТАН» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56); или «ФОРУМ» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66); или «ХИРУРГ» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66) – от 1 до 35 шт

Эксплуатационная документация

1. Инструкция по применению (1 экз. на потребительскую упаковку)

ОСНОВНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ (в сантиметрах)

Халат медицинский многоцветный женский «ЗЕТА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	80,0±2,0	50,0±1,5	47,5±1,5	12,5±0,7	139,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	50,0±1,5	49,5±1,5	12,5±0,7	140,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	50,0±1,5	51,5±1,5	12,5±0,7	141,0±1,0	4,5±0,5
42	164	80,0±2,0	52,0±1,5	48,0±1,5	12,5±0,7	143,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	52,0±1,5	50,0±1,5	12,5±0,7	144,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	52,0±1,5	52,0±1,5	12,5±0,7	145,0±1,0	4,5±0,5
44	164	80,0±2,0	54,0±1,5	48,0±1,5	13,0±0,7	147,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	54,0±1,5	50,0±1,5	13,0±0,7	148,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	54,0±1,5	52,0±1,5	13,0±0,7	149,0±1,0	4,5±0,5
46	164	80,0±2,0	56,0±1,5	48,0±1,5	13,0±0,7	151,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	56,0±1,5	50,0±1,5	13,0±0,7	152,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	56,0±1,5	52,0±1,5	13,0±0,7	153,0±1,0	4,5±0,5
48	164	80,0±2,0	58,0±1,5	49,5±1,5	13,5±0,7	155,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	58,0±1,5	50,5±1,5	13,5±0,7	156,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	58,0±1,5	52,5±1,5	13,5±0,7	157,0±1,0	4,5±0,5
50	164	80,0±2,0	60,0±1,5	49,0±1,5	14,0±0,7	160,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	60,0±1,5	51,0±1,5	14,0±0,7	161,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	60,0±1,5	53,0±1,5	14,0±0,7	162,0±1,0	4,5±0,5
52	164	80,0±2,0	62,0±1,5	49,0±1,5	14,0±0,7	164,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	62,0±1,5	51,0±1,5	14,0±0,7	165,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	62,0±1,5	53,0±1,5	14,0±0,7	166,0±1,0	4,5±0,5
56	164	80,0±2,0	66,0±1,5	49,5±1,5	15,0±0,7	172,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	66,0±1,5	51,5±1,5	15,0±0,7	173,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	66,0±1,5	53,5±1,5	15,0±0,7	174,0±1,0	4,5±0,5
58	164	80,0±2,0	68,0±1,5	49,5±1,5	15,0±0,7	176,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	68,0±1,5	51,5±1,5	15,0±0,7	177,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	68,0±1,5	53,5±1,5	15,0±0,7	178,0±1,0	4,5±0,5
60	164	80,0±2,0	70,0±1,5	50,0±1,5	15,5±0,7	180,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	70,0±1,5	51,5±1,5	15,5±0,7	181,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	70,0±1,5	53,5±1,5	15,5±0,7	182,0±1,0	4,5±0,5
62	164	80,0±2,0	72,0±1,5	50,0±1,5	16,0±0,7	184,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±2,0	72,0±1,5	51,5±1,5	16,0±0,7	185,0±1,0	4,5±0,5
	176	88,0±2,0	72,0±1,5	53,5±1,5	16,0±0,7	186,0±1,0	4,5±0,5

Халат медицинский многоцветный женский «ГАММА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	80,0±1,0	49,0±0,5	45,0±1,0	13,0±0,7	139±1,0	4,5±0,5
	170	83,5±1,0	49,0±0,5	47,0±1,0	13,0±0,7	140±1,0	4,5±0,5
42	164	80,5±1,0	51,0±0,5	46,0±1,0	14,0±0,7	145,0±1,0	4,5±0,5
	170	84,0±1,0	51,0±0,5	48,0±1,0	14,0±0,7	144,0±1,0	4,5±0,5
44	164	81,0±1,0	53,0±0,5	46,0±1,0	14,5±0,7	149,0±1,0	4,5±0,5
	170	85,0±1,0	53,0±0,5	48,0±1,0	14,5±0,7	148,0±1,0	4,5±0,5
46	164	81,5±1,0	55,0±0,5	46,0±1,0	14,5±0,7	153,0±1,0	4,5±0,5
	170	85,5±1,0	55,0±0,5	48,0±1,0	14,5±0,7	152,0±1,0	4,5±0,5
48	164	82,0±1,0	57,0±0,5	46,0±1,0	15,0±0,7	157,0±1,0	4,5±0,5
	170	86,0±1,0	57,0±0,5	48,0±1,0	15,0±0,7	156,0±1,0	4,5±0,5
	164	82,5±1,0	59,0±0,5	46,0±1,0	15,5±0,7	161,0±1,0	4,5±0,5

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
50	170	86,5±1,0	59,0±0,5	48,0±1,0	15,5±0,7	160,0±1,0	4,5±0,5
52	164	83,0±1,0	61,0±0,5	46,5±1,0	16,0±0,7	165,0±1,0	4,5±0,5
	170	87,0±1,0	61,0±0,5	48,5±1,0	16,0±0,7	164,0±1,0	4,5±0,5
54	164	83,5±1,0	63,0±0,5	46,5±1,0	16,5±0,7	169,0±1,0	4,5±0,5
	170	87,5±1,0	63,0±0,5	48,5±1,0	16,5±0,7	168,0±1,0	4,5±0,5
56	164	84,0±1,0	65,0±0,5	46,5±1,0	17,0±0,7	174,0±1,0	4,5±0,5
	170	88,0±1,0	65,0±0,5	48,5±1,0	17,0±0,7	173,0±1,0	4,5±0,5
58	164	84,5±1,0	67,0±0,5	47,0±1,0	17,5±0,7	178,0±1,0	4,5±0,5
	170	88,5±1,0	67,0±0,5	49,0±1,0	17,5±0,7	177,0±1,0	4,5±0,5
60	164	85,0±1,0	69,0±0,5	47,0±1,0	18,0±0,7	182,0±1,0	4,5±0,5
	170	89,0±1,0	69,0±0,5	49,0±1,0	18,0±0,7	181,0±1,0	4,5±0,5
62	164	86,0±1,0	71,0±0,5	47,0±1,0	18,5±0,7	186,0±1,0	4,5±0,5
	170	90,0±1,0	71,0±0,5	49,0±1,0	18,5±0,7	185,0±1,0	4,5±0,5

Халат медицинский многоразовый женский «МАЛЬТА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	100,5±1,0	51,0±1,0	44,0±1,0	14,0±1,0
	170	103,5±1,0	51,0±1,0	46,0±1,0	14,0±1,0
44	164	101,0±1,0	53,0±1,0	44,0±1,0	14,5±1,0
	170	104,0±1,0	53,0±1,0	46,0±1,0	14,5±1,0
46	164	101,5±1,0	55,0±1,0	44,0±1,0	15,0±1,0
	170	104,5±1,0	55,0±1,0	46,0±1,0	15,0±1,0
48	164	102,0±1,0	57,0±1,0	44,5±1,0	15,5±1,0
	170	105,0±1,0	57,0±1,0	46,5±1,0	15,5±1,0
50	164	102,5±1,0	59,0±1,0	44,5±1,0	16,0±1,0
	170	105,5±1,0	59,0±1,0	46,5±1,0	16,0±1,0
52	164	103,0±1,0	61,0±1,0	44,5±1,0	16,5±1,0
	170	106,0±1,0	61,0±1,0	46,5±1,0	16,5±1,0
54	164	103,5±1,0	63,0±1,0	45,0±1,0	17,0±1,0
	170	106,5±1,0	63,0±1,0	47,0±1,0	17,0±1,0
56	164	104,0±1,0	65,0±1,0	45,0±1,0	17,5±1,0
	170	107,0±1,0	65,0±1,0	47,0±1,0	17,5±1,0
58	164	105,0±1,0	67,0±1,0	45,0±1,0	18,0±1,0
	170	107,5±1,0	67,0±1,0	47,0±1,0	18,0±1,0
60	164	105,5±1,0	69,0±1,0	45,0±1,0	18,0±1,0
	170	108,0±1,0	69,0±1,0	47,0±1,0	18,0±1,0
62	164	106,5±1,0	71,0±1,0	45,0±1,0	18,5±8,0
	170	109,0±1,0	71,0±1,0	47,0±1,0	18,5±1,0

Халат медицинский многоразовый женский «КЛАССИКА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава до манжеты	Ширина рукава внизу
42	164	93,0±1,0	51,0±1,0	44,0±1,0	15,0±0,7
	170	97,0±1,0	51,0±1,0	45,5±1,0	15,0±0,7
	176	101,0±1,0	51,0±1,0	47,5±1,0	15,0±0,7
44	164	93,0±1,0	53,0±1,0	44,0±1,0	15,0±0,7
	170	97,0±1,0	53,0±1,0	45,5±1,0	15,0±0,7
	176	101,0±1,0	53,0±1,0	47,5±1,0	15,0±0,7
46	164	95,0±1,0	55,0±1,0	44,0±1,0	16,0±0,7
	170	99,0±1,0	55,0±1,0	45,5±1,0	16,0±0,7
	176	103,0±1,0	55,0±1,0	47,5±1,0	16,0±0,7
48	164	97,0±1,0	57,0±1,0	44,5±1,0	16,5±0,7
	170	101,0±1,0	57,0±1,0	46,0±1,0	16,5±0,7
	176	105,0±1,0	57,0±1,0	48,0±1,0	16,5±0,7
	164	99,0±1,0	59,0±1,0	44,5±1,0	17,0±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава до манжеты	Ширина рукава внизу
50	170	103,0±1,0	59,0±1,0	46,0±1,0	17,0±0,7
	176	107,0±1,0	59,0±1,0	48,0±1,0	17,0±0,7
52	164	99,0±1,0	61,0±1,0	44,5±1,0	17,5±0,7
	170	103,0±1,0	61,0±1,0	46,0±1,0	17,5±0,7
	176	107,0±1,0	61,0±1,0	48,0±1,0	17,5±0,7
54	164	101,0±1,0	63,0±1,0	45,0±1,0	18,0±0,7
	170	105,0±1,0	63,0±1,0	46,5±1,0	18,0±0,7
	176	109,0±1,0	63,0±1,0	48,5±1,0	18,0±0,7
56	164	101,0±1,0	65,0±1,0	46,0±1,0	18,5±0,7
	170	105,0±1,0	65,0±1,0	47,0±1,0	18,5±0,7
	176	109,0±1,0	65,0±1,0	49,0±1,0	18,5±0,7
58	164	101,0±1,0	67,0±1,0	46,0±1,0	19,0±0,7
	170	105,0±1,0	67,0±1,0	47,0±1,0	19,0±0,7
	176	109,0±1,0	67,0±1,0	49,0±1,0	19,0±0,7
60	164	101,0±1,0	69,0±1,0	46,0±1,0	19,5±0,7
	170	105,0±1,0	69,0±1,0	47,0±1,0	19,5±0,7
	176	109,0±1,0	69,0±1,0	49,0±1,0	19,5±0,7
62	164	101,0±1,0	71,0±1,0	49,0±1,0	20,0±0,7
	170	105,0±1,0	71,0±1,0	47,0±1,0	20,0±0,7
	176	109,0±1,0	71,0±1,0	49,0±1,0	20,0±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	99,0±1,5	51,0±1,0	42,5±1,0	15,0±0,7
	170	101,5±1,5	51,0±1,0	44,5±1,0	15,0±0,7
	176	103,5±1,5	51,0±1,0	46,5±1,0	15,0±0,7
44	164	99,5±1,5	53,0±1,0	43,0±1,0	15,3±0,7
	170	101,5±1,5	53,0±1,0	45,0±1,0	15,3±0,7
	176	104,0±1,5	53,0±1,0	47,0±1,0	15,3±0,7
46	164	100,0±1,5	55,0±1,0	43,0±1,0	15,6±0,7
	170	102,0±1,5	55,0±1,0	45,0±1,0	15,6±0,7
	176	104,0±1,5	55,0±1,0	47,0±1,0	15,6±0,7
48	164	100,0±1,5	57,0±1,0	43,0±1,0	15,9±0,7
	170	102,0±1,5	57,0±1,0	45,0±1,0	15,9±0,7
	176	104,0±1,5	57,0±1,0	47,0±1,0	15,9±0,7
50	164	100,5±1,5	59,0±1,0	43,5±1,0	16,2±0,7
	170	102,5±1,5	59,0±1,0	45,5±1,0	16,2±0,7
	176	104,5±1,5	59,0±1,0	47,5±1,0	16,2±0,7
52	164	100,5±1,5	61,0±1,0	43,5±1,0	16,5±0,7
	170	102,5±1,5	61,0±1,0	45,5±1,0	16,5±0,7
	176	104,5±1,5	61,0±1,0	47,5±1,0	16,5±0,7
54	164	101,0±1,5	63,0±1,0	44,0±1,0	16,8±0,7
	170	103,0±1,5	63,0±1,0	46,0±1,0	16,8±0,7
	176	105,0±1,5	63,0±1,0	48,0±1,0	16,8±0,7
56	164	101,0±1,5	65,0±1,0	44,0±1,0	17,1±0,7
	170	103,0±1,5	65,0±1,0	46,0±1,0	17,1±0,7
	176	105,0±1,5	65,0±1,0	48,0±1,0	17,1±0,7
58	164	101,5±1,5	67,0±1,0	44,0±1,0	17,4±0,7
	170	103,5±1,5	67,0±1,0	46,0±1,0	17,4±0,7
	176	105,5±1,5	67,0±1,0	48,0±1,0	17,4±0,7
60	164	101,5±1,5	69,0±1,0	44,5±1,0	17,7±0,7
	170	103,5±1,5	69,0±1,0	46,5±1,0	17,7±0,7
	176	105,5±1,5	69,0±1,0	48,5±1,0	17,7±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «ИНЕССА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	93,5±2,0	49,0±1,5	42,0±1,5	14,5±0,7	57,0±0,7	4,5±0,5
	170	97,5±2,0	49,0±1,5	44,0±1,5	14,3±0,7	56,5±0,7	4,5±0,5
	176	101,5±2,0	49,0±1,5	46,0±1,5	14,1±0,7	55,5±0,7	4,5±0,5
42	164	94,0±2,0	51,0±1,5	42,0±1,5	15,0±0,7	60,0±0,7	4,5±0,5
	170	98,0±2,0	51,0±1,5	44,0±1,5	14,8±0,7	59,5±0,7	4,5±0,5
	176	102,0±2,0	51,0±1,5	46,0±1,5	14,6±0,7	58,5±0,7	4,5±0,5
44	164	94,5±2,0	53,0±1,5	42,0±1,5	15,5±0,7	63,5±0,7	4,5±0,5
	170	98,5±2,0	53,0±1,5	44,0±1,5	15,3±0,7	62,5±0,7	4,5±0,5
	176	102,5±2,0	53,0±1,5	46,0±1,5	15,1±0,7	61,5±0,7	4,5±0,5
46	164	95,0±2,0	55,0±1,5	42,5±1,5	16,0±0,7	67,0±0,7	4,5±0,5
	170	99,0±2,0	55,0±1,5	44,5±1,5	15,8±0,7	66,0±0,7	4,5±0,5
	176	103,0±2,0	55,0±1,5	46,5±1,5	15,6±0,7	65,0±0,7	4,5±0,5
48	164	96,0±2,0	57,0±1,5	43,0±1,5	16,5±0,7	70,0±0,7	4,5±0,5
	170	100,0±2,0	57,0±1,5	45,0±1,5	16,3±0,7	69,0±0,7	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	57,0±1,5	47,0±1,5	16,1±0,7	68,0±0,7	4,5±0,5
50	164	96,5±2,0	59,0±1,5	43,5±1,5	17,0±0,7	73,0±0,7	4,5±0,5
	170	100,5±2,0	59,0±1,5	45,5±1,5	16,8±0,7	72,0±0,7	4,5±0,5
	176	104,5±2,0	59,0±1,5	47,5±1,5	16,6±0,7	71,0±0,7	4,5±0,5
52	164	97,0±2,0	61,0±1,5	43,5±1,5	17,0±0,7	76,0±0,7	4,5±0,5
	170	101,0±2,0	61,0±1,5	45,5±1,5	16,8±0,7	75,0±0,7	4,5±0,5
	176	105,0±2,0	61,0±1,5	47,5±1,5	16,6±0,7	74,0±0,7	4,5±0,5
54	164	97,5±2,0	63,0±1,5	43,5±1,5	17,5±0,7	80,0±0,7	4,5±0,5
	170	101,5±2,0	63,0±1,5	45,5±1,5	17,3±0,7	79,0±0,7	4,5±0,5
	176	105,5±2,0	63,0±1,5	47,5±1,5	17,1±0,7	78,0±0,7	4,5±0,5
56	164	98,0±2,0	65,0±1,5	43,5±1,5	18,0±0,7	84,0±0,7	4,5±0,5
	170	102,0±2,0	65,0±1,5	45,5±1,5	17,8±0,7	82,5±0,7	4,5±0,5
	176	106,0±2,0	65,0±1,5	47,5±1,5	17,5±0,7	82,0±0,7	4,5±0,5
58	164	98,5±2,0	67,0±1,5	43,5±1,5	18,5±0,7	88,0±0,7	4,5±0,5
	170	102,5±2,0	67,0±1,5	45,5±1,5	18,2±0,7	86,5±0,7	4,5±0,5
	176	106,5±2,0	67,0±1,5	47,5±1,5	18,0±0,7	85,5±0,7	4,5±0,5
60	164	99,0±2,0	69,0±1,5	43,5±1,5	19,0±0,7	92,0±0,7	4,5±0,5
	170	103,0±2,0	69,0±1,5	45,5±1,5	18,8±0,7	91,0±0,7	4,5±0,5
	176	107,0±2,0	69,0±1,5	47,5±1,5	18,6±0,7	90,0±0,7	4,5±0,5
62	164	100,0±2,0	71,0±1,5	43,5±1,5	19,5±0,7	95,0±0,7	4,5±0,5
	170	104,0±2,0	71,0±1,5	45,5±1,5	19,3±0,7	94,0±0,7	4,5±0,5
	176	108,0±2,0	71,0±1,5	47,5±1,5	19,1±0,7	93,0±0,7	4,5±0,5
64	164	100,5±2,0	73,0±1,5	43,5±1,5	20,0±0,7	99,0±0,7	4,5±0,5
	170	104,5±2,0	73,0±1,5	45,5±1,5	19,8±0,7	98,0±0,7	4,5±0,5
	176	108,5±2,0	73,0±1,5	47,5±1,5	19,6±0,7	97,0±0,7	4,5±0,5
66	164	101,0±2,0	75,0±1,5	43,5±1,5	20,5±0,7	103,0±0,7	4,5±0,5
	170	105,0±2,0	75,0±1,5	45,5±1,5	20,4±0,7	102,0±0,7	4,5±0,5
	176	109,0±2,0	75,0±1,5	47,5±1,5	20,1±0,7	101,0±0,7	4,5±0,5

Халат медицинский многоразовый женский «САВАННА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	96,0±2,0	50,0±1,0	41,3±1,0	34,0±0,7	136,0±1,0	4,5±0,5
	170	100,0±2,0	50,0±1,0	43,3±1,0	34,0±0,7	136,0±1,0	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	50,0±1,0	45,3±1,0	34,0±0,7	136,0±1,0	4,5±0,5
42	164	96,0±2,0	52,0±1,0	41,5±1,0	35,0±0,7	140,0±1,0	4,5±0,5
	170	100,0±2,0	52,0±1,0	43,5±1,0	35,0±0,7	140,0±1,0	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	52,0±1,0	45,5±1,0	35,0±0,7	140,0±1,0	4,5±0,5
	164	96,0±2,0	54,0±1,0	41,7±1,0	36,0±0,7	144,0±1,0	4,5±0,5

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
44	170	100,0±2,0	54,0±1,0	43,7±1,0	36,0±0,7	144,0±1,0	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	54,0±1,0	45,7±1,0	36,0±0,7	144,0±1,0	4,5±0,5
46	164	96,0±2,0	56,0±1,0	41,9±1,0	37,0±0,7	148,0±1,0	4,5±0,5
	170	100,0±2,0	56,0±1,0	43,9±1,0	37,0±0,7	148,0±1,0	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	56,0±1,0	45,9±1,0	37,0±0,7	148,0±1,0	4,5±0,5
48	164	96,0±2,0	58,0±1,0	42,1±1,0	38,0±0,7	152,0±1,0	4,5±0,5
	170	100,0±2,0	58,0±1,0	44,1±1,0	38,0±0,7	152,0±1,0	4,5±0,5
	176	104,0±2,0	58,0±1,0	46,1±1,0	38,0±0,7	152,0±1,0	4,5±0,5
50	164	100,0±2,0	60,0±1,0	42,3±1,0	39,0±0,7	156,0±1,0	4,5±0,5
	170	104,0±2,0	60,0±1,0	44,3±1,0	39,0±0,7	156,0±1,0	4,5±0,5
	176	108,0±2,0	60,0±1,0	46,3±1,0	39,0±0,7	156,0±1,0	4,5±0,5
52	164	100,0±2,0	62,0±1,0	42,5±1,0	40,0±0,7	160,0±1,0	4,5±0,5
	170	104,0±2,0	62,0±1,0	44,5±1,0	40,0±0,7	160,0±1,0	4,5±0,5
	176	108,0±2,0	62,0±1,0	46,5±1,0	40,0±0,7	160,0±1,0	4,5±0,5
54	164	104,0±2,0	64,0±1,0	42,7±1,0	41,0±0,7	164,0±1,0	4,5±0,5
	170	108,0±2,0	64,0±1,0	44,7±1,0	41,0±0,7	164,0±1,0	4,5±0,5
	176	112,0±2,0	64,0±1,0	46,7±1,0	41,0±0,7	164,0±1,0	4,5±0,5
56	164	104,0±2,0	66,0±1,0	42,9±1,0	42,0±0,7	168,0±1,0	4,5±0,5
	170	108,0±2,0	66,0±1,0	44,9±1,0	42,0±0,7	168,0±1,0	4,5±0,5
	176	112,0±2,0	66,0±1,0	46,9±1,0	42,0±0,7	168,0±1,0	4,5±0,5
58	164	108,0±2,0	68,0±1,0	43,1±1,0	43,0±0,7	172,0±1,0	4,5±0,5
	170	112,0±2,0	68,0±1,0	45,1±1,0	43,0±0,7	172,0±1,0	4,5±0,5
	176	116,0±2,0	68,0±1,0	47,1±1,0	43,0±0,7	172,0±1,0	4,5±0,5

Халат медицинский многоцветный женский «ТЕРРА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	96,0±2,0	47,0±1,0	55,5±0,7	12,1±0,7
	170	99,0±2,0	47,0±1,0	57,5±0,7	12,1±0,7
	176	102,0±2,0	47,0±1,0	59,5±0,7	12,1±0,7
44	164	97,0±2,0	49,0±1,0	55,5±0,7	12,3±0,7
	170	100,0±2,0	49,0±1,0	57,5±0,7	12,3±0,7
	176	103,0±2,0	49,0±1,0	59,5±0,7	12,3±0,7
46	164	97,0±2,0	51,0±1,0	55,5±0,7	12,5±0,7
	170	100,0±2,0	51,0±1,0	57,5±0,7	12,5±0,7
	176	103,0±2,0	51,0±1,0	59,5±0,7	12,5±0,7
48	164	97,0±2,0	53,0±1,0	55,5±0,7	12,7±0,7
	170	100,0±2,0	53,0±1,0	57,5±0,7	12,7±0,7
	176	103,0±2,0	53,0±1,0	59,5±0,7	12,7±0,7
50	164	98,0±2,0	55,0±1,0	55,5±0,7	12,9±0,7
	170	101,0±2,0	55,0±1,0	57,5±0,7	12,9±0,7
	176	104,0±2,0	55,0±1,0	59,5±0,7	12,9±0,7
52	164	98,0±2,0	57,0±1,0	55,5±0,7	13,1±0,7
	170	101,0±2,0	57,0±1,0	57,5±0,7	13,1±0,7
	176	104,0±2,0	57,0±1,0	59,5±0,7	13,1±0,7
54	164	98,0±2,0	59,0±1,0	55,5±0,7	13,3±0,7
	170	101,0±2,0	59,0±1,0	57,5±0,7	13,3±0,7
	176	104,0±2,0	59,0±1,0	59,5±0,7	13,3±0,7
56	164	99,0±2,0	61,0±1,0	55,5±0,7	13,5±0,7
	170	102,0±2,0	61,0±1,0	57,5±0,7	13,5±0,7
	176	105,0±2,0	61,0±1,0	59,5±0,7	13,5±0,7
58	164	99,0±2,0	63,0±1,0	55,5±0,7	13,7±0,7
	170	102,0±2,0	63,0±1,0	57,5±0,7	13,7±0,7
	176	105,0±2,0	63,0±1,0	59,5±0,7	13,7±0,7
60	164	99,0±2,0	65,0±1,0	55,5±0,7	13,9±0,7
	170	102,0±2,0	65,0±1,0	57,5±0,7	13,9±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
	176	105,0±2,0	65,0±1,0	59,5±0,7	13,9±0,7
62	164	100,0±2,0	67,0±1,0	55,5±0,7	14,1±0,7
	170	103,0±2,0	67,0±1,0	57,5±0,7	14,1±0,7
	176	106,0±2,0	67,0±1,0	59,5±0,7	14,1±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «УНИВЕРСАЛ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	97,0±2,0	50,0±1,0	57,0±1,0	12,0±0,7
	170	100,0±2,0	50,0±1,0	59,0±1,0	12,0±0,7
	176	103,0±2,0	50,0±1,0	61,0±1,0	12,0±0,7
42	164	97,0±2,0	52,0±1,0	57,0±1,0	12,5±0,7
	170	100,0±2,0	52,0±1,0	59,0±1,0	12,5±0,7
	176	103,0±2,0	52,0±1,0	61,0±1,0	12,5±0,7
44	164	98,0±2,0	54,0±1,0	57,0±1,0	12,8±0,7
	170	101,0±2,0	54,0±1,0	59,0±1,0	12,8±0,7
	176	104,0±2,0	54,0±1,0	61,0±1,0	12,8±0,7
46	164	98±2,0	56,0±1,0	57,0±1,0	13,2±0,7
	170	101,0±2,0	56,0±1,0	59,0±1,0	13,2±0,7
	176	104,0±2,0	56,0±1,0	61,0±1,0	13,2±0,7
48	164	99,0±2,0	58,0±1,0	57,0±1,0	13,5±0,7
	170	102,0±2,0	58,0±1,0	59,0±1,0	13,5±0,7
	176	105,0±2,0	58,0±1,0	61,0±1,0	13,5±0,7
50	164	99,0±2,0	60,0±1,0	57,0±1,0	14,0±0,7
	170	101,0±2,0	60,0±1,0	59,0±1,0	14,0±0,7
	176	105,0±2,0	60,0±1,0	61,0±1,0	14,0±0,7
52	164	100,0±2,0	62,0±1,0	58,0±1,0	14,3±0,7
	170	103,0±2,0	62,0±1,0	60,0±1,0	14,3±0,7
	176	106,0±2,0	62,0±1,0	62,0±1,0	14,3±0,7
54	164	101,0±2,0	64,0±1,0	58,0±1,0	14,6±0,7
	170	104,0±2,0	64,0±1,0	60,0±1,0	14,6±0,7
	176	107,0±2,0	64,0±1,0	62,0±1,0	14,6±0,7
56	164	101,0±2,0	66,0±1,0	58,0±1,0	15,0±0,7
	170	104,0±2,0	66,0±1,0	60,0±1,0	15,0±0,7
	176	107,0±2,0	66,0±1,0	62,0±1,0	15,0±0,7
58	164	102,0±2,0	68,0±1,0	58,0±1,0	15,3±0,7
	170	105,0±2,0	68,0±1,0	60,0±1,0	15,3±0,7
	176	108,0±2,0	68,0±1,0	62,0±1,0	15,3±0,7
60	164	102,0±2,0	70,0±1,0	58,0±1,0	15,6±0,7
	170	105,0±2,0	70,0±1,0	60,0±1,0	15,6±0,7
	176	108,0±2,0	70,0±1,0	62,0±1,0	15,6±0,7
62	164	103,0±2,0	72,0±1,0	59,0±1,0	16,0±0,7
	170	106,0±2,0	72,0±1,0	60,0±1,0	16,0±0,7
	176	109,0±2,0	72,0±1,0	62,0±1,0	16,0±0,7
64	164	103,0±2,0	74,0±1,0	59,0±1,0	16,3±0,7
	170	106,0±2,0	74,0±1,0	60,0±1,0	16,3±0,7
	176	109,0±2,0	74,0±1,0	62,0±1,0	16,3±0,7
66	164	104,0±2,0	76,0±1,0	59,0±1,0	16,7±0,7
	170	107,0±2,0	76,0±1,0	60,0±1,0	16,7±0,7
	176	110,0±2,0	76,0±1,0	62,0±1,0	16,7±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «ЭВИТА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	92,0±2,0	48,0±1,0	56,0±1,0	13,0±0,7
	170	94,0±2,0	48,±1,0	57,0±1,0	13,0±0,7
42	164	93,0±2,0	50,0±1,0	56,0±1,0	13,5±0,7
	170	95,0±2,0	50,0±1,0	57,0±1,0	13,5±0,7
44	164	93,0±2,0	52,0±1,0	56,0±1,0	13,5±0,7
	170	95,0±2,0	52,0±1,0	57,0±1,0	13,5±0,7
46	164	94,0±2,0	54,0±1,0	56,0±1,0	14,0±0,7
	170	96,0±2,0	54,0±1,0	57,0±1,0	14,0±0,7
48	164	94,0±2,0	56,0±1,0	56,0±1,0	14,0±0,7
	170	96,0±2,0	56,0±1,0	57,0±1,0	14,0±0,7
50	164	95,0±2,0	58,0±1,0	56,0±1,0	14,5±0,7
	170	97,0±2,0	58,0±1,0	57,0±1,0	14,5±0,7
52	164	96,0±2,0	60,0±1,0	56,0±1,0	14,5±0,7
	170	98,0±2,0	60,0±1,0	57,0±1,0	14,5±0,7
54	164	100,0±2,0	62,0±1,0	56,0±1,0	15,0±0,7
	170	102,0±2,0	62,0±1,0	57,0±1,0	15,0±0,7
56	164	101,0±2,0	64,0±1,0	56,0±1,0	15,0±0,7
	170	103,0±2,0	64,0±1,0	57,0±1,0	15,0±0,7
58	164	101,0±2,0	66,0±1,0	56,0±1,0	15,5±0,7
	170	103,0±2,0	66,0±1,0	57,0±1,0	15,5±0,7
60	164	102,0±2,0	68,0±1,0	56,0±1,0	15,5±0,7
	170	105,0±2,0	68,0±1,0	57,0±1,0	15,5±0,7
62	164	103,0±2,0	70,0±1,0	57,0±1,0	16,0±0,7
	170	105,0±2,0	70,0±1,0	57,0±1,0	16,0±0,7
64	164	103,0±2,0	72,0±1,0	57,0±1,0	16,0±0,7
	170	105,0±2,0	72,0±1,0	58,0±1,0	16,0±0,7
66	164	104,0±2,0	74,0±1,0	57,0±1,0	16,0±0,7
	170	106,0±2,0	74,0±1,0	58,0±1,0	16,0±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «АССОЛЬ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	88,0±2,0	45,0±1,5	43,0±1,0	25,0±0,7
	170	91,0±2,0	45,0±1,5	44,5±1,0	25,0±0,7
	176	94,0±2,0	45,0±1,5	46,0±1,0	25,0±0,7
42	164	88,0±2,0	47,0±1,5	43,0±1,0	26,0±0,7
	170	91,0±2,0	47,0±1,5	44,5±1,0	26,0±0,7
	176	94,0±2,0	47,0±1,5	46,0±1,0	26,0±0,7
44	164	88,0±2,0	49,0±1,5	43,0±1,0	27,0±0,7
	170	91,0±2,0	49,0±1,5	44,5±1,0	27,0±0,7
	176	94,0±2,0	49,0±1,5	46,0±1,0	27,0±0,7
46	164	90,0±2,0	51,0±1,5	43,0±1,0	28,0±0,7
	170	93,0±2,0	51,0±1,5	44,5±1,0	28,0±0,7
	176	96,0±2,0	51,0±1,5	46,0±1,0	28,0±0,7
48	164	90,0±2,0	53,0±1,5	43,0±1,0	29,0±0,7
	170	93,0±2,0	53,0±1,5	44,5±1,0	29,0±0,7
	176	96,0±2,0	53,0±1,5	46,0±1,0	29,0±0,7
50	164	92,0±2,0	55,0±1,5	44,0±1,0	30,0±0,7
	170	95,0±2,0	55,0±1,5	45,5±1,0	30,0±0,7
	176	98,0±2,0	55,0±1,5	47,0±1,0	30,0±0,7
52	164	92,0±2,0	57,0±1,5	44,0±1,0	31,0±0,7
	170	95,0±2,0	57,0±1,5	45,5±1,0	31,0±0,7
	176	98,0±2,0	57,0±1,5	47,0±1,0	31,0±0,7
54	164	94,0±2,0	59,0±1,5	44,0±1,0	32,0±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
	170	97,0±2,0	59,0±1,5	45,5±1,0	32,0±0,7
	176	100,0±2,0	59,0±1,5	47,0±1,0	32,0±0,7
	164	94,0±2,0	61,0±1,5	44,0±1,0	33,0±0,7
56	170	97,0±2,0	61,0±1,5	45,5±1,0	33,0±0,7
	176	100,0±2,0	61,0±1,5	47,0±1,0	33,0±0,7
	164	96,0±2,0	63,0±1,5	44,0±1,0	34,0±0,7
58	170	99,0±2,0	63,0±1,5	45,5±1,0	34,0±0,7
	176	102,0±2,0	63,0±1,5	47,0±1,0	34,0±0,7
	164	96,0±2,0	65,0±1,5	45,0±1,0	35,0±0,7
60	170	99,0±2,0	65,0±1,5	46,5±1,0	35,0±0,7
	176	102,0±2,0	65,0±1,5	48,0±1,0	35,0±0,7
	164	98,0±2,0	67,0±1,5	45,0±1,0	36,0±0,7
62	170	101,0±2,0	67,0±1,5	46,5±1,0	36,0±0,7
	176	104,0±2,0	67,0±1,5	48,0±1,0	36,0±0,7
	164	100,0±2,0	69,0±1,5	45,0±1,0	37,0±0,7
64	170	103,0±2,0	69,0±1,5	46,5±1,0	37,0±0,7
	176	106,0±2,0	69,0±1,5	48,0±1,0	37,0±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «ЭЛЕГИЯ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	94,0±2,0	47,0±1,0	57,0±0,7	12,5±0,7
	170	98,0±2,0	47,0±1,0	58,0±0,7	12,5±0,7
	176	102,0±2,0	47,0±1,0	59,0±0,7	12,5±0,7
44	164	94,0±2,0	49,0±1,0	57,0±0,7	13,2±0,7
	170	98,0±2,0	49,0±1,0	58,0±0,7	13,2±0,7
	176	102,0±2,0	49,0±1,0	59,0±0,7	13,2±0,7
46	164	96,0±2,0	51,0±1,0	57,0±0,7	13,9±0,7
	170	100,0±2,0	51,0±1,0	58,0±0,7	13,9±0,7
	176	104,0±2,0	51,0±1,0	59,0±0,7	13,9±0,7
48	164	98,0±2,0	53,0±1,0	57,0±0,7	14,6±0,7
	170	102,0±2,0	53,0±1,0	58,0±0,7	14,6±0,7
	176	106,0±2,0	53,0±1,0	59,0±0,7	14,6±0,7
50	164	100,0±2,0	55,0±1,0	58,0±0,7	15,3±0,7
	170	104,0±2,0	55,0±1,0	59,0±0,7	15,3±0,7
	176	108,0±2,0	55,0±1,0	60,0±0,7	15,3±0,7
52	164	100,0±2,0	57,0±1,0	58,0±0,7	16,0±0,7
	170	104,0±2,0	57,0±1,0	59,0±0,7	16,0±0,7
	176	108,0±2,0	57,0±1,0	60,0±0,7	16,0±0,7
54	164	102,0±2,0	59,0±1,0	58,0±0,7	16,7±0,7
	170	106,0±2,0	59,0±1,0	59,0±0,7	16,7±0,7
	176	110,0±2,0	59,0±1,0	60,0±0,7	16,7±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «БОСТОН»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	97,0±2,0	47,0±1,0	58,0±1,0	10,5±0,7	67,5±0,7	4,0±0,5
	170	101,0±2,0	47,0±1,0	60,0±1,0	10,5±0,7	67,5±0,7	4,0±0,5
	176	105,0±2,0	47,0±1,0	62,0±1,0	10,5±0,7	67,5±0,7	4,0±0,5
42	164	97,0±2,0	49,0±1,0	58,0±1,0	10,5±0,7	70,0±0,7	4,0±0,5
	170	101,0±2,0	49,0±1,5	60,0±1,0	10,5±0,7	70,0±0,7	4,0±0,5
	176	105,0±2,0	49,0±1,0	62,0±1,0	10,5±0,7	70,0±0,7	4,0±0,5
44	164	98,0±2,0	51,0±1,0	58,0±1,0	11,0±0,7	72,5±0,7	4,0±0,5
	170	102,0±2,0	51,0±1,0	60,0±1,0	11,0±0,7	72,5±0,7	4,0±0,5
	176	106,0±2,0	51,0±1,0	62,0±1,0	11,0±0,7	72,5±0,7	4,0±0,5
46	164	98,0±2,0	53,0±1,0	58,0±1,0	11,0±0,7	75,0±0,7	4,0±0,5

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
48	170	102,0±2,0	53,0±1,0	60,0±1,0	11,0±0,7	75,0±0,7	4,0±0,5
	176	106,0±2,0	53,0±1,0	62,0±1,0	11,0±0,7	75,0±0,7	4,0±0,5
	164	99,0±2,0	55,0±1,0	58,0±1,0	11,5±0,7	77,5±0,7	4,0±0,5
50	170	103,0±2,0	55,0±1,0	60,0±1,0	11,5±0,7	77,5±0,7	4,0±0,5
	176	107,0±2,0	55,0±1,0	62,0±1,0	11,5±0,7	77,5±0,7	4,0±0,5
	164	99,0±2,0	57,0±1,0	58,0±1,0	11,5±0,7	80,0±0,7	4,0±0,5
52	170	103,0±2,0	57,0±1,0	60,0±1,0	11,5±0,7	80,0±0,7	4,0±0,5
	176	107,0±2,0	57,0±1,0	62,0±1,0	11,5±0,7	80,0±0,7	4,0±0,5
	164	100,0±2,0	59,0±1,0	58,0±1,0	12,0±0,7	82,5±0,7	4,0±0,5
54	170	104,0±2,0	59,0±1,0	60,0±1,0	12,0±0,7	82,5±0,7	4,0±0,5
	176	107,0±2,0	59,0±1,0	62,0±1,0	12,0±0,7	82,5±0,7	4,0±0,5
	164	100,0±2,0	61,0±1,0	58,0±1,0	12,0±0,7	85,0±0,7	4,0±0,5
56	170	104,0±2,0	61,0±1,0	60,0±1,0	12,0±0,7	85,0±0,7	4,0±0,5
	176	107,0±2,0	61,0±1,0	62,0±1,0	12,0±0,7	85,0±0,7	4,0±0,5
	164	101,0±2,0	63,0±1,0	58,0±1,0	12,5±0,7	87,5±0,7	4,0±0,5
58	170	105,0±2,0	63,0±1,0	60,0±1,0	12,5±0,7	87,5±0,7	4,0±0,5
	176	109,0±2,0	63,0±1,0	62,0±1,0	12,5±0,7	87,5±0,7	4,0±0,5
	164	101,0±2,0	65,0±1,0	58,0±1,0	12,5±0,7	90,0±0,7	4,0±0,5
60	170	105,0±2,0	65,0±1,0	60,0±1,0	12,5±0,7	90,0±0,7	4,0±0,5
	176	109,0±2,0	65,0±1,0	62,0±1,0	12,5±0,7	90,0±0,7	4,0±0,5
	164	102,0±2,0	67,0±1,0	58,0±1,0	13,0±0,7	92,5±0,7	4,0±0,5
62	170	106,0±2,0	67,0±1,0	60,0±1,0	13,0±0,7	92,5±0,7	4,0±0,5
	176	110,0±2,0	67,0±1,0	62,0±1,0	13,0±0,7	92,5±0,7	4,0±0,5
	164	102,0±2,0	69,0±1,0	58,0±1,0	13,0±0,7	95,0±0,7	4,0±0,5
64	170	106,0±2,0	69,0±1,0	60,0±1,0	13,0±0,7	95,0±0,7	4,0±0,5
	176	110,0±2,0	69,0±1,0	62,0±1,0	13,0±0,7	95,0±0,7	4,0±0,5
	164	103,0±2,0	71,0±1,0	58,0±1,0	13,5±0,7	97,5±0,7	4,0±0,5
66	170	107,0±2,0	71,0±1,0	60,0±1,0	13,5±0,7	97,5±0,7	4,0±0,5
	176	111,0±2,0	71,0±1,0	62,0±1,0	13,5±0,7	97,5±0,7	4,0±0,5
	164	103,0±2,0	73,0±1,0	58,0±1,0	13,5±0,7	100,0±0,7	4,0±0,5
	170	107,0±2,0	73,0±1,0	60,0±1,0	13,5±0,7	100,0±0,7	4,0±0,5
	176	111,0±2,0	73,0±1,0	62,0±1,0	13,5±0,7	100,0±0,7	4,0±0,5

Халат медицинский многоразовый женский «МЕДЕЛА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	96,0±2,0	46,0±1,5	54,0±1,5	11,7±0,7
	170	100,0±2,0	46,0±1,5	56,0±1,5	11,7±0,7
	176	104,0±2,0	46,0±1,5	58,0±1,5	11,7±0,7
42	164	96,0±2,0	48,0±1,5	54,0±1,5	12,1±0,7
	170	100,0±2,0	48,0±1,5	56,0±1,5	12,1±0,7
	176	104,0±2,0	48,0±1,5	58,0±1,5	12,1±0,7
44	164	96,0±2,0	50,0±1,5	54,0±1,5	12,5±0,7
	170	100,0±2,0	50,0±1,5	56,0±1,5	12,5±0,7
	176	104,0±2,0	50,0±1,5	58,0±1,5	12,5±0,7
46	164	96,0±2,0	52,0±1,5	54,0±1,5	12,9±0,7
	170	100,0±2,0	52,0±1,5	56,0±1,5	12,9±0,7
	176	104,0±2,0	52,0±1,5	58,0±1,5	12,9±0,7
48	164	96,0±2,0	54,0±1,5	54,0±1,5	13,3±0,7
	170	100,0±2,0	54,0±1,5	56,0±1,5	13,3±0,7
	176	104,0±2,0	54,0±1,5	58,0±1,5	13,3±0,7
50	164	96,0±2,0	56,0±1,5	54,0±1,5	13,7±0,7
	170	100,0±2,0	56,0±1,5	56,0±1,5	13,7±0,7
	176	104,0±2,0	56,0±1,5	58,0±1,5	13,7±0,7
52	164	96,0±2,0	58,0±1,5	55,0±1,5	14,1±0,7
	170	100,0±2,0	58,0±1,5	57,0±1,5	14,1±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
	176	104,0±2,0	58,0±1,5	59,0±1,5	14,1±0,7
54	164	96,0±2,0	60,0±1,5	55,0±1,5	14,5±0,7
	170	100,0±2,0	60,0±1,5	57,0±1,5	14,5±0,7
	176	104,0±2,0	60,0±1,5	59,0±1,5	14,5±0,7
	176	104,0±2,0	60,0±1,5	59,0±1,5	14,5±0,7
56	164	96,0±2,0	62,0±1,5	55,0±1,5	14,9±0,7
	170	100,0±2,0	62,0±1,5	57,0±1,5	14,9±0,7
	176	104,0±2,0	62,0±1,5	59,0±1,5	14,9±0,7
	176	104,0±2,0	62,0±1,5	59,0±1,5	14,9±0,7
58	164	96,0±2,0	64,0±1,5	55,0±1,5	15,3±0,7
	170	100,0±2,0	64,0±1,5	57,0±1,5	15,3±0,7
	176	104,0±2,0	64,0±1,5	59,0±1,5	15,3±0,7
	176	104,0±2,0	64,0±1,5	59,0±1,5	15,3±0,7
60	164	96,0±2,0	66,0±1,5	55,0±1,5	15,7±0,7
	170	100,0±2,0	66,0±1,5	57,0±1,5	15,7±0,7
	176	104,0±2,0	66,0±1,5	59,0±1,5	15,7±0,7
	176	104,0±2,0	66,0±1,5	59,0±1,5	15,7±0,7
62	164	96,0±2,0	68,0±1,5	55,0±1,5	16,1±0,7
	170	100,0±2,0	68,0±1,5	57,0±1,5	16,1±0,7
	176	104,0±2,0	68,0±1,5	59,0±1,5	16,1±0,7
	176	104,0±2,0	68,0±1,5	59,0±1,5	16,1±0,7

Халат медицинский многоразовый женский «ОРИГИТЕЯ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	164	93,0±2,0	50,0±1,0	48,0±1,0	15,0±0,7
	170	97,0±2,0	50,0±1,0	50,0±1,0	15,0±0,7
46	164	93,0±2,0	52,0±1,0	48,0±1,0	16,0±0,7
	170	97,0±2,0	52,0±1,0	50,0±1,0	16,0±0,7
48	164	95,0±2,0	54,0±1,0	48,0±1,0	16,5±0,7
	170	99,0±2,0	54,0±1,0	50,0±1,0	16,5±0,7
50	164	95,0±2,0	56,0±1,0	49,0±1,0	17,0±0,7
	170	99,0±2,0	56,0±1,0	51,0±1,0	17,0±0,7
52	164	97,0±2,0	58,0±1,0	49,0±1,0	17,5±0,7
	170	101,0±2,0	58,0±1,0	51,0±1,0	17,5±0,7
54	164	97,0±2,0	60,0±1,0	49,0±1,0	18,0±0,7
	170	101,0±2,0	60,0±1,0	51,0±1,0	18,0±0,7
56	164	98,0±2,0	62,0±1,0	50,0±1,0	18,5±0,7
	170	102,0±2,0	62,0±1,0	52,0±1,0	18,5±0,7

Платье медицинское многоразовое женское «МЕДЕЯ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу	Длина пояса	Ширина пояса
40	164	89,0±2,0	43,0±1,5	23,5±1,5	16,5±0,7	80,0±1,5	5,0±0,5
	170	93,0±2,0	43,0±1,5	25,5±1,5	16,5±0,7	88,0±1,5	5,0±0,5
42	164	89,0±2,0	45,0±1,5	24,0±1,5	17,0±0,7	82,0±1,5	5,0±0,5
	170	93,0±2,0	45,0±1,5	25,5±1,5	17,0±0,7	92,0±1,5	5,0±0,5
44	164	90,0±2,0	47,0±1,5	24,0±1,5	17,0±0,7	88,0±1,5	5,0±0,5
	170	94,0±2,0	47,0±1,5	25,5±1,5	17,0±0,7	96,0±1,5	5,0±0,5
46	164	90,0±2,0	49,0±1,5	24,5±1,5	17,5±0,7	92,0±1,5	5,0±0,5
	170	94,0±2,0	49,0±1,5	26,0±1,5	17,5±0,7	100,0±1,5	5,0±0,5
48	164	91,0±2,0	51,0±1,5	24,5±1,5	17,8±0,7	96,0±1,5	5,0±0,5
	170	95,0±2,0	51,0±1,5	26,5±1,5	17,8±0,7	104,0±1,5	5,0±0,5
50	164	91,0±2,0	53,0±1,5	25,0±1,5	18,2±0,7	100,0±1,5	5,0±0,5
	170	95,0±2,0	53,0±1,5	26,5±1,5	18,2±0,7	108,0±1,5	5,0±0,5
52	164	92,0±2,0	55,0±1,5	25,0±1,5	18,6±0,7	104,0±1,5	5,0±0,5
	170	96,0±2,0	55,0±1,5	26,5±1,5	18,6±0,7	112,0±1,5	5,0±0,5
54	164	92,0±2,0	57,0±1,5	25,5±1,5	19,0±0,7	108,0±1,5	5,0±0,5
	170	96,0±2,0	57,0±1,5	27,0±1,5	19,0±0,7	116,0±1,5	5,0±0,5

Халат медицинский многоразовый мужской «ЭСКУЛАП»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	93,0±1,0	47,5±1,0	62,5±0,5	15,0±0,7
	182	96,0±1,0	47,5±1,0	64,5±0,5	15,0±0,7
	188	100,0±1,0	47,5±1,0	66,5±0,5	15,0±0,7
46	176	93,0±1,0	49,5±1,0	62,5±0,5	15,3±0,7
	182	96,0±1,0	49,5±1,0	64,5±0,5	15,3±0,7
	188	100,0±1,0	49,5±1,0	66,5±0,5	15,3±0,7
48	176	93,0±1,0	51,5±1,0	63,0±0,5	15,6±0,7
	182	96,0±1,0	51,5±1,0	65,0±0,5	15,6±0,7
	188	100,0±1,0	51,5±1,0	67,0±0,5	15,6±0,7
50	176	93,0±1,0	53,5±1,0	63,0±0,5	15,9±0,7
	182	96,0±1,0	53,5±1,0	65,0±0,5	15,9±0,7
	188	100,0±1,0	53,5±1,0	67,0±0,5	15,9±0,7
52	176	93,0±1,0	55,5±1,0	63,5±0,5	16,2±0,7
	182	96,0±1,0	55,5±1,0	65,5±0,5	16,2±0,7
	188	100,0±1,0	55,5±1,0	67,0±0,5	16,2±0,7
54	176	93,0±1,0	57,5±1,0	64,0±0,5	16,5±0,7
	182	96,0±1,0	57,5±1,0	65,0±0,5	16,5±0,7
	188	100,0±1,0	57,5±1,0	68,0±0,5	16,5±0,7
56	176	93,0±1,0	59,5±1,0	64,0±0,5	16,8±0,7
	182	96,0±1,0	59,5±1,0	65,0±0,5	16,8±0,7
	188	100,0±1,0	59,5±1,0	68,0±0,5	16,8±0,7
58	176	92,5±1,0	61,5±1,0	64,0±0,5	17,1±0,7
	182	95,5±1,0	61,5±1,0	65,0±0,5	17,1±0,7
	188	99,5±1,0	61,5±1,0	68,0±0,5	17,1±0,7
60	176	92,5±1,0	63,5±1,0	64,0±0,5	17,4±0,7
	182	95,5±1,0	63,5±1,0	65,0±0,5	17,4±0,7
	188	99,5±1,0	63,5±1,0	68,0±0,5	17,4±0,7
62	176	92,5±1,0	65,5±1,0	65,0±0,5	17,8±0,7
	182	96,0±1,0	65,5±1,0	67,0±0,5	17,8±0,7
	188	99,5±1,0	65,5±1,0	69,0±0,5	17,8±0,7
64	176	92,0±1,0	67,5±1,0	65,5±0,5	18,1±0,7
	182	95,0±1,0	67,5±1,0	67,5±0,5	18,1±0,7
	188	99,0±1,0	67,5±1,0	69,5±0,5	18,1±0,7
66	176	92,0±1,0	69,5±1,0	65,5±0,5	18,4±0,7
	182	95,0±1,0	69,5±1,0	67,7±0,5	18,4±0,7
	188	99,0±1,0	69,5±1,0	69,5±0,5	18,4±0,7

Халат медицинский многоразовый мужской «СТУДЕНТ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	100,0±2,0	55,0±2,0	64,0±1,0	14,7±0,7
	182	103,5±2,0	55,0±2,0	64,0±1,0	14,7±0,7
	188	106,5±2,0	55,0±2,0	64,0±1,0	14,7±0,7
46	176	100,0±2,0	57,0±2,0	64,0±1,0	15,1±0,7
	182	103,5±2,0	57,0±2,0	64,0±1,0	15,1±0,7
	188	106,5±2,0	57,0±2,0	64,0±1,0	15,1±0,7
48	176	100,0±2,0	59,0±2,0	64,5±1,0	15,5±0,7
	182	103,5±2,0	59,0±2,0	64,5±1,0	15,5±0,7
	188	106,5±2,0	59,0±2,0	64,5±1,0	15,5±0,7
50	176	100,0±2,0	61,0±2,0	64,5±1,0	15,8±0,7
	182	103,5±2,0	61,0±2,0	64,5±1,0	15,8±0,7
	188	106,5±2,0	61,0±2,0	64,5±1,0	15,8±0,7
52	176	100,0±2,0	63,0±2,0	65,0±1,0	16,1±0,7
	182	103,5±2,0	63,0±2,0	65,0±1,0	16,1±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
	188	106,5±2,0	63,0±2,0	65,0±1,0	16,1±0,7
54	176	100,0±2,0	65,0±2,0	65,5±1,0	16,5±0,7
	182	103,5±2,0	65,0±2,0	65,5±1,0	16,5±0,7
	188	106,5±2,0	65,0±2,0	65,5±1,0	16,5±0,7
56	176	100,0±2,0	67,0±2,0	65,5±1,0	16,8±0,7
	182	103,5±2,0	67,0±2,0	65,5±1,0	16,8±0,7
	188	106,5±2,0	67,0±2,0	65,5±1,0	16,8±0,7
58	176	100,0±2,0	69,0±2,0	66,0±1,0	17,2±0,7
	182	103,5±2,0	69,0±2,0	66,0±1,0	17,2±0,7
	188	106,5±2,0	69,0±2,0	66,0±1,0	17,2±0,7
60	176	100,0±2,0	71,0±2,0	66,5±1,0	17,5±0,7
	182	103,5±2,0	71,0±2,0	66,5±1,0	17,5±0,7
	188	106,5±2,0	71,0±2,0	66,5±1,0	17,5±0,7
62	176	100,0±2,0	73,0±2,0	66,5±1,0	17,9±0,7
	182	103,5±2,0	73,0±2,0	66,5±1,0	17,9±0,7
	188	106,5±2,0	73,0±2,0	66,5±1,0	17,9±0,7
64	176	100,0±2,0	75,0±2,0	67,0±1,0	18,2±0,7
	182	103,5±2,0	75,0±2,0	67,0±1,0	18,2±0,7
	188	106,5±2,0	75,0±2,0	67,0±1,0	18,2±0,7
66	176	100,0±2,0	77,0±2,0	67,0±1,0	18,6±0,7
	182	103,5±2,0	77,0±2,0	67,0±1,0	18,6±0,7
	188	106,5±2,0	77,0±2,0	67,0±1,0	18,6±0,7

Халат медицинский многоразовый мужской «ДОКТОР»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	91,0±2,0	48,0±2,0	62,5±1,0	12,7±0,7
	182	94,0±2,0	48,0±2,0	64,5±1,0	12,7±0,7
	188	97,5±2,0	48,0±2,0	66,5±1,0	12,7±0,7
46	176	91,0±2,0	50,0±2,0	62,5±1,0	13,1±0,7
	182	94,0±2,0	50,0±2,0	64,5±1,0	13,1±0,7
	188	97,5±2,0	50,0±2,0	66,5±1,0	13,1±0,7
48	176	91,0±2,0	52,0±2,0	63,0±1,0	13,4±0,7
	182	94,0±2,0	52,0±2,0	65,0±1,0	13,4±0,7
	188	97,5±2,0	52,0±2,0	67,0±1,0	13,4±0,7
50	176	91,0±2,0	54,0±2,0	63,0±1,0	13,8±0,7
	182	94,0±2,0	54,0±2,0	65,0±1,0	13,8±0,7
	188	97,5±2,0	54,0±2,0	67,0±1,0	13,8±0,7
52	176	91,0±2,0	56,0±2,0	63,5±1,0	14,1±0,7
	182	94,0±2,0	56,0±2,0	65,5±1,0	14,1±0,7
	188	97,5±2,0	56,0±2,0	67,5±1,0	14,1±0,7
54	176	91,0±2,0	58,0±2,0	63,5±1,0	14,5±0,7
	182	94,0±2,0	58,0±2,0	65,5±1,0	14,5±0,7
	188	97,5±2,0	58,0±2,0	67,5±1,0	14,5±0,7
56	176	91,0±2,0	60,0±2,0	64,0±1,0	14,8±0,7
	182	94,0±2,0	60,0±2,0	66,0±1,0	14,8±0,7
	188	97,5±2,0	60,0±2,0	68,0±1,0	14,8±0,7
58	176	91,0±2,0	62,0±2,0	64,5±1,0	15,2±0,7
	182	94,0±2,0	62,0±2,0	66,5±1,0	15,2±0,7
	188	97,5±2,0	62,0±2,0	68,5±1,0	15,2±0,7
60	176	91,0±2,0	64,0±2,0	64,5±1,0	15,5±0,7
	182	94,0±2,0	64,0±2,0	66,5±1,0	15,5±0,7
	188	97,5±2,0	64,0±2,0	68,5±1,0	15,5±0,7
62	176	91,0±2,0	66,0±2,0	65,0±1,0	15,8±0,7
	182	94,0±2,0	66,0±2,0	67,0±1,0	15,8±0,7
	188	97,5±2,0	66,0±2,0	69,0±1,0	15,8±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
64	176	91,0±2,0	68,0±2,0	65,0±1,0	16,2±0,7
	182	94,0±2,0	68,0±2,0	67,0±1,0	16,2±0,7
	188	97,5±2,0	68,0±2,0	69,0±1,0	16,2±0,7
66	176	91,0±2,0	70,0±2,0	65,5±1,0	16,6±0,7
	182	94,0±2,0	70,0±2,0	67,5±1,0	16,6±0,7
	188	97,5±2,0	70,0±2,0	69,5±1,0	16,6±0,7

Халат медицинский многоразовый мужской «АРИСТОТЕЛЬ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	96,0±2,0	48,0±1,0	64,5±1,5	15,0±0,7
	182	99,0±2,0	48,0±1,0	66,5±1,5	15,0±0,7
46	176	96,0±2,0	50,0±1,0	64,5±1,5	15,5±0,7
	182	99,0±2,0	50,0±1,0	66,5±1,5	15,5±0,7
48	176	96,0±2,0	52,0±1,0	65,0±1,5	16,0±0,7
	182	99,0±2,0	52,0±1,0	67,0±1,5	16,0±0,7
50	176	96,0±2,0	54,0±1,0	65,0±1,5	16,3±0,7
	182	99,0±2,0	54,0±1,0	67,0±1,5	16,3±0,7
52	176	96,0±2,0	56,0±1,0	65,5±1,5	16,5±0,7
	182	99,0±2,0	56,0±1,0	67,5±1,5	16,5±0,7
54	176	96,0±2,0	58,0±1,0	65,5±1,5	16,8±0,7
	182	99,0±2,0	58,0±1,0	67,5±1,5	16,8±0,7
56	176	96,0±2,0	60,0±1,0	66,0±1,5	17,1±0,7
	182	99,0±2,0	60,0±1,0	68,0±1,5	17,1±0,7
58	176	96,0±2,0	62,0±1,0	66,0±1,5	17,5±0,7
	182	99,0±2,0	62,0±1,0	68,0±1,5	17,5±0,7
60	176	96,0±2,0	64,0±1,0	66,5±1,5	17,8±0,7
	182	99,0±2,0	64,0±1,0	68,5±1,5	17,8±0,7
62	176	96,0±2,0	66,0±1,0	67,0±1,5	18,1±0,7
	182	99,0±2,0	66,0±1,0	69,0±1,5	18,1±0,7
64	176	96,0±2,0	68,0±1,0	67,5±1,5	18,5±0,7
	182	99,0±2,0	68,0±1,0	69,5±1,5	18,5±0,7
66	176	96,0±2,0	70,0±1,0	67,5±1,5	18,8±0,7
	182	99,0±2,0	70,0±1,0	69,5±1,5	18,8±0,7

Куртка медицинская многоразовая женская «ЭЛИТ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	75,0±2,0	53,0±1,0	45,0±1,0	13,0±0,7
	170	77,0±2,0	53,0±1,0	47,0±1,0	13,0±0,7
	176	80,0±2,0	53,0±1,0	49,0±1,0	13,0±0,7
44	164	75,5±2,0	55,0±1,0	45,0±1,0	13,2±0,7
	170	77,5±2,0	55,0±1,0	47,0±1,0	13,2±0,7
	176	80,5±2,0	55,0±1,0	49,0±1,0	13,2±0,7
46	164	76,0±2,0	57,0±1,0	45,0±1,0	13,9±0,7
	170	78,0±2,0	57,0±1,0	47,0±1,0	13,9±0,7
	176	81,0±2,0	57,0±1,0	49,0±1,0	13,9±0,7
48	164	76,0±2,0	59,0±1,0	45,0±1,0	14,6±0,7
	170	78,0±2,0	59,0±1,0	47,0±1,0	14,6±0,7
	176	81,0±2,0	59,0±1,0	49,0±1,0	14,6±0,7
50	164	76,5±2,0	61,0±1,0	45,0±1,0	15,3±0,7
	170	78,5±2,0	61,0±1,0	47,0±1,0	15,3±0,7
	176	81,5±2,0	61,0±1,0	49,0±1,0	15,3±0,7
52	164	77,0±2,0	63,0±1,0	46,0±1,0	16,0±0,7
	170	79,0±2,0	63,0±1,0	48,0±1,0	16,0±0,7
	176	82,0±2,0	63,0±1,0	50,0±1,0	16,0±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
54	164	77,5±2,0	65,0±1,0	46,5±1,0	15,7±0,7
	170	79,5±2,0	65,0±1,0	48,5±1,0	15,7±0,7
	176	82,5±2,0	65,0±1,0	50,5±1,0	15,7±0,7

Куртка медицинская многоразовая женская «ПРЕМИУМ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	66,0±1,5	49,0±1,0	42,2±1,0	14,2±0,7
	170	68,0±1,5	49,0±1,0	44,2±1,0	14,2±0,7
	176	70,0±1,5	49,0±1,0	46,2±1,0	14,2±0,7
44	164	66,0±1,5	51,0±1,0	42,4±1,0	14,5±0,7
	170	68,0±1,5	51,0±1,0	44,4±1,0	14,5±0,7
	176	70,0±1,5	51,0±1,0	46,4±1,0	14,5±0,7
46	164	66,5±1,5	53,0±1,0	42,7±1,0	14,8±0,7
	170	68,5±1,5	53,0±1,0	44,7±1,0	14,8±0,7
	176	70,0±1,5	53,0±1,0	46,7±1,0	14,8±0,7
48	164	66,5±1,5	55,0±1,0	43,0±1,0	15,1±0,7
	170	68,5±1,5	55,0±1,0	45,0±1,0	15,1±0,7
	176	70,0±1,5	55,0±1,0	47,0±1,0	15,1±0,7
50	164	67,0±1,5	57,0±1,0	43,3±1,0	15,4±0,7
	170	69,0±1,5	57,0±1,0	45,3±1,0	15,4±0,7
	176	71,0±1,5	57,0±1,0	47,3±1,0	15,4±0,7
52	164	67,0±1,5	59,0±1,0	43,5±1,0	15,7±0,7
	170	69,0±1,5	59,0±1,0	45,5±1,0	15,7±0,7
	176	71,0±1,5	59,0±1,0	47,5±1,0	15,7±0,7
54	164	67,5±1,5	61,0±1,0	43,5±1,0	16,0±0,7
	170	67,5±1,5	61,0±1,0	45,5±1,0	16,0±0,7
	176	71,5±1,5	61,0±1,0	47,5±1,0	16,0±0,7

Куртка медицинская многоразовая женская «ПЕРИС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	67,0±1,0	50,0±1,5	25,0±1,0	16,5±0,7
	170	69,0±1,0	50,0±1,5	27,0±1,0	16,5±0,7
	176	71,0±1,0	50,0±1,5	29,0±1,0	16,5±0,7
44	164	67,0±1,0	52,0±1,5	25,0±1,0	17,0±0,7
	170	69,0±1,0	52,0±1,5	27,0±1,0	17,0±0,7
	176	71,0±1,0	52,0±1,5	29,0±1,0	17,0±0,7
46	164	68,0±1,0	54,0±1,5	25,0±1,0	18,0±0,7
	170	70,0±1,0	54,0±1,5	27,0±1,0	18,0±0,7
	176	72,0±1,0	54,0±1,5	29,0±1,0	18,0±0,7
48	164	69,0±1,0	56,0±1,5	25,5±1,0	19,0±0,7
	170	71,0±1,0	56,0±1,5	27,5±1,0	19,0±0,7
	176	73,0±1,0	56,0±1,5	29,5±1,0	19,0±0,7
50	164	70,0±1,0	58,0±1,5	25,5±1,0	19,5±0,7
	170	72,0±1,0	58,0±1,5	27,5±1,0	19,5±0,7
	176	74,0±1,0	58,0±1,5	29,5±1,0	19,5±0,7
52	164	71,0±1,0	60,0±1,5	26,0±1,0	20,0±0,7
	170	73,0±1,0	60,0±1,5	28,0±1,0	20,0±0,7
	176	75,0±1,0	60,0±1,5	31,0±1,0	20,0±0,7
54	164	72,0±1,0	62,0±1,5	26,0±1,0	21,0±0,7
	170	75,0±1,0	62,0±1,5	28,0±1,0	21,0±0,7
	176	77,0±1,0	62,0±1,5	31,0±1,0	21,0±0,7

Куртка медицинская многоразовая женская «ПАНАЦЕЯ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	63,0±1,5	48,0±1,5	50,0±0,7	15,5±0,7
	170	65,0±1,5	48,0±1,5	52,0±0,7	15,5±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	63,5±1,5	50,0±1,5	50,0±0,7	15,5±0,7
	170	65,5±1,5	50,0±1,5	52,0±0,7	15,5±0,7
44	164	63,5±1,5	52,0±1,5	50,0±0,7	15,5±0,7
	170	65,5±1,5	52,0±1,5	52,0±0,7	15,5±0,7
46	164	64,0±1,5	54,0±1,5	50,0±0,7	16,0±0,7
	170	66,0±1,5	54,0±1,5	52,0±0,7	16,0±0,7
48	164	64,0±1,5	56,0±1,5	51,0±0,7	16,0±0,7
	170	66,0±1,5	56,0±1,5	53,0±0,7	16,0±0,7
50	164	64,5±1,5	58,0±1,5	51,0±0,7	16,5±0,7
	170	66,5±1,5	58,0±1,5	53,0±0,7	16,5±0,7
52	164	65,0±1,5	60,0±1,5	51,0±0,7	16,5±0,7
	170	67,0±1,5	60,0±1,5	53,0±0,7	16,5±0,7
54	164	65,5±1,5	62,0±1,5	51,0±0,7	17,0±0,7
	170	67,5±1,5	62,0±1,5	53,0±0,7	17,0±0,7

Куртка медицинская многоразовая женская «АВРОРА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	74,5±2,0	48,0±2,0	48,0±1,0	14,0±0,7
	170	77,5±2,0	48,0±2,0	49,5±1,0	14,0±0,7
	176	80,5±2,0	48,0±2,0	51,0±1,0	14,0±0,7
42	164	75,0±2,0	50,0±2,0	48,5±1,0	14,3±0,7
	170	78,0±2,0	50,0±2,0	50,0±1,0	14,3±0,7
	176	81,0±2,0	50,0±2,0	51,5±1,0	14,3±0,7
44	164	75,5±2,0	52,0±2,0	49,0±1,0	15,0±0,7
	170	78,5±2,0	52,0±2,0	50,5±1,0	15,0±0,7
	176	81,5±2,0	52,0±2,0	52,0±1,0	15,0±0,7
46	164	76,0±2,0	54,0±2,0	49,0±1,0	15,3±0,7
	170	79,0±2,0	54,0±2,0	50,5±1,0	15,3±0,7
	176	82,0±2,0	54,0±2,0	52,0±1,0	15,3±0,7
48	164	76,5±2,0	56,0±2,0	49,0±1,0	15,6±0,7
	170	79,5±2,0	56,0±2,0	50,5±1,0	15,6±0,7
	176	82,5±2,0	56,0±2,0	52,0±1,0	15,6±0,7
50	164	77,0±2,0	58,0±2,0	49,5±1,0	16,1±0,7
	170	80,0±2,0	58,0±2,0	51,0±1,0	16,1±0,7
	176	83,0±2,0	58,0±2,0	52,5±1,0	16,1±0,7
52	164	77,5±2,0	60,0±2,0	49,5±1,0	16,5±0,7
	170	80,5±2,0	60,0±2,0	51,0±1,0	16,5±0,7
	176	83,5±2,0	60,0±2,0	52,5±1,0	16,5±0,7
54	164	78,0±2,0	62,0±2,0	49,5±1,0	16,9±0,7
	170	81,0±2,0	62,0±2,0	51,0±1,0	16,9±0,7
	176	84,0±2,0	62,0±2,0	52,5±1,0	16,9±0,7
56	164	78,5±2,0	64,0±2,0	49,5±1,0	17,3±0,7
	170	81,5±2,0	64,0±2,0	51,0±1,0	17,3±0,7
	176	84,5±2,0	64,0±2,0	52,5±1,0	17,3±0,7
58	164	79,0±2,0	66,0±2,0	49,5±1,0	17,9±0,7
	170	82,0±2,0	66,0±2,0	51,0±1,0	17,9±0,7
	176	85,0±2,0	66,0±2,0	52,5±1,0	17,9±0,7
60	164	79,5±2,0	68,0±2,0	50,5±1,0	18,3±0,7
	170	82,5±2,0	68,0±2,0	52,0±1,0	18,3±0,7
	176	85,5±2,0	68,0±2,0	53,5±1,0	18,3±0,7
62	164	80,0±2,0	70,0±2,0	50,5±1,0	18,6±0,7
	170	83,0±2,0	70,0±2,0	52,0±1,0	18,6±0,7
	176	86,0±2,0	70,0±2,0	53,5±1,0	18,6±0,7

Куртка медицинская многоцветная женская «АСТРА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	71,0 ±2,0	52,0 ±1,5	43,0 ±1,0	14,5 ±0,7
	170	73,0 ±2,0	52,0 ±1,5	45,0 ±1,0	14,5 ±0,7
42	164	71,5 ±2,0	54,0 ±1,5	43,0 ±1,0	15,0 ±0,7
	170	73,5 ±2,0	54,0 ±1,5	45,0 ±1,0	15,0 ±0,7
44	164	72,0 ±2,0	56,0 ±1,5	44,0 ±1,0	15,0 ±0,7
	170	74,0 ±2,0	56,0 ±1,5	46,0 ±1,0	15,0 ±0,7
46	164	72,5 ±2,0	58,0 ±1,5	44,0 ±1,0	15,5 ±0,7
	170	74,5 ±2,0	58,0 ±1,5	46,0 ±1,0	15,0 ±0,7
48	164	73,0 ±2,0	60,0 ±1,5	44,0 ±1,0	16,0 ±0,7
	170	75,0 ±2,0	60,0 ±1,5	46,0 ±1,0	16,0 ±0,7
50	164	73,5 ±2,0	62,0 ±1,5	44,0 ±1,0	16,5 ±0,7
	170	75,0 ±2,0	62,0 ±1,5	46,0 ±1,0	16,5 ±0,7
52	164	74,0 ±2,0	64,0 ±1,5	44,5 ±1,0	17,0 ±0,7
	170	76,0 ±2,0	64,0 ±1,5	46,5 ±1,0	17,0 ±0,7
54	164	74,5 ±2,0	66,0 ±1,5	44,5 ±1,0	17,5 ±0,7
	170	76,5 ±2,0	66,0 ±1,5	46,5 ±1,0	17,5 ±0,7
56	164	75,0 ±2,0	68,0 ±1,5	44,5 ±1,0	18,0 ±0,7
	170	77,0 ±2,0	68,0 ±1,5	46,5 ±1,0	18,0 ±0,7
58	164	75,5 ±2,0	70,0 ±1,5	44,5 ±1,0	18,0 ±0,7
	170	77,5 ±2,0	70,0 ±1,5	46,5 ±1,0	18,0 ±0,7
60	164	76,0 ±2,0	72,0 ±1,5	45,0 ±1,0	18,5 ±0,7
	170	78,0 ±2,0	72,0 ±1,5	47,0 ±1,0	18,5 ±0,7
62	164	76,5 ±2,0	74,0 ±1,5	45,0 ±1,0	19,0 ±0,7
	170	78,5 ±2,0	74,0 ±1,5	47,0 ±1,0	19,0 ±0,7
64	164	77,0 ±2,0	76,0 ±1,5	45,0 ±1,0	19,5 ±0,7
	170	79,0 ±2,0	76,0 ±1,5	47,0 ±1,0	19,5 ±0,7
66	164	77,5 ±2,0	78,0 ±1,5	45,0 ±1,0	20,0 ±0,7
	170	79,5 ±2,0	78,0 ±1,5	47,0 ±1,0	20,0 ±0,7

Куртка медицинская многоцветная мужская «СПОРТ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
46	176	79,0 ±2,0	54,0 ±1,0	31,0 ±1,0	20,5 ±0,7
	182	81,0 ±2,0	54,0 ±1,0	32,5 ±1,0	20,5 ±0,7
	188	83,0 ±2,0	54,0 ±1,0	34,0 ±1,0	20,5 ±0,7
48	176	79,0 ±2,0	56,0 ±1,0	31,0 ±1,0	21,0 ±0,7
	182	81,0 ±2,0	56,0 ±1,0	32,5 ±1,0	21,0 ±0,7
	188	83,0 ±2,0	56,0 ±1,0	34,0 ±1,0	21,0 ±0,7
50	176	79,0 ±2,0	58,0 ±1,0	31,0 ±1,0	21,5 ±0,7
	182	81,0 ±2,0	58,0 ±1,0	32,5 ±1,0	21,5 ±0,7
	188	83,0 ±2,0	58,0 ±1,0	34,0 ±1,0	21,5 ±0,7
52	176	79,0 ±2,0	60,0 ±1,0	31,0 ±1,0	22,0 ±0,7
	182	81,0 ±2,0	60,0 ±1,0	32,5 ±1,0	22,0 ±0,7
	188	83,0 ±2,0	60,0 ±1,0	34,0 ±1,0	22,0 ±0,7
54	176	79,0 ±2,0	62,0 ±1,0	31,0 ±1,0	22,5 ±0,7
	182	81,0 ±2,0	62,0 ±1,0	32,5 ±1,0	22,5 ±0,7
	188	83,0 ±2,0	62,0 ±1,0	34,0 ±1,0	22,5 ±0,7
56	176	79,0 ±2,0	64,0 ±1,0	31,0 ±1,0	23,0 ±0,7
	182	81,5 ±2,0	64,0 ±1,0	32,5 ±1,0	23,0 ±0,7
	188	84,0 ±2,0	64,0 ±1,0	34,0 ±1,0	23,0 ±0,7
58	176	80,0 ±2,0	66,0 ±1,0	32,0 ±1,0	23,5 ±0,7
	182	82,0 ±2,0	66,0 ±1,0	33,5 ±1,0	23,5 ±0,7
	188	84,0 ±2,0	66,0 ±1,0	35,0 ±1,0	23,5 ±0,7
	176	80,0 ±2,0	68,0 ±1,0	32,0 ±1,0	24,0 ±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
60	182	82,0±2,0	68,0±1,0	33,5±1,0	24,0±0,7
	188	84,0±2,0	68,0±1,0	35,0±1,0	24,0±0,7
62	176	80,0±2,0	70,0±1,0	33,0±1,0	24,5±0,7
	182	82,0±2,0	70,0±1,0	34,5±1,0	24,5±0,7
	188	84,0±2,0	70,0±1,0	36,0±1,0	24,5±0,7
64	176	81,0±2,0	72,0±1,0	33,0±1,0	25,0±0,7
	182	83,0±2,0	72,0±1,0	34,5±1,0	25,0±0,7
	188	85,0±2,0	72,0±1,0	36,0±1,0	25,0±0,7
66	176	81,0±2,0	74,0±1,0	33,0±1,0	25,5±0,7
	182	83,0±2,0	74,0±1,0	34,5±1,0	25,5±0,7
	188	85,0±2,0	74,0±1,0	36,0±1,0	25,5±0,7

Куртка медицинская многоцветная мужская «ЛЕО»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	76,0±1,5	48,0±1,5	30,0±1,0	17,2±1,0
	182	78,0±1,5	48,0±1,5	31,0±1,0	17,2±1,0
	188	80,0±1,5	48,0±1,5	32,0±1,0	17,2±1,0
46	176	76,0±1,5	50,0±1,5	30,0±1,0	17,7±1,0
	182	78,0±1,5	50,0±1,5	31,0±1,0	17,7±1,0
	188	80,0±1,5	50,0±1,5	32,0±1,0	17,7±1,0
48	176	76,0±1,5	52,0±1,5	30,0±1,0	18,3±1,0
	182	78,0±1,5	52,0±1,5	31,0±1,0	18,3±1,0
	188	80,0±1,5	52,0±1,5	32,0±1,0	18,3±1,0
50	176	77,0±1,5	54,0±1,5	31,0±1,0	18,8±1,0
	182	79,0±1,5	54,0±1,5	32,0±1,0	18,8±1,0
	188	81,0±1,5	54,0±1,5	33,0±1,0	18,8±1,0
52	176	77,0±1,5	56,0±1,5	31,0±1,0	19,5±1,0
	182	79,0±1,5	56,0±1,5	32,0±1,0	19,5±1,0
	188	81,0±1,5	56,0±1,5	33,0±1,0	19,5±1,0
54	176	77,0±1,5	58,0±1,5	31,0±1,0	20,0±1,0
	182	79,0±1,5	58,0±1,5	32,0±1,0	20,0±1,0
	188	81,0±1,5	58,0±1,5	33,0±1,0	20,0±1,0
56	176	77,0±1,5	60,0±1,5	32,0±1,0	20,5±1,0
	182	79,0±1,5	60,0±1,5	33,0±1,0	20,5±1,0
	188	81,0±1,5	60,0±1,5	34,0±1,0	20,5±1,0
58	176	77,0±1,5	62,0±1,5	32,0±1,0	21,0±1,0
	182	79,0±1,5	62,0±1,5	33,0±1,0	21,0±1,0
	188	81,0±1,5	62,0±1,5	34,0±1,0	21,0±1,0
60	176	77,0±1,5	64,0±1,5	32,0±1,0	21,5±1,0
	182	79,0±1,5	64,0±1,5	33,0±1,0	21,5±1,0
	188	81,0±1,5	64,0±1,5	34,0±1,0	21,5±1,0
62	176	78,0±1,5	66,0±1,5	33,0±1,0	22,0±1,0
	182	80,0±1,5	66,0±1,5	34,0±1,0	22,0±1,0
	188	82,0±1,5	66,0±1,5	35,0±1,0	22,0±1,0
64	176	78,0±1,5	68,0±1,5	33,0±1,0	22,5±1,0
	182	80,0±1,5	68,0±1,5	34,0±1,0	22,5±1,0
	188	82,0±1,5	68,0±1,5	35,0±1,0	22,5±1,0
66	176	78,0±1,5	70,0±1,5	33,0±1,0	23,0±1,0
	182	80,0±1,5	70,0±1,5	34,0±1,0	23,0±1,0
	188	82,0±1,5	70,0±1,5	35,0±1,0	23,0±1,0

Блузон медицинский многоцветный женский САКУРА

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	65,0±1,0	47,5±1,0	24,0±1,0	15,8±1,0
	170	68,0±1,0	47,5±1,0	25,0±1,0	15,8±1,0
	176	71,0±1,0	47,5±1,0	26,0±1,0	15,8±1,0

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	66,0±1,0	49,5±1,0	24,0±1,0	16,3±1,0
	170	69,0±1,0	49,5±1,0	25,0±1,0	16,3±1,0
	176	72,0±1,0	49,5±1,0	26,0±1,0	16,3±1,0
44	164	66,0±1,0	51,5±1,0	24,0±1,0	16,8±1,0
	170	69,0±1,0	51,5±1,0	25,0±1,0	16,8±1,0
	176	72,0±1,0	51,5±1,0	26,0±1,0	16,8±1,0
46	164	66,5±1,0	53,5±1,0	25,0±1,0	17,3±1,0
	170	69,5±1,0	53,5±1,0	26,0±1,0	17,3±1,0
	176	72,5±1,0	53,5±1,0	27,0±1,0	17,3±1,0
48	164	66,5±1,0	55,5±1,0	25,0±1,0	17,8±1,0
	170	69,5±1,0	55,5±1,0	26,0±1,0	17,8±1,0
	176	72,5±1,0	55,0±1,0	27,0±1,0	17,8±1,0
50	164	67,0±1,0	57,5±1,0	25,0±1,0	18,2±1,0
	170	70,0±1,0	57,5±1,0	26,0±1,0	18,2±1,0
	176	73,0±1,0	57,5±1,0	27,0±1,0	18,2±1,0
52	164	67,0±1,0	59,5±1,0	25,0±1,0	18,7±1,0
	170	70,0±1,0	59,5±1,0	26,0±1,0	18,7±1,0
	176	73,0±1,0	59,5±1,0	27,0±1,0	18,7±1,0

Куртка медицинская многоразовая мужская «ОКСФОРД»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
44	176	79,5±1,0	52,0±1,0	29,0±0,7	19,0±0,7
	182	82,0±1,0	52,0±1,0	31,0±0,7	19,0±0,7
	188	84,5±1,0	52,0±1,0	33,0±0,7	19,0±0,7
46	176	79,5±1,0	54,0±1,0	29,5±0,7	19,5±0,7
	182	82,0±1,0	54,0±1,0	31,5±0,7	19,5±0,7
	188	84,5±1,0	54,0±1,0	33,5±0,7	19,5±0,7
48	176	80,0±1,0	56,0±1,0	30,0±0,7	20,5±0,7
	182	82,5±1,0	56,0±1,0	32,0±0,7	20,5±0,7
	188	85,0±1,0	56,0±1,0	34,0±0,7	20,5±0,7
50	176	80,0±1,0	58,0±1,0	30,5±0,7	21,0±0,7
	182	82,5±1,0	58,0±1,0	32,5±0,7	21,0±0,7
	188	85,0±1,0	58,0±1,0	34,5±0,7	21,0±0,7
52	176	80,5±1,0	60,0±1,0	30,5±0,7	21,5±0,7
	182	83,0±1,0	60,0±1,0	32,5±0,7	21,5±0,7
	188	85,5±1,0	60,0±1,0	34,5±0,7	21,5±0,7
54	176	80,5±1,0	62,0±1,0	31,0±0,7	22,0±0,7
	182	83,0±1,0	62,0±1,0	33,0±0,7	22,0±0,7
	188	85,5±1,0	62,0±1,0	35,0±0,7	22,0±0,7
56	176	81,0±1,0	64,0±1,0	31,0±0,7	22,5±0,7
	182	83,5±1,0	64,0±1,0	33,0±0,7	22,5±0,7
	188	86,0±1,0	64,0±1,0	35,0±0,7	22,5±0,7
58	176	81,0±1,0	66,0±1,0	31,5±0,7	23,0±0,7
	182	83,5±1,0	66,0±1,0	33,5±0,7	23,0±0,7
	188	86,0±1,0	66,0±1,0	35,5±0,7	23,0±0,7
60	176	81,0±1,0	68,0±1,0	32,0±0,7	23,5±0,7
	182	83,5±1,0	68,0±1,0	34,0±0,7	23,5±0,7
	188	86,0±1,0	68,0±1,0	36,0±0,7	23,5±0,7
62	176	81,5±1,0	70,0±1,0	32,0±0,7	24,0±0,7
	182	84,0±1,0	70,0±1,0	34,0±0,7	24,0±0,7
	188	86,5±1,0	70,0±1,0	36,0±0,7	24,0±0,7
64	176	81,5±1,0	72,0±1,0	32,5±0,7	24,5±0,7
	182	84,0±1,0	72,0±1,0	34,5±0,7	24,5±0,7
	188	86,5±1,0	72,0±1,0	36,5±0,7	24,5±0,7
66	176	82,0±1,0	74,0±1,0	32,5±0,7	25,0±0,7
	182	84,5±1,0	74,0±1,0	34,5±0,7	25,0±0,7
	188	87,0±1,0	74,0±1,0	36,5±0,7	25,0±0,7

Блузон медицинский многоцветный женский «ГЕРА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	65,0±2,0	48,0±1,0	24,0±0,7	16,5±0,7
	170	67,0±2,0	48,0±1,0	25,0±0,7	16,5±0,7
	176	69,0±2,0	48,0±1,0	26,0±0,7	16,5±0,7
44	164	66,0±2,0	50,0±1,0	24,0±0,7	16,9±0,7
	170	68,0±2,0	50,0±1,0	25,0±0,7	16,9±0,7
	176	70,0±2,0	50,0±1,0	26,0±0,7	16,9±0,7
46	164	66,0±2,0	52,0±1,0	24,5±0,7	17,3±0,7
	170	68,0±2,0	52,0±1,0	25,5±0,7	17,3±0,7
	176	70,0±2,0	52,0±1,0	26,5±0,7	17,3±0,7
48	164	66,5±2,0	54,0±1,0	24,5±0,7	17,7±0,7
	170	68,5±2,0	54,0±1,0	25,5±0,7	17,7±0,7
	176	70,5±2,0	54,0±1,0	26,5±0,7	17,7±0,7
50	164	66,5±2,0	56,0±1,0	24,5±0,7	18,0±0,7
	170	68,5±2,0	56,0±1,0	25,5±0,7	18,0±0,7
	176	70,5±2,0	56,0±1,0	26,5±0,7	18,0±0,7
52	164	67,0±2,0	58,0±1,0	25,0±0,7	18,3±0,7
	170	69,0±2,0	58,0±1,0	26,0±0,7	18,3±0,7
	176	71,0±2,0	58,0±1,0	27,0±0,7	18,3±0,7
54	164	68,0±2,0	60,0±1,0	25,0±0,7	18,6±0,7
	170	70,0±2,0	60,0±1,0	26,0±0,7	18,6±0,7
	176	72,0±2,0	60,0±1,0	27,0±0,7	18,6±0,7

Блузон медицинский многоцветный женский «НИКА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	65,0±2,0	50,0±2,0	24,0±0,7	16,5±0,7
	170	67,0±2,0	50,0±2,0	25,0±0,7	16,5±0,7
	176	69,0±2,0	50,0±2,0	26,0±0,7	16,5±0,7
44	164	65,0±2,0	52,0±2,0	24,0±0,7	16,9±0,7
	170	67,0±2,0	52,0±2,0	25,0±0,7	16,9±0,7
	176	69,0±2,0	52,0±2,0	26,0±0,7	16,9±0,7
46	164	66,0±2,0	54,0±2,0	24,5±0,7	17,3±0,7
	170	68,0±2,0	54,0±2,0	25,5±0,7	17,3±0,7
	176	70,0±2,0	54,0±2,0	26,5±0,7	17,3±0,7
48	164	66,0±2,0	56,0±2,0	24,5±0,7	17,7±0,7
	170	68,0±2,0	56,0±2,0	25,5±0,7	17,7±0,7
	176	70,0±2,0	56,0±2,0	26,5±0,7	17,7±0,7
50	164	66,0±2,0	58,0±2,0	24,5±0,7	18,0±0,7
	170	68,0±2,0	58,0±2,0	25,5±0,7	18,0±0,7
	176	70,0±2,0	58,0±2,0	26,5±0,7	18,0±0,7
52	164	67,0±2,0	60,0±2,0	25,0±0,7	18,3±0,7
	170	69,0±2,0	60,0±2,0	26,0±0,7	18,3±0,7
	176	71,0±2,0	60,0±2,0	27,0±0,7	18,3±0,7
54	164	68,0±2,0	62,0±2,0	25,0±0,7	18,6±0,7
	170	70,0±2,0	62,0±2,0	26,0±0,7	18,6±0,7
	176	72,0±2,0	62,0±2,0	27,0±0,7	18,6±0,7

Блузон медицинский многоцветный женский «ОДРИ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	67,0±2,0	47,0±1,0	24,0±0,7	15,0±0,7
	170	70,0±2,0	47,0±1,0	26,0±0,7	15,0±0,7
	176	73,0±2,0	47,0±1,0	28,0±0,7	15,0±0,7
	164	67,5±2,0	49,0±1,0	24,0±0,7	15,5±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	170	70,5±2,0	49,0±1,0	26,0±0,7	15,5±0,7
	176	73,5±2,0	49,0±1,0	28,0±0,7	15,5±0,7
44	164	68,0±2,0	51,0±1,0	24,5±0,7	16,0±0,7
	170	71,0±2,0	51,0±1,0	26,5±0,7	16,0±0,7
	176	74,0±2,0	51,0±1,0	28,5±0,7	16,0±0,7
46	164	68,5±2,0	53,0±1,0	24,5±0,7	16,5±0,7
	170	71,5±2,0	53,0±1,0	26,5±0,7	16,5±0,7
	176	74,5±2,0	53,0±1,0	28,5±0,7	16,5±0,7
48	164	69,0±2,0	55,0±1,0	24,5±0,7	17,0±0,7
	170	72,0±2,0	55,0±1,0	26,5±0,7	17,0±0,7
	176	75,0±2,0	55,0±1,0	28,5±0,7	17,0±0,7
50	164	69,5±2,0	57,0±1,0	24,5±0,7	17,5±0,7
	170	72,5±2,0	57,0±1,0	26,5±0,7	17,5±0,7
	176	75,5±2,0	57,0±1,0	28,5±0,7	17,5±0,7
52	164	70,0±2,0	59,0±1,0	25,0±0,7	18,0±0,7
	170	73,0±2,0	59,0±1,0	27,0±0,7	18,0±0,7
	176	76,0±2,0	59,0±1,0	29,0±0,7	18,0±0,7
54	164	70,5±2,0	61,0±1,0	25,0±0,7	18,5±0,7
	170	73,5±2,0	61,0±1,0	27,0±0,7	18,5±0,7
	176	76,5±2,0	61,0±1,0	29,0±0,7	18,5±0,7
56	164	71,0±2,0	63,0±1,0	25,0±0,7	19,0±0,7
	170	74,0±2,0	63,0±1,0	27,0±0,7	19,0±0,7
	176	77,0±2,0	63,0±1,0	29,0±0,7	19,0±0,7

Таблица 37 (к рисунку А.34)

Блузон медицинский многоцветный женский «ФИАЛКА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	65,5±1,0	52,0±1,0	23,0±1,0	18,6±1,0
	170	69,0±1,0	52,0±1,0	23,0±1,0	18,6±1,0
	176	72,0±1,0	52,0±1,0	23,0±1,0	18,6±1,0
44	164	66,0±1,0	54,0±1,0	23,0±1,0	19,3±1,0
	170	69,5±1,0	54,0±1,0	23,0±1,0	19,3±1,0
	176	72,0±1,0	54,0±1,0	23,0±1,0	19,3±1,0
46	164	66,5±1,0	56,0±1,0	23,0±1,0	20,0±1,0
	170	70,0±1,0	56,0±1,0	23,0±1,0	20,0±1,0
	176	72,5±1,0	56,0±1,0	23,0±1,0	20,0±1,0
48	164	67,0±1,0	58,0±1,0	23,0±1,0	20,7±1,0
	170	70,0±1,0	58,0±1,0	23,0±1,0	20,7±1,0
	176	73,0±1,0	58,0±1,0	23,0±1,0	20,7±1,0
50	164	67,0±1,0	60,0±1,0	23,0±1,0	21,5±1,0
	170	70,5±1,0	60,0±1,0	23,0±1,0	21,5±1,0
	176	73,5±1,0	60,0±1,0	23,0±1,0	21,5±1,0
52	164	67,5±1,0	62,0±1,0	23,0±1,0	22,1±1,0
	170	71,0±1,0	62,0±1,0	23,0±1,0	22,1±1,0
	176	74,0±1,0	62,0±1,0	23,0±1,0	22,1±1,0
54	164	68,0±1,0	64,0±1,0	23,0±1,0	22,8±1,0
	170	71,5±1,0	64,0±1,0	23,0±1,0	22,8±1,0
	176	74,5±1,0	64,0±1,0	23,0±1,0	22,8±1,0
56	164	68,5±1,0	66,0±1,0	23,0±1,0	23,4±1,0
	170	71,5±1,0	66,0±1,0	23,0±1,0	23,4±1,0
	176	74,5±1,0	66,0±1,0	23,0±1,0	23,4±1,0
58	164	69,0±1,0	68,0±1,0	23,0±1,0	24,1±1,0
	170	72,0±1,0	68,0±1,0	23,0±1,0	24,1±1,0
	176	75,0±1,0	68,0±1,0	23,0±1,0	24,1±1,0
60	164	69,5±1,0	70,0±1,0	23,0±1,0	24,7±1,0

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
62	170	72,5±1,0	70,0±1,0	23,0±1,0	24,7±1,0
	176	75,5±1,0	70,0±1,0	23,0±1,0	24,7±1,0
	164	70,0±1,0	72,0±1,0	23,0±1,0	25,3±1,0
	170	73,0±1,0	72,0±1,0	23,0±1,0	25,3±1,0
	176	76,0±1,0	72,0±1,0	23,0±1,0	25,3±1,0

Блузон медицинский многоразовый женский «ХЬЮСТОН»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
42	164	62,0±1,0	51,5±1,0	20,5±1,0	17,3±0,7
	170	64,5±1,0	51,5±1,0	21,5±1,0	17,3±0,7
44	164	62,5±1,0	53,5±1,0	20,5±1,0	18,1±0,7
	170	65,0±1,0	53,5±1,0	21,5±1,0	18,1±0,7
46	164	63,0±1,0	55,5±1,0	20,5±1,0	18,7±0,7
	170	65,5±1,0	55,5±1,0	21,5±1,0	18,7±0,7
48	164	63,5±1,0	57,5±1,0	21,0±1,0	19,2±0,7
	170	66,0±1,0	57,5±1,0	22,0±1,0	19,2±0,7
50	164	64,0±1,0	59,5±1,0	21,0±1,0	20,0±0,7
	170	66,5±1,0	59,5±1,0	22,0±1,0	20,0±0,7
52	164	64,5±1,0	61,5±1,0	21,5±1,0	20,5±0,7
	170	67,0±1,0	61,5±1,0	22,0±1,0	20,5±0,7
54	164	65,0±1,0	63,5±1,0	21,5±1,0	21,0±0,7
	170	67,5±1,0	63,5±1,0	22,5±1,0	21,0±0,7
56	164	65,5±1,0	65,5±1,0	21,5±1,0	21,5±0,7
	170	68,0±1,0	65,5±1,0	22,5±1,0	21,5±0,7
58	164	66,0±1,0	67,5±1,0	21,5±1,0	22,0±0,7
	170	68,5±1,0	67,5±1,0	22,5±1,0	22,0±0,7
60	164	66,5±1,0	69,5±1,0	22,0±1,0	22,5±0,7
	170	69,0±1,0	69,5±1,0	23,0±1,0	22,5±0,7
62	164	67,0±1,0	71,5±1,0	22,0±1,0	23,0±0,7
	170	69,5±1,0	71,5±1,0	23,0±1,0	23,0±0,7

Блузон медицинский многоразовый женский «ВИВЬЕН»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава внизу
40	164	69,5±1,0	47,5±1,0	23,0±1,0	14,4±0,7
	170	72,0±1,0	47,5±1,0	25,0±1,0	14,2±0,7
42	164	69,5±1,0	49,5±1,0	23,0±1,0	14,8±0,7
	170	72,5±1,0	49,5±1,0	25,0±1,0	14,6±0,7
44	164	70,0±1,0	51,5±1,0	23,0±1,0	15,3±0,7
	170	72,5±1,0	51,5±1,0	25,0±1,0	15,1±0,7
46	164	70,0±1,0	53,5±1,0	23,5±1,0	15,7±0,7
	170	73,0±1,0	53,5±1,0	25,5±1,0	15,5±0,7
48	164	70,5±1,0	55,5±1,0	24,0±1,0	16,2±0,7
	170	73,5±1,0	55,5±1,0	26,0±1,0	16,0±0,7
50	164	71,0±1,0	57,5±1,0	24,0±1,0	16,6±0,7
	170	74,0±1,0	57,5±1,0	26,0±1,0	16,4±0,7
52	164	71,5±1,0	59,5±1,0	25,0±1,0	17,0±0,7
	170	74,0±1,0	59,5±1,0	27,0±1,0	16,8±0,7
54	164	71,5±1,0	61,5±1,0	25,5±1,0	17,4±0,7
	170	74,5±1,0	61,5±1,0	27,5±1,0	17,2±0,7

Блузон медицинский многоразовый мужской «АДЭС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава
46	182	76,0±1,5	43,8±1,0	31,0±1,0	20,2±1,0
	188	78,0±1,5	43,8±1,0	31,0±1,0	20,2±1,0
48	182	76,0±1,5	44,8±1,0	31,0±1,0	20,8±1,0
	188	78,0±1,5	44,8±1,0	31,0±1,0	20,8±1,0

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава
50	182	76,5±1,5	45,8±1,0	31,5±1,0	21,4±1,0
	188	78,5±1,5	45,8±1,0	31,5±1,0	21,4±1,0
52	182	76,5±1,5	46,8±1,0	31,5±1,0	22,0±1,0
	188	78,5±1,5	46,8±1,0	31,5±1,0	22,0±1,0
54	182	76,5±1,5	47,8±1,0	32,0±1,0	22,6±1,0
	188	78,5±1,5	47,8±1,0	32,0±1,0	22,6±1,0
56	182	77,0±1,5	48,8±1,0	32,5±1,0	23,2±1,0
	188	79,0±1,5	48,8±1,0	32,5±1,0	23,2±1,0
58	182	77,0±1,5	49,8±1,0	33,0±1,0	23,8±1,0
	188	79,0±1,5	49,8±1,0	33,0±1,0	23,8±1,0
60	182	77,0±1,5	50,8±1,0	33,0±1,0	24,4±1,0
	188	79,0±1,5	50,8±1,0	33,0±1,0	24,4±1,0
62	182	77,0±1,5	51,8±1,0	33,5±1,0	25,0±0,5
	188	79,0±1,5	51,8±1,0	33,5±1,0	25,0±1,0
64	182	77,5±1,5	52,8±1,0	34,0±1,0	25,6±1,0
	188	79,0±1,5	52,8±1,0	34,0±1,0	25,6±1,0
66	182	77,5±1,5	53,8±1,0	34,0±1,0	26,2±1,0
	188	79,5±1,5	53,8±1,0	34,0±1,0	26,2±1,0

Блузон медицинский многоразовый мужской «АТЛАНТ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава
44	170	71,0±1,0	53,0±1,0	24,0±1,0	19,2±0,7
	176	74,0±1,0	53,0±1,0	26,0±1,0	19,0±0,7
	182	77,0±1,0	53,0±1,0	28,0±1,0	18,8±0,7
	188	80,0±1,0	53,0±1,0	30,0±1,0	18,6±0,7
46	170	71,0±1,0	55,0±1,0	24,0±1,0	19,7±0,7
	176	74,0±1,0	55,0±1,0	26,0±1,0	19,5±0,7
	182	77,0±1,0	55,0±1,0	28,0±1,0	19,3±0,7
	188	80,0±1,0	55,0±1,0	30,0±1,0	19,1±0,7
48	170	71,0±1,0	57,0±1,0	24,5±1,0	20,3±0,7
	176	74,0±1,0	57,0±1,0	26,5±1,0	20,1±0,7
	182	77,0±1,0	57,0±1,0	28,5±1,0	19,9±0,7
	188	80,0±1,0	57,0±1,0	30,5±1,0	19,7±0,7
50	170	71,0±1,0	59,0±1,0	25,0±1,0	21,0±0,7
	176	74,0±1,0	59,0±1,0	27,0±1,0	20,8±0,7
	182	77,0±1,0	59,0±1,0	29,0±1,0	20,6±0,7
	188	80,0±1,0	59,0±1,0	31,0±1,0	20,4±0,7
52	170	71,5±1,0	61,0±1,0	25,0±1,0	21,5±0,7
	176	74,5±1,0	61,0±1,0	27,0±1,0	21,3±0,7
	182	77,5±1,0	61,0±1,0	29,0±1,0	21,1±0,7
	188	80,5±1,0	61,0±1,0	31,0±1,0	20,9±0,7
54	170	71,5±1,0	63,0±1,0	25,5±1,0	22,0±0,7
	176	74,5±1,0	63,0±1,0	27,5±1,0	21,8±0,7
	182	77,5±1,0	63,0±1,0	29,5±1,0	21,6±0,7
	188	80,5±1,0	63,0±1,0	31,5±1,0	21,4±0,7
56	170	72,0±1,0	65,0±1,0	26,0±1,0	22,7±0,7
	176	75,0±1,0	65,0±1,0	28,0±1,0	22,5±0,7
	182	78,0±1,0	65,0±1,0	30,0±1,0	22,3±0,7
	188	81,0±1,0	65,0±1,0	32,0±1,0	22,1±0,7
58	170	72,0±1,0	67,0±1,0	26,0±1,0	23,3±0,7
	176	75,0±1,0	67,0±1,0	28,0±1,0	23,1±0,7
	182	78,0±1,0	67,0±1,0	30,0±1,0	22,9±0,7
	188	81,0±1,0	67,0±1,0	32,0±1,0	22,7±0,7
60	170	72,0±1,0	69,0±1,0	26,5±1,0	24,1±0,7
	176	75,0±1,0	69,0±1,0	28,5±1,0	23,9±0,7
	182	78,0±1,0	69,0±1,0	30,5±1,0	23,7±0,7
	188	81,0±1,0	69,0±1,0	32,5±1,0	23,5±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава
62	170	72,5±1,0	71,0±1,0	27,0±1,0	24,8±0,7
	176	75,5±1,0	71,0±1,0	29,0±1,0	24,6±0,7
	182	78,5±1,0	71,0±1,0	31,0±1,0	24,4±0,7
	188	81,5±1,0	71,0±1,0	33,0±1,0	24,2±0,7
64	170	73,0±1,0	73,0±1,0	27,0±1,0	25,5±0,7
	176	76,0±1,0	73,0±1,0	29,0±1,0	25,3±0,7
	182	79,0±1,0	73,0±1,0	31,0±1,0	25,1±0,7
	188	82,0±1,0	73,0±1,0	33,0±1,0	24,9±0,7
66	170	73,0±1,0	75,0±1,0	27,5±1,0	26,2±0,7
	176	76,0±1,0	75,0±1,0	29,5±1,0	26,0±0,7
	182	79,0±1,0	75,0±1,0	31,5±1,0	25,8±0,7
	188	82,0±1,0	75,0±1,0	33,5±1,0	25,6±0,7

Блузон медицинский многоразовый мужской «ВИТО»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина рукава	Ширина рукава
46	176	73,0±1,5	51,0±1,0	29,0±1,0	20,5±0,7
	182	75,0±1,5	51,0±1,0	30,0±1,0	20,5±0,7
	188	78,0±1,5	51,0±1,0	31,0±1,0	20,5±0,7
48	176	74,0±1,5	53,0±1,0	29,0±1,0	21,0±0,7
	182	76,0±1,5	53,0±1,0	30,0±1,0	21,0±0,7
	188	78,0±1,5	53,0±1,0	31,0±1,0	21,0±0,7
50	176	74,5±1,5	55,0±1,0	29,0±1,0	21,5±0,7
	182	76,5±1,5	55,0±1,0	30,0±1,0	21,5±0,7
	188	78,5±1,5	55,0±1,0	31,0±1,0	21,5±0,7
52	176	74,5±1,5	57,0±1,0	29,0±1,0	22,0±0,7
	182	76,5±1,5	57,0±1,0	30,0±1,0	22,0±0,7
	188	78,5±1,5	57,0±1,0	31,0±1,0	22,0±0,7
54	176	75,0±1,5	59,0±1,0	29,0±1,0	22,5±0,7
	182	77,0±1,5	59,0±1,0	30,0±1,0	22,5±0,7
	188	79,0±1,5	59,0±1,0	31,0±1,0	22,5±0,7
56	176	75,0±1,5	61,0±1,0	30,0±1,0	23,0±0,7
	182	77,0±1,5	61,0±1,0	31,0±1,0	23,0±0,7
	188	79,0±1,5	61,0±1,0	32,0±1,0	23,0±0,7
58	176	75,0±1,5	63,0±1,0	30,0±1,0	23,5±0,7
	182	77,0±1,5	63,0±1,0	31,0±1,0	23,5±0,7
	188	79,0±1,5	63,0±1,0	32,0±1,0	23,5±0,7
60	176	75,5±1,5	65,0±1,0	30,0±1,0	24,0±0,7
	182	77,5±1,5	65,0±1,0	31,0±1,0	24,0±0,7
	188	79,5±1,5	65,0±1,0	32,0±1,0	24,0±0,7
62	176	75,5±1,5	67,0±1,0	30,0±1,0	24,5±0,7
	182	77,5±1,5	67,0±1,0	31,0±1,0	24,5±0,7
	188	79,5±1,5	67,0±1,0	32,0±1,0	24,5±0,7
64	176	76,0±1,5	69,0±1,0	30,0±1,0	25,0±0,7
	182	78,0±1,5	69,0±1,0	31,0±1,0	25,0±0,7
	188	80,0±1,5	69,0±1,0	32,0±1,0	25,0±0,7
66	176	76,0±1,5	71,0±1,0	31,0±1,0	25,5±0,7
	182	78,0±1,5	71,0±1,0	32,0±1,0	25,5±0,7
	188	80,0±1,5	71,0±1,0	32,0±1,0	25,5±0,7

Блузон медицинский многоразовый мужской «ГЕЛИОС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава
44	176	71,5±1,5	53,0±1,5	26,0±1,5	19,0±0,7
	182	74,0±1,5	53,0±1,5	28,0±1,5	19,0±0,7
	188	77,0±1,5	53,0±1,5	30,0±1,5	19,0±0,7
46	176	71,5±1,5	55,0±1,5	26,0±1,5	19,5±0,7
	182	74,0±1,5	55,0±1,5	28,0±1,5	19,5±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОГ	Длина рукава	Ширина рукава
48	188	77,0±1,5	55,0±1,5	30,0±1,5	19,5±0,7
	176	71,5±1,5	57,0±1,5	26,5±1,5	20,0±0,7
	182	74,0±1,5	57,0±1,5	28,5±1,5	20,0±0,7
	188	77,0±1,5	57,0±1,5	30,5±1,5	20,0±0,7
50	176	71,5±1,5	59,0±1,5	27,0±1,5	21,0±0,7
	182	74,0±1,5	59,0±1,5	29,0±1,5	21,0±0,7
	188	77,0±1,5	59,0±1,5	31,0±1,5	21,0±0,7
52	176	72,0±1,5	61,0±1,5	27,0±1,5	21,5±0,7
	182	74,5±1,5	61,0±1,5	29,0±1,5	21,5±0,7
	188	77,5±1,5	61,0±1,5	31,0±1,5	21,5±0,7
54	176	72,0±1,5	63,0±1,5	27,5±1,5	22,0±0,7
	182	74,5±1,5	63,0±1,5	29,5±1,5	22,0±0,7
	188	77,5±1,5	63,0±1,5	31,5±1,5	22,0±0,7
56	176	72,0±1,5	65,5±1,5	27,5±1,5	22,5±0,7
	182	74,5±1,5	65,0±1,5	29,5±1,5	22,5±0,7
	188	77,5±1,5	65,0±1,5	31,5±1,5	22,5±0,7
58	176	72,0±1,5	69,0±1,5	28,0±1,5	23,0±0,7
	182	74,5±1,5	69,0±1,5	30,0±1,5	23,0±0,7
	188	77,5±1,5	69,0±1,5	32,0±1,5	23,0±0,7
60	176	72,5±1,5	71,0±1,5	28,0±1,5	23,5±0,7
	182	75,0±1,5	71,0±1,5	30,0±1,5	23,5±0,7
	188	78,0±1,5	71,0±1,5	32,0±1,5	23,5±0,7
62	176	72,5±1,5	73,0±1,5	28,5±1,5	24,0±0,7
	182	75,0±1,5	73,0±1,5	30,5±1,5	24,0±0,7
	188	78,0±1,5	73,0±1,5	32,5±1,5	24,0±0,7
64	176	73,0±1,5	75,0±1,5	29,0±1,5	25,0±0,7
	182	75,5±1,5	75,0±1,5	31,0±1,5	25,0±0,7
	188	78,5±1,5	5,0±1,5	33,0±1,5	25,0±0,7
66	176	73,0±1,5	77,0±1,5	29,5±1,5	25,5±0,7
	182	75,5±1,5	77,0±1,5	31,5±1,5	25,5±0,7
	188	78,5±1,5	77,0±1,5	33,5±1,5	25,5±0,7

Брюки медицинские многоцветные женские (капри) «АЛЬФА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	101,0±1,0	46,0±1,0	78,0±0,7	19,5±0,7
	170	105,0±1,0	46,0±1,0	81,5±0,7	19,5±0,7
42	164	101,0±1,0	48,0±1,0	78,0±0,7	20,0±0,7
	170	105,5±1,0	48,0±1,0	81,0±0,7	20,0±0,7
44	164	101,0±1,0	50,0±1,0	77,5±0,7	20,5±0,7
	170	106,0±1,0	50,0±1,0	81,5±0,7	20,5±0,7
46	164	101,5±1,0	52,0±1,0	77,5±0,7	21,0±0,7
	170	106,0±1,0	52,0±1,0	81,0±0,7	21,0±0,7
48	164	101,5±1,0	54,0±1,0	77,0±0,7	21,5±0,7
	170	106,0±1,0	54,0±1,0	80,5±0,7	21,5±0,7
50	164	102,0±1,0	56,0±1,0	77,0±0,7	22,0±0,7
	170	106,5±1,0	56,0±1,0	80,5±0,7	22,0±0,7
52	164	102,0±1,0	58,0±1,0	76,5±0,7	22,5±0,7
	170	106,5±1,0	58,0±1,0	80,0±0,7	22,5±0,7
54	164	102,5±1,0	60,0±1,0	76,5±0,7	23,0±0,7
	170	107,0±1,0	60,0±1,0	80,0±0,7	23,0±0,7
56	164	102,5±1,0	62,0±1,0	76,0±0,7	23,5±0,7
	170	107,0±1,0	62,0±1,0	79,5±0,7	23,5±0,7
58	164	103,0±1,0	64,0±1,0	75,5±0,7	24,0±0,7
	170	107,0±1,0	64,0±1,0	79,0±0,7	24,0±0,7

60	164	103,0±1,0	66,0±1,0	75,0±0,7	24,5±0,7
	170	107,5±1,0	66,0±1,0	78,5±0,7	24,5±0,7
62	164	103,0±1,0	68,0±1,0	74,5±0,7	25,0±0,7
	170	107,5±1,0	68,0±1,0	78,0±0,7	25,0±0,7

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «АСТИ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	99,0±1,0	44,0±1,0	72,5±1,0	28,0±1,0
	170	103,0±1,0	44,0±1,0	76,0±1,0	28,0±1,0
42	164	99,0±1,0	46,0±1,0	72,5±1,0	28,5±1,0
	170	103,0±1,0	46,0±1,0	76,0±1,0	28,5±1,0
44	164	99,0±1,0	48,0±1,0	72,5±1,0	29,0±1,0
	170	103,0±1,0	48,0±1,0	76,0±1,0	29,0±1,0
46	164	99,0±1,0	50,0±1,0	72,5±1,0	30,5±1,0
	170	103,0±1,0	50,0±1,0	76,0±1,0	30,5±1,0
48	164	100,0±1,0	52,0±1,0	72,5±1,0	32,0±1,0
	170	104,0±1,0	52,0±1,0	76,0±1,0	32,0±1,0
50	164	100,0±1,0	54,0±1,0	72,5±1,0	32,5±1,0
	170	104,0±1,0	54,0±1,0	76,0±1,0	32,5±1,0
52	164	100,0±1,0	56,0±1,0	72,5±1,0	33,0±1,0
	170	104,0±1,0	56,0±1,0	76,0±1,0	33,0±1,0

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «ДЕЗИ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	99,0±1,5	46,0±1,0	76,0±1,0	20,0±0,7
	170	103,0±1,5	46,0±1,0	79,5±1,0	20,0±0,7
42	164	99,7±1,5	48,0±1,0	76,0±1,0	20,5±0,7
	170	103,7±1,5	48,0±1,0	79,5±1,0	20,5±0,7
44	164	100,0±1,5	50,0±1,0	76,0±1,0	21,0±0,7
	170	104,0±1,5	50,0±1,0	79,5±1,0	21,0±0,7
46	164	100,2±1,5	52,0±1,0	75,5±1,0	21,5±0,7
	170	104,2±1,5	52,0±1,0	79,0±1,0	21,5±0,7
48	164	100,5±1,5	54,0±1,0	75,5±1,0	22,0±0,7
	170	104,5±1,5	54,0±1,0	79,0±1,0	22,0±0,7
50	164	100,7±1,5	56,0±1,0	75,5±1,0	22,5±0,7
	170	104,7±1,5	56,0±1,0	79,0±1,0	22,5±0,7
52	164	101,0±1,5	58,0±1,0	75,0±1,0	23,0±0,7
	170	105,0±1,5	58,0±1,0	78,5±1,0	23,0±0,7
54	164	101,0±1,5	60,0±1,0	74,5±1,0	23,5±0,7
	170	105,0±1,5	60,0±1,0	78,0±1,0	23,5±0,7
56	164	101,0±1,5	62,0±1,0	74,0±1,0	24,0±0,7
	170	105,0±1,5	62,0±1,0	77,5±1,0	24,0±0,7
58	164	101,0±1,5	64,0±1,0	73,5±1,0	24,5±0,7
	170	105,0±1,5	64,0±1,0	77,0±1,0	24,5±0,7
60	164	101,0±1,5	66,0±1,0	73,0±1,0	25,0±0,7
	170	105,0±1,5	66,0±1,0	76,5±1,0	25,0±0,7
62	164	101,0±1,5	68,0±1,0	72,5±1,0	25,5±0,7
	170	105,0±1,5	68,0±1,0	76,0±1,0	25,5±0,7
64	164	102,0±1,5	70,0±1,0	72,0±1,0	26,0±0,7
	170	106,0±1,5	70,0±1,0	75,5±1,0	26,0±0,7
66	164	102,0±1,5	72,0±1,0	72,0±1,0	26,5±0,7
	170	106,0±1,5	72,0±1,0	75,5±1,0	26,5±0,7

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «ДЕЛЬТА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	98,0±1,5	44,0±1,0	76,5±1,5	16,2±0,7
	170	102,0±1,5	44,0±1,0	80,0±1,5	16,2±0,7
42	164	98,0±1,5	46,0±1,0	76,0±1,5	16,8±0,7
	170	102,0±1,5	46,0±1,0	79,5±1,5	16,8±0,7
44	164	98,0±1,5	48,0±1,0	76,0±1,5	17,4±0,7
	170	102,0±1,5	48,0±1,0	79,5±1,5	17,4±0,7
46	164	99,0±1,5	50,0±1,0	76,0±1,5	18,0±0,7
	170	103,0±1,5	50,0±1,0	79,5±1,5	18,0±0,7
48	164	99,0±1,5	52,0±1,0	76,0±1,5	18,8±0,7
	170	103,0±1,5	52,0±1,0	79,5±1,5	18,8±0,7
50	164	100,0±1,5	54,0±1,0	75,5±1,5	19,6±0,7
	170	104,0±1,5	54,0±1,0	79,0±1,5	19,6±0,7
52	164	100,0±1,5	56,0±1,0	75,5±1,5	20,4±0,7
	170	104,0±1,5	56,0±1,0	79,0±1,5	20,4±0,7
54	164	101,0±1,5	58,0±1,0	75,5±1,5	21,2±0,7
	170	105,0±1,5	58,0±1,0	79,0±1,5	21,2±0,7
56	164	101,0±1,5	60,0±1,0	75,5±1,5	22,0±0,7
	170	105,0±1,5	60,0±1,0	79,0±1,5	22,0±0,7

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «ЛОТОС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	104,0±1,5	46,0±1,5	77,5±1,5	19,5±1,5
	170	108,0±1,5	46,0±1,5	81,0±1,5	19,5±1,5
42	164	104,0±1,5	48,0±1,5	77,5±1,5	20,0±1,5
	170	108,0±1,5	48,0±1,5	81,5±1,5	20,0±1,5
44	164	105,0±1,5	50,0±1,5	77,5±1,5	20,5±1,5
	170	109,0±1,5	50,0±1,5	81,0±1,5	20,5±1,5
46	164	105,0±1,5	52,0±1,5	76,9±1,5	21,0±1,5
	170	109,0±1,5	52,0±1,5	80,4±1,5	21,0±1,5
48	164	105,0±1,5	54,0±1,5	76,9±1,5	21,5±1,5
	170	109,0±1,5	54,0±1,5	80,4±1,5	21,5±1,5
50	164	105,0±1,5	56,0±1,5	76,9±1,5	22,0±1,5
	170	109,0±1,5	56,0±1,5	80,4±1,5	22,0±1,5
52	164	105,0±1,5	58,0±1,5	76,9±1,5	22,5±1,5
	170	109,0±1,5	58,0±1,5	80,4±1,5	22,5±1,5
54	164	106,0±1,5	60,0±1,5	75,0±1,5	23,0±1,5
	170	110,0±1,5	60,0±1,5	78,5±1,5	23,0±1,5
56	164	106,0±1,5	62,0±1,5	75,0±1,5	23,5±1,5
	170	110,0±1,5	62,0±1,5	78,5±1,5	23,5±1,5
58	164	106,0±1,5	64,0±1,5	75,0±1,5	24,0±1,5
	170	110,0±1,5	64,0±1,5	78,5±1,5	24,0±1,5
60	164	106,0±1,5	66,0±1,5	75,0±1,5	24,5±1,5
	170	110,0±1,5	66,0±1,5	78,5±1,5	24,5±1,5
62	164	106,0±1,5	68,0±1,5	75,0±1,5	25,0±1,5
	170	110,0±1,5	68,0±1,5	78,5±1,5	25,0±1,5

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «КРОКУС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
42	164	98,5±1,0	48,5±1,0	77,5±1,5	22,0±1,0
	170	102,5±1,0	48,5±1,0	81,0±1,5	22,0±1,0
44	164	98,5±1,0	50,5±1,0	77,0±1,5	23,0±1,0
	170	102,5±1,0	50,5±1,0	81,5±1,5	23,0±1,0

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
46	164	99,0±1,0	52,5±1,0	77,0±1,5	23,0±1,0
	170	103,0±1,0	52,5±1,0	81,5±1,5	23,0±1,0
48	164	99,5±1,0	54,5±1,0	77,0±1,5	24,0±1,0
	170	103,5±1,0	54,5±1,0	81,5±1,5	24,0±1,0
50	164	100,0±1,0	56,5±1,0	76,5±1,5	24,0±1,0
	170	104,0±1,0	56,5±1,0	80,0±1,5	24,0±1,0
52	164	100,0±1,0	58,5±1,0	76,5±1,5	25,0±1,0
	170	104,0±1,0	58,5±1,0	80,0±1,5	25,0±1,0
54	164	100,5±1,0	60,5±1,0	76,0±1,5	25,0±1,0
	170	104,5±1,0	60,5±1,0	79,5±1,5	25,0±1,0
56	164	100,5±1,0	62,5±1,0	75,5±1,5	26,0±1,0
	170	104,5±1,0	62,5±1,0	79,0±1,5	26,0±1,0
58	164	100,5±1,0	64,5±1,0	75,0±1,5	26,0±1,0
	170	104,5±1,0	64,5±1,0	78,5±1,5	26,0±1,0
60	164	101,0±1,0	66,5±1,0	74,5±1,5	27,0±1,0
	170	105,0±1,0	66,5±1,0	78,0±1,5	27,0±1,0
62	164	101,0±1,0	68,5±1,0	74,0±1,5	27,0±1,0
	170	105,0±1,0	68,5±1,0	73,5±1,5	27,0±1,0

Брюки медицинские многоразовые женские (капри) «АСТРА»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
40	164	105,0±2,0	46,5±1,0	79,0±1,5	16,5±0,7
	170	109,0±2,0	46,5±1,0	82,5±1,5	16,5±0,7
42	164	105,5±2,0	48,5±1,0	78,5±1,5	17,0±0,7
	170	109,5±2,0	48,5±1,0	82,0±1,5	17,0±0,7
44	164	105,5±2,0	50,5±1,0	78,0±1,5	17,5±0,7
	170	109,5±2,0	50,5±1,0	82,0±1,5	17,5±0,7
46	164	106,0±2,0	52,5±1,0	78,0±1,5	18,0±0,7
	170	110,0±2,0	52,5±1,0	81,5±1,5	18,0±0,7
48	164	106,0±2,0	54,5±1,0	78,0±1,5	18,5±0,7
	170	110,0±2,0	54,5±1,0	81,5±1,5	18,5±0,7
50	164	106,5±2,0	56,5±1,0	78,0±1,5	19,0±0,7
	170	110,5±2,0	56,5±1,0	81,5±1,5	19,0±0,7
52	164	107,0±2,0	58,5±1,0	77,5±1,5	19,5±0,7
	170	111,0±2,0	58,5±1,0	81,0±1,5	19,5±0,7
54	164	107,0±2,0	60,5±1,0	77,0±1,5	20,0±0,7
	170	111,0±2,0	60,5±1,0	80,5±1,5	20,0±0,7
56	164	107,0±2,0	62,5±1,0	76,5±1,5	20,5±0,7
	170	111,0±2,0	62,5±1,0	80,0±1,5	20,5±0,7
58	164	107,5±2,0	64,5±1,0	76,0±1,5	21,0±0,7
	170	111,5±2,0	64,5±1,0	79,5±1,5	21,0±0,7
60	164	107,5±2,0	66,5±1,0	75,5±1,5	21,5±0,7
	170	111,5±2,0	66,5±1,0	79,0±1,5	21,5±0,7
62	164	108,0±2,0	68,5±1,0	75,0±1,5	22,0±0,7
	170	112,0±2,0	68,5±1,0	78,5±1,5	22,0±0,7
64	164	108,0±2,0	70,5±1,0	74,5±1,5	22,5±0,7
	170	112,0±2,0	70,5±1,0	78,0±1,5	22,5±0,7
66	164	108,0±2,0	72,5±1,0	74,0±1,5	23,0±0,7
	170	112,0±2,0	72,5±1,0	77,5±1,5	23,0±0,7

Брюки медицинские многоразовые мужские «КОМФОРТ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
44	176	98,0±2,0	52,0±1,0	80,0±1,5	21,0±0,7
	182	102,0±2,0	52,0±1,0	83,5±1,5	21,0±0,7
	188	106,0±2,0	52,0±1,0	87,0±1,5	21,0±0,7
46	176	98,0±2,0	54,0±1,0	79,0±1,5	22,0±0,7
	182	102,0±2,0	54,0±1,0	82,5±1,5	22,0±0,7
	188	106,0±2,0	54,0±1,0	86,0±1,5	22,0±0,7
48	176	98,0±2,0	56,0±1,0	79,0±1,5	22,0±0,7
	182	102,0±2,0	56,0±1,0	82,5±1,5	22,0±0,7
	188	106,0±2,0	56,0±1,0	86,0±1,5	22,0±0,7
50	176	98,0±2,0	58,0±1,0	78,0±1,5	23,0±0,7
	182	102,0±2,0	58,0±1,0	81,5±1,5	23,0±0,7
	188	106,0±2,0	58,0±1,0	85,0±1,5	23,0±0,7
52	176	98,0±2,0	60,0±1,0	78,0±1,5	23,0±0,7
	182	102,0±2,0	60,0±1,0	81,5±1,5	23,0±0,7
	188	106,0±2,0	60,0±1,0	85,0±1,5	23,0±0,7
54	176	98,0±2,0	62,0±1,0	77,0±1,5	24,0±0,7
	182	102,0±2,0	62,0±1,0	80,5±1,5	24,0±0,7
	188	106,0±2,0	62,0±1,0	84,0±1,5	24,0±0,7
56	176	98,0±2,0	64,0±1,0	77,0±1,5	24,0±0,7
	182	102,0±2,0	64,0±1,0	80,5±1,5	24,0±0,7
	188	106,0±2,0	64,0±1,0	84,0±1,5	24,0±0,7
58	176	98,0±2,0	66,0±1,0	76,0±1,5	25,0±0,7
	182	102,0±2,0	66,0±1,0	79,5±1,5	25,0±0,7
	188	106,0±2,0	66,0±1,0	83,0±1,5	25,0±0,7
60	176	98,0±2,0	68,0±1,0	76,0±1,5	25,0±0,7
	182	102,0±2,0	68,0±1,0	79,5±1,5	25,0±0,7
	188	106,0±2,0	68,0±1,0	83,0±1,5	25,0±0,7
62	176	98,0±2,0	70,0±1,0	75,0±1,5	26,0±0,7
	182	102,0±2,0	70,0±1,0	78,5±1,5	26,0±0,7
	188	106,0±2,0	70,0±1,0	82,0±1,5	26,0±0,7
64	176	98,0±2,0	72,0±1,0	75,0±1,5	26,0±0,7
	182	102,0±2,0	72,0±1,0	78,5±1,5	26,0±0,7
	188	106,0±2,0	72,0±1,0	82,0±1,5	26,0±0,7
66	176	98,0±2,0	74,0±1,0	74,0±1,5	27,0±0,7
	182	102,0±2,0	74,0±1,0	77,5±1,5	27,0±0,7
	188	106,0±2,0	74,0±1,0	81,0±1,5	27,0±0,7

Брюки медицинские многоразовые мужские «КОМФОРТ ЛЮКС»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
44	176	98,0±2,0	52,0±1,0	80,0±1,5	21,0±0,7
	182	102,0±2,0	52,0±1,0	83,5±1,5	21,0±0,7
	188	106,0±2,0	52,0±1,0	87,0±1,5	21,0±0,7
46	176	98,0±2,0	54,0±1,0	79,0±1,5	22,0±0,7
	182	102,0±2,0	54,0±1,0	82,5±1,5	22,0±0,7
	188	106,0±2,0	54,0±1,0	86,0±1,5	22,0±0,7
48	176	98,0±2,0	56,0±1,0	79,0±1,5	22,0±0,7
	182	102,0±2,0	56,0±1,0	82,5±1,5	22,0±0,7
	188	106,0±2,0	56,0±1,0	86,0±1,5	22,0±0,7
50	176	98,0±2,0	58,0±1,0	78,0±1,5	23,0±0,7
	182	102,0±2,0	58,0±1,0	81,5±1,5	23,0±0,7
	188	106,0±2,0	58,0±1,0	85,0±1,5	23,0±0,7
52	176	98,0±2,0	60,0±1,0	78,0±1,5	23,0±0,7
	182	102,0±2,0	60,0±1,0	81,5±1,5	23,0±0,7
	188	106,0±2,0	60,0±1,0	85,0±1,5	23,0±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
54	176	98,0±2,0	62,0±1,0	77,0±1,5	24,0±0,7
	182	102,0±2,0	62,0±1,0	80,5±1,5	24,0±0,7
	188	106,0±2,0	62,0±1,0	84,0±1,5	24,0±0,7
56	176	98,0±2,0	64,0±1,0	77,0±1,5	24,0±0,7
	182	102,0±2,0	64,0±1,0	80,5±1,5	24,0±0,7
	188	106,0±2,0	64,0±1,0	84,0±1,5	24,0±0,7
58	176	98,0±2,0	66,0±1,0	76,0±1,5	25,0±0,7
	182	102,0±2,0	66,0±1,0	79,5±1,5	25,0±0,7
	188	106,0±2,0	66,0±1,0	83,0±1,5	25,0±0,7
60	176	98,0±2,0	68,0±1,0	76,0±1,5	25,0±0,7
	182	102,0±2,0	68,0±1,0	79,5±1,5	25,0±0,7
	188	106,0±2,0	68,0±1,0	83,0±1,5	25,0±0,7
62	176	98,0±2,0	70,0±1,0	75,0±1,5	26,0±0,7
	182	102,0±2,0	70,0±1,0	78,5±1,5	26,0±0,7
	188	106,0±2,0	70,0±1,0	82,0±1,5	26,0±0,7
64	176	98,0±2,0	72,0±1,0	75,0±1,5	26,0±0,7
	182	102,0±2,0	72,0±1,0	78,5±1,5	26,0±0,7
	188	106,0±2,0	72,0±1,0	82,0±1,5	26,0±0,7
66	176	98,0±2,0	74,0±1,0	74,0±1,5	27,0±0,7
	182	102,0±2,0	74,0±1,0	77,5±1,5	27,0±0,7
	188	106,0±2,0	74,0±1,0	81,0±1,5	27,0±0,7

Брюки медицинские многоцветные мужские «ТИТАН»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Место бокового кармана
46	176	110,0±1,5	54,0±1,0	82,5±1,5	23,0±0,7
	182	114,0±1,5	54,0±1,0	86,0±1,5	23,0±0,7
	188	118,0±1,5	54,0±1,0	89,5±1,5	23,0±0,7
48	176	110,0±1,5	55,0±1,0	82,5±1,5	24,0±0,7
	182	114,0±1,5	55,0±1,0	86,0±1,5	24,0±0,7
	188	118,0±1,5	55,0±1,0	89,5±1,5	24,0±0,7
50	176	110,0±1,5	56,5±1,0	81,5±1,5	25,0±0,7
	182	116,0±1,5	56,5±1,0	85,0±1,5	25,0±0,7
	188	118,0±1,5	56,5±1,0	88,5±1,5	25,0±0,7
52	176	110,0±1,5	58,0±1,0	81,5±1,5	25,0±0,7
	182	114,0±1,5	58,0±1,0	85,0±1,5	25,0±0,7
	188	118,0±1,5	58,0±1,0	88,5±1,5	25,0±0,7
54	176	110,0±1,5	60,0±1,0	80,5±1,5	25,0±0,7
	182	114,0±1,5	60,0±1,0	84,0±1,5	25,0±0,7
	188	118,0±1,5	60,0±1,0	87,5±1,5	25,0±0,7
56	176	110,0±1,5	62,0±1,0	80,5±1,5	25,0±0,7
	182	114,0±1,5	62,0±1,0	84,0±1,5	25,0±0,7
	188	118,0±1,5	62,0±1,0	87,5±1,5	25,0±0,7

Брюки медицинские многоцветные мужские «ФОРУМ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
46	176	110,0±1,5	43,0±1,0	80,5±1,5	21,6±0,7
	182	114,0±1,5	43,0±1,0	84,0±1,5	21,6±0,7
	188	118,0±1,5	43,0±1,0	87,5±1,5	21,6±0,7
48	176	110,0±1,5	45,0±1,0	79,5±1,5	22,0±0,7
	182	114,0±1,5	45,0±1,0	83,0±1,5	22,0±0,7
	188	118,0±1,5	45,0±1,0	86,5±1,5	22,0±0,7
50	176	110,0±1,5	47,0±1,0	79,5±1,5	22,3±0,7
	182	114,0±1,5	47,0±1,0	83,0±1,5	22,3±0,7
	188	118,0±1,5	47,0±1,0	86,5±1,5	22,3±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
52	176	110,0±1,5	49,0±1,0	78,5±1,5	22,7±0,7
	182	114,0±1,5	49,0±1,0	82,0±1,5	22,7±0,7
	188	118,0±1,5	49,0±1,0	85,5±1,5	22,7±0,7
54	176	110,0±1,5	51,0±1,0	78,5±1,5	23,1±0,7
	182	114,0±1,5	51,0±1,0	82,0±1,5	23,1±0,7
	188	118,0±1,5	51,0±1,0	85,5±1,5	23,1±0,7
56	176	110,0±1,5	53,0±1,0	77,5±1,5	23,5±0,7
	182	114,0±1,5	53,0±1,0	81,0±1,5	23,5±0,7
	188	118,0±1,5	53,0±1,0	84,5±1,5	23,5±0,7
58	176	110,0±1,5	55,0±1,0	77,5±1,5	23,9±0,7
	182	114,0±1,5	55,0±1,0	81,0±1,5	23,9±0,7
	188	118,0±1,5	55,0±1,0	84,5±1,5	23,9±0,7
60	176	110,0±1,5	57,0±1,0	76,5±1,5	24,3±0,7
	182	114,0±1,5	57,0±1,0	80,0±1,5	24,3±0,7
	188	118,0±1,5	57,0±1,0	83,5±1,5	24,3±0,7
62	176	110,0±1,5	59,0±1,0	76,5±1,5	24,7±0,7
	182	114,0±1,5	59,0±1,0	80,0±1,5	24,7±0,7
	188	118,0±1,5	59,0±1,0	83,5±1,5	24,7±0,7
64	176	110,8±1,5	61,0±1,0	75,5±1,5	25,1±0,7
	182	114,0±1,5	61,0±1,0	79,0±1,5	25,1±0,7
	188	118,0±1,5	61,0±1,0	82,5±1,5	25,1±0,7
66	176	110,0±1,5	63,0±1,0	75,5±1,5	25,5±0,7
	182	114,0±1,5	63,0±1,0	79,0±1,5	25,5±0,7
	188	118,0±1,5	63,0±1,0	82,5±1,5	25,5±0,7

Брюки медицинские многоразовые мужские «ХИРУРГ»

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
44	170	106,0±1,5	50,0±1,0	79,0±1,5	19,8±0,7
	176	109,5±1,5	50,0±1,0	82,0±1,5	19,8±0,7
	182	113,0±1,5	50,0±1,0	85,0±1,5	19,8±0,7
	188	116,5±1,5	50,0±1,0	88,0±1,5	19,8±0,7
46	170	106,0±1,5	51,5±1,0	78,5±1,5	20,3±0,7
	176	109,5±1,5	51,5±1,0	81,5±1,5	20,3±0,7
	182	113,0±1,5	51,5±1,0	84,5±1,5	20,3±0,7
	188	116,5±1,5	51,5±1,0	87,5±1,5	20,3±0,7
48	170	106,0±1,5	53,0±1,0	78,0±1,5	20,8±0,7
	176	109,5±1,5	53,0±1,0	81,0±1,5	20,8±0,7
	182	113,0±1,5	53,0±1,0	84,0±1,5	20,8±0,7
	188	116,5±1,5	53,0±1,0	87,0±1,5	20,8±0,7
50	170	106,0±1,5	54,5±1,0	77,5±1,5	21,3±0,7
	176	109,5±1,5	54,5±1,0	80,5±1,5	21,3±0,7
	182	113,0±1,5	54,5±1,0	83,5±1,5	21,3±0,7
	188	116,5±1,5	54,5±1,0	86,5±1,5	21,3±0,7
52	170	106,0±1,5	56,0±1,0	77,0±1,5	21,8±0,7
	176	109,5±1,5	56,0±1,0	80,0±1,5	21,8±0,7
	182	113,0±1,5	56,0±1,0	83,0±1,5	21,8±0,7
	188	116,5±1,5	56,0±1,0	86,0±1,5	21,8±0,7
54	170	106,0±1,5	57,5±1,0	76,5±1,5	22,3±0,7
	176	109,5±1,5	57,5±1,0	79,5±1,5	22,3±0,7
	182	113,0±1,5	57,5±1,0	82,5±1,5	22,3±0,7
	188	116,5±1,5	57,5±1,0	85,5±1,5	22,3±0,7
56	170	106,0±1,5	59,0±1,0	76,0±1,5	22,8±0,7
	176	109,5±1,5	59,0±1,0	79,0±1,5	22,8±0,7
	182	113,5±1,5	59,0±1,0	82,0±1,5	22,8±0,7
	188	116,5±1,5	59,0±1,0	85,0±1,5	22,8±0,7

Размер	Рост	Длина изделия	Ширина изделия по ОБ	Длина шагового шва	Ширина брючин внизу
58	170	106,0±1,5	60,5±1,0	75,5±1,5	23,3±0,7
	176	109,5±1,5	60,5±1,0	78,5±1,5	23,3±0,7
	182	113,0±1,5	60,5±1,0	81,5±1,5	23,3±0,7
	188	116,5±1,5	60,5±1,0	84,5±1,5	23,3±0,7
60	170	106,0±1,5	62,0±1,0	75,0±1,5	23,8±0,7
	176	109,5±1,5	62,0±1,0	78,0±1,5	23,8±0,7
	182	113,0±1,5	62,0±1,0	81,0±1,5	23,8±0,7
	188	116,5±1,5	62,0±1,0	84,0±1,5	23,8±0,7
62	170	106,0±1,5	63,5±1,0	74,5±1,5	24,3±0,7
	176	109,5±1,5	63,5±1,0	77,5±1,5	24,3±0,7
	182	113,0±1,5	63,5±1,0	80,5±1,5	24,3±0,7
	188	116,5±1,5	63,5±1,0	83,5±1,5	24,3±0,7
64	170	106,0±1,5	65,0±1,0	74,0±1,5	24,8±0,7
	176	109,5±1,5	65,0±1,0	77,0±1,5	24,8±0,7
	182	113,0±1,5	65,0±1,0	80,0±1,5	24,8±0,7
	188	116,5±1,5	65,0±1,0	83,0±1,5	24,8±0,7
66	170	106,0±1,5	66,5±1,0	73,5±1,5	25,2±0,7
	176	109,5±1,5	66,5±1,0	76,5±1,5	25,2±0,7
	182	113,0±1,5	66,5±1,0	79,5±1,5	25,2±0,7
	188	116,0±1,5	66,5±1,0	82,5±1,5	25,2±0,7

Юбка медицинская многоразовая женская «СНЕЖАНА»

Размер	Рост	Длина юбки	Ширина юбки по ОБ	Ширина юбки по низу
42	164	55,0±2,0	34,0±1,0	44,0±1,0
44	164	55,0±2,0	36,0±1,0	46,0±1,0
46	164	57,0±2,0	38,0±1,0	48,0±1,0
48	164	57,0±2,0	40,0±1,0	50,0±1,0
50	164	57,0±2,0	42,5±1,0	52,0±1,0
52	164	57,0±2,0	44,5±1,0	54,0±1,0
54	164	61,0±2,0	46,5±1,0	56,0±1,0

Юбка медицинская многоразовая женская «ЛАЙЗА»

Размер	Рост	Длина юбки	Ширина юбки по ОБ	Ширина юбки по низу
42	164	51,0±2,0	46,0±1,0	50,0±1,0
44	164	51,0±2,0	48,0±1,0	52,0±1,0
46	164	53,0±2,0	50,0±1,0	54,0±1,0
48	164	53,0±2,0	52,0±1,0	56,0±1,0
50	164	53,0±2,0	54,0±1,0	58,0±1,0

Сарафан медицинский многоразовый женский «САМАНТА»

Размер	Рост	Длина сарафана	Ширина сарафана по низу	Длина бретелей	Ширина бретелей
42	164	68,0±2,0	53,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	53,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	176	69,0±2,0	53,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
44	164	68,0±2,0	55,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	55,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	176	69,0±2,0	55,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
46	164	68,0±2,0	57,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	57,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
	176	69,0±2,0	57,0±1,0	27,0±1,0	4,0±0,7
48	164	68,0±2,0	59,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	59,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7
	176	69,0±2,0	59,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7
50	164	68,0±2,0	61,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	61,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7

Размер	Рост	Длина сарафана	Ширина сарафана по низу	Длина бретелей	Ширина бретелей
	176	69,0±2,0	61,0±1,0	28,0±1,0	4,0±0,7
52	164	68,0±2,0	63,0±1,0	29,0±1,0	4,0±0,7
	170	68,5±2,0	63,0±1,0	29,0±1,0	4,0±0,7
	176	69,0±2,0	63,0±1,0	29,0±1,0	4,0±0,7

Фартук медицинский многоразовый женский «ПРОГРЕСС»

Размер	Рост	Длина фартука	Ширина фартука по низу	Длина пояса	Ширина пояса
44	164	83,0±2,0	76,0±2,0	70,0±2,0	3,5±0,5
	170	85,0±2,0	76,0±2,0	70,0±2,0	3,5±0,5
	176	87,0±2,0	76,0±2,0	70,0±2,0	3,5±0,5
48	164	83,0±2,0	81,0±2,0	74,0±2,0	3,5±0,5
	170	85,0±2,0	81,0±2,0	74,0±2,0	3,5±0,5
	176	87,0±2,0	81,0±2,0	74,0±2,0	3,5±0,5
52	164	83,0±2,0	86,0±2,0	76,0±2,0	3,5±0,5
	170	85,0±2,0	86,0±2,0	76,0±2,0	3,5±0,5
	176	87,0±2,0	86,0±2,0	76,0±2,0	3,5±0,5
56	164	83,0±2,0	91,0±2,0	78,0±2,0	3,5±0,5
	170	85,0±2,0	91,0±2,0	78,0±2,0	3,5±0,5
	176	87,0±2,0	91,0±2,0	78,0±2,0	3,5±0,5
60	164	83,0±2,0	96,0±2,0	82,0±2,0	3,5±0,5
	170	85,0±2,0	96,0±2,0	82,0±2,0	3,5±0,5
	176	87,0±2,0	96,0±2,0	82,0±2,0	3,5±0,5

Головной убор медицинский многоразовый «ШАРЛОТА»

Размер	Высота изделия	Ширина низа по сгибу отворота (В)	Высота отворота	Длина завязок (F)
53	10,5±0,5	28,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
54	10,5±0,5	29,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
55	11,0±0,5	29,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
56	11,0±0,5	30,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
57	11,0±0,5	30,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
58	11,0±0,5	31,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
59	11,5±0,5	31,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
60	11,5±0,5	32,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
61	11,5±0,5	32,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
62	12,0±0,5	33,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
63	12,0±0,5	33,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
64	12,0±0,5	34,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
65	12,5±0,5	34,5±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5
66	12,5±0,5	35,0±1,0	4,5±0,5	18,0±0,5

Головной убор медицинский многоразовый «ВАЛЕНТО»

Размер	Высота изделия	Ширина по низу	Длина завязки в половине
53	11,0±0,5	29,0±1,0	21,0±0,5
54	11,5±0,5	29,5±1,0	21,0±0,5
55	11,5±0,5	30,0±1,0	21,0±0,5
56	11,5±0,5	30,5±1,0	21,0±0,5
57	12,0±0,5	31,0±1,0	21,0±0,5
58	12,0±0,5	32,0±1,0	21,0±0,5
59	12,0±0,5	32,0±1,0	21,0±0,5
60	12,5±0,5	32,5±1,0	21,0±0,5

Головной убор медицинский многоразовый «ФИДЖИ»

Размер	Высота стенки в затылочной части	Ширина на уровне низа	Длина завязок в половине
53	10,5±0,5	29,5±1,0	22,5±0,5
54	11,0±0,5	30,0±1,0	22,5±0,5
55	11,0±0,5	30,5±1,0	22,5±0,5
56	11,0±0,5	31,0±1,0	22,5±0,5
57	11,5±0,5	31,5±1,0	22,5±0,5
58	11,5±0,5	32,0±1,0	22,5±0,5
59	11,5±0,5	32,5±1,0	22,5±0,5
60	12,0±0,5	33,0±1,0	22,5±0,5
61	12,0±0,5	33,5±1,0	22,5±0,5
62	12,0±0,5	34,0±1,0	22,5±0,5
63	12,0±0,5	34,5±1,0	22,5±0,5
64	12,5±0,5	35,0±1,0	22,5±0,5
65	12,5±0,5	35,5±1,0	22,5±0,5
66	12,5±0,5	36,0±1,0	22,5±0,5

Головной убор медицинский многоразовый «ОМЕГА»


Размер	Высота стенки в затылочной части	Длина внутренней окружности	Длина завязок
54	11,0±0,5	24,5±1,0	21±0,5
56	11,3±0,5	25,5±1,0	21±0,5
58	11,6±0,5	26,5±1,0	21±0,5
60	12,0±0,5	27,5±1,0	21±0,5
62	12,2±0,5	28,5±1,0	21±0,5

Головной убор медицинский многоразовый «ОПТИМА»

Размер	Высота стенки в затылочной части	Длина внутренней окружности
54	11,0±0,5	27,8±1,0
56	11,3±0,5	28,8±1,0
58	11,6±0,5	29,8±1,0
60	12,0±0,5	30,8±1,0
62	12,2±0,5	31,8±1,0

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью шестьдесят пять листов.

Генеральный директор
ООО «МФЛ»


Е.О. Полищук
М.п.

