

Фотографические изображения медицинского изделия

**Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010,
производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия**

**юридический адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос.Приволжский
адрес места производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский**

1. Фотографические изображения медицинского изделия
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010
исполнения **ОХ-10-«Я-ФП»-01**

в составе:


- контейнер-сборник 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.;
- шнур питания 12 В - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):


- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.;
- вставка плавкая 3 А - 2 шт.



Фотография 1.1 Общий вид. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.



Фотография 1.2 Вид с боку. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.



Фотография 1.3 Вид сзади. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.

ООО «Ферропласт Медикал»

ОТСАСЫВАТЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ОХ-10-«Я-ФП»

ИСПОЛНЕНИЕ ОХ-10-«Я-ФП»-01

РУ № ФСР 2010/09606 от 04.04.2013 г.

ТУ 9444-015-55307168-2010


~ 220В 50Гц 55 ВА 20л/мин

Заводской номер 377


Год выпуска 2017




Фотография 1.4 Пример маркировки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.



Фотография 1.5 Пример маркировки транспортной упаковки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.



Фотография 1.6 Общий вид. Шнур питания 12 В.



Фотография 1.7 Составные части и принадлежности. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-01.

2. Фотографические изображения медицинского изделия
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010
исполнения ОХ-10-«Я-ФП»-02

в составе:


- контейнер-сборник 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):


- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.




Фотография 2.1 Общий вид. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02.




Фотография 2.2 Вид с боку. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02.



Фотография 2.3 Пример маркировки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02.



Фотография 2.4 Пример маркировки транспортной упаковки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02.



Фотография 2.5 Составные части и принадлежности. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02.

3. Фотографические изображения медицинского изделия
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010
исполнения ОХ-10-«Я-ФП»-03

в составе:


- контейнер-сборник 1000 мл - 1 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):


- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.




Фотография 3.1 Общий вид. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03.




Фотография 3.2 Вид с боку. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03.



Фотография 3.3 Пример маркировки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03.



Фотография 3.4 Пример маркировки транспортной упаковки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03.



Фотография 3.5 Составные части и принадлежности. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03.


4. Фотографические изображения медицинского изделия
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010
исполнения ОХ-10-«Я-ФП»-04

в составе:

- контейнер-сборник 2500 мл - 2 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка соединительная 0,2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.;
- переключатель педальный - 1 шт.;
- шнур сетевой 220 В - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):


- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.




Фотография 4.1 Общий вид. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.




Фотография 4.2 Вид сверху. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.




Фотография 1.3 Вид спереди. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.



Фотография 4.4 Вид сбоку. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.



Фотография 4.5 Вид сзади. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.



ООО «Ферропласт Медикал»
ОТСАСЫВАТЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ОХ-10-«Я-ФП»
ИСПОЛНЕНИЕ ОХ-10-«Я-ФП»-04
ПУ № ФСР 2010/09608 от 04.04.2013 г.
ТУ 9444-015-55307168-2010
-220В 50Гц 135 ВА 20л/мин
Заводской номер 1127
Год выпуска 2017

Фотография 4.6 Пример маркировки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.

Изготовитель: ООО "Ферропласт Медикал"



Юридический адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90; E-mail: ferroplast@mail.ru

Наименование изделия: «Отсосыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04»
Исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-04

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ФСР 2010/09606 от 04.04.2013 г.

напряжение ~ 220 В, частота 50 Гц, мощность 135 ВА.

Дата упаковки: «06» *марта* 2017 г.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения и транспортирования 1 по ГОСТ 15150-69.


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.



Фотография 4.7 Пример маркировки транспортной упаковки. Отсосыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.



Фотография 4.8 Общий вид. Трубка соединительная 0,2 м.



Фотография 4.9 Составные части и принадлежности. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04.

5. Фотографические изображения медицинского изделия
Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП» по ТУ 9451-015-55307168-2010
исполнения ОХ-10-«Я-ФП»-05

в составе:


- контейнер-сборник 2500 мл - 2 шт.;
- трубка аспирационная 2 м - 1 шт.;
- трубка соединительная 0,2 м - 1 шт.;
- трубка с фильтром воздушным - 1 шт.;
- катетер - 1 шт.;
- переключатель педальный - 1 шт.;
- шнур сетевой 220 В - 1 шт.

Принадлежности (запасные части):

- фильтр воздушный - 2 шт.;
- вставка плавкая 2 А - 2 шт.




Фотография 5.1 Общий вид. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05.



Фотография 5.2 Вид с боку. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05.




Фотография 5.3 Вид сзади. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05.



Фотография 5.4 Пример маркировки. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05.

Изготовитель: ООО "Ферропласт Медикал"



Юридический адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90; E-mail: ferroplast@mail.ru

Наименование изделия: «Отсасыватели хирургические ОХ-10-«Я-ФП», ТУ 9444-015-55307168-2010.

Исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-05»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ФСР 2010/09606 от 04.04.2013 г.

напряжение ~ 220 В, частота 50 Гц, мощность 135 ВА.

Дата упаковки: «09» *сентября* 2017 г.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.


Условия хранения и транспортирования 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.





Фотография 5.6 Общий вид. Трубка соединительная 0,2 м.



Фотография 5.7 Составные части и принадлежности. Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05.

Директор ООО «Ферропласт Медикал»

С.С. Турович

Прошито и пронумеровано 39 листа (ов)

