

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПКФ «Медкомплект»



Копылов А.Ю.

» июня 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**«Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого
материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по
ТУ 9398-001-37492896-12»**

2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция по применению содержит сведения в объеме достаточном для эффективного и безопасного использования зарегистрированных изделий силами штатного персонала медицинских учреждений.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12»

2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Разработчик

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.
Тел. 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

2.2. Производитель

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.
Тел. 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

2.3. Место производства

ООО «ПКФ «Медкомплект»

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Первомайская, д. 6А. Тел.: 8-910-670-39-21; E-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru

3. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

3.1 Состав изделия

Изделия выпускают по ТУ 9398-001-37492896-12. «Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них».

Варианты исполнения:

Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные (См. Приложение № 1);

Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала нестерильные (См. Приложение № 1);

Комплекты изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов стерильные и нестерильные, в составе (См. Приложение № 1).

Примечание*

Для производства изделий применяются материалы, безопасность и качество которых должны быть подтверждены сертификатом соответствия и паспортом качества предприятия-изготовителя или другими документами, удостоверяющими безопасность и качество в установленном порядке.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12» применяются в ЛПУ различного профиля, роддомах, женских консультациях, отделениях общей хирургии, лабораториях и смотровых кабинетах.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется применять в сухих помещениях при температуре + 20° - +35°С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.

Изделия в зависимости от потенциального риска применения относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

6. НАЗНАЧЕНИЕ МИ

Стерильные изделия простыни предназначены для одноразового применения - покрытия операционного поля.

Нестерильные изделия простыни предназначены для одноразового применения в медицинской практике в качестве подстилочного материала на процедурные кушетки, гинекологические кресла, массажные столы.

Нестерильные изделия салфетки предназначены для одноразового применения в медицинской практике в качестве подстилочного материала, для одноразового кратковременного применения в качестве медицинского средства для вытирания.

Стерильные изделия салфетки предназначены для одноразового кратковременного применения в качестве покрытия операционного поля, а также в качестве сорбционного средства для осушения операционного поля.

Преимущества изделий одноразового применения:

- удобство в применении;
- высокие защитные свойства от проникновения различных биологических жидкостей и материалов, и, как следствие, снижение уровня внутрибольничных инфекций;
- экономическая эффективность при применении при прямых затратах и при скрытых затратах при подготовке многоразового белья к применению;
- длительный срок хранения нестерильных одноразовых изделий;
- простота утилизации использованных изделий.

Применение одноразовых изделий в ЛПУ различного профиля, роддомах, женских консультациях, лабораториях и смотровых кабинетах, позволяет существенно снизить уровень загрязнения биологическими жидкостями и материалами, и, как следствие возникновения и распространения внутрибольничных инфекций, что неоднократно подтверждалось различными исследованиями.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимость применения в качестве покрытия операционного поля, в качестве подстилочного материала, медицинского средства для вытирания, а также в качестве сорбционного средства для осушения операционного поля.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование изделия не по назначению;

Индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов, содержащихся в составе медицинских изделий.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможна аллергическая реакция на составляющие материалы изделий и/или их компоненты.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением внимательно осмотреть изделия на предмет нарушения целостности. Не использовать изделие, если оно повреждено.

Не использовать по окончании срока действия, указанного на упаковке. Простыни и салфетки предназначены только для одноразового применения.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИ

Требования к материалам, используемым для изготовления изделий

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке.

Изделия по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика показателя
Внешний вид, форма	Изделия прямоугольной, квадратной формы или в рулонах с перфорацией
Поверхность	Гладкая, мягкая на ощупь
Цвет	От белого до светло-голубого. По согласованию с потребителем допускается изготавливать изделия других цветов
Запах	Соответствует данному виду материала.

Основные параметры и размеры

Размеры изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделий	Длина, см	Ширина, см
Простыни	40	40
	70	80
	70	140
	70	160
	70	200
	80	160
	80	200
	90	160
	90	200
	70	140
	140	160
	140	200
	160	200
	20	20
Салфетки	20	40
	40	40
	50	50
	50	60
	60	60
	70	80
	70	200
	80	200

Размеры нестерильных изделий, выпускаемых в рулонах, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделий	Длина, см	Ширина, см
Простыни	40	40
	70	80
	80	70
	200	70
	200	80
Салфетки	20	20
	20	40
	40	40
	60	50
	70	80
	80	70
	200	70
	200	80

Количество изделий в рулонах 50, 100, 150, 200 шт.

допускаемые отклонения от номинальных размеров изделий по ГОСТ 16919:

- ±2 - при размерах до 80 см включ.;
- ±3 - при размерах до 150 см включ.;
- ±4 - при размерах св. 150 см.

Изделия медицинские одноразовые стерильные и нестерильные одного типоразмера одного материала в одной упаковке:

Простыни медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200 (спанбонд) в индивидуальной упаковке.

Простыни медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200 (спанбонд ламинированный) в индивидуальной упаковке.

Простыни медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200 (SMS) в индивидуальной упаковке.

Простыни медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200 (спанлейс) в индивидуальной упаковке.

Простыни медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200 (спанлейс ламинированный) в индивидуальной упаковке.

Салфетки медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 20x20, 20x40, 40x40, 50x50, 50x60, 50x60, 70x80, 70x200, 80x200 (спанбонд) в индивидуальной упаковке.

Салфетки медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 20x20, 20x40, 40x40, 50x50, 50x60, 50x60, 70x80, 70x200, 80x200 (спанбонд ламинированный) в индивидуальной упаковке.

Салфетки медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 20x20, 20x40, 40x40, 50x50, 50x60, 50x60, 70x80, 70x200, 80x200 (8M8) в индивидуальной упаковке.

Салфетки медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 50х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанлейс) в индивидуальной упаковке.

Салфетки медицинские одноразовые стерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 50х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанлейс ламинированный) в индивидуальной упаковке.

Простыни медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 40х40, 70х80, 70х140, 70х160, 70х200, 80х160, 80х200, 90х160, 90х200, 140х160, 140х200, 160х200 (спанбонд) в одной упаковке по 1,2, 3,4, 5, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80,90, 100 шт.

Простыни медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 40х40, 70х80, 70х140, 70х160, 70х200, 80х160, 80х200, 90х160, 90х200, 140х160, 140х200, 160х200 (спанбонд ламинированный) в одной упаковке по 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 шт.

Простыни медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 40х40, 70х80, 70х140, 70х160, 70х200, 80х160, 80х200, 90х160, 90х200, 140х160, 140х200, 160х200 (SMS) в одной упаковке по 1, 2, 3,4, 5, 10,20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90,100 шт.

Простыни медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 40х40, 70х80, 70х140, 70х160, 70х200, 80х160, 80х200, 90х160, 90х200, 140х160, 140х200, 160х200 (спанлейс) в одной упаковке по 1, 2, 3,4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 шт.

Простыни медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 40х40, 70х80, 70х140, 70х160, 70х200, 80х160, 80х200, 90х160, 90х200, 140х160, 140х200, 160х200 (спанлейс ламинированный) в одной упаковке по 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 шт.

Салфетки медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 60х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанбонд) в одной упаковке по 1, 2, 3, 4, 5,10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,150,200 шт.

Салфетки медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 60х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанбонд ламинированный) в одной упаковке по 1,2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 шт.

Салфетки медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 60х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (SMS) в одной упаковке по 1,2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 шт.

Салфетки медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 60х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанлейс) в одной упаковке по 1,2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 шт.

Салфетки медицинские одноразовые нестерильные одного размера, см: 20х20, 20х40, 40х40, 50х50, 60х60, 60х60, 70х80, 70х200, 80х200 (спанлейс ламинированный) в одной упаковке по 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 шт.

Комплекты изделий стерильные и нестерильные выпускаются следующих составов: Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70х80 см – 2 шт.
- Простыня (SMS) 140х200 см – 3 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70х80 см – 2 шт.
- Простыня (спанбонд) 140х200 см – 3 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x80 см – 2 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70x80 см – 2 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 80x200 см- 1шт.
- Простыня (SMS) 40x40 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 80x200 см- 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 40x40 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка (SMS) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка (спанбонд) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка (SMS) 70x80 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка (спанбонд) 70x80 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см - 2шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (SMS) 80х200- 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см - 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (спанбонд) 80х200- 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (SMS) 70х200 см - 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 70х80 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (спанбонд) 70х200 см - 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 70х80 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня впитывающая (спанлейс) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 2 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 70x200 см – 1 шт.
- Простыня впитывающая (спанлейс) 80x200 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 70x200 см – 1 шт.
- Простыня впитывающая (спанлейс) 80x200 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 70x80 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 70x200 см – 1 шт.
- Простыня впитывающая (спанлейс) 80x200 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 70x80 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 80x200 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 70x80 см - 2шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 70x80 см – 1 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 80x200 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 70x80 см – 2 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 70x80 см – 1 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 70x200 см – 1 шт.
- Простыня (SMS) 140x200 см - 2шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня впитывающая (спанлейс) 70x200 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (SMS) 70x200 см – 1 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 40x40 см -1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Простыня (спанбонд) 70x200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см - 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (SMS) 70х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 70х80 см - 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (спанбонд) 70х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 70х80 см - 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (SMS) 160х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. - 1шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня (спанбонд) 160х80 см - 1шт.

Простыня (спанбонд) 70х80 см - 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 80х160 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 80х160 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 70х80 см - 1шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. - 1шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 80х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 80х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 70х80 см - 1шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт.

Простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 70х80 см - 1шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Салфетка влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Салфетка влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

Салфетка влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт.

Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. – 1 шт.

Комплект изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов:

- Салфетка влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт.
- Простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт.
- Салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см – 1 шт.

Изделия по санитарно-гигиеническим показателям должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. II, разд. 18, п. 1.1.1), указанным в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Допустимый уровень
Одориметрия (запах материала образцов изделий), балл, не более	2

Изделия по санитарно-химическим показателям состояния водных вытяжек должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. II, разд. 18, п. 1.1.1), указанным в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Допустимый уровень
Запах, балл, не более	1
Цветность, ° по шкале, не более	20
Мутность, балл, не более	2
рН, ед. рН	6-9
Изменение рН, ед. рН	±1
Окисляемость, мгО ₂ /л, не более	5
Бромируемость, мгBr ₂ /л, не более	0,3
УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. О.П., не более	0,3
Восстановительные примеси, мл 0,02Н р-ра Na ₂ S ₂ O ₃ , не более	1,0

Миграция вредных веществ из изделий в воздушную среду и дистиллированную воду не должна превышать норм, установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. II, разд. 18, п. 1.4.1), указанным в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя		Допустимый уровень
Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м ³ , не более	Формальдегид	0,003
	Ацетальдегид	0,01
Миграция вредных веществ в дистиллированную воду, мг/л, не более	Формальдегид	од
	Ацетальдегид	0,2

Миграция вредных веществ для цветных (окрашенных) изделий должна соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. II, разд. 18, п. 1.4.1), указанным в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Допустимый уровень, мг/л, не более
Красители на основе бензидина	не допускается
Мышь	0,05

свинец	0,03
кадмий	0,001
хром	од
кобальт	од
медь	1,0
никель	0,02
ртуть	0,0005

Изделия по токсикологическим показателям должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. II, разд. 18, п. 1.4.1), указанным в таблице 8.

Таблица 8

Наименование показателя		Допустимый уровень
Токсикологическая оценка водных вытяжек, балл, не более	Раздражающее действие на кожные покровы при многократных аппликациях	0
	Раздражающее действие на слизистые	0
	Сенсибилизирующее действие	0
Токсикологическая оценка материалов (при необходимости), балл, не более	Раздражающее действие на кожные покровы при многократных аппликациях	0
	Сенсибилизирующее действие	0

Изделия по водоупорности и гигроскопичности должны соответствовать показателям ГОСТ Р ЕН 13795-3, ГОСТ 5556, указанным в таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателя	Допустимый уровень	
	Критическая зона	Менее критическая зона
Водоупорность, см H ₂ O (для водонепроницаемых изделий)	>30	>10
Гигроскопичность (для впитывающих изделий), г, не менее	5	

Изделия по прочности на растяжение должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 13795-3, указанным в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателя	Допустимый уровень	
	Критическая зона	Менее критическая зона
Прочность на растяжение в сухом состоянии, Н	>15	>15
Прочность на растяжение во влажном состоянии, Н	>15	не требуется

Характеристики изделий

Изделия должны изготавливаться из следующих видов нетканого материала:

Спанбонд, трехслойный нетканый материал SMS (S - спанбонд, М - мелтблаун, S - спабонд) по технической документации или поставляемые по импорту.

Спанлейс ламинированный, спанбонд ламинированный по технической документации или поставляемые по импорту.

Спанлейс по технической документации или поставляемый по импорту.

Поверхностная плотность нетканого материала должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 11.

Таблица 11

Наименование материала	Поверхностная плотность, г/м ²
Нетканый материал	от 15 до 80

Изделия из нетканого материала производят как вдоль, так и параллельно краям исходного полотна.

Изделия выпускаются без швов.


Изделия, предназначенные для стерилизации, должны быть простерилизованы в потребительской упаковке радиационным или газовым методом в соответствии с документами, утвержденными в установленном порядке.

Разрешается проводить стерилизацию другими методами, утвержденными в установленном порядке.

Конструкция и назначение изделий

Конструкция изделий указаны в таблице 12.

Таблица 12

Наименование изделия	Конструкция
Салфетка	Изделия прямоугольной или квадратной формы. 
Салфетки в рулоне	Изделия прямоугольной или квадратной формы. 
Салфетки в рулоне с нанесением перфорации	Изделия прямоугольной или квадратной формы. 
Простыня	Изделия прямоугольной или квадратной формы. 

Простыни в рулоне	Изделия прямоугольной или квадратной формы
Простыни в рулоне с нанесением перфорации	Изделия прямоугольной или квадратной формы
Простыня с карманом	Изделия прямоугольной или квадратной формы.

2. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Простыни и салфетки медицинские являются нестерильными изделиями и одноразового применения. В связи с этим методы очистки и стерилизации отсутствуют.

3. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ

Хранение и условия эксплуатации должны соответствовать технической документации производителя.

Изделия должны храниться в соответствии с ГОСТ 7000 в сухих, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от пола и отопительных приборов, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий при температуре от плюс 10 до плюс 25 °С и влажности воздуха 35-60%.

При складском хранении не допускается попадание влаги на упаковку. В случае нарушения целостности упаковки изделия стерильные не использовать.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской тары, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую тару, или на листок-кладыш, прилагаемый к каждой единице потребительской тары.

4.1.1. Маркировка потребительской тары должна содержать следующие сведения:

- наименование изделий с указанием «стерильные» или «нестерильные»;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименование нетканого материала;
- размер изделий (в сантиметрах);
- количество изделий;
- дата изготовления;
- условия хранения;
- срок годности;

- надпись для стерильных изделий «Изделие с нарушенной упаковкой не использовать»;
- обозначение настоящих технических условий.

4.2. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бойтесь влаги».

4.3. Маркировку, характеризующую изделия, наносят непосредственно на транспортную тару или на этикетку, которую наклеивают на транспортную тару.

4.4. Маркировка транспортной тары должна содержать следующие сведения:

- наименование изделий с указанием «стерильные» или «нестерильные»;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- размер изделий (в сантиметрах);
- количество комплектов изделий;
- номер партии (для нестерильных изделий);
- номер серии (для стерильных изделий);
- дата изготовления;
- условия хранения;
- срок годности (для стерильных изделий);
- обозначение настоящих технических условий.

пример упаковки

ООО «ПКФ «Медкомплект»
 Россия 601130 Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Городищи, ул. Первомайская, д. 6А
 Юр.адр: Россия 601130 Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Городищи, ул. Советская 19-46
 www.pkfmed.ru e-mail: pkf-medkomplekt@yandex.ru тел. 910-670-39-21

**ПРОСТЫНИ МЕДИЦИНСКИЕ
 ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ**
 Из нетканого материала (SMS 20)
размер: 70см x 140см


Количество в упаковке – 1 шт.
 Дата изготовления: **Июнь 2019 г.** № серии: **146**
 Срок годности: 2 года с даты изготовления
 Р.У. РЗН 2013/238 от 09.04.2018 г.; ТУ 9398-001-37492896-12

STERILE	EO
----------------	-----------

СТЕРИЛЬНО до разрушения или вскрытия упаковки.
Продукцию с нарушенной упаковкой не использовать!
арт. S170140201


 4 631136 1272298

Условия хранения: Изделия должны храниться в соответствии с ГОСТ 7000 в сухих, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от пола и отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.





комендуемые условные знаки для маркировки упаковки приведены в таблице 13.

Таблица 13

Условное обозначение	Наименование
	Только для одноразового использования – не подлежит повторному использованию
	Номер по каталогу
	Годен до
	Номер серии
	Содержимое
	Ограничение допустимой температуры хранения
	Защищать от влаги
	Не утилизировать обычным способом
	Добровольная сертификация
	Защищать от нагревания (тепла) и прямых солнечных лучей
	Не для контакта с пищей

5. УПАКОВКА

5.1.1. Упаковка изделий в потребительскую тару

5.1.2. Изделия штучные, рулоны с перфорацией или изделия в комплекте в сложенном виде упаковывают в следующие виды потребительской тары с соединением краев термическим способом или помощью клейкой ленты, находящейся на краю упаковочного пакета:

• пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354;

• пленка полимерная отечественного производства по технической документации или поставляемая по импорту;

• пленка целлюлозная отечественного производства по технической документации или поставляемая по импорту;

• пакеты из бумаги отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту;

• пакеты из комбинированных материалов на основе бумаги отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту;

5.1.3. Изделия размерами 20x20, 20x40 см и 40x40 см допускается упаковывать без сложения. Допускается упаковывать без сложения изделия иных размеров по согласованию с потребителем.

5.1.4. Упаковка стерильных изделий должна обеспечивать их стерильность.

1.5. Количество изделий в потребительской таре должно соответствовать количеству, указанному в маркировке.

1.2. Упаковка изделий в транспортную тару

1.2.1. Изделия одного наименования, одной даты изготовления, упакованные в потребительскую тару одного вида, упаковывают в следующие виды транспортной тары:

ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514;

ящики из гофрированного картона отечественного производства по нормативно-технической документации;

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

2.1. Изделия должны транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 7000 всеми видами сухопутных транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных техническими условиями.

Изготовитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности.

3.2. Гарантийный срок годности изделий нестерильных не более 6 лет.

3.3. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием не по назначению.

3.4. Гарантийный срок хранения изделий стерильных с момента изготовления от 6 месяцев до 3 лет в зависимости от вида упаковки и вида стерилизации.

Изготовитель не отвечает за любой урон, произошедший вследствие неправильного использования медицинского изделия, несоблюдения правил пользования, изложенных в инструкции по применению.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Порядок утилизации

Утилизация использованных изделий должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 1.7.2790 для отходов класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами - для отходов класса Б.

Для работы с использованными изделиями персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

Использованные изделия, которые не были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), утилизируются обычным способом.

Использованные изделия, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергаются обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в

дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению.

дезинфицированные изделия упаковываются в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожаются на специальных установках по безвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе, безвреживание производится в печах мусоросжигательных заводов.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Простыни и салфетки медицинские одноразовые являются изделиями только для однократного применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежат, и после использования подлежат немедленной утилизации в порядке, установленном законодательством. См. п. 18.

10. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

Обозначение	Наименование документа
Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
ОСТ EN 13795-2-2011	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний
ОСТ EN 13795-3-2011	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения
ОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ОСТ ISO 11737-2-2011	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
ОСТ 31508	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ОСТ 5556-81	Вата медицинская гигроскопичная. Технические условия
ОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды
ОСТ 16919-79	Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств

11. РЕКЛАМАЦИЯ

В неблагоприятных явлениях или потенциальных осложнениях, которые обоснованно можно считать связанными с использованием данных изделий, следует сообщать в компанию ООО «ПКФ Медкомплект».

Адрес: 601130, Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 19, кв. 46.

тел. 8 (910) 670-39-21;

эл. почта: pkf-medkomplekt@yandex.ru

Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные комплекты из них по ТУ 9398- 001-37492896-12»:

Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные:

Простыни медицинские одноразовые из нетканых материалов (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный) стерильные (вид 187230), размер, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200.

Салфетки медицинские одноразовые из нетканых материалов (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный) стерильные (вид 182540), размер, см: 20x20, 20x40, 40x40, 50x50, 50x60, 60x60, 70x80, 70x200, 80x200.

Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала нестерильные:

Простыни медицинские одноразовые из нетканых материалов, нестерильные, в рулонах (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный), (Вид 187230), размер, см: 40x40, 70x80, 80x70, 200x70, 200x80.

Салфетки медицинские одноразовые из нетканых материалов, нестерильные, в рулонах (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный), (вид 137100), размер, см: 20x20, 20x40, 40x40, 60x50, 70x80, 80x70, 200x70, 200x80.

Простыни медицинские одноразовые из нетканых материалов (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный) нестерильные, (вид 187230), размер, см: 40x40, 70x80, 70x140, 70x160, 70x200, 80x160, 80x200, 90x160, 90x200, 140x160, 140x200, 160x200.

Салфетки медицинские одноразовые из нетканых материалов, нестерильные, (спанбонд/SMS/спанлейс/спанбонд ламинированный/спанлейс ламинированный), (вид 137100), размер, см: 20x20, 20x40, 40x40, 50x50, 50x60, 60x60, 70x80, 70x200, 80x200.

II. Комплекты изделий медицинских одноразовых из нетканых материалов стерильные и нестерильные (виды 330720, 330730), в составе:

Простыня (SMS) 70x80 см – 2 шт., простыня (SMS) 140x200 см – 3 шт.

Простыня (спанбонд) 70x80 см – 2 шт., простыня (спанбонд) 140x200 см – 3 шт.

Простыня (SMS) 70x80 см – 2 шт., простыня (SMS) 140x200 см – 1 шт.

Простыня (спанбонд) 70x80 см – 2 шт., простыня (спанбонд) 140x200 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 80x200 см – 1 шт., простыня (SMS) 40x40 см -1 шт.

Простыня (спанбонд) 80x200 см - 1шт., простыня (спанбонд) 40x40 см -1 шт.

Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт.

Простыня (спанбонд) 70x80 см - 1шт., простыня (спанбонд) 140x200 см – 2 шт.

Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт., салфетка (SMS) 40x40 см-1 шт.

Простыня (спанбонд) 70x80 см - 1шт., простыня (спанбонд) 140x200 см - 2шт., салфетка (спанбонд) 40x40 см – 1 шт.

Простыня (SMS) 70x80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140x200 см – 2 шт., салфетка (SMS) 70x80 см – 1 шт.

-  **ООО ЦИРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

х60 см. – 1 шт.

6. Простыня (спабонд) 160х80 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см. – 1 шт.

7. Простыня впитывающая (спанлейс) 80х160 см – 1 шт., простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

8. Простыня впитывающая (спанлейс) 80х160 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

9. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см. – 1 шт.

10. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х80 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

11. Простыня впитывающая (спанлейс) 80х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

12. Простыня впитывающая (спанлейс) 80х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

13. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

14. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

15. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

16. Простыня впитывающая (спанлейс) 70х200 см – 1 шт., простыня влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 70х80 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 40х40 см – 1 шт.

17. Салфетка влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см – 1 шт.

18. Салфетка влагонепроницаемая (спанбонд ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (спабонд) 70х80 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см – 1 шт.

19. Салфетка влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (SMS) 70х80 см – 1 шт., простыня (SMS) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см – 1 шт.

20. Салфетка влагонепроницаемая (спанлейс ламинированный) 80х200 см – 1 шт., простыня (спабонд) 70х80 см – 1 шт., простыня (спанбонд) 140х200 см – 1 шт., салфетка впитывающая (спанлейс) 60х60 см – 1 шт.

генеральный директор
ООО «ПКФ «Медкомплект»



/Копылов А.Ю./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

(22) лист/а (ов)

