



ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
123112, г. Москва, Россия,
ул. Тестовская, дом 10, эт/пом/ком 13/1/5,
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Терумо Рус»
Уэно Минору




2018 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах**

2018



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS5C10PQ, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS5C10PQ, в стерильной упаковке (оборотная сторона)

TERUMO®

For Radial Access


Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. 5

REF: RM*RS5C10PQ

M coat™



A 10cm	D 0.018" (MAX. 0.47mm)
B 0.018" (MIN. 0.49mm)	E 45cm
C 1.78mm (MIN. 1.65mm)	F 22G (0.70mm)
	G 1 2/5" (35mm)



Contents



Do not re-sterilize



Do not reuse

LOT: 150701



EXP: 2017-12



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8502, JAPAN

MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Coburn Lane, Somerset, New Jersey, 08873, U.S.A.

Ashitaka Factory of Terumo Corporation 150, Maimagi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

EC REP

STERILE EO

Rx ONLY

CE 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS5C10PQ – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS6F16PQ, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS6F16PQ, в стерильной упаковке (оборотная сторона)




Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. **6**

REF : **RM*RS6F16PQ** **M coat™**



A 16cm	D 0.021" (MAX. 0.54mm)
B 0.021" (MIN. 0.56mm)	E 80cm
C 2.10mm (MIN. 1.98mm)	F 21G (0.80mm)
	G 1 2/5" (35mm)




Contents



LOT : **160324** EXP : **2018-08**

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN
MADE IN JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 COTTONTAIL LANE, SOMERSET, NEW JERSEY, 08873, U.S.A.
Ashitaka Factory of Terumo Corporation 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*RS6F16PQ – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6J16PQ – внешний вид изделия


Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. **6**

REF : **RM*ES6J16PQ**

M coat™



A 16cm	D 0.025" (MAX. 0.64mm)
B 0.025" (MIN. 0.65mm)	E 80cm
C 2.10mm (MIN. 1.98mm)	F 20G (1.02mm)
	G 2" (51mm)



Contents



LOT : **160705**



2018-12



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN
TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Cottontail Lane, Somerset, New Jersey, 08873, U.S.A.
Ashitaka Factory of Terumo Corporation 180, Maimaigi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan


STERILE EO
Rx ONLY

CE 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6J16PQ – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6J10SQ, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6J10SQ, в стерильной упаковке (оборотная сторона)

TERUMO®

For Radial Access


Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. 6

REF: RM*ES6J10SQ

Mcoat™



A 10cm	D 0.025" (MAX. 0.64mm)
B 0.025" (MIN. 0.65mm)	E 45cm
C 2.10mm (MIN. 1.98mm)	F 20G (1.02mm)
	G 2" (51mm)



Contents

LOT: 160229

EXP: 2018-07



Do not irrigate



Do not reuse



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN

TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Colonial Lane, Somerset, New Jersey, 08873, U.S.A.

Ashtake Factory of Terumo Corporation 150, Mamegaki-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

STERILE EO

Rx ONLY

CE 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6J10SQ – маркировка стерильной упаковки




Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES5F10SQR, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES5F10SQR, в стерильной упаковке (оборотная сторона)

TERUMO®

For Radial Access




Glidesheath Slender™
Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. **5**

REF : **RM*ES5F10SQR**

Mcoat™



A 10cm	D 0.021" (MAX. 0.53mm)
B 0.021" (MIN. 0.56mm)	E 45cm
C 1.78mm (MIN. 1.65mm)	F 22G (0.84mm)
	G 1 1/4" (32mm)



Contents

LOT : **160205**

EXP : **2018-07**



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8572, JAPAN

MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Goodman Lane, Somers, New Jersey, 08873, U.S.A.

Ashitaka Factory of Terumo Corporation 150, Maibayashi, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, 814-0215, Japan

STERILE EO

Rx ONLY

C E 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES5F10SQR – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES7J16HQS, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES7J16HQS, в стерильной упаковке (оборотная сторона)

Glidesheath Slender™


Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. 7

REF :

RM*ES7J16HQS

Mcoat™



A 16cm	D 0.025" (MAX. 0.64mm)
B 0.025" (MIN. 0.65mm)	E 80cm
C 2.45mm (MIN. 2.33mm)	F 20G (1.02mm)
	G 1 1/4" (32mm)



Contents

LOT :

150710



2017-12



Do not resterilize



Do not reuse



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Cottontail Lane, Somerset, New Jersey, 08873, U.S.A.


Ashitaka Factory of Terumo Corporation 150, Malmalgi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

STERILE EO

Rx ONLY

CE 0197


Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES7J16HQS – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6F10HQ, в лотке упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6F10HQ, в стерильной упаковке



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6F10HQ, в стерильной упаковке (оборотная сторона)

TERUMO®

For Radial Access



Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath

Fr. 6

REF: RM*ES6F10HQ

M coat™



A 10cm	D 0.021" (MAX. 0.53mm)
B 0.021" (MIN. 0.56mm)	E 45cm
C 2.10mm (MIN. 1.98mm)	F 22G (0.84mm)
	G 1" (25mm)



Contents

LOT: 150706



EXP: 2017-12



Do not reuse



Do not reuse



Do not reuse

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN


TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Cottontail Lane, Somerset, New Jersey, 08873, U.S.A.
Ashtaka Factory of Terumo Corporation 150, Malmalgi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, 418-0015, Japan

STERILE EO

Rx ONLY

CE 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6F10HQ – маркировка стерильной упаковки



Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM*ES6F16HQR, внешний вид изделия

TERUMO®

For Radial Access

Glidesheath Slender™

Hydrophilic Coated Introducer Sheath


Fr. 6

REF : RM*ES6F16HQR

Mcoat™

(17)171200(10)150512

(01)04987350715548



A 16cm	D 0.021" (MAX. 0.53mm)
B 0.021" (MIN. 0.56mm)	E 80cm
C 2.10mm (MIN. 1.98mm)	F 22G (0.84mm)
	G 1 1/4" (32mm)



Contents

LOT : 150512



EXP : 2017-10



Do not re-sterilize



Do not reuse



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0072, JAPAN

TERUMO EUROPE N.V. INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
TERUMO MEDICAL CORPORATION 2101 Cottontail Lane, Somers, New Jersey, 08873, U.S.A.
Asahioka Factory of Terumo Corporation 150, Malmidai-cho, Futatabi-cho, Saitama Prefecture, 416-0015, Japan

STERILE EO

Rx ONLY

CE 0197

Интродьюсер Glidesheath Slender с гидрофильным покрытием в наборах,
REF RM* ES6F16HQR – маркировка стерильной упаковки

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТЕРУМО РУС»
МИНОРУ УЗНО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
24 листа (ов)

