


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «ЗМ Россия»
Мазурова Н.В.

«16» 03 2011 г.



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Хирургические халаты НР (high performance) одноразовые усиленные

2011 г.

1. Введение

Данное руководство имеет целью дать рекомендации относительно применения халатов хирургических.

2. Описание изделия

Хирургические халаты HP (high performance) одноразовые усиленные. Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL.

3. Использование по назначению

Одноразовые стерильные халаты для чистых помещений предназначены для медицинского персонала, участвующего в проведении длительных хирургических операций с умеренным и большим количеством отделяемой жидкости. Применяются для минимизации распространения возбудителей инфекций при проведении инвазивных хирургических процедур.

4. Техническое обслуживание и ремонт.

Изделия не предусматривают технического обслуживания и ремонта. Не используются повторно.

5. Хранение

При соблюдении всех условий хранения срок годности на данную продукцию составляет 3 года с даты изготовления. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке, температура хранения в пределах от 0 °C до 20 °C. Хранить в сухом, проветриваемом месте, относительная влажность не более 80%. Избегать хранения при прямом солнечном свете, вблизи отопительных и нагревательных приборов.

7. Транспортирование

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта, упакованные изделия помещаются в транспортную тару – картонные коробки. На транспортной таре должен быть нанесен логотип 3М и название продукта.

8. Утилизация

Соблюдайте местные правила утилизации отходов.

9. Гарантийные обязательства производителя

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.