

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

Руководитель организации-
заявителя

Соколенко Т.Ф.

«16» июля 2007 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению _____ **“TENA flex Maxi Small”, “TENA flex Maxi Medium”,
“TENA flex Maxi Large”, “TENA flex Maxi Extra Large”**
(наименование изделий медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Поясной дышащий подгузник ТЕНА флекс Макси – универсальный тип подгузника, предназначен как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- «дышащий» материал обеспечивает особый комфорт для кожи пациента и исключает развитие «парникового» эффекта;
- мягкий, пропускающий воздух пояс упрощает процедуру замены подгузника;
- благодаря гофрированной резинке на поясе, подгузник плотно прилегает к телу и тем самым препятствует протеканию;
- двойные барьеры по бокам подгузника обеспечивают дополнительную защиту от протекания;
- индикатор жидкости, расположенный на передней поверхности подгузника, окрашивается в синий цвет. Это указывает на необходимость замены подгузника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть надеть подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоразового крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации


(подпись)

Тюлюпин М.В.