

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Цемент для фиксации стеклоиономерный Кетас Сем Easymix, в наборах:

1.Тройная упаковка:

- 1.1 Флакон с порошком.
- 1.2 Флакон с жидкостью.
- 1.3 Пипетка.
- 1.4 Мерная ложка.
- 1.5 Блокнот для замешивания.

2. Набор ознакомительный:

- 2.1 Флакон с порошком.
- 2.2 Флакон с жидкостью.
- 2.3 Пипетка
- 2.4 Мерная ложка.
- 2.5 Блокнот для замешивания.

3M ESPE Ketac™ Cem Easymix

3M Цемент для фиксации стеклонономерный Ketac Cem Easymix, в наборах
Тройная упаковка

Производитель: "3М Дойчланд ГмбХ", Германия, 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Состав: Флакон с порошком-3 шт., Флакон с жидкостью-3 шт., Пипетка-3 шт., Мерная ложка, Блокнот для замешивания. Показания: Фиксация вкладок, накладок, коронок и мостовидных конструкций, выполненных из металла, с металлическим каркасом, из высокопрочной керамики или композитных материалов, пригодных для стандартной фиксации (остальные показания см. в инструкции). Условия хранения: от 15° до 25° С в сухом месте в отдалении от жидкостей. Срок хранения: не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2009/04990 от _____. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Германии

Единица измерения: НАБОР

Количество

CONTENTS

90 g Powder

3

36 ml Liquid

3

Mixing Pad

1



REF 56906

Цемент для фиксации стеклонономерный Ketac Cem Easymix, в наборах: тройная упаковка (вид сверху)

3M ESPE

Ketac™ Cem Easymix

- (pl) Szkło-jonomerowy cement do osadzania
opakowanie kliniczne
- (ro) Ciment ionomer de sticlă pentru
cimentări - Pachet clinic
- (sk) Skloionomerný tmeliaci cement
Nemocničné balenie
- (sl) Glasionomerni cement za cementiranje
klinično pakiranje
- (cs) Skloionomerní tmelící cement
klinické balení

EE13043 13 111107

CONTENTS

90 g Powder


3 

36 ml Liquid

3 

Mixing Pad


1 



REF

56906

Цемент для фиксации стеклоиономерный ketac cem easymix, в наборах: тройная упаковка (вид сбоку)



Пипетка

Флакон с жидкостью

Мерная ложка

Флакон с порошком

Блокнот для замешивания

Цемент для фиксации стеклоиономерный Кетас Сем Easymix, в наборах: Тройная упаковка.

Состав набора: 1. Флакон с порошком. 2. Флакон с жидкостью. 3. Пипетка. 4. Мерная ложка. 5. Блокнот для замешивания.

3M ESPE **Ketac™ Cem Easymix**

3M Цемент для фиксации стеклоиономерный Ketac Cem Easymix, в наборах Набор ознакомительный

Производитель: "3M Дочувалд ГмбХ", Германия, 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Состав: Флакон с порошком, Флакон с жидкостью, Пипетка, Мерная ложка, Вкладыш для введения. Показания: Фиксация вкладок, накладок, коронок и мостовых конструкций, вкладываемых на металл, с металлическим каркасом, из акриловой или композитных материалов, пригодных для стандартной фиксации (используйте вкладыши см. в инструкции).
 Условия хранения: от 15° до 25° С в сухом месте в оригинальной упаковке. Срок хранения: не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ №ФС.3.200901000 от 19.03.2012. Срок действия не ограничен

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 37 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Германии

Кодовый номер: HALEM

Количество

CONTENTS

30 g Powder

1 

12 ml Liquid

1 

Mixing Pad

1 


- Uvodno pakiranje

- (hu)** Üvegionomer ragasztó cement
 - Bevezető készlet
- (pl)** Szkło-jonomerowy cement do osadzania
 - Opakowanie wprowadzające
- (ro)** Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări - Pachet introductiv
- (sk)** Skloionomerný tmeliaci cement
 - Uvádzacie balenie
- (sl)** Glasionomerni cement za cementiranje - Začetno pakiranje



REF 56900

Цемент для фиксации стеклоиономерный Ketac Cem Easymix, в наборах: Набор ознакомительный (вид сбоку)



Цемент для фиксации стеклоиономерный Ketac Cem Easymix, в наборах: Набор ознакомительный
Состав набора: 1. Флакон с порошком. 2. Флакон с жидкостью. 3. Пипетка. 4. Мерная ложка. 5. Блокнот для замешивания.

Прашито, пронумеровано и скреплено печатями
6 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»

(подпись)

Репина
М.П.

