

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Совтест АТЕ»



И. В. Марков

«8» сентября 2019 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Комплекс аппаратно-программный суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру «HOLTERLIVE»
с возможностью проведения дистанционного анализа ЭКГ
по ТУ 26.60.12-001-47907279-2017




Датчик ЭКГ HOLTERLIVE



Блок аккумулятора HOLTERLIVE



Блок зарядки для аккумуляторных модулей HOLTERLIVE Charger



Программное обеспечение HOLTERLIVE Init на электронных носителях CD, DVD или USB-носителе






Кейс мягкий




ЭКГ-электроды одноразовые клеящиеся серии Skintact типа Т



ЭКГ-электроды одноразовые клеящиеся AMBU Bluesensor L



USB-Bluetooth адаптер и драйверы для USB-Bluetooth адаптера на электронных носителях CD, DVD или USB-носителе для работы на персональных компьютерах



Блок считывания USB для модуля ЭКГ HOLTERLIVE Reader



Кабель USB-miniUSB для считывающего устройства ЭКТ
HOLTERLIVE Reader



Программное обеспечение для анализа ЭКГ по Холтеру PADS Y-Holter Cardiolight Sirius/Antares (MEDSET) на электронных носителях CD, DVD и/или USB-носителе с лицензионным ключом на USB-носителе для работы на персональных компьютерах

Safe Heart System 24h

Номер ключа: ART_3429

Версия: 3.0.2.99

Минимальные требования к компьютеру:

Pentium 2300 МГц

1024 Мб ОЗУ

CD-ROM

Монитор 17" 1024x768 High Color

Место на диске 350 Мб

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10

Иnstallация:

1. Вставьте CD в CD-дисковод. Программа инсталляции запустится автоматически ИЛИ запустите программу инсталляции AUTOPLAY.EXE из корневого каталога CD.
2. Следуйте указаниям на экране.

Примечание:

Для чтения «Руководства пользователя» необходима программа Acrobat Reader. Установите Acrobat Reader до инсталляции диска.

АрМаСофт © 2017 Нижний Новгород




Программное обеспечение для анализа ЭКГ по Холтеру SHS-24h (Safe Heart System) на электронных носителях CD, DVD и/или USB-носителе с лицензионным ключом на USB-носителе для работы на

персональных компьютерах



Программное обеспечение для анализа ЭКГ по Холтеру Cardio-DM3 (Кардио-Астел) на электронных носителях CD, DVD и/или USB-носителе с лицензионным ключом на USB-носителе для работы на персональных компьютерах



Программное обеспечение для дистанционной регистрации и анализа ЭКГ Easy ECG Rest
с руководством пользователя на русском языке на электронных носителях CD, DVD или
USB-носителе для работы на персональных компьютерах

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (шестнадцать) листа(ов)



Исполнительный директор

Марков И.В.

20__ г.