

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.



18.04.2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Аппараты для полимеризации зубных протезов
«Labormat» и «Polymax» с принадлежностями».

Dreve Dentamid GmbH
(Древе Дентамид ГмбХ), Германия
Max-Planck-Straße, 31; 59423 Unna, Germany




Рис. 1. Общий вид вариантов исполнения аппаратов для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat.



Рис. 2. Аппарат для полимеризации зубных протезов и выварки воска Labormat SD

Рис. 3. Аппарат для полимеризации зубных протезов и выварки воска Labormat SD. Маркировка на задней панели.





**Рис. 4. Аппарат для полимеризации зубных протезов и
выварки воска Labormat TH.**

DREVE
Max-Planck-Str. 31
D-59423 Unna

Typ Labormat TH
SN 21600261

Nennspannung 230 V~
Nennfrequenz 50 Hz
Betriebsdruck max. --- bar
Betriebstemp. max. 95 °C



Made in Germany

Baujahr 2016
Leistung 3,2 kW
Volumen 20 dm³
Gewicht 35 kg



Vor Öffnen des Gerätes
Netzstecker ziehen.
Before opening
disconnect mains.
Avant d'ouvrir l'appareil
retirez la fichemâle.
Antes de abrir el aparato
sacar el enchufe.



Рис.5. Аппарат для полимеризации зубных протезов и
выварки воска Labormat TH. Маркировка на задней
панели.

**Рис. 6. Аппараты для полимеризации зубных протезов
и выварки воска серии Labormat.
Корзины для кювет.**





Рис. 7. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat.
Сливной шланг






Рис. 8. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat. Чистящий ёршик.



Рис. 9. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat. Опорные колёса.




Рис. 10. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat. Полки для кювет.



Рис. 11. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat. Резервуар для отработанной воды.

Рис. 12. Общий вид вариантов исполнения аппаратов для полимеризации зубных протезов серии Polymax.

1 – Polymax 3

2 – Polymax 5

3 – Polymax 1





Рис. 13. Аппарат для полимеризации
зубных протезов Polymax 1.

DREVE
Max-Planck-Str. 31
D-59423 Unna

Typ Polymax 1
SN 21500550

Nennspannung 230 V~
Nennfrequenz 50 Hz
Betriebsdruck max. 5 bar
Betriebstemp. max. 95 °C



Made in Germany

Baujahr 2015
Leistung 450 W
Volumen 2 dm³
Gewicht 8 kg



Рис. 14. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 1. Маркировка на задней стороне.




Рис. 15. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 1/120°C.

Рис. 16. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 1/120°C. Вид сзади.

DREVE
Max-Planck-Str. 31
D-59423 Unna

Typ Polymax 1 120°C
SN 21502319

Nennspannung 230 V-
Nennfrequenz 50 Hz
Betriebsdruck max. 4 bar
Betriebstemp. max. 120 °C



Made in Germany

Baujahr 2015
Leistung 450 W
Volumen 2 dm³
Gewicht 10 kg



Vor Öffnen des Gerätes
Netzstecker ziehen.

Before opening
disconnect mains.

Avant d'ouvrir l'appareil
retirez la fiche mâle.

Antes de abrir el aparato
sacar el enchufe.




Рис. 16. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 3.

DREVE

**Max-Planck-Str. 31
D-59423 Unna**



Typ Polymax 3
SN 21502182

Made in Germany

Nennspannung 230 V~
Nennfrequenz 50 Hz
Betriebsdruck max. 5 bar
Betriebstemp. max. 95 °C

Baujahr 2015
Leistung 900 W
Volumen 6 dm³
Gewicht 12,1 kg



**Vor Öffnen des Gerätes
Netzstecker ziehen.**

**Before opening
disconnect mains.**

**Avant d'ouvrir l'appareil
retirez la fiche.**

**Antes de abrir el aparato
sacar el enchufe.**

Рис. 18. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 3. Маркировка на задней стороне.



Рис. 19. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 5.

DREVE
 Max-Planck-Str. 31
 D-59423 Unna

Typ Polymax 5
 SN 21506154

Netzspannung 230 V~
 Netzfrequenz 50 Hz
 Betriebsdruck max. 6 bar
 Betriebstemperatur max. 36 °C

Made in Germany

Rezepte 2018
 Leistung 900 W
 Volumen 8 dm³
 Gewicht 12 kg



Vor Öffnen des Gerätes
 Netzstecker ziehen.
 Before opening
 disconnect mains.
 Avant d'ouvrir l'appareil
 retirez la fiche.
 Antes de abrir el aparato
 sacar el enchufe.

Рис. 20. Аппарат для полимеризации зубных протезов Polymax 5. Вид сзади.


A blue flexible air hose is coiled into a large loop on a light-colored wooden surface. The hose has a metal connector at one end. A ruler is visible at the bottom of the frame, showing measurements from 6 to 21 cm. A white text box is superimposed on the center of the loop.

Рис. 21. Аппараты для полимеризации зубных протезов серии Polymax. Шланг подачи воздуха с зажимами.

A blue braided hose is coiled into a large loop. At the bottom right of the loop, there is a metal fitting with a hexagonal base. To the left of the loop, there is a brass clamp and a white O-ring. A ruler is placed horizontally at the bottom of the image, showing measurements from 1 to 21 centimeters.

Рис. 22. Аппараты для полимеризации зубных протезов серии Polymax. Шланг для слива воды с зажимами.

Рис. 23. Аппараты для полимеризации зубных протезов серии Polymax. Сетевой кабель.





Рис. 24. Магнитный клапан для аппаратов Polymax.






Рис. 25. Кольцо уплотнительное резиновое для аппаратов Polymax.





Рис. 26. Аппараты для полимеризации зубных протезов и выварки воска серии Labormat. Фильтры 18X60см для аппаратов Labormat .



Рис. 27. Подставка для аппаратов Labormat ТН.

Рис. 28. Аппараты для полимеризации зубных
протезов и выварки воска серии Labormat.
Шланг сливной.



Ген. Директор ООО «Медента»

Ген. Директор ООО «Медента»

В. В. Терехов

