



Аптечка для оказания первой помощи работникам - «Мицар»

по ТУ 9398 – 169 – 50117782 – 2016



Аптечка для оказания первой помощи работникам - «Мицар»

по ТУ 9398 – 169 – 50117782 – 2016

Перечень вложений, входящих в аптечку для оказания первой помощи работникам - «Мицар»

(По приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н),

ТУ 9398-169-50117782-2016

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во вид уп-ки
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран		
1.1.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.2.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см	1 шт.
1.3.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см	1 шт.
1.4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см	1 шт.
1.5.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.
1.6.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см	2 шт.
1.7.	Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см	2 шт.
1.8.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1 шт.
1.9.	Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10	1 уп.
1.10.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.12.	Лейкопластырь рулонный не менее 1см x 250 см	1 шт.
2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации		
2.1.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот - маска»	1 шт.
3. Прочие изделия медицинского назначения		
3.1.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
3.2.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые не менее 12,5 x 11,0 см	5 шт.
3.3.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М	2 пары

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во вид уп-ки
3.4.	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	2 шт.
3.5.	Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 x 210 см	1 шт.
4. Прочие средства		
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм	3 шт.
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам	1 шт.
4.3.	Блокнот отрывной для записей формат не менее А7	1 шт.
4.4.	Авторучка	1 шт.
Примечания: 1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 2. По истечении сроков годности использования, аптечку необходимо пополнить. 3. Состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить. 4. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектованию изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.		

Производитель: ООО «Мицар»,
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.23



А П Т Е Ч К А
для оказания первой помощи
работникам - «Мицар»
ТУ 9398-169-50117782-2016
РУ №

Партия № / ОКК 001/007
Упаковано 05.12.16
Годен до 05.08.18


Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А или Б по СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

С вопросами обращайтесь по телефонам: +7(4942) 49-32-99, 49-32-43, 49-32-05

Общий вид вложений, входящих в аптечку для оказания первой помощи работникам -
«Мицар» по ТУ 9398 – 169 – 50117782 – 2016




Общий вид вложений, входящих в аптечку для оказания первой помощи
работникам - «Мицар» по ТУ 9398 – 169 – 50117782 – 2016



Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый №4
по ТУ 9398-077-10973749-2008,
РУ № ФСР 2008/03126 ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия




Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый
с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006,
РУ № ФСР 2012/13201, ООО «Объединение Альфапластик», Россия




Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения
в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007
РУ № ФСР 2007/00032, ООО «Объединение Альфапластик», Россия



Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией
 по ТУ 2545-008-26528997-10,
 РУ № ФСР 2010/07432, ООО НПФ «Мирал», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № РЗН 2015/2557, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № РЗН 2015/2858, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № РЗН 2015/2555, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № РЗН 2015/2552, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2557 ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтекс», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2555, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтекс», Россия.
 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
 РУ № РЗН 2015/2557, ООО ХБК «Навтекс», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № РЗН 2015/2557, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см

РУ № РЗН 2015/2555, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см и 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см,
РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см,
РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см,
РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см

РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см

РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2009/05126, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2008/03791, ООО «ИНГАКАМФ», Россия



Пакет перевязочный стерильный

ПУ № ФСР 2010/07445, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № РЗН 2014/1656, ООО ПКФ «Пионер», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2010/07564, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10

РУ № ФСР 2011/12069, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № РЗН 2015/2553, ООО «ХБК Навтекс», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № РЗН 2015/2554, ООО «ХБК Навтекс», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № ФСР 2010/07469, АО «КПТФ», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № ФСР 2011/11141, ООО «НЬЮФАРМ», Россия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2008/01958, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см

РУ № ФСЗ 2008/01495, «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ,
БАКТЕРИЦИДНЫЙ SFM-Strip

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: - индивидуальная непереносимость



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

РУ № ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011

Срок действия не ограничен

SFM Hospital Products GmbH

Seesäflingerdamm 67-69, 12487 Berlin, Germany

Tel.: +49(30) 63 97 88 25 / Fax: +49(30) 63 97 85 19

www.sfm-berlin.de

www.sfm-shop.de

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ

Земельно-инженерный 07-00 12487 Германия, Германия

Уполномоченный представитель / менеджер в РФ: ЗАО НПО "ТАРАНТ" Россия
Адрес: 129327 (Москва) ул. Космонавтов д. 20 стр. 1, эт. 23. t +7 (495) 736-38-41

4 x 10cm

Adhesive tape Non-woven

Antiseptic

Kontraindikationen


- Individuelle Unverträglichkeit

Wundpflaster Vliesstoff

Antiseptisch


Contraindications:

- Individual intolerance



STERILE EO

LOT 170A073
04/2017
04/2022



4 036534 548066

Rev. 03 2017-02

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см

РУ № ФСЗ 2011/11252, «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см

РУ № РЗН 2014/1599 ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2011/11252, «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см

РУ № ФСР 2008/03213, АО « ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см х 10см

РУ № ФСР 2008/03213, АО « ВЕРОФАРМ», Россия



БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



- ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ СНЯТИЕ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОПИТКА
- ПОРИСТАЯ БУМАЖНАЯ ОСНОВА

- произведен из легкого пористого материала, пропускающего воздух;
- подушечка специально отглажена, что предотвращает ее прилипание к ране;
- подушечка пропитана антисептическим веществом (хлоргексидина биглюконатом), что способствует заживлению раны;
- акриловый клей обеспечивает надежную фиксацию.

размер	розничная упаковка	оптовая упаковка
1,9 x 7,2 см № 2	100	3600
4 x 10 см	100	1800
6 x 10 см	100	1800

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2010/06666, ООО АУП «САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № РЗН 2014/1599, ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № ФСЗ 2008/01495, « Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд.



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № ФСЗ 2008/01495, « Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд.



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № ФСЗ 2008/01958, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

MASTER UNI

PLUS Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе для фиксации различного вида перевязочных средств, компрессов, тампонов и креплении на коже вспомогательных медицинских устройств.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Срок годности: хранить в сухом месте при комнатной температуре.

РУ № ФСЗ 2008/01959 от 21.06.2008 г.

Производитель: PharmLine Ltd, Cornwall House, 45-51 Newhall St., office 335, Birmingham, B3 3QR, Great Britain.

Тел: +44 121 213 47 01.

«Фармлайн Лтд», Корнвалл Билдингс, 45-51 Ньюхолл стрит, офис 335, Бирмингем,


Великобритания. Тел: +44 121 213 47 01.

Уполномоченная организация/Импортёр в РФ ООО «КОМПАНИЯ «СНОВФАРМ», Москва,

пр. Электродный, д.14, стр.1.
Тел./факс: +7 495 461 00 04.

Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250см,
РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250см

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01442, «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд., КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

РУ № ФСР 2009/05363, АО «ВЕРОФАРМ», Россия




Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см
РУ № ФСР 2009/05363, АО «ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250см

РУ № ФСЗ 2010/07988, «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.,», Китай



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2007/00679, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

Устройство-маска полиэтиленовая
для искусственной вентилляции
легких однократного использования
«Рот-устройство-Рот» - «ФЭСТ»
по ТУ 9393-158-10873749-2015

Ресур. № РЗН 2016/3806
от 18.03.2016
Дата выпуска 2016 год
Срок годности - 5 лет

ООО «Предприятие «ФЭСТ»
115025, Россия, г. Кострома,
Рабочий пр-т, д. 8
Тел: (4942) 49-32-06
Тел./факс: (4942) 49-32-09, 49-32-40
Система менеджмента качества
ISO 9001

<http://www.fest-k.ru>
e-mail: sale@fest-k.ru

Берегите от растерягителей
и истонченных тел.
Настерильно-надежно упаковка

РСТ

1. Ослабьте одежду пострадавшего

2. Выньте рот чистым платком или ватой

3. Приложите маску ко рту пострадавшего (используйте указательный палец)

4. Поддерживайте максимальный наклон головы назад

5. Начните дыхание рот-в-рот

При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживайте голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и неглубоко. При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы назад. Искусственное дыхание проводите спокойно и без лишней суеты.

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № РЗН 2016/3806, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2008/03530, ООО ТД «Апполо», Россия

Устройство для проведения
искусственного дыхания
«РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ»
аппаратное, одноразовое

СМК сертифицирует (ГОСТ ISO 9001:2011)

ТУ 3376-01А-874411А8-2008

РУ №ФСР 2008/03530 от 22.10.2008

Экспл. и тех. документация устройства

предназначено для оказания помощи

выполнению искусственного дыхания

для поддержания искусственного

дыхания «рот-устройство-рот»

на догоспитальном этапе оказания

врачебной (реанимационной) помощи

РУ-РАТТОРА

Хранить при температуре от +5° до +25°С

Срок годности 5 лет

Дата изготовления см. на упаковке

Вместимость 1 шт.

Произведено:

ООО ТД «АППОЛО»

111121, Россия, г. Москва

Щелков-Энгельсов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495)380-21-47

(495)215-08-13, (812)337-66-73

e-mail: info@apollo.ru

WWW.APPOLO.RU



Апполо
РЕАНИМАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО



4 602 902 00 208 1



1



2



3

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2008/03530, ООО ТД «Апполо», Россия



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСР 2010/07370, ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия



Ножницы разрезания повязок по Листеру
РУ № ФСЗ 2008/02888, «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07112, «Орто Селект ГмбХ»(«Орто Селект, Имплант Технолоджи ГмбХ»), Германия


РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07104, «Линватек Корпорэйши», США

РУ № ФСЗ 2012/12352, «Эс-Джи-ЭС Экспорт Интернешил», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02700, «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания

**Инструменты хирургические «CILITA»
режущие и ударные
с острой (режущей) кромкой:
Хирургические ножницы**

Размер: 140 мм

Изготовлено: 2017 год

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Срок службы: 5 лет

НЕСТЕРИЛЬНО!

Хранить в сухом и защищенном от пыли месте.

Условия хранения: при температурном режиме

-50°C до +50°C и относительной влажности

воздуха до 100% (без образования конденсата).

Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель: «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания

CILITA LTD, 1 Straits Parade, Bristol, BS16 2LA

United Kingdom.

Место производства/поставщик:

ООО «ЦИЛИТА», Россия, 390010,

Г.Рязань, ул.Октябрьская, д.61

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2008/02700 от 10 мая 2016 года.




Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02700, «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № ФСР 2009/05438, ООО «М.К. Асептика», Россия



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № ФСР 2009/05438, ООО «М.К. Асептика», Россия

AREXMED
INTERNATIONAL

САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ

120x150mm

- ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- 70% ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

Регистрация МЗ РФ

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного

материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см

РУ № ФСЗ 2009/05782, «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекши Продактс Ко.,Лтд.», Китай



ФАРМЭЛЬ

салфетка спиртовая антисептическая
из нетканого материала, стерильная
(70% этиловый спирт)

Размер: 110 x 125 мм

Салфетка спиртовая антисептическая
из нетканого материала, стерильная
(70% этиловый спирт)

Применение: наружно для обработки кожи до и после
инъекций, дезинфекций приборов и других поверхностей.

Меры предосторожности: не обрабатывать раны
и слизистые. При возникновении раздражения
прекратить использование и обратиться к врачу.
Не использовать в случае нарушения целостности
упаковки.

Размер: 110 x 125 мм

Произведено: ООО «Фармэль» 127644,
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11,
корп.3, стр.1

Тел.: +7(495) 786-34-91

Эл. почта: pharm-global@mail.ru

Рег.удост. РЗН 2014/1695 от 09 июня 2014 г

ТУ 9393-002-68845281-2013

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности 5 лет с даты производства.

Дата производства 1 кв. 2017 г



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № РЗН 2014/1695, ООО «Фармэль», Россия

Перчатки медицинские, размер не менее М





Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия

Рукавички синтетичні оглядові діагностичні
• без пудри • без латексу • прозорі • мінімальна розривна сила
• нестерильні • AQL 1,5 • довжина 245 мм • односторонній захват

Vinyl *clearies*

■ **SFM Hospital Products GmbH**

12487 Berlin (Germany), Segelfliegerdamm 67-89

Tel.: +49 30 63978825, Fax: +49 30 63908519

e-mail: info@sfp-berlin.de

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ

Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия)

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия

demotek EXAMINATION GLOVES Latex

ОПУДРЕННЫЕ
100штук

ОТКРЫВАТЬ
ЗДЕСЬ

Диагностические Перчатки Латексные

Перчатки латексные, диагностические (смотровые),
опудренные (медицинским крахмалом), нестерильные,
гладкие

Диагностические
Перчатки Латексные

DEMOPHORUS
CAMBRIDGE, UK



TOP GLOVE SDN BHD for DEMOPHORUS LIMITED
170, ALOR SETIA INDUSTRIAL PARK, SEMPAJANG, 35000

DEMOPHORUS.COM
demophorus@demophorus.com

ИМПОРТЕР:
ООО "Медикс"
Российская Федерация,
441000, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 17, оф. 410
тел.: +7 (8463) 273 08 56
e-mail: oir@medpharm.ru

Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее М
РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд.», Малайзия

Перчатки медицинские, размер не менее М
РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия

Powdered – Smooth
Опудренные – Гладкие

Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные

Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла (температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и озона.

Предупреждение: продукты, сделанные из натурального каучукового латекса могут вызвать аллергическую реакцию. Не предназначены для использования в качестве основной химической защиты.

РУ в РФ № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
ГОСТ Р 52239-2004

Импортер/Уполномоченный представитель
ООО «ГЛОБ» Инста Россия, Москва, 111524,
ул. Анисова, дом 1, строение 26
Тел. +7 (495) 7863491

www.pharm-global.com pharm-global@mail.ru
Производитель:

Top Glove Sdn Bhd, Малайзия
TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969, Jalan Seratai,
Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia



CE AQL 1.5 ISO 9001
10013486



2016-12



2021-11

Lot No

210033951LPZA

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ



Powdered – Smooth

Отпудренные – Гладкие

РАЗМЕР

XS	(5-6)	☐
S	(6.5)	☐
M	(7-7.5)	☒
L	(8-8.5)	☐
XL	(9-10)	☐

Перчатки диагностические (смотровые)
из натурального латекса, нестерильные

Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд.», Малайзия

Инструкция по применению перчаток диагностических медицинских SF GLOVES

надевать на руку, соблюдая осторожность. Утилизировать после применения. Не использовать при контакте с натуральными материалами.

Использование:

Латексные перчатки предназначены для использования в качестве биологического барьера. Не использовать в качестве химического барьера и для защиты от опасных химических веществ. При использовании для медицинских процедур, не требующих стерильности.

Материал перчаток:

Перчатки изготовлены из натурального латекса, не содержащего порошков, не вызывающих аллергии. Латекс имеет форму (форма латекса), с минимальным количеством порошков, доступных из натуральных латексов.

Внимание:

Перчатки содержат натуральный латекс и могут вызывать аллергическую реакцию, в том числе анафилактическую. Другие компоненты, используемые при изготовлении перчаток, могут так же вызывать аллергическую реакцию у некоторых пользователей. При использовании перчаток (при чувствительности / аллергии, необходимо прекратить использование продукта и обратиться к врачу. В случае подтвержденной аллергии на латекс у пациента или потребителя следует использовать перчатки без латекса. Предназначены только для однократного применения).

Хранение:

Хранить при температуре от +10°C до +30°C и влажности не выше 80%. Избегать попадания прямых солнечных лучей или длительного освещения на открытую упаковку.

Утилизировать как медицинские отходы класса А, Б или В в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 в зависимости от эпидемиологической ситуации.

№ партии

ML2-281116-S1108-RU

Дата изготовления

2016-11

Годен до

2021-11



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ · OPEN HERE · HIER ÖFFNEN



РАЗМЕР

M

**VINYL
EXAMINATION GLOVES**
NON-STERILE · POWDER-FREE

SIZE


M

100

PCS · ШТ · ST

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
SF GLOVES

S 6-7 M 7-8 L 8-9 XL 9-10



Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

Перчатки медицинские, размер не менее M

Инструкция по применению перчаток диагностических медицинских SF GLOVES:

надеть на руку, соблюдая размерность. Не использовать повторно после применения.

Описание:

предназначены для непродолжительных процедур, не требующих стерильности. Материал перчаток поливинилхлорид является гипоаллергенным, может использоваться лицами, имеющими аллергию на натуральный латекс. Меньшая по сравнению с латексом упругость винила не сковывает движений. Перчатки одноразовые диагностические медицинские неопудренные гладкие, анатомической формы (прямые пальцы), с манжетой и валиком.

Хранение:

хранить при температуре от +10°C до +30°C и влажности не выше 80%. Избегать попадания прямых солнечных лучей или люминесцентного освещения на открытую упаковку.

Важно:

виниловые перчатки не предназначены для использования в качестве химического барьера. Не используйте перчатки для защиты от опасных химических веществ. Виниловые перчатки не следует использовать вблизи открытого огня или легко воспламеняемых предметов.

Утилизировать как медицинские отходы класса А, Б или В в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 в зависимости от эпидемиологической опасности.

№ партии

LOT

CH7-051216-I.RU

Дата изготовления



11.2016

Годен до



10.2021

VINYL
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE
UNSTERIL - PUDERFREI

100

M

GRÖÖE





Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия

[illegible]

одноименом автору (1970, 1971, 1972) и подробно описаны результаты изучения почвенных и атмосферных / дождевых осадков 270 км, 100 — км от берега моря, 100 — км от берега в море, а также в 100 км от берега в море (1970, 1971, 1972).

[illegible]

6-8 7



109



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13339, «Меркатор Медикал Лтд.», Таиланд

Перчатки медицинские, размер не менее М



ПЕРИОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ИЛИ С EXAM ПЛАТЯНЫЕ НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ

AMBIDEXTROUS

TEXTURED

SINGLE USE ONLY

Caution

These products contain no added sodium, which they claim allows them to be used in a wide range of applications. Components used in making gloves that reduce strength variations in some years. Do not expose this product to any harsh solvent or it is expected to be used normally. Do not use this product with a solvent. Do not use this product in an environment with high humidity.

The single-step code (1) is not unique. (2) is not one-to-one (noninvertible). Frequently, responses of all assets (stocks) follow your institution's conditions for sale.

This aspect corresponds to determining the proper growth given application, procedure is identical excepted

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Characteristics of Management and Limitations of Realistics

For the important content permitted by applicable law, some features of equipment and product operation, including safety information, may not be included or may be subject to change without notice.

I, a undersigned and agreed that under a liability of either contract or otherwise shall not exceed the amount of the purchase price paid by buyer and under no circumstances and under the failure for special industrial consideration is not charged by personal injury, loss of reputation, to anyone other than the person who has actually from the use of this product. The price of these goods is a consideration in normal under a liability. If under arising from the use or non-use of these goods results in any claim that is made by the loss of under a liability.

Regierungs- und Verwaltungswissenschaften

- Chlorophyll a & b
- Carotenoids (yellow, orange, red)
- Phycobilins (blue, red)
- Most green plants
- Terrestrial (land plants)
- Algae (aquatic)

Stages of development

1. *Вопросы, связанные с деятельностью органов государственной власти:*

Downloaded from

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system

[illegible]

English version

- Температура в сушилке должна быть не выше 5-10°C
- Избежать попадания влаги на поверхность материала и упаковки, так как это приводит к образованию плесени

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate variability (HRV) of young adults. The study was conducted in a laboratory setting. The participants were 20 young adults (10 males and 10 females) who were randomly assigned to two groups: a control group and an experimental group. The control group did not receive any training, while the experimental group received a 12-week training program. The HRV was measured at baseline and at the end of the 12-week training program. The results showed that the experimental group had a significant increase in HRV compared to the control group. The increase in HRV was observed in all parameters measured, including heart rate, standard deviation of normal-to-normal intervals (SDNN), and root mean square of successive differences (RMSSD). The findings suggest that a 12-week training program can improve HRV in young adults.

DOI: 10.1002/for



LEOC 2P1 35 2017

2012

06/2022



6 660017 520536



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № РЗН 2013/1071, «Теранг Нуса СДН., БХД.», Малайзия

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



Raysen (Tianjin) Healthcare Products Co., Ltd. (China)
Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд. (Китай)


Регистрационное Удостоверение: № ФСЗ 2012/13220

от 02.11.2012

Номер партии:

Дата производства:

Срок годности: 5 лет



4 607031 210994

0-03692
BISR.PL
EU02-6




перчатки нестерильные

неоубуденные нитриловые нестерильные
Перчатки смотровые неоубуденные

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко.Лтд.», Китай



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфка Продактс Ко.Лтд.», Китай



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: относительная влажность до 85%, температура 0 - 35С.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием следует удалить пудру стерильным тампоном.

Срок годности: 5 лет

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит натуральные латексы, который может вызвать аллергическую реакцию.

ПЕРЧАТКИ ГЛОБАЛ

100 штук

AQL 1.5

СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ ОПУДРЕННЫЕ
для одноразового использования

- XS (5-6) ☐
- S (6-7) ☐
- M (7-8) ☒
- L (8-9) ☐
- XL (9-10) ☐

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

По заказу ООО "Фарм-Глобал" (495) 786-34-91
Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 30/1/2-стр.2
www.pharmglobal.ru pharm-global@mail.ru
Изготовлено "Tan Sin Lian Industries SDN. BHD." (Малайзия)
Р.У. ФСЗ 2010/06671 от 28.09.2012


ISO 13485
ISO 9001



ГОДЕН ДО: DECEMBER 2017

Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2010/06671, «Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бдх.», Малайзия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/07908, ООО «Казанская фабрика «СмецМедЗащита», Россия




Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2008/02100, «Вухан Лифарма Кемикалз Ко.,Лтд.», Китай



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/08512, ООО «Маска», Россия




Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/09673, ООО «КИТ», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2010/08588, «АС ФОРАНС ЭЭСТИ», Эстонская республика



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № РЗН 2013/823. ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2009/03795, «Сяньтао Фуюань Иляо Баозяньпинь Юсянь Гунсы»,
КНР



Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСЗ 2011/08867, Лайна-Верке ГмбХ, Германия

Рег. ул. № ФСЗ 2011/08867 от 25.01.2011 г.
ГОСТ Р ИСО 10993, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 25 лет
Дата выпуска: ноябрь 2013 г.

Производитель:
LEINA-WERKE GmbH,
Maueler Feld 1, D-51570 Windeck
www.leina-werke.de

Генеральный дистрибьютор по РФ и СНГ:
ЗАО «ВИБА»
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 54 кор. 5
Тел.: +7 (495) 795-33-50, 225-14-08
E-mail: rd@viba.ru
www.viba.ru



4 011166 250334



PZN -8921679

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСЗ 2011/08867, Лайна-Верке ГмбХ, Германия


ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТА

для предохранения
от переохлаждения или перегрева.

160x210 см серебристый/золотистый

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».



Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ РЗН 2015/3146, ЗАО ВИБА, Россия

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014
ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 15 лет
Дата изготовления: декабрь 2016 г.
Хранить при температуре: от -50°C до +40°C
(условия хранения 2 по ГОСТ 15150)
Утилизировать в соответствии с СанПиН
2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10

Производитель:

ЗАО «ВИБА»

Россия,


117405, г. Москва,

ул. Дорожная, д. 54 корп. 5

Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408

E-mail: viba@viba.ru

www.viba.ru



LD-PE

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ РЗН 2015/3146, ЗАО ВИБА, Россия

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 60 x 210 см
РУ № ФСР 2011/11915, ООО «Мирал», Россия





ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ

от перегрева или переохлаждения пострадавших


(LIFECOVER/RETTUNGSDECKE)

160 x 210 см золотистый/серебристый

Защита от перегрева:

Золотистой стороной к телу.

Путем светоотражения солнечных лучей тело предохраняется от нагрева.



Защита от переохлаждения:

Серебристой стороной к телу.

Путем рефлексирования сохраняется тепло тела. Опасность переохлаждения уменьшается.

Правило пользования:

1. Расстелить спасательное покрывало
2. Пострадавшего положить набок.
Лицо оставить открытым
3. Конец покрывала загнуть и закрепить
4. Обеспечить вызов скорой помощи



Произведено в России

ООО «Шанс», 125047, г. Москва
пл. Тверская Застава, д. 3, оф. 8
Тел.: +7(909) 656-9867

ГОСТ: Р ИСО 10993.1-99.



4 606735 669015 >

ТУ 9398-001-74050508-2005

Рег. уд. Мин. Здрав. РФ № ФСР 2010/06812 от 12.02.2010 г.

Характеристика и область применения:

- масса — 60 г.
- толщина 12 мк
- размер 210x160 см
- высокая прочность позволяет переносить пострадавшего весом до 80 кг, взявшись за четыре угла покрывала (рис. 1)
- сохраняет тепло до 20 часов при низких температурах (см. Правило пользования)
- Является незаменимым средством для людей, попавших в сложные или чрезвычайные ситуации, в которых могут оказаться водители автомобилей и пассажиры, шахтеры, рыбаки, альпинисты, охотники, военнослужащие и рабочие на объектах Сибири и севера.



Примечание:


- а) недопустимо переносить пострадавших, имеющие иммобилизацию конечностей жесткими шинами;
- б) при массе тела более 80 кг перенос пострадавшего осуществлять на двух сложенных покрывалах.

Дата выпуска: январь 2018г


Срок годности: 15 лет

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСР 2010/06812, ООО «ШАНС», Россия



Блокнот отрывной для записей формат не менее А7




Авторучка



Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм

Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);



б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.3 - 4.4 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.9 Состава аптечки);



в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);




г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);



д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);



е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.



Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам

