

Фотографические изображения
медицинского изделия

Тампон с реагентом "нитразин желтый" - "АмниоТест ТМ"



AmnioTest™

Colour Card



A




pH 5.0

pH 5.5

pH 6.0

B



pH 6.5

pH 7.0

pH 7.5

C



20 Mural Street Unit 4
Richmond Hill, ON L4B 1K3
Tel: (905) 731-0300

Canada
U.S.A.
U.K.

☎ 800 268 2341
☎ 800 522 7740
☎ 0151 353 1613

Fax 905 731 0206
Fax 800 332 0450
Fax 0151 353 1614

PRO-LAB



AmnioTest™

Цветовая шкала результатов

Группа 1: целый плодный пузырь



pH 5,0 желтый/золотой



pH 5,5 желтый/оливковый



pH 6,0 оливковый

Группа 2: вероятный разрыв плодного пузыря



pH 6,5 темно-зеленый



pH 7,0 темно-зеленый/
темно-синий



pH 7,5 сине-черный

Цвета даны для примера и не должны интерпретироваться как полностью соответствующие результатам теста

Информационная линия: + 7 495 781-84-79

Произведено в Канаде

PRO-LAB
DIAGNOSTICS

AmnioTest “АмниоТест”™



Тампон с реагентом “нитразин желтый” - «Амнио Тест ТМ»

Назначение: Предназначен для определения разрыва плодного пузыря у беременных женщин.

Количество: 100 тестов

Серия:

Годен до:

Хранить при температуре от +15С до +30С

Утилизация: утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, при индивидуальном использовании утилизировать как бытовые отходы.

РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Сделано в Канаде
“Про-Лаб Диагностикс Инк.”
(Pro-Lab Diagnostics Inc.)
20 Mural Street, Unit 4,
Richmond Hill, ON,
Canada, L4B 1K3

Дистрибьютор в РФ:
ООО ПАРАМЕД
Россия, 123592 Москва,
ул. Кулакова д.20, стр.1Г
тел.: +7 (495) 781-84-79

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00094 от 27 июня 2012 года



СТЕРИЛЬНО



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 5 лист
Stitched, numbered and
sealed on 5 sheets

