


Приложение № 4 к
Акту оценки результатов клинических испытаний

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ «ЭЛОД» И «ЭЛБИ»
по ДНКБ.943132.004ТУ с принадлежностями

1

КОУИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВОЙЦЕХОВСКИЙ А.В.






Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141С-78.
Общий вид медицинского изделия с принадлежностями



**Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141C-78
и принадлежности в контейнере с крышкой**



**Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141С-78
в стерильной упаковке**



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141C-78 в стерильной упаковке (со стороны маркировки стерильной упаковки)

141C-78

VEB 17422

2021-04-27

2023-04-27

SN

5°C

Хранение


40°C



"ЭЛОД" модель 141C-78



IPX7



IS-1 UNI

ДНКБ.943132.004ТУ

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ МОНОПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ "ЭЛОД" МОДЕЛЬ 141C-78


НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью совместно с имплантируемым ЭКС

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно



1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет



2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер



3. Снять крышку с контейнера.



4. Извлечь электрод и принадлежности.

Внутри

Нетоксично



STERILE EO

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru



78 см



max

1.5 мм

(4.5 French)


РУ №

Место указания номеру РУ

Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141C-78
Макет маркировки стерильной упаковки

**ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ
МОНОПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ "ЭЛОД" МОДЕЛЬ 141С-78**

НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов
с хронической сердечной недостаточностью совместно с
имплантируемым ЭКС



LV Восприятие / стимуляция


78 см

1.5 мм
(4.5 French)


2.3 мм (7 French)

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России


Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый "ЭЛОД" модель 141С-78
в упаковке для хранения. Макет маркировки на упаковке для хранения




Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141C-78
маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения




Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный монополярный левожелудочковый «ЭЛОД» модель 141С-78).
Полиэтиленовый пакет с эксплуатационной документацией



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241С-78).
Общий вид медицинского изделия с принадлежностями



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241С-78) и принадлежности в контейнере с крышкой



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241С-78 в стерильной упаковке

241C-78

VEB 18014

2021-04-27

2023-04-27

5°C - 40°C

Хранение

"ЭЛБИ" модель 241C-78

IS-1 BI

ДНКБ.943132.004ТУ

IPX7

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ "ЭЛБИ" МОДЕЛЬ 241C-78

НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью совместно с имплантируемым ЭКС

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно

1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках вскрыть и извлечь внутренний стерильный пакет.
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер.
3. Снять крышку с контейнера.
4. Извлечь электрод и принадлежности.

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru

ПУ №

78 см

2.05 мм
max (6.15 French)

Внутри

Нетоксично

STERILE EO

Внутри

Нетоксично

STERILE EO

Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241C-78 в стерильной упаковке (со стороны маркировки стерильной упаковки)

241C-78

VEB 18014

2021-04-27

2023-04-27

5°C — 40°C
Хранение

SN



IPX7

“ЭЛБИ” модель 241C-78



ДНКБ.943132.004ТУ

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ “ЭЛБИ” МОДЕЛЬ 241C-78

НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью совместно с имплантируемым ЭКС

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно



1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет



2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер



3. Снять крышку с контейнера.



4. Извлечь электрод и принадлежности.

Внутри

Нетоксично



STERILE EO


ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru



78 см



2.05 мм

(6.15 French)

РУ №


Место нанесения номера РУ

Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241C-78.

Макет маркировки стерильной упаковки


ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ
БИПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ "ЭЛБИ" МОДЕЛЬ 241С-78

НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов
с хронической сердечной недостаточностью совместно с
имплантируемым ЭКС



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241С-78 в упаковке для хранения. Макет маркировки для упаковки для хранения



Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241C-78, маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЙ "ЭЛБИ" МОДЕЛЬ 241С-78

НАЗНАЧЕНИЕ: для ресинхронизирующей терапии у пациентов
с хронической сердечной недостаточностью совместно с
имплантируемым ЭКС



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ «ЭЛОД» И «ЭЛБИ»
ПО ДИСК. 940132.004ТУ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
«ЭЛБИ» МОДЕЛЬ 241С-78
ЭТИКЕТКА

Электрод для электрокардиостимуляторов имплантируемый постоянный биполярный левожелудочковый «ЭЛБИ» модель 241С-78.
Полиэтиленовый пакет с эксплуатационной документацией

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на

(17) листах

Генеральный директор
ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»


Войцеховский А.В.

