

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МиниМед»


В.Р. Азбукин
«24» сентября 2018г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**Прибор окраски мазков – автоматический портативный «Прос-Ап»-01
МиниМед по ТУ 26.60.12-025-29508133-2018**

2018г.

**Прибор окраски мазков – автоматический портативный «Прос-Ап»-01
МиниМед**




Ванночка



Кассета – держатель слайдов





Сетевой шнур



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

6 (шесть) лист 26

Директор ООО «МиниМед»
Азбукин В.Р.



Образцы маркировки Прибора окраски мазков – автоматического
портативного «Прос-АП»-01 МиниМед по ТУ 26.60.12-025-29508133-2018.

Маркировка изделия



Транспортная маркировка



Директор ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин

Образцы маркировки Прибора окраски мазков – автоматического портативного «Прос-Ап»-01 МиниМед по ТУ 26.60.12-025-29508133-2018.

Маркировка изделия



Транспортная маркировка



Директор ООО «МиниМед»




В.Р. Азбукин

Образец краткой инструкции, которая напечатана на лицевой панели
Прибора окраски мазков – автоматического портативного «Прос-Ап»-01
МиниМед по ТУ 26.60.12-025-29508133-2018.

“ ПРОС - АП” МиниМед



1. Установить ванночки с растворами в соответствующие ячейки
2. Установить кассету с мазками в первый отсек (предварительная сушка)
3. Включить аппарат, через 5 мин. аппарат переместит кассету в следующую ячейку, устанавливать новую кассету можно только при включённом зелёном индикаторе.
4. По окончании всех циклов извлечь кассету с высушенными образцами из ячейки выгрузки.



1. Предварительная сушка 2. Фиксация 3. Окраска 4. Промывка 5. Сушка 6. Сушка 7. Выгрузка Выгрузка

Директор ООО «МиниМед»



В.Р. Азбукин