

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора

от _____ № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Общества
Ограниченной Ответственностью «Петр
Телегин»

Телегин Петр Венедиктович



«__» _____ 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

**«Манжет компрессионных пневматических
с текстильной застежкой для взрослых и детей»**

1. Назначение.

Предназначены для создания и передачи компрессионного давления на участок проекции артерии и используемые в составе суточных мониторов артериального давления.

2. Основные Технические характеристики.

Наименование	Обозначение	Характеристика
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой малая для детей, 12-16 см	МДМ.12-16	Манжета 12 - 16 вес 18г. Чехол: Длина 270мм Ширина 70мм Камера: Длина 120мм Ширина 60мм
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой средняя для детей, 16-24 см	МДС.16-24	Манжета 16 - 24 вес 50г. Чехол: Длина 420мм Ширина 115мм Камера: Длина 190мм Ширина 100мм
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 24-32 см	МВС.24-32	Манжета 24 - 32 вес 64г. Чехол: Длина 460мм Ширина 145мм Камера: Длина 220мм Ширина 130мм
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 28-40 см	МВПК.28-40	Манжета 28 - 40 вес 77г. Чехол: Длина 580мм Ширина 145мм Камера: Длина 275мм Ширина 130мм
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой большая для взрослых 32-42 см	МВБ.32-42	Манжета 32 - 42 вес 93г. Чехол: Длина 600мм Ширина 165мм Камера: Длина 290мм Ширина 150мм
Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой Бедренная для взрослых 45-60 см	МВНаб.45-60	Манжета 45 - 60 вес 190г. Чехол: Длина 900мм Ширина 185мм Камера: Длина 450мм Ширина 170мм