


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Диспотрейд»

 И.Б.Суворов

« 9 » августа 2010г.
М.П.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Валики стоматологические хлопковые «Dispodent»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Валики стоматологические хлопковые «Dispodent» (далее «Валики») – предназначены для абсорбции (влагопоглощения) слюны во время проведения стоматологических процедур.

2. Основные технические характеристики.

2.1 Валики изготовлены из - 100% длинноволокнистого чистого хлопка. Не содержат целлюлозу.

2.2 Валики мягкие, гибкие, белого цвета. Поддерживает форму в влажном состоянии.

2.3 Валики выпускаются в нестерильном исполнении.

- Валики выпускаются следующих типоразмеров:

- Размер №1 «Small», диаметр 8 мм длина 38 мм;

- Размер №2 «Medium», диаметр 10 мм длина 38 мм;

- Размер №3 «Large» , диаметр 12 мм длина 38 мм;

2.4 Поглощающая способность валиков не менее 6,0 г/г.

3. Противопоказания к применению.

Валики однократного применения.

4. Подготовка к работе изделия.

Вскрыть упаковку и взять необходимые для работы изделие.

5. Порядок работы изделия.

Поместить валик в ротовую полость пациента.

6. Правила хранения и использования.

Транспортирование валиков производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по ГОСТ 7000. Валики устойчивы к условиям хранения и транспортирования по ГОСТ 15150.


Валики должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество валиков при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности валиков – 5 лет со дня изготовления

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Диспотрейд»

 Г.Б. Суворов

«9» августа 2010г.
М.п.

Этикетка

«Валики стоматологические хлопковые «Dispodent»

LABEL OF INNER BOX OF DENTAL COTTON ROLLS DISPODENT

DENTAL COTTON
ROLLS

100% Cotton

Non-Sterile

Highly absorbent

ISO 9001 CE

BATCH # _____

EXP _____

ВАЛИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ХЛОПКОВЫЕ

100% Хлопок

Нестерильные

Высокая гигроскопичность

ISO 9001 СЕ

ПАРТИЯ № _____ ГОДЕН ДО _____