



**Набор реагентов для выделения геномной ДНК
человека из фиксированных в формалине и
заключенных в парафин тканей (ДНК-ткань-Ф)
по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016**

вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 50 выделений

Состав набора:	
Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 10 мл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 25 мл
Раствор для промывки №2	1 флакон, 15 мл
Протеиназа К	1 флакон, 20 мг
Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 1 мл
Элюент	1 флакон, 5 мл
Спин-колонки для связывания ДНК	50 колонок
Пробирки пластиковые объемом 2 мл	50 пробирок

LOT 202209-284

2022-09

2023-09

50

15°C 25°C



РУ № РЗН 2018/7772 от 30.10.2018
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения





ООО «ТестГен»

432072, РФ, г. Ульяновск


44-й проезд Инженерный, дом. 9, офис 13

+7 499 705 03 75

info@testgen.ru / www.testgen.ru

SCC TEST NOTE 9
12MP 1/2.55" DRAGON CAMERA







OMI NOTE 9
QUAD CAMERA





**Набор реагентов для выделения геномной ДНК
человека из фиксированных в формалине и
заключенных в парафин тканей (ДНК-ткань-Ф)
по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016**

вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 100 выделений

Состав набора:	
202209-296	Буфер для связывания ДНК 1 флакон, 20 мл
2022-09	Раствор для промывки №1 1 флакон, 50 мл
2023-09	Раствор для промывки №2 2 флакона, по 15 мл
100	Протеиназа К 1 флакон, 40 мг
15°C	Раствор для разведения протеиназы К 1 флакон, 2 мл
	Элюент 1 флакон, 10 мл
	Спин-колонки для связывания ДНК 100 колонок
	Пробирки пластиковые объемом 2 мл 100 пробирок



РУ № РЗН 2018/7772 от 30.10.2018
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения





ТестГен

Генетика
нового поколения



ТестГен
Генетика
нового поколения



ООО «ТестГен»

432072, РФ, г. Ульяновск


44-й проезд Инженерный, дом. 9, офис 13

+7 499 705 03 75

info@testgen.ru / www.testgen.ru

MI NOTE 9
REAR CAMERA







Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 22.03.2022 г.)

Халилова Л.М.



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела сертификации ООО "ТестГен"

Халилова Л.М.





"19" сентября 2022 г.



Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей (ДНК-Ткань-Ф) по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016 (ПУ № РЗН 2018/7772 от 30.10.2018)

Макет этикеток первичной упаковки

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 50 выделений



Вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 100 выделений



"ДНК-Ткань-Ф-100"

(100 выделений)

Буфер для связывания ДНК
20 мл



Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С

Перед применением
перемешать!



"ДНК-Ткань-Ф-100"


(100 выделений)

Раствор для промывки №1
50 мл



Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С;
Срок службы: дата разведения: _____ Годен до: _____
Срок годности после разведения - 6 мес.

Перед применением
добавить 95% этанол!



"ДНК-Ткань-Ф-100"

(100 выделений)

Раствор для промывки №2
15 мл



Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С;
Дата разведения: _____ Годен до: _____
Срок годности после разведения - 6 мес.

Перед применением
добавить 95% этанол!



"ДНК-Ткань-Ф-100"


(100 выделений)

Раствор для промывки №2
15 мл



Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С;
Дата разведения: _____ Годен до: _____
Срок годности после разведения - 6 мес.

Перед применением
добавить 95% этанол!




«ДНК-Ткань-Ф-100»

(100 выделений)

**Раствор для разведения
протеиназы К**
2 мл

Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С



«ДНК-Ткань-Ф-100»

(100 выделений)



Протеиназа К
40 мг

Перед применением
добавить раствор для
разведения!

Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09; Условия хранения: не выше -18 °С
После разведения: не выше -18 °С (срок годности - 6 мес.)
Дата разведения: _____, Годен до: _____



«ДНК-Ткань-Ф-100»

(100 выделений)

Элюент
10 мл

Лот: 202209-296
Годен до: 2023-09
Условия хранения: 15-25 °С

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 50 выделений

Набор реагентов для выделения геномной ДНК
человека из фиксированных в формалине и
заключенных в парафин тканей (ДНК-Ткань-Ф)
по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016

вариант исполнения "ДНК-Ткань-Ф" на 50 выделений

Состав набора:

	202209-284	Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 10 мл
	2022-09	Раствор для промывки №1	1 флакон, 25 мл
	2023-09	Раствор для промывки №2	1 флакон, 15 мл
	50	Протеиназа К	1 флакон, 20 мг
	15 °C	Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 1 мл
		Элюент	1 флакон, 5 мл
		Спин-колонки для связывания ДНК	50 колонок
		Пробирки пластиковые объемом 2 мл	50 пробирок



ПУ № РЗН 2019/7772 от 30.10.2018
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения



Вариант исполнения «ДНК-Ткань-Ф» на 100 выделений

Набор реагентов для выделения геномной ДНК
человека из фиксированных в формалине и
заключенных в парафин тканей (ДНК-Ткань-Ф)
по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016

вариант исполнения "ДНК-Ткань-Ф" на 100 выделений

Состав набора:

	202208-296	Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 20 мл
	2022-09	Раствор для промывки №1	1 флакон, 50 мл
	2023-09	Раствор для промывки №2	2 флакона, по 15 мл
	100	Протеиназа К	1 флакон, 40 мг
	15 °C	Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 2 мл
		Элюент	1 флакон, 10 мл
		Спин-колонки для связывания ДНК	100 колонок
		Пробирки пластиковые объемом 2 мл	100 пробирок




РУ № РЗН 2018/7772 от 30.10.2018
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения



**Макет вторичной (потребительской) упаковки
Информация, нанесенная типографическим методом**



Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для выделения геномной ДНК человека из фиксированных в формалине и заключенных в парафин тканей (ДНК-Ткань-Ф) по ТУ 21.20.23-009-97638376-2016

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор реагентов «ДНК-Ткань-Ф» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в сухих проветриваемых помещениях. Набор реагентов хранить при комнатной температуре 15-25°C и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. <u>Протеиназу К следует хранить при температуре не выше -18°C.</u> Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «ДНК-Ткань-Ф» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор реагентов транспортировать при температуре не выше +30 °С, и относительной влажности воздуха до 90%. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 22.03.2022 г.)

Халилова Л.М.

