

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного и
качественного определения общего β -ХГЧ
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
"Общий β -ХГЧ Калибраторы (Alinity i Total β -hCG Calibrators)"**
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Total β -hCG Calibrators


 **Abbott**

β -hCG Cals

CONC

mIU/mL
IU/L

CAL A	1 x 3.0 mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	10
CAL C	1 x 3.0 mL	250
CAL D	1 x 3.0 mL	1000
CAL E	1 x 3.0 mL	7500
CAL F	1 x 3.0 mL	15000




CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P5101



Exp.

2018-04-13


LOT

77327UI00

R01




G70003R02



(01) 00380740121488 (17) 180413
(10) 77327UI00 (240) 07P5101 (91) B-hCG

Фотографическое изображение открытой упаковки "Общий β -ХГЧ Калибраторы (Alinity i Total β -hCG Calibrators)"






Фотографическое изображение флаконов "Общий β -ХГЧ Калибраторы (Alinity i Total β -hCG Calibrators)"





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) листов



Подпись

[Handwritten signature]

Макет маркировки на медицинское изделие

⚡ Калибраторы для обеспечения правильности количественного и
качественного определения общего β -ХГЧ
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Общий β -ХГЧ Калибраторы (Alinity i Total β hCG Calibrators)»



REF

07P51-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного и качественного определения общего β -ХГЧ иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Общий β -ХГЧ Калибраторы (Alinity i Total β hCG Calibrators)»

Состав:

1. Калибратор А (CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл
2. Калибратор В (CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл
3. Калибратор С (CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл
4. Калибратор D (CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл
5. Калибратор Е (CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл
6. Калибратор F (CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл
7. Инструкция по применению.

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____/____ от ____/____/____

Серия, срок годности, условия хранения отражены в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Инструкция по применению на русском языке:

www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Антитела к ВИЧ1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью

«Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1;
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

07P51-TF-01_Eng_POTe.indd 1

09.08.2016 16:10:35

2°C 8°C

β -hCG Cals

PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford Ireland +353-43-3331000

File: 07P51-TF-01_Eng_POTe.indd
Template: BCG IA Calibrator Kit Label Template.indd
Size: 155 mm x 106 mm
Date: Drawing for stamp fields and printed text: Symbol: Black
Color: Printing: PMS 376 C
Metric: Refer to size specific documents

Alinity i Total β -hCG Calibrators

Abbott

β -hCG Cals	CONC
	mIU/mL IU/L
CAL A 1 x 3.0 mL	0
CAL B 1 x 3.0 mL	10
CAL C 1 x 3.0 mL	250
CAL D 1 x 3.0 mL	1000
CAL E 1 x 3.0 mL	7500
CAL F 1 x 3.0 mL	15000

2°C 8°C

CONTAINS: AZIDE

www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF 07P5101

Exp.

LOT

G70003B02

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

 **IVD** **Alinity i** **β-hCG** **07P51A**
β-hCG **3.0 mL**
0 mIU/mL
G70010R01

CAL A

CONTAINS: AZIDE

8°C **SN**
2°C **CN**

ABBOTT  **Exp.**

 **IVD** **Общий β-ХГЧ** **07P51A**
Калибраторы (Alinity i **3.0 мл**
Total β-hCG Calibrators) **0 МЕ/мл**
G70010R01

CAL A

CONTAINS: AZIDE

8°C **SN**
2°C **CN**

ABBOTT  **Exp.**

 **IVD** **Alinity i** **β-hCG** **07P51B**
β-hCG **3.0 mL**
10 mIU/mL
G70011R01

CAL B

CONTAINS: AZIDE

8°C **SN**
2°C **CN**

ABBOTT  **Exp.**

 **IVD** **Общий β-ХГЧ** **07P51B**
Калибраторы (Alinity i **3.0 мл**
Total β-hCG Calibrators) **10 МЕ/мл**
G70011R01

CAL B


CONTAINS: AZIDE

8°C **SN**
2°C **CN**

ABBOTT  **Exp.**




IVD

Alinity i
β-hCG**07P51C**
3.0 mL
250 mIU/mL
G70012R01**CAL C****CONTAINS: AZIDE****SN****CN**

ABBOTT




IVD

Общий β-ХГЧ
Калибраторы (Alinity i
Total β-hCG Calibrators)**07P51C**
3,0 мл
250 МЕ/мл
G70012R01**CAL C****CONTAINS: AZIDE****SN****CN**

ABBOTT



IVD

Alinity i
β-hCG**07P51D**
3.0 mL
1000 mIU/mL
G70013R01**CAL D****CONTAINS: AZIDE****SN****CN**

ABBOTT





IVD

Общий β -ХГЧ

Калибраторы (Alinity i

Total β -hCG Calibrators)

07P51D

3,0 мл


1000 мМЕ/мл

G70013R01



CAL D

CONTAINS: AZIDE



SN

CN

ABBOTT



IVD

Alinity i
 β -hCG

07P51E

3.0 mL


7500 mIU/mL

G70014R01



CAL E

CONTAINS: AZIDE



SN

CN

ABBOTT



IVD

Общий β -ХГЧ

Калибраторы (Alinity i

Total β -hCG Calibrators)

07P51E

3,0 мл


7500 мМЕ/мл

G70014R01



CAL E

CONTAINS: AZIDE



SN

CN

ABBOTT



IVD

Alinity i
 β -hCG

07P51F

3.0 mL


15000 mIU/mL

G70015R01



CAL F

CONTAINS: AZIDE



SN

CN

ABBOTT





IVD

Общий β -ХГЧ

Калибраторы (Alinity i

Total β -hCG Calibrators)

07P51F

3,0 мл


15000 mME/мл

G70015R01



CAL F

CONTAINS: AZIDE



SN

CN

ABBOTT



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6/шесть листов



Подпись

[Signature]