

РЕАХРОМ-АТIII

Набор реагентов для определения активности
антитромбина III хромогенным методом
(Реахром-АТIII) по ТУ 21.20.23-062-05595541-2017

Регистрационное удостоверение
№ _____

Состав набора:

Тромбин человека с гепарином	20МЕ/флакон - 2 флакона
Плазма-калибратор	1,0 мл/флакон - 1 флакон
Хромогенный субстрат	4 мкМ/флакон - 2 флакона
Буфер концентрированный имидазоловый	5 мл/флакон - 1 флакон



МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул Адмирала Макарова, д.4, стр.2

Только для диагностики in vitro

REF

ПФА-2

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу
гепатита С и HBsAg отсутствуют



2°C / 8°C



Серия 0415
Годен до 11.2018



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



Президент МБОУ
Общество больных гемофилией
Жулев Ю.А.



Прошнуровано
и пронумеровано 2 листов
Президент МБОУ «Общество
больных гемофилией»

Ю.А. Жулёв



Образец маркировки МИ ИВД

”Набор реагентов для определения активности антитромбина III хромогенным методом (Реахром-АТIII) по ТУ 21.20.23-062-05595541-2017”. Сокращенное наименование - “Реахром-АТIII”.

Этикетка на флаконы (компоненты изделия)



Этикетка на коробку (потребительская упаковка)

РЕАХРОМ-АТIII

Набор реагентов для определения активности
антитромбина III хромогенным методом
(Реахром-АТIII) по ТУ 21.20.23-062-05595541-2017

Регистрационное удостоверение
№ _____

Состав набора:

Тромбин человека с гепарином	20МЕ/флакон - 2 флакона
Плазма-калибратор	1,0 мл/флакон - 1 флакон
Хромогенный субстрат	4 мкМ/флакон - 2 флакона
Буфер концентрированный имидазоловый	5 мл/флакон - 1 флакон




МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

Только для диагностики in vitro

REF

ПФА-2

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу
гепатита С и HBsAg отсутствуют



Серия 0416
Годеи до 11.2018



Этикетка на ящики с наборами (групповая упаковка)

Изготовитель: МБООИ «Общество больных гемофилией»

125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5. стр.2

Место производства: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 4, стр. 2

**Набор реагентов для определения активности антитромбина III хромогенным методом
(Реахром-АТIII) по ТУ 21.20.23-062-05595541-2017**

Реахром-АТIII



Дата изготовления:

Годен до:

Серия №:

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

Хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8°C

Транспортировать при температуре до плюс 25°C не более 10 суток

Масса нетто ящика	
Масса брутто ящика	
Количество наборов в ящике	
Масса нетто потребительской упаковки	



Прошнуровано
и пронумеровано 3 листов
Президент МБОУИ «Общество
больных гемофилией»

Ю.А. Жулёв

