

УТВЕРЖДАЮ
Директор Д.Б.Бороздов




**Фотографические изображения медицинского изделия
Бинты и лонгеты нестерильные ортопедические полимерные «Alfacast»,
«Alfasplint» по ТУ 21.20.24-001-05975887-2017.**

1. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 2,5см*1.8м, полиэстер




2. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 5см *1.8м, полиэстер.







4. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 7.5см*3.6м, полиэстер.



5. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 10см*3.6м, полиэстер.



6. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 12.5см*3.6м, полиэстер.



7. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 15см*3.6м, полиэстер.



ALFACAST™

БИНТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
Orthoplastic Casting Tape
Verband für Immobilisation
Binde für Stabilisierung
Bando de fijación
Binde voor Immobilisatie

Полиэстер
белый

in x 4 yard
(15 cm x 3.6 m)

Производитель: ООО Алфахим, 660135
Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Молокова, д. 66, кв. 263
+7(931)290-29-17 +7(931)290-29-37
info@alfachim.ru www.alfachim.ru

Регистрационный номер:
№ ФСЗ 000000037
ТУ 21.20.24-031-05975987-2017

20170405
20200405



ВНИМАНИЕ!
СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Используйте бинт для фиксации ортопедических конструкций. Бинт не предназначен для использования в качестве хирургического бинта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. В край надреза наложить на полимерный бинт.
2. Закрепить бинт в виде спиральной повязки.
3. Держать бинт в виде спиральной повязки (20-25°) на 10 минут, затем отложить один раз в сутки стрелку воды.
4. Сформировать выкладку, обрезать бинт по сторонам, подравнять срезы до 12 мм (25 мм) ширины бинта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Не наносить бинт на кожу, где есть открытые раны.
2. Не наносить бинт на кожу, где есть открытые раны.
3. Не наносить бинт на кожу, где есть открытые раны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


1. При работе с полимерным бинтом использовать защитные очки.
2. Если полимерный бинт используется для фиксации, использовать спирт или бинт.
3. Бинт не использовать.

Сделано в России

30°C
13°C
50°F

2







alfachem

ALFACAST™

2

**БИНТ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ**
Orthopedic Casting Tape
Venda para inmovilización
Binde für Stützverband
Bande de résine
Benda per immobilizzazione
キャストイングテープ

Стекловолокно
белый

in × 4 yard
(5 cm × 3,6 m)

Производитель: ООО АльфаХим, 660135
Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Молокова, д. 68, кв. 283
+7(391)290-29-37; +7(391)290-29-37
info@alfachem.ru www.alfachem.ru

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 0000/00000
ТУ 21.20.24-001-05975867-2017

20170407

20200407





**ВНИМАНИЕ!
СМОТРИТЕ КРАТКУЮ
ИНСТРУКЦИЮ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Ресурс предназначен для наложения ортопедических повязок. Данное изделие предназначено для использования только медицинским персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:


1. Во время наложения повязки из полимерного бинта используйте хирургические перчатки.
2. Выберите подходящую ширину бинта.
3. Замочите бинт в воде комнатной температуры (20-25°C) на 10 секунд, затем строните один раз в длину строните воду.
4. Сформируйте повязку, обернув бинт по окружности, накрывая предыдущий слой на 1/2 или 2/3 ширины бинта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Немедленно обратитесь к врачу, если чувствуете следующее:
 - Сильная боль или онемение туловища;
 - Чувство давления или зуд под повязкой;
 - Полное или частичное, потеря чувствительности и сильное покраснение кожи.
2. Не вставляйте ничего под повязку.
3. Не опускайте повязку в воду после нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. При работе с полимерным бинтом используйте хирургические перчатки.
2. Если полимер попал на кожу или инструмент для удаления используйте спирт или ацетон.
3. Беречь от детей!



Сделано в России








11. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 7.5см*3.6м, стекловолокно.







14. Бинт полимерный ортопедический ALFACAST 15см*3.6м, стекловолокно.






16. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 5см*4.5м, стекловолокно.



17. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 7.5cm*30cm, стекловолокно.





19. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 7.5см*4.5м, стекловолокно.



10. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*38см, стекловолокно.



21. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*75см, стекловолокно.



22. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*4.5м, стекловолокно.



23. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*75см, стекловолокно.



24. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*114см, стекловолокно.



25. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*4.5м, стекловолокно.



26. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*75см, стекловолокно.



27. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*114см, стекловолокно.



28. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*4.5м, стекловолокно.



29. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 5cm*25cm, нетканый материал.



10. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 5см*4.5м, нетканый материал.



31. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 7.5см*30см, нетканый материал.



32. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 7.5cm*88cm, нетканый материал.



33. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 7.5см*4.5м, нетканый материал.



34. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*38см, нетканый материал.



35. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*75см, нетканый материал.



36. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 10см*4.5м, нетканый материал.




37. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*75см, нетканый материал.




38. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*114см, нетканый материал.



39. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 12.5см*4.5м, нетканый материал.



40. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*75см, нетканый материал.



41. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*114см, нетканый материал.



42. Лонгета ортопедическая ALFASPLINT 15см*4.5м, нетканый материал.



Прошито и скреплено
печатью организации

43 (Сорек туду))



5-1-00 ДБ