



ООО «МИТРИДАТ»

109548, Москва, ул.Шоссейная, д.1В, стр.10
ИНН 7727696979 КПП 772301001
р/с 40702810438050012455
в Сбергательный Банк РФ №7981/01352
БИК 044525225 КС 30101810400000000225

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия


Оборудование для ультразвуковой терапии «Гезатон» (Gezatone), моделей: В-790, BON-990:

Генеральный директор ООО «МИТРИДАТ»

Мамиконов Д. Ю.

28 мая 2018 г.





Прибор для ультразвуковой терапии "Geszatone", модель
B-790

Ультразвуковой излуч

Высокочастотная головка 0,7 МГц


Высокочастотная головка 1,25 МГц



Сетевой кабель



Ультразвуковой щуп



Lifting

Nutrition

Soft peel & Cleansing

GÉZATONE

Прибор для ультразвуковой терапии „Bezatone“,
модель BON-990



Шнур USB

Оборудование для ультразвуковой терапии «Гезатон» (Gezatone), модель:

B-790 **REF** 19092017



Гуанчжоу Инкуи Технолоджи Ко., Лтд
Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.



09/2017



Напряжение питания: 220 В, 50 Гц 
Потр. мощность: 30 Вт
Режим работы: Непродолжительный
Частота ультразвука: 26 кГц
Мощность ультразвука: 2 Вт



Накет маркировки прибор для ультразвуковой
терапии "Bezatone", модель В-790

Оборудование для ультразвуковой терапии «Гезатон» (Gezatone), модель:

BON-990 **REF** 150917



Гуанчжоу Инкю Технологии Ко., Лтд
Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.



09/2017



Напряжение питания: 5 В ===
Потр. ток: 500 мА
Режим работы: Непродолжительный
Частота ультразвука: 27 кГц
Мощность ультразвука: 2 Вт



Модель маркировки прибор для ультразвуковой
терапии "Bezatone", модель BON-990

