



Центр Перинатальной Медицины

Centre of Perinatal Medicine

☐ 109004, Москва, Товарищеский пер., 20-4
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
факс (495) 911 36 71

☐ 109004, Tovarishesky per. 20-4, Moscow, Russia
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
fax (495) 911 36 71

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Катетеры внутрисосудистые окклюзионные баллонные с двойным просветом стерильные,
одноразовые, в вариантах исполнения**

BALT EXTRUSION SAS (БАЛТ ЭКСТРУЖИ САС), Франция




Рис 1.1. Общий вид изделия ECL2L6x7SN




Рис 1.2 Общий вид изделия ECL2L6x9SN







Рис 1.3 Общий вид изделия ECL2L6x12SN













Рис 1.7 Общий вид изделия ECL2L6x9










Рис 1.11 Общий вид изделия COP2L6x10SN




Рис 1.12 Общий вид изделия COP2L6x15SN




Рис 1.13 Общий вид изделия COP2L6x20SN




Рис 1.14 Общий вид изделия COP2L6x30SN




Рис 1.17 Общий вид изделия СОР2L6х20




Рис 1.18 Общий вид изделия COP2L6x30






Рис 3.1 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x7SN



Рис 3.2 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x9SN



Рис 3.3 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x12SN

Рис. 3.4 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x15SN





Рис 3.5 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x20SN



Рис 3.6 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x7



Рис 3.8 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x12



Рис 3.9 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия ECL2L6x15



Рис 3.11 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия COP2L6x10SN



Рис 3.12 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия COP2L6x15SN





Рис 3.15 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия COP2L6x10



Рис 3.16 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия COP2L6x15



Рис 3.18 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия COP2L6x30



ECL2L 6x15

ECL2L 6x15

2022-12




1



ECLIPSE 2L

Катетеры внутрисосудистые окклюзионные
баллонные с двойным просветом

- 1 x баллонный катетер
- 1 x проходной клапан
- 1 x мандрен



Ø: 6 мм
L: 15 мм
Объем: 0,40 мл

- A: 160 см
- B: 150 см
- C: 3 мм
- D: 0,67 мм (2,0F)
- E: 0,41 мм (.017")
- F: 0,9 мм
- G: 1,10 мм

СОВМЕСТИМ С ДИМЕТИЛСУЛЬОКСИД

СОВМЕСТИМ С ПРОВОДНИКОМ 0,35 мм (макс)


НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАТЕТЕР (мин. диаметр) - 1,40 мм

REF ECL2L 6X15

LOT 00302756

2022-12

2017-12



НЕ ТОКСИЧНО



Balt Extrusion
10, rue de la Croix Vigneron
95180 Montmorency - France
Tel +33 (0)1 38 89 46 41
www.balt.fr

Made in France

Рис 5 Проект маркировки для МИ «Катетеры внутрисосудистые окклюзионные баллонные с двойным просветом стерильные, одноразовые, в вариантах исполнения» предназначенная для распространения МИ на территории РФ. Требования, предъявляемые к маркировке, применяются для всех изделий.

Сшито и заверено печатью 47
(Список) лист _____



Генеральный директор
Морозов В.В.