



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Агрегатор Медикал»
Домнышев Д.В.
«03» августа 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G
одноразовый стерильный**

*производства «GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ (GEOTEK МЕДИКАЛ ВЕ САЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ
САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ)», Турция*




фото 1. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный
GTK01: рабочая длина 157 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и
ансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками
TACHI: EUP-V33, EUP-CC331, EUP-V33W, EUP-CC531, EUP-V53W, EUP-V12).

нная маркировка и внешний вид упаковки также идентичен для всех вариантов исполнений.




Фото 2. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK02: рабочая длина 89 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком ВК 8808).




Фото 3. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK03: рабочая длина 134 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками TOSHIBA: PVF-620ST, PVL-625RT).




Фото 4. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK04: рабочая длина 179,64 мм, внутренний диаметр рабочего канала 2,00 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками 51VT, PVM-651VT, PVQ-641V; SIEMENS EC9-4).




Фото 5. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK05: рабочая длина 125 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком SHIMADZU




Фото 6. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK06: рабочая длина 116 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками ALOKA: UST-670P, UST-675P, UST-676P).




Фото 7. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK07: рабочая длина 129 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками TOSHIBA: PVM-740-RT, PVT-770-RT).




Фото 8. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK08: рабочая длина 125 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками SIEMENS: BE9-4, EC9-4; ESAOTE: EC123, EC1123, SE3123; GE IC5-9RS; ALPINION E3-10; TOSHIBA SSA-790A).




Фото 9. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK08- R: рабочая длина 125 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками PHILIPS: BP10-5EC, C9-4EC).




Фото 10. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK09: рабочая длина 140 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками GE:

E72, E8C, E8CS, IC5, 9D, IC5-9H).




Фото 11. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK09 - S: рабочая длина 140 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком GE




Фото 12. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK10: рабочая длина 119 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками GE:

RF9C RF9CS)




Фото 13. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK11: рабочая длина 107 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками SIEMENS: EC7, EC10C5, 6.5EC10, EC9-4; ESAOTE E8-5R10; MEDISON: EC4-9IS, EC4-9ES, ER4-9ES; MINDRAY: V10-4B, V10-4, CB10-4, 6CV1s,




Фото 14. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK11-R: рабочая длина 107 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком GE E7C-RC).




Фото 15. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK12: рабочая длина 125 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками SIEMENS: EC9-4W, MC9-4).



Фото 16. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK100: рабочая длина 130 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками ALOKA: UST-984-5, UST-9112-5, UST-981-5).




Фото 17. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK101: рабочая длина 149 мм внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками ALOKA: UST-9118 , UST-9124).




Фото 18. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK110: рабочая длина 144 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками PHILIPS: C8-4V, C9-3V, C9-4V).




Фото 19. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK120: рабочая длина 105 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком

SIEMENS Endo-V II)




Фото 20. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK121: рабочая длина 123,5 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальным ультразвуковым датчиком




Фото 21. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK122: рабочая длина 109 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками

SIEMENS: FC04 EV04A




Фото 22. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK130: рабочая длина 132,3 мм, внутренний диаметр канюли 1,82 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками

TOSHIBA: DVT-781VT, DVIU-781VT).




Фото 23. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK140: рабочая длина 133,8 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками GE:

RIC5-0W-D, RIC6-12-D, RIC5-9-D, RIC5-9H).




Фото 24. Проводник для биопсийных игл размеров 16G, 17G, 18G, 20G одноразовый стерильный GTK141: рабочая длина 145 мм, внутренний диаметр канюли 2,41 мм для трансвагинального и трансректального исследования (совместим с эндокавитальными ультразвуковыми датчиками GE: IC9, IC9-KS).

Всего прошито, пронумеровано
скреплено печатью 25 листа
ООО «АГРЕГАТОР МЕДИКАЛ»
Генеральный директор

Д.В. Домнышев
03.08.2018г.

