




Генеральный директор
ЗАО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

20 18 г.

**Фотографические изображения
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,**
производства, Critical Care Diagnostics, Inc. (Критикал Кэа Диагностикс,
Инк.), США,

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
ST2 Presage ST2 Assay Kit**

Фото 1. Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2 Presage ST2 Assay Kit. Индивидуальная упаковка.






Фото 2. Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2 Presage ST2 Assay Kit. Составляющие набора.



- 1 – лиофилизированный ST2 калибратор (400 нг/флакон, 2 флакона);
- 2 – реагент для разведения калибратора (13 мл/флакон, 1 флакон);
- 3 – реагент биотинилированных антител к ST2 (13 мл/флакон, 1 флакон);
- 4 – реагент для разведения конъюгата стрептавидин – HRP (13 мл/флакон, 1 флакон);
- 5 – ТМБ реагент (11 мл/флакон, 1 флакон);
- 6 – промывочный буфер 20x (50 мл/флакон, 1 флакон);
- 7 – стоп раствор (11 мл/флакон, 1 флакон);
- 8 – реагент для разведения образца (30 мл/флакон, 2 флакона);
- 9 – концентрат конъюгата стрептавидин – HRP 100x (0,2 мл/флакон, 1 флакон);
- 10 – микропланшет, 96 лунок, покрытых антителами к ST2, стрипированный: 12 стрипов по 8 лунок.

Фото 3. Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2
Presage ST2 Assay Kit: микропланшет, 96 лунок, покрытых антителами к ST2,
стрипированный: 12 стрипов по 8 лунок.



Генеральный директор


ЗАО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).

Генеральный директор
ЗАО «БиоХимМак»



Н.Е.Тамм


20/8 г.

**Макет маркировки
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,**
производства, Critical Care Diagnostics, Inc. (Критикал Кэа Диагностикс, Инк.), США

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2
Presage ST2 Assay Kit**

1. Маркировка набора реагентов

1. Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2 Presage ST2 Assay Kit. Макеты маркировки на русском языке.

CRITICAL DIAGNOSTICS	
Presage ST2 Assay Kit	
REF BC-1065E	IVD
Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ST2 Presage ST2 Assay Kit: - микропланшет, 96 лунок, покрытых антителами к ST2, стрипированный: 12 стрипов по 8 лунок; - лиофилизированный ST2 калибратор (400 нг/флакон, 2 флакона); - реагент для разведения калибратора (13 мл/флакон, 1 флакон); - реагент для разведения образца (30 мл/флакон, 2 флакона); - реагент биотинилированных антител к ST2 (13 мл/флакон, 1 флакон); - концентрат конъюгата стрептавидин – HRP 100x (0,2 мл/флакон, 1 флакон); - реагент для разведения конъюгата стрептавидин – HRP (13 мл/флакон, 1 флакон); - промывочный буфер 20x (50 мл/флакон, 1 флакон); - ТМБ реагент (11 мл/флакон, 1 флакон); - стоп раствор (11 мл/флакон, 1 флакон); - инструкция по применению.	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
	



Критикал Кэа Диагностикас, Инк. (Critical Care Diagnostics, Inc.)
«Критикал Диагностикас» (Critical Diagnostics)
3030 Банкер Хилл Стрит, пом. 117А,
Сан-Диего, Калифорния 92109



«МедиТех Стратеджик Консультантс
Б.В.»
(MediTech Strategic Consultants B.V.)
Мааштрихтерлаан 127-129
NL – 6291 EN Ваалс



Опасные инфекционные агенты: BVD (вирусная диарея крупного рогатого скота), BPV (вирус папилломы крупного рогатого скота) отсутствуют.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Critical Diagnostics и Presage являются торговыми марками компании «Критикал Кэа Диагностикас, Инк.» (Critical Care Diagnostics, Inc.) в США и других странах.

2010-2012 «Критикал Диагностикас» (Critical Diagnostics). Все права защищены.

1.1. Микропланшет, 96 лунок, покрытых антителами к ST2, стрипированный: 12 стрипов по 8 лунок. Макет маркировки на русском языке.

Anti ST2 Antibody Coated Wells	
REF MB 20116	IVD
Микропланшет, 96 лунок, покрытых антителами к ST2, стрипированный 8 x 12 стрипов	
LOT XXXXX XXXX-XX XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

1.2. Лиофилизированный ST2 калибратор (400 нг/флакон, 2 флакона). Макет маркировки на русском языке.

Lyophilized ST2 Calibrator	
REF MB 30116	IVD
Лиофилизированный ST2 калибратор Концентрация: 400 нг/флакон (Восстановление с х.х. мл деионизированной воды)	
LOT XXXXX XXXX-XX XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

1.3. Реагент для разведения калибратора (13 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

ST2 Standart Diluent	
REF MB 10025	IVD
Реагент для разведения калибратора 13 мл	
LOT XXXXX XXXX-XX XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

1.4. Реагент для разведения образца (30 мл/флакон, 2 флакона). Макет маркировки на русском языке.

ST2 Sample Diluent	
REF MB 50116	IVD
Реагент для разведения образца 30 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	


1.5. Реагент биотинилированных антител к ST2 (13 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

Anti ST2 Biotinylated Antibody Reagent	
REF MB 70116	IVD
Реагент биотинилированных антител к ST2 13 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	


1.6. Концентрат конъюгата стрептавидин – HRP 100x (0,2 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

Streptavidin – HRP Conjugate Concentrate	
REF MB 40116	IVD
Концентрат конъюгата стрептавидин-HRP 100x 0,2 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	


1.7. Реагент для разведения конъюгата стрептавидин – HRP (13 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

Streptavidin – HRP Conjugate Diluent	
REF MB 60116	IVD
Реагент для разведения конъюгата стрептавидин-HRP 13 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	


1.8. Промывочный буфер 20x (50 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

Wash Buffer (20x)	
REF MB 10073	IVD
Промывочный буфер 20x 50 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

1.9. ТМБ реагент (11 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.


TMB Reagent	
REF MB 10051	IVD
ТМБ Реагент 11 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

1.10. Стоп раствор (11 мл/флакон, 1 флакон). Макет маркировки на русском языке.

Stop Solution	
REF MB 10074	IVD
Стоп раствор 11 мл	
LOT XXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
	
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния	

Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»



Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).