


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК Пальма»


О.В. Якубович

«14» 05 2018 г

М.П.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

«Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®»

по ТУ 9393-007-17168608-2007

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007 в потребительской таре (картонная коробка)



117104, Россия, г. Москва,
Нагорный пр-д д. 12, корп. 1,
эт. 3, пом. 5, комн. № 15
Тел. +7(495) 921-3719
www.prima-med.ru

Средство перевязочное порошкообразное
СТАТИН-ПАЛЬМА

Масса нетто 10 г.
Качество продукции обеспечено сертификатом
самостоятельного контроля качества, соответствующим
требованиям ГОСТ 13445.
Упаковывается в соответствии с СанПиН 2.1.1.2.00.10
как отходы класса Б.

Условия хранения от +5°C до +40°C

ГУ 9393-007-17168608-2007

Рег.уд. № ФСР 2008/02362

от XX.XX.XXXX



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007 в индивидуальной таре (пакет из бумаги упаковочной)



ИСО 13465 TV 8359-007-17 108609-2007 Ряз.ул. № 6СР 200802362 от 10.12.2008

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть пакет, обработать рану и нанести порошок на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать. Образующийся гель может оставаться на раневой поверхности до полного заживления. Удалять гель и остатки порошка можно раствором антисептика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10, как отходы класса Б.

Условия хранения от +5°C до +40°C.




Партия №

Дата изг.

Годен до





СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 Всыпать порошок на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать. Образующийся гелем может оставаться на раневой поверхности до полного заживления. Удалить гелем и остатком порошка можно раствором антисептика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10, нем отходы класса Б.
 Устойчиво хранится от +5°C до +40°C.



Партия №
 Дата изг.
 Год изг.


№ 1545 от 03.01.17 № 1545 от 03.01.17 № 1545 от 03.01.17

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007- 17168608 -2007 в потребительской таре (пакет из пленки полиэтиленовой)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 8
(восемь) листов

Генеральный директор
ООО «ГК Пальма»




О.В. Якубович

«14» 05 2018 г.

МП



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК Пальма»


О.В. Якубович

«17» 05 2018 г



Макет маркировки упаковки на медицинское изделие
«Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®»
по ТУ 9393-007-17168608-2007

Макет индивидуальной тары (пакет из бумаги упаковочной) медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть пакет, обработать рану и нанести порошок на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать. Образующийся гель может оставаться на раневой поверхности до полного заживления. Удалять гель и остатки порошка можно раствором антисептика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10, как отходы класса Б.

Условия хранения от +5°C до +40°C.



Партия №

Дата изг.

Годен до

ISO 13485 TU 9393-007-17168608-2007 Рег.уд. № ФСР 2008/02362 от XX.XX.XXXX

Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

Макет индивидуальной тары (пакет из бумаги упаковочной) медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007

ООО «ГК ПАЛЬМА»

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ
ПОРОШКООБРАЗНОЕ

СТАТИН

ПАЛЬМА®

масса нетто 5г

СТЕРИЛЬНО

Оказывает гемостатическое,
ранозаживляющее
и защитное действие

4 600951 000249

117105, Россия, г. Москва, Нагорный пр-д,
д. 12, корп. 1, эт. 3, пом. II, ком. № 15
тел. +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть пакет, обработать рану и нанести порошок на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать. Образующийся гель может оставаться на раневой поверхности до полного заживления. Удалять гель и остатки порошка можно раствором антисептика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10, как отходы класса Б.

Условия хранения от +5°C до +40°C.



Партия №

Дата изг.

Голен до

ISO 13485 TU 9393-007-17168608-2007 Рег.уд. № ФСР 2008/02362 от 08.08.2008

Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

Макет индивидуальной тары (пакет из бумаги упаковочной) медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть пакет, обработать рану и нанести порошок на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать. Образующийся гель может оставаться на раневой поверхности до полного заживления. Удалять гель и остатки порошка можно раствором антисептика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10, как отходы класса Б.

Условия хранения от +5°C до +40°C.



Партия №

Дата изг.

Годен до

ISO 13485 TU 9393-007-17168608-2007 Рег.уд. № ФСР 2008.02362 от xx.xx.xxxx

Примечание: размер макета может отличаться от оригинала

Макет потребительской тары (картонная коробка) медицинского изделия «Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007



Макет этикетки на потребительскую тару (пакет из пленки полиэтиленовой) медицинского изделия
«Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА®» по ТУ 9393-007-17168608-2007


 СТЕРИЛЬНО	СТАТИН ПАЛЬМА®	Оказывает гемостатическое, ранозаживляющее и защитное действие	
СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ПОРОШКООБРАЗНОЕ			
50 пакетов по 1 г.		Партия №	
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485. ТУ 9393-007-17168608-2007 Рег.уд. № ФСР 2008/02362 от xx.xx.xxxx. Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б. Условия хранения от +5°C до +40°C. Масса нетто 1 пакета – 1 г.		Дата изг.	
117105, Россия, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 12, корп. 1, эт. 3, пом. II, ком. № 15 тел. +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru		Годен до	
		№ упаковщика	
			
		4 600951 000812	

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6

(шесть) листов

Генеральный директор

ООО «ГК Пальма»



О.В. Якубович

«17» 05 2018 г.

МП

