



С.Г.Ивченко утверждает

исполнительный директор

ОАО «Синтез»

В.Г.Пшеничников

2007 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛИМЕРНЫХ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «СИНТЕЗ»
ТУ 9398-074-00480201-2006**

1. Все процессы, предусмотренные при заполнении контейнеров растворами, сборке, стерилизации, упаковке должны производиться в чистых помещениях (зонах), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249.
2. Заполнение контейнеров растворами производить через технологическую трубку. После заполнения трубку загерметизировать заглушкой или заварить токами высокой частоты.
3. Стерилизовать контейнеры с раствором автоклавированием при температуре 110 ± 2 °С, с противодавлением.

Технический директор

С.Г.Ивченко

Начальник ОГТ-2

М.В.Куркова

22.06.2007 г.