


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

**Комплекс радиочастотный для комбинированного
воздействия на опухоли различной локализации с
принадлежностями «МЕТАТОМ-3»
по ТУ 9444-002-42961630-2015**

Внешний вид комплекса радиочастотного для комбинированного воздействия на опухоли различной локализации с принадлежностями «МЕТАТОМ-3» по ТУ 9444-002-42961630-2015 (ТЕСВ.941612.001)



**Комплекс радиочастотный для комбинированного воздействия
на опухоли различной локализации с принадлежностями
«МЕТАТОМ-3» по ТУ 9444-002-42961630-2015**

Дата изготовления **2015**

Заводской номер **001**

МОНО 70 Вт 100 Ом 440 кГц

~ 220 В, 50 Гц, 330 В·А

БИ 140 Вт 100 Ом

Режим работы повторно кратковременный.

Время непрерывной работы 30 минут.

Затем пауза – 30 минут



IP21



Предприятие-изготовитель:

Закрытое акционерное общество Фирма «ТЕХНОСВЕТ»


г. Москва, Научный проезд, д.20, стр. 3.

Почтовый адрес: 117342, Москва, ул. Введенского, 27-2-157

Тел./факс: (495) 334-17-09, e-mail: technosvet@bk.ru

RS-485

СЕТЬ



Блок управления

комплекса радиочастотного для комбинированного воздействия
на опухоли различной локализации с принадлежностями
«МЕТАТОМ-3» по ТУ 9444-002-42961630-2015

Дата изготовления

2015

Заводской номер

001




IP41

~ 220 В, 50 Гц, 20 В·А

Закрытое акционерное общество Фирма «ТЕХНОСВЕТ»

Тел./факс: (495) 334-17-09, e-mail: technosvet@bk.ru

Маркировка блока управления



Блок генераторный

комплекса радиочастотного для комбинированного воздействия
на опухоли различной локализации с принадлежностями
«МЕТАТОМ-3» по ТУ 9444-002-42961630-2015

Дата изготовления

2015

Заводской номер

001



IP31

~ 220 В, 50 Гц, 220 В·А.

440 кГц


Закрытое акционерное общество Фирма «ТЕХНОСВЕТ»


Тел./факс: (495) 334-17-09, e-mail: technosvet@bk.ru


Маркировка блока генераторного




Маркировка насоса перистальтического BT300-2J










Электроды игольчатые водоохлаждаемые: внешний вид электрода длиной 330 мм и диаметром 1,6 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 330 мм и диаметром 1,6 мм с длиной рабочей части 10 мм (ТЕСВ.943132.003-03), 20 мм (ТЕСВ.943132.003-04) и 30 мм (ТЕСВ.943132.003-05)



Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 10 мм и диаметром 1,6 мм для радиационного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444.002.429610-2015	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
СТЕРИЛЬНО, АСИРОВАНО, НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии	Дата стерилизации
015	03-2015
Годен до 03-2018	



Тел./Факс: (495) 3341749
 e-mail: techsupport@tsn.ru
 www.techsupport.org

09-00005

Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 20 мм и диаметром 1,6 мм для радиационного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444.002.429610-2015	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
СТЕРИЛЬНО, АСИРОВАНО, НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии	Дата стерилизации
015	03-2015
Годен до 03-2018	



Тел./Факс: (495) 3341749
 e-mail: techsupport@tsn.ru
 www.techsupport.org

02-00017

Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 30 мм и диаметром 1,6 мм для радиационного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444.002.429610-2015	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
СТЕРИЛЬНО, АСИРОВАНО, НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии	Дата стерилизации
015	03-2015
Годен до 03-2018	



Тел./Факс: (495) 3341749
 e-mail: techsupport@tsn.ru
 www.techsupport.org

10-00011


Электроды игольчатые водоохлаждаемые: оборотные стороны упаковки электродов длиной 330 мм и диаметром 1,6 мм с длиной 330 мм и диаметром 1,6 мм с длиной рабочей части 10 мм (ТЕСВ.943132.003-03), 20 мм (ТЕСВ.943132.003-04) и 30 мм (ТЕСВ.943132.003-05) крупным планом


 Фирма Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: technosvet@bk.ru www.technosvet.org	Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 10 мм и диаметром 1,6 мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
	Номер партии 015	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018

 Фирма Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: technosvet@bk.ru www.technosvet.org	Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 20 мм и диаметром 1,6 мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
	Номер партии 015	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018


 Фирма Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: technosvet@bk.ru www.technosvet.org	Электрод игольчатый водоохлаждаемый длиной 330 мм, длиной рабочей части 30 мм и диаметром 1,6 мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
	Номер партии 015	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018

Электроды игольчатые водоохлаждаемые: внешний вид электрода длиной 230 мм и диаметром 1,6 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 230 мм и диаметром 1,6 мм с длиной рабочей части 10 мм (ТЕСВ.943132.003), 20 мм (ТЕСВ.943132.003-01) и 30 мм (ТЕСВ.943132.003-02)










Электроды игольчатые инфузионные: внешний вид электрода длиной 300 мм и диаметром 1,2 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 300 мм и диаметром 1,2 мм с длиной рабочей части 10 мм (ТЕСВ.943132.004-01), 20 мм (ТЕСВ.943132.004-03) и 30 мм (ТЕСВ.943132.004-05)





Электроды игольчатые инфузионные: внешний вид электрода длиной 300 мм и диаметром 1,6 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 300 мм и диаметром 1,6 мм с длиной рабочей части 20 мм (ТЕСВ.943132.004-07) и 30 мм (ТЕСВ.943132.004-09)



Электроды игольчатые инфузионные: внешний вид электрода длиной 200 мм и диаметром 1,2 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 200 мм и диаметром 1,2 мм с длиной рабочей части 10 мм (ТЕСВ.943132.004), 20 мм (ТЕСВ.943132.004-02) и 30 мм (ТЕСВ.943132.004-04)



Электроды игольчатые инфузионные: внешний вид электрода длиной 200 мм и диаметром 1,6 мм в упаковке, а также оборотные стороны упаковки электродов длиной 200 мм и диаметром 1,6 мм с длиной рабочей части 20 мм (ТЕСВ.943132.004-06) и 30 мм (ТЕСВ.943132.004-08)



Рабочая часть длиной 10 мм

Рабочая часть длиной 20 мм

Рабочая часть длиной 30 мм

Рабочие части
электрода игольчатого
водоохлаждаемого
диаметром 1,6 мм

Рабочая часть длиной 20 мм с отверстиями

Рабочая часть длиной 30 мм с отверстиями

Рабочие части
электрода игольчатого
инфузионного
диаметром 1,6 мм


Рабочая часть длиной 10 мм с отверстиями

Рабочая часть длиной 20 мм с отверстиями

Рабочая часть длиной 30 мм с отверстиями

Рабочие части
электрода игольчатого
инфузионного
диаметром 1,2 мм

Внешний вид электродов гибких



Электроды гибкие: внешний вид электрода гибкого длиной 610 мм с рабочей частью 20 мм без упаковки и оборотные стороны упаковки электродов длиной 610 мм с длиной рабочей части 20 мм (ТЕСВ.943132.005-02) и 30 мм (ТЕСВ.943132.005-03)

21-00012



Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

Электрод гибкий

длиной 610 мм с длиной рабочей части 20 мм
для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3»
ТУ 9444-002-42961630-2015

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

Номер партии
015

Дата стерилизации
03-2015

Годен до
03-2018

22-00015



Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

Электрод гибкий

длиной 610 мм с длиной рабочей части 30 мм
для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3»
ТУ 9444-002-42961630-2015

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

Номер партии
015


Дата стерилизации
03-2015

Годен до
03-2018

Электрод гибкий длиной 400 мм с длиной рабочей части 20 мм (ТЕСВ.943132.005) и обратная сторона упаковки с электродом

03-00023

Электрод гибкий длиной 400 мм с длиной рабочей части 20 мм для радиочастотного комплекса «МЕГАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии 015	Дата стерилизации 03-2015
Годен до 03-2018	



Тел./Факс: (495) 334-17-09
 e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org




Электрод гибкий длиной 400 мм с длиной рабочей части 30 мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015	
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии 015	Дата стерилизации 03-2015
Годен до 03-2018	



Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

20-00015



Внешний вид системы многоэлектродной круговой диаметром 40 мм с длиной электродов 230 мм (ТЕСВ.943132.008)

Четыре электрода водоохлаждаемых

Держатель электродов

Внешний вид систем многоэлектродных круговых диаметром 40 мм с длиной электродов 330 мм (ТЕСВ.943132.008-01) и 230 мм (ТЕСВ.943132.008) в упаковках

Система многоэлектродная
круговая диаметром 40 мм и
длиной электродов 330 мм

Система многоэлектродная
круговая диаметром 40 мм и
длиной электродов 230 мм

Оборотная сторона упаковки с системой многоэлектродной круговой диаметром 40 мм с длиной электродов 230 мм (ТЕСВ.943132.008)

1210 24-00015



Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

**Система многоэлектродная
круговая**

диаметром 40 мм с длиной электродов 230 мм
для радиочастотного комплекса
«МЕТАТОМ-3»

ТУ 9444-002-42961630-2015

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ
ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

Номер партии	Дата стерилизации	Годен до
012	03-2015	03-2018

Крупный план этикетки системы многоэлектродной круговой диаметром 40 мм с длиной электродов 330 мм (ТЕСВ.943132.008-01)

Система многоэлектродная круговая

**диаметром 40 мм с длиной электродов 330 мм
для радиочастотного комплекса
«МЕТАТОМ-3»**

ТУ 9444-002-42961630-2015

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ
ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

Номер партии 012	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018
---------------------	------------------------------	---------------------



Фирма
Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

28-00020

Внешний вид систем многоэлектродных линейных длиной 40 мм с длиной электродов 330 мм (ТЕСВ.943132.007) и 230 мм (ТЕСВ.943132.007-01)

Система многоэлектродная
линейная длиной 40 мм и
длиной электродов 330 мм

Держатель
электродов

Направляющая
планка


Система многоэлектродная
линейная длиной 40 мм и
длиной электродов 330 мм

Держатель
электродов


Направляющая
планка

Внешний вид систем многоэлектродных линейных длиной 40 мм с длиной электродов 330 мм (ТЕСВ.943132.007) и 230 мм (ТЕСВ.943132.007-01) в упаковках


Система многоэлектродная
линейная длиной 40 мм и
длиной электродов 330 мм



Система многоэлектродная
линейная длиной 40 мм и
длиной электродов 330 мм



Система многоэлектродная линейная длиной 40 мм с длиной электродов 230 мм
(ТЕСВ.943132.007-01) в упаковке (оборотная сторона)

 Тел./факс: (495) 334-17-09 e-mail: info@tksvet.ru www.tksvet.org		Система многоэлектродная линейная длина 40 мм с длиной электродов 230 мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3»	
		ТУ 9444-002-42861630-2015	
		ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
		СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО	
		СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ	
		НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ	
		ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ	
Номер партии	012	Дата стерилизации	03-2015
		Годен до	03-2018

5020 24-00015



Тел./Факс: (495) 334-17-09
e-mail: technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

Система многоэлектродная линейная

длинной 40 мм с длиной электродов 330 мм
для радиочастотного комплекса
«МЕТАТОМ-3»

ТУ 9444-002-42961630-2015

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ
ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

Номер партии	Дата стерилизации	Годен до
012	03-2015	03-2018

Система многоэлектродная круговая монополярная
диаметром 10 мм (ТЕСВ.943132.006): внешний вид и упаковка





Контакт для подключения
к держателю
монополярных электродов



Изолированные
части игл

Рабочие части
игл

Система многоэлектродная линейная монополярная
(ТЕСВ.943132.009) длиной 15 мм: внешний вид и упаковка




Контакт для подключения
к держателю
монополярных электродов

Изолированные
части игл

Рабочие части
игл

**Система многоэлектродная линейная монополярная
длиной 25 мм (ТЕСВ.943132.009-01): внешний вид и упаковка**




Контакт для подключения
к держателю
монополярных электродов

Изолированные
части игл


Рабочие
части игл

Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: techno@vet@bk.ru www.techno@vet.org	Система многоэкстродная линейная монополярная длинной <u>35</u> мм для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
Номер штриха 012	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018	



Изолированные части игл

Рабочие части игл






31-00007


 Фирма ТехноСет Тел./Факс: (495) 334-17-00 e-mail: info@technoset.ru www.technoset.org	Система охлаждения одного электрода для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРОКСИДНО-ПЛАЗМЕННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
Номер партии	Дата стерилизации	Годен до	
014	03-2015	03-2018	






Система охлаждения двух электродов для радиационного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015 ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ			
СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛИЗАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРОКСИДНО-ПЛАЗМЕННАЯ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ			
Тел. (495) 334-1709 e-mail: techserv@nirp.ru www.techserv.ru	Номер партии 014	Дата стерилизации 03-2015	Годен до 03-2018

32-00004





33-00010

 Тех. (Изм. 2015) 334-01-01 E-mail: info@cirm.ru www.goszdravnadzor.ru	Система охлаждения четырех электродов для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-4761630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АНИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ		
	ПЕРОКСИДНО-ПЛАЗМЕННАЯ		
Идентификационный номер	Дата стерилизации	Срок годности	
014	03-2015	03-2018	

Держатели лезвий электрода скальпеля №3 (ТЕСВ.942254.002) и №4 (ТЕСВ.942254.002-01) обратная сторона упаковки и внешний вид без упаковки

04-00012

 ТехноСвет Фирма Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: technosvet@bk.ru www.technosvet.org	Держатель лезвий электрода-скальпеля №3 для радиочастотного комплекса «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
Номер партии	Дата стерилизации	Годен до	
012	03-2015	03-2018	



Держатель
лезвия


30-00018

 ТехноСвет Фирма Тел./Факс: (495) 334-17-09 e-mail: technosvet@bk.ru www.technosvet.org	Держатель лезвий электрода-скальпеля №4 для радиочастотного комплекса . «МЕТАТОМ-3» ТУ 9444-002-42961630-2015		
	ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО		
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ		
	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ		
Номер партии	Дата стерилизации	Годен до	
012	03-2015	03-2018	


Контакт для
подключения к
держателю
монополярных
электродов


Лезвия №10 (РУ ФС №2006/912) для держателя лезвий № 3(сверху) и лезвия №20 (РУ ФС №2006/912) для держателя лезвий № 4 (снизу) без упаковки и в индивидуальной упаковке.



Лезвие №10



Лезвие №20










Контактная площадка для
соединения с разъемом
кабеля нейтрального
электрода

Штуцер для подключения
к электроду




Штуцер для подключения к
шприцу









Разъем для подключения к
блоку управления


Разъем для подключения к
насосу перистальтическому
либо к генераторному блоку

Провод соединительный (артикул ML 4G/B)



Разъем для подключения к
блоку управления

Разъем для подключения к
блоку генераторному



Разъем для подключения к
блоку управления или
блоку генераторному

Разъем для подключения к
нейтральному электроду



Разъем для подключения к
блоку генераторному

Ручка-держатель для
подключения монополярных
электродов



