

АНАЛИЗАТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
АСКА 2-01- «АСТРА»

Маркировка
АСТР.054954.002МК



**ООО «Научно-производственный центр
«Астра»**

✉ 450076 г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60/1 корпус 5, офис 310
☎ (347) 246-00-56, 274-42-83, 250-16-19
🌐 E-mail: astra@astra-ufa.ru
internet: www.astra-ufa.ru

г. Уфа

Оглавление


ВВЕДЕНИЕ	3
1 Маркировка блока анализатора	5
2 Маркировка упаковки кювет одноразовых.....	6
3 <i>Маркировка стержней магнитных мешалок для кюветы</i>	7
4 Маркировка штатива.....	8
5 Маркировка вспомогательных кювет.....	8
6 Маркировка на упаковочной таре.....	9

ВВЕДЕНИЕ


Настоящий документ содержит полный набор всех маркировок, относящихся к Анализатору свертывания крови двухканальному автоматизированному АСКa 2-01- «АСТРА» (в дальнейшем анализатор), его составным частям и упаковке.

1) В состав анализатора входит:

- Блок анализатора




- Кювета
одноразовая



- Стержень
магнитной
мешалки для
кюветы



- Штатив для кювет



- Вспомогательные
кюветы



2) Для маркировки используются следующие символы (Таблица 1):

Таблица 1

Номер символа	Символ или информация	Наименование символа или описание информации	Документ
1		Хрупкое, осторожно.	ГОСТ 14192-96
2		Беречь от влаги	ГОСТ 14192-96
3		Верх	ГОСТ 14192-96
4		Штабелировать запрещается	ГОСТ 14192-96
5		Знак «Производитель»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
6		Товарный знак предприятия-производителя (ООО «НПЦ «Астра»)	Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №219126
7		Знак «Порядковый номер изделия»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
8		Знак «Дата изготовления»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
		Знак «Ознакомьтесь с инструкцией»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
10		Знак «ин-витро»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
11		Знак «Не использовать повторно»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010
12		Знак «Номер по каталогу»	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010

1 Маркировка блока анализатора

1.1 На лицевой панели блока анализатора (рисунок 1) нанесены:

- товарный знак предприятия-производителя;
- наименование прибора;
- наименование светодиода «СЕТЬ»;
- наименование светодиода «°C»;
- обозначения областей на индикаторах «ВРЕМЯ» и «СЕКУНДЫ»;
- наименования групп кнопок «Канал I» и «Канал II».



Рисунок 1. Лицевая панель блока анализатора

Маркировка выполнена типографским способом и устойчива к дезинфекции.

1.2 На задней панели блока анализатора (рисунок 2) нанесены:

- название анализатора и номер ТУ;
- товарный знак предприятия-производителя и его наименование;
- обозначение зоны для поверочного клейма «Клеймо поверителя»;
- обозначение тумблера «СЕТЬ»;
- обозначение места для предохранителей «2А»;
- обозначение разъема под сетевую кабель «220В»;
- обозначение места для указания заводского номера «Зав.№».



Рисунок 2. Задняя панель блока анализатора

Маркировка выполнена типографским способом и устойчива к дезинфекции.

Внешний вид блоков анализатора показан на рисунке 3.




Рисунок 3. Блок анализатора АСКв 2-01-АСТРА

2 Маркировка упаковки кювет одноразовых




Рисунок 4. Этикетка кюветы одноразовой

На этикетке упаковки (рисунок 4) кювет нанесено:

- знак «Производитель»,
- товарный знак,
- адрес производителя,
- наименование изделия,
- номер технических условий,
- но мер регистрационного удостоверения,
- количество в упаковке,
- каталожный номер
- знак «in-vitro»
- дата изготовления

- знак «Не использовать дважды»

Внешний вид кюветы одноразовой с маркировкой (рисунок 5).




Рисунок 5. Упаковка кювет одноразовых с маркировкой

3 Маркировка стержней магнитных мешалок для кюветы



Рисунок 6. Этикетка стержней магнитных мешалок для кюветы

На этикетке упаковки стержней магнитных мешалок для кюветы (рисунок 6) нанесено:

- знак «Производитель»,
- товарный знак,
- адрес производителя,
- наименование изделия,
- номер регистрации,
- количество в упаковке,
- каталожный номер,
- знак «in-vitro»,
- знак «Не использовать дважды».




Рисунок 7. Упаковка стержней магнитных мешалок для кюветы с маркировкой

Внешний вид упаковки стержней магнитных мешалок для кюветы (рисунок 7).

4 Маркировка штатива



Рисунок 8. Этикетка штатива




Рисунок 9. Штатив с маркировкой

На этикетке штатива (рисунок 8) нанесены:

- наименование изделия
- номер технических условий,
- знак «Производитель»,
- товарный знак,
- знак «in-vitro»
- E-mail производителя,
- каталожный номер.

Внешний вид штатива с маркировкой (рисунок 9).

Маркировка выполнена типографским способом и устойчива к дезинфекции.

5 Маркировка вспомогательных кювет




Рисунок 10. Этикетка кювет вспомогательных

На этикетке упаковки вспомогательных кювет (рисунок 10) нанесено:

- знак «Производитель»,
- товарный знак,
- адрес производителя,
- наименование изделия,
- номер регистрационного удостоверения,
- количество в упаковке,
- каталожный номер,
- знак «in-vitro»,
- знак «Ознакомьтесь с

инструкцией»,

Внешний вид вспомогательных
кувет с маркировкой (рисунок 11).



Рисунок 11. Вспомогательные кюветы с маркировкой

6 Маркировка на упаковочной таре

На упаковочную тару наклеивается этикетка с информацией (рисунок 12):

- название анализатора,
- номер технологических условий,
- номер регистрационного удостоверения,
- товарный знак производителя,
- адрес производителя,
- наименование производителя,
- знак «Производитель»,
- знак «Порядковый номер изделия»,
- знак «Дата изготовления»,
- знак «ин-витро».




Рисунок 12. Упаковочная этикетка блока анализатора

На упаковочную тару наносятся следующие символы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010 (рисунок 13):

- «Хрупкое. Осторожно»
- «Беречь от влаги»
- «Верх»
- «Штабелировать запрещается»



Рисунок 13. Символы тары

Внешний вид упаковки анализатора «АСКа 2-01-АСТРА» представлен на рисунке 14. Этикетки выполнены на принтере.




Рисунок 14. Упаковочная тара анализатора «АСКа 2-01-АСТРА»

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входяш ий № сопров одитель ного докум.. дата	Дата
	Измен.	Замен.	Новых	Изъя- тых				

№ 11

г. Петрозаводск

30.05.18



