

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
заявителя
Соколенко Т.Г.
«24» марта 2008 г.
М.п.

организации

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Подгузники для страдающих недержанием «TENA Flex Super Small»

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Поясной дышащий подгузник ТЕНА Флекс – универсальный тип подгузника, предназначен как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- «дышащий» материал обеспечивает особый комфорт для кожи пациента и исключает развитие «парникового» эффекта;
- мягкий, пропускающий воздух пояс упрощает процедуру замены подгузника;
- благодаря гофрированной резинке на поясе, подгузник плотно прилегает к телу и тем самым препятствует протеканию;
- двойные барьеры по бокам подгузника обеспечивают дополнительную защиту от протекания;
- индикатор жидкости, расположенный на передней поверхности подгузника, окрашивается в синий цвет. Это указывает на необходимость замены подгузника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть надеть подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоразового крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации


(подпись)

Тюлюпин М.В.

TENA FLEX

ТЕНА ФЛЕКС – ПОЯСНОЙ ДЫШАЩИЙ ПОДГУЗНИК

Поясной дышащий подгузник **ТЕНА флекс** - универсальный тип подгузника, предназначен как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.


ТЕНА флекс возможно одевать и без посторонней помощи!

ТЕНА флекс - уникальный подгузник при уходе за взрослыми и подростками. Это первый подгузник, изготовленный из специального «дышащего Air Dry Layer» материала, пропускающего воздух. Этот материал создаёт благоприятную среду для покрытых подгузником участков кожи, защищая от раздражения и последующего инфицирования. Мягкий нетканый воздухопроницаемый материал фиксируется застёжками - липучками многоразового крепления, не прилипающими к рукам перчаткам. **Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.** Замена подгузника легка и не обременительна для медперсонала.

Преимущества изделия:

- «дышащий» материал обеспечивает особый комфорт для кожи пациента и исключает развитие «парникового» эффекта;
- мягкий, пропускающий воздух пояс, упрощает процедуру замены подгузника; благодаря гофрированной резинке на поясе, подгузник плотно прилегает к телу и, тем самым, препятствует протеканию;
- двойные барьеры по бокам подгузника обеспечивают дополнительную защиту от протекания;
- индикатор жидкости, расположенный на передней поверхности подгузника, окрашивается в синий цвет. Это указывает на необходимость замены подгузника;

Использование **ТЕНА флекс** требует навыков. Подгузник не предназначен для тучных людей. При правильном подборе **ТЕНА флекс** способен обеспечить максимальный комфорт и снизить риск образования пролежней. При соблюдении правил крепления гарантируется высокая эффективность и отсутствие дискомфорта, связанного с использованием обычных подгузников.



Изделие	Объем талии, см	Кол - во штук в упаковке	*Максимальная впитываемость, мл
ТЕНА флекс Плюс М	70-105	30	1890
ТЕНА флекс Плюс L	85-125	30	2010
ТЕНА флекс Супер М	70-105	28/10	2240
ТЕНА флекс Супер L	85-125	28/10	2490
ТЕНА флекс Супер XL	105-155	28	3210

* Rottwell – впитываемость изделия в результате лабораторного исследования



– улучшает действительность

ТЕЛЕФОНЫ:

Москва (офис) 8 (495) 967-33-67 доб. 212
С-Петербург (офис) 8 (812) 718-19-58

