

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

Акопян К.А.

«29» ноября 2011 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

Урологические впитывающие вкладыши для людей, страдающих недержанием TENA Comfort Normal, TENA Comfort Plus, TENA Comfort Plus Medium, TENA Comfort Plus Large, TENA Comfort Extra, TENA Comfort Super, TENA Comfort Maxi

Производства: «SCA Hygiene Products Sp. z o.o.», Польша

НАЗНАЧЕНИЕ.

ТЕНА Комфорт - урологические вкладыши, для больных со средней и тяжелой формами недержания мочи. Подходят для ухода как за подвижными, так и за малоподвижными пациентами, сохраняющими способность к самообслуживанию.

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

- быстро впитывают;
- подходят для дня и ночи;
- состоят из гипоаллергенного нетканого мягкого верхнего слоя, затем нескольких слоев распушенной целлюлозы, и непромокаемый нижний слой.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

- 1) В положении стоя: Натяните фиксирующие трусы до коленей, расположите вкладыш между ног и расправьте его. Натяните фиксирующие трусы.
- 2) В положении лежа: Расположите вкладыш между ног спереди назад. Расправьте вкладыш и натяните трусы, убедившись, что продукт надёжно зафиксирован в паховой области.
- 3) Использованные вкладыши следует утилизировать в соответствии с общими рекомендациями.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Генеральный директор _____

Акопян К.А.

(подпись)